

Workshop: AL 天平连接打印机 RS-P28 实现统计/求和功能

AL天平可通过连接打印机RS-P28，实现统计、求和功能，满足客户需求。

操作练习的目的：

了解 AL 分析天平如何连接 RS-P28 打印机，实现统计/求和功能。

1. 准备

- 连通打印机与天平（指示灯持续亮起）。

2. 调用统计应用功能

- 短按  键，启动“统计应用”功能（指示灯亮）
- 添加新样品，短按  键，启动“M+”功能
- 若需要打印部分统计，短按  键
- 长按  键，打印并结束“统计应用”功能（指示灯灭）

3. 调用求和应用功能

- 短按  键，启动“求和应用”功能（指示灯亮）
- 添加新样品，短按  键，启动“M+”功能
- 若需要打印部分统计，短按  键
- 长按  键，打印并结束“统计应用”功能（指示灯灭）