

LabX Direct 软件的注册及使用方法


LabX Direct Balance / Moisture 软件是将称量数据从天平/卤素水份仪传输到开放式的活动窗口（例如 MS-Excel 工作表）的一种极其简单的软件。

操作练习的目的：

- 天平：当按下天平的打印键，所需的数据才能传输至指定活动单元格内。
- 水分测定仪：自动将各设置时间点的样品称量值自动传输至指定活动单元格内。

1. 注册方法：

正确安装了 LabX Direct 软件后，当第一次打开软件时，会出现注册提示信息（见下图）。您需要登陆网站来进行产品的注册，并获取序列号。具体步骤如下：



1. 点击 www.mt.com/register-labX 或在 IE 地址栏内直接输入该网址，出现注册页面。并选择需要注册的软件。
2. 填写各种所需信息（带*号为必填项目），并在“**电脑硬件序列号**”一栏中输入提示信息框中②处的数字。填写完毕后按确定键递交。
3. 十分钟后，系统便会将软件的序列号发送至刚才您注册的 E-Mail 邮箱中。请将序列号输入提示信息框的③处，并按 OK 确定。软件即可正常使用。

2. 使用方法：

1) 根据仪器具有的通讯接口，选择以下适合的连接及设置方法：

- 对于具有 **RS232 接口** 的天平或快速水分测定仪，使用标准 RS232 9m-9f 数据线将天平或快速水分测定仪和电脑进行连接，并在仪器的外围设备菜单中设置各种通讯参数(在“Printer”模式下，设置“波特率/数据位/奇偶校验位/停止位/握手信号”，具体设置方法请查阅仪器操作说明书)，使其和 LabX Direct 软件的通讯参数设置一致
- 对于具有 **LocalCAN 接口** 的天平或快速水分测定仪，使用 LC-RS9 数据线将天平或快速水分测定仪和电脑进行连接，并打开 LC-RS9 数据线中间小盒上的门，设置各种通讯参数(在“Printer”模式下，设置“波特率/数据位/奇偶校验位/停止位/握手

信号”，具体设置方法请查阅 LC-RS9 的操作说明书)，使其和 LabX Direct 软件的通讯参数设置一致(软件通讯参数的具体设置方法请参考软件操作说明书)。

- 2) 对于快速水分测定仪，如需实现数据传输，必须启动水分测定仪的打印功能，并设置传输数据的时间间隔(具体设置方法请查阅仪器操作说明书)。
- 3) 在 LabX Direct 软件内，选择所需记录的信息内容(时间日期/仪器型号/称量结果.....)，并编辑输出格式。
- 4) 新建 Excel 文件或打开已编辑的 Excel 模版，将光标放置于需要输入的第一个单元格。
(该 Excel 文件必须为当前窗口)
- 5) 按下天平打印键，或启动快速水分测定仪进行样品水分测定，数据即可传输至 Excel 文件内指定位置。