

## Workshop: XP 天平+RS-P26 实现结果记录功能

超越系列天平可选配 RS-P26 打印机实现结果记录功能。使用 RS-P26 打印机连接经典系列天平，也可以实现带日期时间的结果记录功能(经典系列天平不含日期时间功能)。


### 操作练习的目的：

了解 XP 分析天平如何连接 RS-P26 打印机，实现结果记录功能。如何设置 RS-P26 的打印日期时间。




#### 9.1 准备

连通打印机与天平（指示灯持续亮起），使用天平显示器查看打印机菜单显示情况。



#### 9.2 设置打印机日期

	<p>长按打印机  键，直到天平显示“reset”为止，即为进入菜单。</p>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的日“Day”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的月“Month”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的年“Year”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>长按打印机  键，直到天平显示“Stored”为止，即为保存菜单。</p>

## 9.3 设置打印机时间

	<p>长按打印机  键，直到天平显示“reset”为止，即为进入菜单。</p>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的分钟“Min”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的小时“Hour”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>长按打印机  键，直到天平显示“Stored”为止，即为保存菜单。</p>

## 9.4 设置打印机日期、时间格式

	<p>长按打印机  键，直到天平显示“reset”为止，即为进入菜单。</p>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的日期格式“DD.MMM.YYY”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>短按打印机  键，选择菜单选项中的时间格式“24:MM:SS”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul>
	<p>长按打印机  键，直到天平显示“Stored”为止，即为保存菜单。</p>

## 9.5 打印日期、时间

- 手动打印：短按打印机  键，即可打印日期、时间信息。
- 自动打印：每次打印称量值时，即可打印日期、时间信息。

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">*MENU</div> <div style="text-align: center;">▼</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*rESEt</div>	长按打印机  键，直到天平显示“reset”为止，即为进入菜单。
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">no Hdr  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">d t Hdr</div>	短按打印机  键，选择菜单选项中的打印标题“No Header”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 向上改变短按打印机  键，</li> <li>➤ 向下改变短按打印机  键。</li> </ul> 选择“Date/Time”，标题打印时间、日期。
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*StorEd</div>	长按打印机  键，直到天平显示“Stored”为止，即为保存菜单。