
# **Bedienungsanleitung**

METTLER TOLEDO Bidirektionale Datenschnittstelle der J-Waagen

Option 018





### Bidirektionale Datenschnittstelle (CL/RS232C) der J-Waagen und BB Waagen

Die METTLER TOLEDO J-Waagen lassen sich mit einer bidirektionalen Datenschnittstelle ausrüsten. Über 20-mA-Current-Loop oder RS232C kann die J-Waage BB Wägeresultate an einen Datenaufnehmer (Computer, Terminal, Drucker usw.) übertragen. Gleichzeitig kann sie aber auch Befehle empfangen und diese ausführen (Vollduplex-Betrieb). Damit ist es möglich, die J-Waage in ein gesteuertes Wägesystem zu integrieren.

Im bidirektionalen Betrieb stehen damit folgende Funktionen zur Verfügung:

- Automatisches Übertragen von Messwerten
- Tarieren und Taravorabzug
- Umrechnen des Wägeresultats (Skalierung)
- Ansteuern der Waagenanzeige

Diese Bedienungsanleitung gilt für AJ, PJ sowie für BB Waagen.

Einbau der bidirektionalen Datenschnittstelle siehe Seite 22.

### Konfigurieren der Schnittstellenparameter (I-Face)

Wenn die Schnittstellenplatine eingebaut ist, können nebenstehende Schnittstellenparameter gewählt werden.

#### Vorgehen:

- Waage ausschalten. → Standby
- Bedientaste drücken und gedrückt halten bis
- Taste loslassen.

onF - erscheint.

rESEŁ

erscheint.

Anzeige dunkel.

### Einstellung der Standardparameter (unterstrichen):

- Taste drücken und gedrückt halten
  - bis

Für <u>andere</u> Einstellungen:

- Nach
   Taste kurz drücken.
- Taste lang drücken,
   bis der erste
   Parameter erscheint.
- Angezeigten Parameter akzeptieren
- Parameter ändern

- yES -Endy 8888889
- erscheint.
- rE5EŁ
  - t-FREE erscheint (Interface
    - (Interface = Schnittstelle).
      - PSE
    - Taste gedrückt halten, bis der nächste erscheint.
    - → Taste kurz drücken.

#### <u>Datenübertragungsart (siehe "Datenausgabe"):</u>

- 5. 566 stillstehende Einzelwerte
- 5. RLL momentane Einzelwerte (stillstehend oder nicht)
- 5. Ruko stillstehender Einzelwert nach jeder Gewichtsänderung
- 5. Cont alle Werte, kontinuierlich
  - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate):
- Ь ! ID 110 Baud
- *5 2*400 Baud
- Ь 9500 9600 Baud


Parität:

- P -E Even (gerade)
- P 0 Odd (ungerade)
- P -N- Mark (markiert)
- P -5- Space (leer)
  - Pause zwischen Datenzeilen und Handshake:
- PSE QQ für schnelle Datenaufnehmer (Computer usw.)
- PSE HS Handshake-Leitung auswerten
- PSE 20 Für langsame Datenaufnehmer (Drucker usw.)
  - Printbefehl (Auslösen der Datenübertragung):
- Preoff Kein Auslösen mit Bedientaste der Waage
- Prk on Auslösen mit Bedientaste der Waage
- Taste gedrückt halten bis Anzeigekontrolle erscheint.

#### **Vorbereitung**


Vorbereitung 4

### Anschluss von Geräten mit Currentloop-Schnittstelle




Der METTLER TOLEDO Drucker GA44 kann ohne weitere Vorkehrungen an der J-Waage (in Standardkonfiguration) angeschlossen werden. Das Kabel dazu liegt dem Drucker bei (für Nachbezug: Bestell-Nr. 47926).

Für andere Geräte muss das Kabel separat bestellt werden: Bestell-Nr. 47936.



Das Kabel 47936 ist wie nebenstehend verdrahtet.


Es kann direkt verwendet werden für den Anschluss an METTLER TOLEDO CL-Geräte.





Werden Fremdgeräte mit Currentloop-Schnittstelle an einer J-Waage angeschlossen, müssen diese die Stromspeisung übernehmen. Dabei sind unbedingt die Grenzdaten zu beachten. Sie sind im Register "Schnittstellen" umrissen.

Nebenstehendes Verdrahtungsschema zeigt, wie das Kabel für ein Fremdgerät mit Currentloop-Schnittstelle verdrahtet wird.

#### Anschluss von Geräten mit RS232C-Schnittstelle







Das Kabel für Geräte mit RS232C-Schnittstelle muss separat bestellt werden:

Bestell-Nr. 33640 (männlich) oder 33995 (weiblich)

Für folgende Geräte sind fertige Kabel erhältlich:

Drucker EPSON P-40 Bestell-Nr. 33688

Computer EPSON PX-4 33982

HX-20 33955

Je nachdem, ob das anzuschliessende Gerät ein Datenendgerät (DTE) oder ein Datenübertragungsgerät (DCE) ist, wird das Kabel folgendermassen verdrahtet:

#### Verdrahtung für Datenendgeräte:

Pin 2: grünes Kabel (Empfangsdaten der Waage)

Pin 3: braunes Kabel (Datenausgang der Waage)

Pin 7: weisses Kabel (Signalerde)

Pin 4 oder 20: gelbes Kabel (Handshake)

zusätzlich, falls vom Fremdgerät benötigt: freien Handshake-Anschluss (Pin 4 oder 20) mit Pins 5 (CTS), 6 (DSR) und 8 (DCD) fest verbinden.

#### Verdrahtung für Datenübertragungsgeräte:

Pin 2: braunes Kabel (Datenausgang der Waage)

Pin 3: grünes Kabel (Empfangsdaten der Waage)

Pin 7: weisses Kabel (Signalerde)

Pin 5 oder 6: gelbes Kabel (Handshake)

zusätzlich, falls vom Fremdgerät benötigt: freien Handshake-Anschluss Pin 5 (CTS) mit Pin 4 (RTS) oder mit Pin 20 (DTR) fest verbinden oder Pin 6 (DSR) mit Pin 4 (RTS) oder mit Pin 20 (DTR) fest verbinden.

Vorbereitung 5

Schnittstellen 6

### Schnittstellenbeschreibung

Die METTLER TOLEDO J- und BB Waagen verfügen über eine RS232C-Spannungsschnittstelle und eine passive 20-mA-Linienstromschnittstelle (Currentloop CL).

Diese Schnittstellen können sowohl unidirektional als auch im bidirektionalen Vollduplex-Betrieb benutzt werden. Die Datenausgänge beider Schnittstellen arbeiten parallel. Es kann aber nur der eine oder andere Eingang verwendet werden.

Der Befehlseingang ist aktiv, sobald die Anzeige eingeschaltet ist. Die Datenausgänge bleiben blockiert, bis die Einschaltroutine abgeschlossen worden ist.

Übertragungsprinzip: bitseriell, asynchron (1 Startbit)

7-Bit-Code ASCII-ISO646 + Paritätsbit

1 Stoppbit (Empfang), 2 Stoppbits (Senden)

Wird die Schnittstelle bei bidirektionalem Betrieb für die Zeit von 10 aufeinanderfolgenden Zeichen unterbrochen, liegt ein BREAK-Zustand vor, d.h. sämtliche Funktionen, die mit Befehlen über die Schnittstelle ausgelöst wurden (Übertragungsart, Taravorabzug, Textanzeige usw.), werden zurückgesetzt (Reset). Die Waage arbeitet wieder so, wie sie konfiguriert wurde.

Die Konfiguration der Schnittstellenparameter ist im Register "Vorbereitung" beschrieben.

Betriebsarten:

Freilaufender Schnittstellenbetrieb (Free Mode)

Gesteuerter Schnittstellenbetrieb
(Handshake Mode)
Software-Handshake gemäss "Technisches
Informations Bulletin" TIB: "Die METTLER TOLEDO
CL-Schnittstelle". Bestell-Nr. Im Kap. "Allgemeines
zur METTLER TOLEDO CL-Schnittstelle"

Datenverlust können folgendermassen gezielt verhindert werden, ohne dass zusätzliche Handshake-Leitungen nötig sind:

- 1. Mit dem gesteuerten Schnittstellenbetrieb (Software-Handshake)
- 2. Mit einer <u>einstellbaren Pausenzeit</u> zwischen den Datenstrings bis zu 2 Sekunden.
- 3. Durch <u>Einzelabfrage</u> der Resultate mit dem Befehl SI C<sub>R</sub>L<sub>F</sub>. Wenn die Waage kein gültiges Resultat bereitstellen kann, sendet sie sofort "SI". Der steuernde Rechner ist also jederzeit informiert, dass er nochmals einen Messwert abfragen muss.

Diese Betriebsarten können ebenfalls für die RS232C-Schnittstelle verwendt werden. Ausserdem kann unten beschriebenes Hardware-Handshake benutzt werden.

#### Hardware-Handshake RS232C


Mit Hilfe einer separaten Signalleitung kann die J-Waage bei der Übertragung von Werten über die RS232C-Schnittstelle "gebremst" werden, d.h. die Waage sendet nur dann Daten, wenn das angeschlossene Gerät Bereitschaft meldet. Dafür muss das angeschlossene Gerät den Handshake-Betrieb unterstützen, und die geeignete Verkabelung angewendet werden (siehe "Vorbereitung").

Die Auswertung des Signals erfolgt, wenn in der Konfiguration "PSE HS" gesetzt wurde und wenn die Leitung wirklich beschaltet ist.

Liegt an der Hanshake-Leitung eine positive Spannung, oder ist sie offen, so sendet die Waage. Bei negativer Spannung sendet sie nicht. Wechselt der Pegel während einer Übertragung von positiv auf negativ, so werden höchstens noch 2 Zeichen übertragen.

Wird diese Handshake-Funktion verwendet, so darf nebenstehende Transfer-Funktion nicht benutzt werden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Datenübertragung mit der Bedientaste der Waage auszulösen (Konfiguration: Prt on → Menü: Print).

#### Transferfunktion mit Zusatztaste



Die Datenübertragung kann mit einer Handtaste oder Fusstaste ausgelöst werden. Dazu wird ein Adapter benötigt (Bestell-Nr. 47473).

Handtaste Bestell-Nr. 42500 Fusstaste 46278

Wird diese Art der Transferauslösung (oder die PRT-Taste am Drucker GA44) verwendet, so ist die nebenstehend beschriebene Handshake-Funktion ausgeschlossen.

Mehr über das Auslösen der Datenübertragung erfahren Sie im Register "Datenausgabe".

7

Schnittstellen

Schnittstellen


### Allgemeines zur METTLER TOLEDO CL-Schnittstelle

Technische Daten: 20-mA-Linienstrom-Schnittstelle

vollduplex


2 getrennte Übertragungsschleifen bitseriell, asynchron (1 Startbit)

7-Bit-Code (ASCII, ISO-646) + Paritätsbit im Ruhezustand 20 mA Strom (high level)




Ein Unterbruch der Schleife um die Zeit T startet die Zeichenübermittlung. Die Übertragung des Einzelzeichens wird abgeschlossen durch Schliessen der Schleife um mindestens wieder die Zeit T.

Die CL-Schnittstelle der Waage verfügt über zwei passive, voneinander unabhängige Übertragungsschleifen.



Die passiven Stromschleifen der Waage müssen also durch externe Stromquellen gespeist werden. Damit die CL-Schnittstelle nicht durch diese fremden Stromquellen zerstört wird, sind folgende Grenzdaten unbedingt zu beachten:



Die U/l-Charakteristik der Quelle muss innerhalb der schraffierten Fläche liegen. Um eine störungsfreie Übertragung zu gewährleisten, müssen auch folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Spannungshub der Quelle 15 V (+10 %/ -0 %)
- Strom (high) zwischen 18 mA und 24 mA
- Flankensteilheit 2...20 mA/µs
- Kabel: abgeschirmt, paarweise verseilt, ca. 125 Ω/km,
   Ø (pro Leiter) 0,14 mm², ca. 130 nF/km,

Länge: 300 Bd 1000 m 2400 Bd 500 m

Für ein weitergehendes Verständnis der METTLER TOLEDO CL-Schnittstelle (geräte- und programmtechnische Aspekte) verweisen wir auf das Technische Informations Bulletin (TIB) "Die METTLER TOLEDO CL-Schnittstelle".


Bestell-Nr. 720106 deutsch 720107 englisch 720108 französisch 720109 spanisch

### Allgemeines zur RS232C-Schnittstelle


Spannungsschnittstelle gemäss Normen: EIA RS-232-C, DIN 66020 Diese Normen stimmen mit den CCITT-Empfehlungen V.24 und V.28 sachlich überein.

Es wird zwischen zwei Gerätetypen unterschieden:

- DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE), Datenendgerät, Datenterminal, z.B.
   Fernschreiber, Drucker
- DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT, Datenübertragungseinheit, z.B. Modem, Sender





Die RS232C-Schnittstelle wurde ursprünglich dazu konzipiert, solche Datenendgeräte mit Datenübertragungsgeräten zu verbinden. Die Leitungen und Signale sind auf diese ursprüngliche, aber auch heute noch verwendete Konfiguration ausgelegt worden.




- Ein DTE sendet auf dem Anschluss 2 seine Daten aus (Datenrichtung DTE → DCE)
- Ein DCE sendet auf dem Anschluss 3 seine Daten aus (Datenrichtung DCE → DTE)

Für kurze Distanzen, wo Datenübertragungseinrichtungen nicht sinnvoll sind, wird die RS232C-Schnittstelle auch für beliebige zwei Geräte eingesetzt, d.h. die Kombinationen DTE - DTE und DCE sind durchaus möglich. Viele Signale und Leitungen können dabei weggelassen werden. Eine Minimalkonfiguration kann mit zwei (unidirektionaler Betrieb) oder drei Leitungen (bidirektionaler Betrieb) realisiert werden.







Ausser den oben erwähnten Schnittstellen-Leitungen sind im folgenden die gebräuchlichsten Handshake-Leitungen angegeben.

	1 Protective Ground		Schutzerde	1 [	
	2 Transmit Data	TxD	Sendedaten	2	
	3 Receive Data	RxD	Empfangsdaten	3	
	4 Request to Send	RTS	Sendeteil einschalten	4	_
DTE	5 Clear to Send	CTS	Sendebereitschaft	5	DCE
	6 Data Set Ready	DSR	Betriebsbereitschaft	6	
	7 Signal Ground		Signalerde	7	
	8 Data Carrier Detect	DCD	Empfangssignalpegel	8	
	20 Data Terminal Ready	DTR	Terminal betriebsbereit	20	

Datenausgabe 10

### Auslösen der Datenübertragung

Zu jedem Zeitpunkt verfügt die Waage über ein momentanes Wägeresultat, das einerseits stillstehend oder nichtstillstehend, anderseits gültig oder nicht gültig sein kann. Alle vier Kombinationen sind möglich.

Je nach Anwendung kann die Datenübertragung auf folgende Arten ausgelöst werden:

- Bedientaste der Waage (Konfiguration: "Prt on", Menü: "Print")
- externe Printtaste (Transfertaste oder Taste "PRT" am GA44)
- automatischer Betrieb (Konfiguration: "S. Auto"; "S. Cont")
- Befehle über die Schnittstelle (Send-Befehle)
- Be- oder Entlasten der Waage (Send-Befehle "SR"; "SNR")

Die Standardeinstellung für die Datenübertragungsart ist:

S. Stb Ein stillstehender Einzelwert wird übertragen, wenn die

Datenübertragung mit einer Taste ausgelöst worden ist.

Im Konfigurationsregister (I-Face) kann die Übertragungsart geändert werden:

S.All Ein momentaner Einzelwert (stillstehend oder nicht stilste-

hend) wird übertragen, wenn die Datenübertragung mit

einer Taste ausgelöst worden ist.

S. Auto Ein stillstehender Wert wird automatisch nach jeder

Gewichtsveränderung übertragen (Schwelle 1 g bzw. 5 g

bei Grammwaagen).

S. Cont Alle Werte werden automatisch im Takt der konfigurierten

Pause übertragen (nicht stillstehende mit "SD" und stillstehende mit "S" im Informationsblock), siehe Datenfor-

mat des gültigen Resultats.

Im bidirektionalen Betrieb können diese Übertragungsarten <u>über die Schnittstelle</u> mit Send-Befehlen (im Register "Befehlssatz" beschrieben) angewählt werden, unabhängig davon, welche Übertragungsart konfiguriert wurde.

Übertragungsart	entsprechender Send-Befehl
S. Stb *	S
S. All *	SI
S. Auto	SNR
S. Cont	SIR

<sup>\*</sup> Übertragung mit Taste auslösen


Bei einer Schnittstellenunterbrechung (BREAK) geht die Übertragungsart verloren, wenn sie über die Schnittstelle angewählt wurde. Die konfigurierte Übertragungsart bleibt hingegen gespeichert, bis eine andere konfiguriert wird.

Hinweis: Die Standardeinstellung für die Pause zwischen den Datenstrings ist 1 Sekunde (für Drucker GA44). Beim Betrieb mit einem Computer erscheint diese Pause als zu lang. Sie wird deshalb in den meisten Fällen auf ein Minimum (0.0) konfiguriert.

### Gültiges Resultat

Jedes gültige Wägeresultat wird in einheitlicher Formatierung an den Datenausgang gegeben. Der Datenstring (Zeichenkette) lässt sich in drei Blöcke aufteilen. Er wird immer mit Carriage Return (CR) und Line Feed (LF) abgeschlossen.

ц = Leerzeichen (Space)



#### Zeichen

2

4...12

Übertragungsart 🗀 ausgelöst mit Transfer- oder Printtaste

S ausgelöst mit Send Befehlen oder Waage im "Send Continuous" Mode

("S. Cont")

Stillstand 🗀 stillstehendes Resultat

D nichtstillstehendes Resultat

(dynamisch)
9 Zeichen

Resultat rechtsbündig, inkl. Vorzeichen "-" direkt vor der ersten Zahl, Dezimalpunkt; Vornullen werden durch Leerzeichen er-

setzt. Bei DeltaDisplay oder ausserhalb des DeltaRanges wird die hinterste Stelle

als Space dargestellt.

14...16 Gewichtseinheit 0...3 Zeichen, direkt nachher mit CRLF

abgeschlossen:

g, %, PCS, Stk, leer

#### Beispiel:

SDL L L -24.375L gCRLF

Wägeresultat

### **Ungültiges Resultat**

In speziellen Betriebszuständen (z.B. während Überlast, Unterlast, Fehlermeldung usw.) kann die Waage kein gültiges Wägeresultat bereitstellen.

Je nachdem, wie die Datenübertragung ausgelöst wird, verhält sich die Waage entsprechend:

Waage aus S. All oder S. Cont konfiguriert, Datenübertragung ausgelöst <u>mit Taste</u> (Print, PRT, Transfer):

ul CRLF ungültiges Resultat

шl+ CRLF Überlast шl- CRLF Unterlast

Datenübertragung ausgelöst mit Befehlen S, SI, SIR oder Waage in der Übertragungsart S. Cont:

ungültiges Resultat

ul+ C<sub>R</sub>L<sub>F</sub> Überlast ul- C<sub>R</sub>L<sub>F</sub> Unterlast

Oben genannte Meldungen erfolgen unmittelbar nach der Auslösung der Übertragung. In den anderen Fällen wartet die Waage bis sie ein gültiges Resultat bereitstellen kann.

### Spezielle Meldungen der Waage

TA C<sub>R</sub>L<sub>F</sub> im bidirektionalen Betrieb wurde <u>mit der Taste</u> tariert

(Rückmeldung)

STANDARD LLV20.31.00 Einschaltmeldung, Software-Version

ET C<sub>R</sub>L<sub>F</sub>

ES CRLF

RFE

Fehlermeldungen bei bidirektionalem Betrieb

EL  $CRL_F$   $\longrightarrow$  "Anhang")

Datenausgabe 11

### Allgemeines zum Befehlssatz

Mit Vollduplex-Schnittstellen können sie nicht nur Wägeresultate senden, sondern auch gewisse Steuerbefehle empfangen, auswerten und ausführen. Diese Befehle sind in diesem Kapitel beschrieben.

Gross- und Kleinbuchstaben werden unterschieden.

Jeder Befehl muss mit der Zeichenfolge CARRIAGE RETURN ( $C_R$ ) und LINE FEED ( $L_F$ ) abgeschlossen werden.

Ein Befehl ohne zugehörige Parameter setzt die entsprechende Funktion im allgemeinen zurück (Reset).

Befehle die noch nicht ausgeführt werden konnten, werden von neu empfangenen überschrieben, d.h. sie gehen verloren.

Ein BREAK-Zustand (siehe Kapitel "Schnittstellen") löscht alle Befehle und die Waage verhält sich wieder wie wenn sie aus- und wieder eingeschaltet worden wäre.

Falls die Waage einen Befehl nicht richtig empfangen hat, nicht auswerten oder ausführen kann, sendet sie eine entsprechende Fehlermeldung (siehe Kapitel "Anhang").

Hinweis: Einfache Programm-Beispiele zum bidirektionalen Betrieb mit der

J-Waage sind am Schluss dieses Registers zu finden.

Folgende Symbole werden in diesem Kapitel verwendet:

ц Leerzeichen (Space)

: = Definition

<> Parameter

[ ] fakultativ

Befehl:	\$ (	( <u>S</u> end valu	e)	Befehl:	SI	( <u>S</u> end <u>I</u> mr	mediate value)
Format: Funktion:	S CRLF Veranlasst die W	Nagge das	s nächstmögliche stillstehende	Format: Funktion:	SI CRLF	ına dieses Re	efehls überträgt die Waage in
r unknom.	Veranlasst die Waage das nächstmögliche stillstehende Resultat zu senden: - bei Stillstand sofort das momentane - bei Nichtstillstand das nächste stillstehende.		i dilikilori.	jedem Fall das momentane Resultat gleichgültig ob stillstehend oder nicht. Je nach Zustand wird der Mess wert entsprechend markiert (siehe Kap. "Datenausgabe"		ne Resultat gleichgültig ob e nach Zustand wird der Mess	
Hinweis:		ann auch d	ofort SI+/SI- übertragen. dazu verwendet werden, andere	Beispiel:	<u>Computer</u> SI C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>	<b>→</b>	<u>Waage</u>
Beispiel:	Computer S CRLF -	<b>→</b>	Waage  ↓ Stillstand  ↓ Suuu100.00ugCRLF  oder bei Überlast SI+CRLF  oder bei Unterlast			<ul><li>←</li><li>←</li><li>←</li><li>←</li></ul>	SDLLLL98.54LgCRLF oder bei Stillstand SLLLL100.00LgCRLF oder wenn ungültig SI CRLF oder bei Überlast SI+CRLF oder bei Unterlast
	•	<b></b>	SI-C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>			←—	SI-C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>

Befehl:	SR	( <u>S</u> end val	ue and <u>R</u> epeat)			
Format:	SR C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>			Format:	SRu <threshold>0</threshold>	CRLF
Funktion:	Resultat sov Wägung zw einer signifil	Veranlasst die Waage das nächstmögliche stillstehende Resultat sowie anschliessend automatisch bei jeder Wägung zwei weitere Resultate zu senden, nämlich bei einer signifikanten Auslenkung ein nichtstillstehendes/ gültiges und nachher das erste stillstehende.			Veranlasst die Waage das nächstmögliche stillstehende Resultat sowie anschliessend automatisch bei jeder Wägung zwei weitere Resultate zu senden, nämlich bei einer signifikanten Auslenkung ein nichtstillstehendes/ gültiges und nachher das erste stillstehende.	
Hinweise:	Als signifikante Auslenkung gilt:  ± 12,5 % des letzten stillstehenden Wertes (relative Ansprechschwelle) oder mindestens 30d*.			Hinweise:	<threshold>: =</threshold>	Ansprchschwelle absolut vom letzten gesendeten Wert aus, in der Gewichtseinheit g. Zahlenwert mindestens 3d*.
	Diese automatische Übertragungsart bleibt erhalten bis die Waage irgend einen anderen Send-Befehl erhält oder bis die Schnittstelle unterbrochen wird (BREAK).			Diese automatische Übertragungsart bleibt erhalten bis die Waage irgend einen anderen Send-Befehl erhält oder bis die Schnittstelle unterbrochen wird (BREAK).		
Beispiel:	<u>Computer</u>		<u>Waage</u>			, ,
	SR C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>	<b></b>	$\downarrow$	Beispiel:	wie nebenan mit a	bsoluter Ansprechschwelle.
		<b></b>	Stillstand Suuuu 100.00ugCRLF		matisch <u>additivem</u>	sprechschwelle ist vorallem bei auto- Wägebetrieb zu empfehlen, da mit SR chwelle bei grösserem Gesamtgewicht e.
		<b></b>	SD⊔⊔⊔115.78⊔gCRLF ↓			
		<b>—</b>	Stillstand Suuuu 150.00ugCRLF <u>USW.</u>	* d = digit = klein	ster Anzeigeschritt	

Befehl:	SNR	( <u>S</u> end <u>N</u> ex	t value and <u>R</u> epeat)	Befehl:	SIR	( <u>S</u> end <u>I</u> mmediate value and <u>R</u> epeat)		
Format: Funktion:	- 1V I			Format: Funktion:	momentane weiteren Res	SIR C <sub>R</sub> L <sub>F</sub> Danach überträgt die Waage in jedem Fall das momentane Resultat und anschliessend automatisch alle weiteren Resultate schnellstens im Takt der Waagen-Anzeige (d.h. ca. alle 0,16 Sekunden).		
Hinweis:	Im Unterschied zum SR-Befehl werden keine dynamischen Werte übertragen. Diese automatische Übertragungsart bleibt erhalten bis die Waage irgend einen anderen Send-Befehl erhält oder bis die Schnittstelle unterbrochen wird (BREAK).			Hinweise:	Bedingt durc (alle 0,16 S entsprechen sollen.	geeignet für dynamische Gewichtserfassung. ch die grosse Datenmenge von der Waage Gekunden 1 Messwert) muss die Baudrate d hoch sein, wenn keine Werte verloren gehen eine Druckpause von 0.0 konfiguriert wurde,		
Beispiel:	Computer SNR C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>	<b>→</b>	Waage ↓ Stillstand S⊔⊔⊔⊔100.00⊔gCRLF		entspricht der Sendetakt der Pausenzeit (1 oder 2 Sekt den). Zwischenwerte gehen verloren. Diese automatische Übertragungsart bleibt erhalten bis Waage irgend einen anderen Send-Befehl erhält oder b die Schnittstelle unterbrochen wird (BREAK).			
		•	↓ Auslenkung mind. 1 g ↓ Stillstand S⊔⊔⊔⊔150.00⊔gCRLF USW.	Beispiel:	<u>Computer</u> SIR C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>	Waage  Stillstand  SDUUUU98.54UgCRLF  SDUUUU95.76UgCRLF  SDUUUU95.32UgCRLF  SUUUU95.40UgCRLF		


Befehl:	<b>T</b> ( <u>T</u> a	re)	Befehl:	В	( <u>B</u> ase)	
Format: Funktion:		T C <sub>R</sub> L <sub>F</sub> Mit diesem Befehl kann über die Schnittstelle tariert werden.			>] CRLF ng dieses Befehls subtrahiert die Waage allen Wägeresultaten den Wert <offset></offset>	
Hinweise:	Bei Stillstand wird sofort tariert. Bei Nichtstillstand wird der Befehl gespeichert bis Stillstand eintritt und dann tariert. Ein SI- oder SIR-Befehl ergäbe während dieser Zeit eine Übertragung von "SI". Tritt nach ca. 10 s kein Stillstand ein, folgt die Fehlermeldung "EL".  Bei Über-/Unterlast kann nicht tariert werden. Es erfolgt sofort eine Fehlermeldung "EL".  Zeigt die Waage nach einem Stromausfall -OFF-, kann sie mit diesem Befehl wieder eingeschaltet werden.		Hinweise:	<ul> <li>(Taravorabzug).</li> <li><offset>: = Zahlenwert, max. 7 signifikante         Ziffern, Vorzeichen und Dezimalpunkt         fakultativ</offset></li> <li><offset> bezieht sich auf die Einheit g.         Der Wert muss innerhalb des zulässigen Wägebereich         liegen, d.h. <offset> + Taragewicht = 0 Maximalle         <offset> wird vor der Verrechnung auf die Waagenau         lösung gerundet.</offset></offset></offset></li> <li>B hat die gleiche Wirkung wie B□0, hebt also einen         Offset-Befehl auf. Tarieren macht ihn ebenfalls rückgä         gig.</li> </ul>		
Beispiel:						
	T C <sub>R</sub> L <sub>F</sub> —	Nichtstillstand Anzeige: warten Stillstand Anzeige: 0.00 g	Beispiel:	Computer B → 100CRLF S CRLF	Waage  Anzeige:  0.00 g  ↓  Anzeige  -100.00 g  ↓  Stillstand	
					← S⊔⊔⊔-100.00⊔gCRLF	

Befehl:	U	( <u>U</u> nit)					
Format:	U [ <dec>]山 U CRLF</dec>	U [ <dec>]u<factor>[u<name>[u<step>]]CRLF U CRLF</step></name></factor></dec>		Der gewählte Faktor gilt für die angezeigten Werte und die Werte am Datenausgang bis ein anderer Faktor gewählt, U CRLF gesendet oder die Schnittstelle			
Funktion:		er Einheit mit selbstgewähltem Faktor Die g-Anzeige wird gelöscht.	unterbrochen wird (BREAK). Danach erscheint wieder g.				
Hinweise:	<dec>: =</dec>	Anzahl Nachkommastellen; wird gekürzt, wenn grösser als Auflösung erlaubt.	Beispiel:	am Ende dieses Registers.			
	<pre><factor>: = Divisor, durch den alle Wägeresultate</factor></pre>						
			Befehl:	ID			
	<step>: =</step>	Anzeigeschritt in Digit: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100	Format:	ID C <sub>R</sub> L <sub>F</sub>			
	<dec>, <name> und <step> sind fakultativ. Ohne Eingabe von <dec> werden die umgerechneten</dec></step></name></dec>		Funktion:	Veranlasst die Waage ihre Identifikation (3 Zeilen) zu senden.			
	Werte mit der	maximal von der Waage zulässigen Anzahl	Hinweis:	Die Waage sendet:			
		stellen angegeben. Bei fehlender Eingabe wird keine Einheit übermittelt.		<software version=""> TYPE: <waagentyp> INR: <identifikationsnummer></identifikationsnummer></waagentyp></software>			

Befehl:	D	( <u>D</u> isplay)		
Format: Funktion:	gebracht we	efehl kann ein kurzer Te	· ·	7-Segmentdarstellung Die folgende Tabelle e Zeichen der ISO 646-0
	_	ing von Send-Befehlen is		SP ! '1 = 1
Hinweise:	<text>: =</text>	alle druckbaren Zeich Codetabelle. Zu berücksichtigen is	t nur die einge-	0 1 2 3
	∠Tovt> wird	schränkte Darstellbar 7-Segment-Anzeige ( linksbündig angezeigt.		5 8 6 6
	Falls <text></text>	länger ist, als die Waaq ler <u>zuerst eingegebene T</u>	, ,	P 9 1 5 8
		88888		7866
Achtung:		uert die 7-Segment-Anze die Anzeige für Messwei set).	•	P 9 - 5
Beispiel:	<u>Computer</u>		<u>Waage</u> Anzeige: 100.00 g	
	D∟TEST C <sub>R</sub>	LF →	tESt	

### ng der Textzeichen

enthält die 7-Segmentdarstellung für alle 95 druckbaren -Codetabelle.



#### Terminalprogramme für Steuerrechner

Untenstehende Hilfsprogramme lassen den entsprechenden Computer als einfaches Terminal arbeiten und ermöglichen dadurch den direkten Dialog mit der Waage.

Schnittstellenparameter (Standardeinstellung der J-Waage): 2400 Baud, even Parity, 7 Datenbit und 1 Stopbit

Achtung: Die Interpunktion muss beim Eintippen der Programme genau eingehalten werden.

#### Terminalprogramm für IBM-PC

```
10 Open "com1:2400,E,7,1,CS,CD,DS,RS,LF" AS #1
20 IF LOC(1)>0 THEN PRINT INPUT$(LOC(1),#1);
30 K$=INKEY$: IF K$<>"" THEN PRINT#1,K$;: PRINT K$;
50 GOTO 20
```

#### Terminalprogramm für Epson HX-20

```
10 TITLE "TERM"
20 WIDTH20,4
30 OPEN"O",#1,"COMO : (57E1F)"
40 OPEN"I",#2,"COMO : (57E1F)"
50 IF LOF (2))0 THEN PRINT INPUT$(LOP(2),#2);
60 K$=INKEY$:IFK$<>""PRINT#1,K$;:PRINTK$;
70 IF K$=CHR$(13)THEN K$=CHR$(10):PRINT#1,K$;:PRINTK$;
80 GOTO 50
```

#### Terminalprogramm für Epson PX-4

```
10 OPEN "O", #1, "COM0: (C7E1F)"
20 OPEN "I", #2, "COM0: (C7E1F)"
30 IF LOC (2)>0 THEN PRINT INPUT$ (LOC(2), #2);
40 K$=INKEY$: IF K$<>""THEN PRINT#1, K$;: PRINT K$;
50 IF K$=CHR$ (13) THEN K$=CHR$ (10): PRINT#1, K$;: PRINT K$;
60 GOTO 30
```

### Programmbeispiel für bidirektionale Kommunikation

Aufgabe: Kontrolle von Packungen mit Kleinteilen

Gewicht der Verpackung (Tara)	51.50 ຢູ
Stückgewicht der Teile	1.58 g
Anzahl Teile je Packung	100 Stk

#### Programm in BASIC für Epson PX-4

```
10 OPEN "I",#1,"COM0:(C7E1F)"
20 OPEN "O",#2,"COM0:(C7E1F)"
30 PRINT#2,"B 51.5"
40 PRINT#2,"U0 1.58 PCS 1"
60 PRINT#2,"SR": CLS
70 INPUT#1,X$: PRINT X$
80 GOTO 70
90 END
```

#### Hinweis für Benutzer des Epson HX-20:

Nur der Schnittstellenparameter für die Baudrate (Zeilen 10 und 20) muss geändert werden:

"COMO:(C7E1F)" ändern in "COMO:(57E1F)"

#### Was ist, wenn ...?

Bei einer Fehlersuche ist auch die Bedienungsanleitung der Waage zu beachten.

auf der Schnittstelle eine der
folgenden Fehlermeldungen
übermittelt wird?

Es Ein empfangener Befehl ist falsch (Syntax Error), man hat sich also nicht an die geforderte Befehls struktur gehalten.

EL Ein empfangener Befehl ist semantisch (inhaltlich) falsch (Logistical Error).

Er ist also wohl syntaktisch korrekt, kann aber aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeführt werden.

Beispiel: Tarierbefehl, falls Waage in Über- bzw. Unterlast.

ET Die empfangene Zeichenfolge ist nicht korrekt empfangen worden (<u>Transmission Error</u>):

Vermutlich stimmen Übertragungsparameter von Rechner und Datenschnittstelle der Waage nicht überein.

... die Datenausgabe zu langsam/

zu schnell erfolgt?

Die Standardeinstellung für die Pause zwischen den Datenstrings ist 1 Sekunde (für Drucker GA44).

Die Pause kann in der Konfiguration (PSE) gewählt werden:

0.0, HS, 1, 2 Sekunden.

## Zubehör

BOD . CO	Thermodrucker (zur schriftlichen Auf- zeichnung der Wägedaten) Lieferung: inkl. Druckerkabel	GA44
<b>Verbindungskabel Cur</b> 15 polig - 5 polig	renloop	47936
<b>Verbindungskabel RS2</b> 15 polig - 25 polig	2 <b>32C</b> männlich weiblich (z.B. für IBM-PC, XT)	33640 33995
<b>Verbindungskabel für</b> Epson P-40	Drucker	33688
Verbindungskabel für Epson HX-20 PX-4	·	33955 33982
Adapter für Datentrans mit Anschluss für Fuss Fusstaste Handtaste		47473 46278 42500


Anhang 21

### **BB-Waagen**

Bei BB-Waagen ist die Schnittstelle bereits eingebaut:

#### Option 018 AJ-/PJ-Waagen in kleinem Gehäuse

Die Datenschnittstelle kann bei AJ-/PJ-Waagen nachträglich eingebaut werden.




#### Einbauen der Platine

Achtung: Unbedingt Netzkabel herausziehen!

#### Waage öffnen

- Waagschale (6) und Schalenträger (7) abheben. Schraube (8) herausdrehen.
- Gehäuseoberteil (9) senkrecht abheben.
- Plastikeinsatz (10) an der Waagenrückseite entfernen (nach hinten ausstossen).

Achtung: Messzelle (11) nicht berühren!



#### Platine einbauen

- Platine (12) gemäss Abbildung einsetzen, Stecker (13) einstecken.
- Befestigungsschraube (15) in Gewindeloch (16) eindrehen und festziehen.

### Waagengehäuse schliessen (siehe obere Abbildung)

- Gehäuseoberteil vorsichtig von oben auf die Waage aufsetzen.
- Schraube (8) eindrehen und mässig festziehen.
- Schalenträger und Waagschale auflegen, Netzkabel einstecken.

Für eine gute Zukunft Ihres METTLER TOLEDO-Produktes: METTLER TOLEDO Service sichert Ihnen auf Jahre Qualität, Messgenauigkeit und Werterhaltung der METTLER TOLEDO-Produkte.

Verlangen Sie bitte genaue Unterlagen über unser attraktives Service-Angebot. Vielen Dank.



Technische Änderungen und Änderungen im Lieferumfang des Zubehörs vorbehalten.