

Balances Classic Light


Modèles PL-L



METTLER TOLEDO


Guide d'utilisation rapide

 Action **brève**


 Action **prolongée** jusqu'à ce que l'affichage voulu apparaisse

 Déroulement automatique


Mise en marche




Arrêt




Pesage simple




Réglage externe




Recall / Rappel de la dernière valeur*




Comptage de pièces*




Pesage en pourcentage*



Tarer



Commutation d'unité*




* Ces fonctions doivent préalablement être activées dans le menu (chapitre 4.3.2).

1	Introduction aux balances de la série PL-L... 4	5	Fonctions 15
1.1	Généralités 4	5.1	Recall / Rappel de la dernière valeur 15
1.2	Constitution des balances 4	5.2	Comptage de pièces 16
1.3	Vue d'ensemble des fonctions de touches 5	5.3	Pesage en pourcentage 17
		5.4	Commutation d'unité 17
2	Mise en service 6	6	Caractéristiques techniques, options, accessoires 18
2.1	Déballage / Equipement livré 6	6.1	Caractéristiques techniques 18
2.2	Consignes de sécurité 6	6.2	RS232C interface 20
2.3	Mise en place, mise de niveau, préparatifs pour les pesées sous la balance 6	6.3	Instructions et fonctions de l'interface MT-SICS 20
2.4	Réglage 8	6.4	Accessoires 22
3	Pesage 9	6.5	Dimensions (en mm) 23
3.1	Marche/arrêt 9	7	Annexe 24
3.2	Pesage simple 9	7.1	Exemples d'impression avec les imprimantes METTLER TOLEDO RS-P26 et LC-P45 24
3.3	Pesage rapide avec réduction de la précision d'affichage 9	7.2	Que faire si...? 25
3.4	Tarer 9	7.3	Maintenance et nettoyage 26
4	Menu 10		
4.1	Vue d'ensemble 10		
4.2	Utilisation du menu 11		
4.3	Descriptions des points de menu 11		

1 Introduction aux balances de la série PL-L


1.1 Généralités



Fonctionnalités

- La série de balances PL-L s'étend des balances de portatives avec une précision d'affichage de 0.01 g à 1 g. Les portées s'étendent de 210 g à 6.1 kg.
- Outre les opérations de base telles que **peser**, **tarer**, **ajuster** (étalonner), il est possible d'activer diverses fonctions telles que "**Recall**", "**Comptage de pièces**", ou "**Pesage en pourcentage**".

1.2 Constitution des balances



1 Touches

2 Affichage

3 Plaque signalétique de modèle avec les indications suivantes:

"Max": Portée

"d": Echelon d'affichage

"Min": Charge minimale (charge minimale recommandée; **significatif uniquement pour les balances vérifiées à usage réglementé**)

"e": Echelon de vérification (échelon minimal d'affichage testé lors de la vérification; **significatif uniquement pour les balances vérifiées à usage réglementé**)

4 Plateau de pesage

5 Pare-brise annulaire (pas sur tous les modèles)

6 Pieds réglables (pas sur tous les modèles)

7 Dispositif pour le pesage sous la balance (face inférieure de la balance)

8 Prise pour l'adaptateur secteur

9 Interface RS232C (en option)


10 Fixation pour l'antivol (en option)





11 Niveau à bulle (pas sur tous les modèles)






12 Logement pour piles

1.3 Vue d'ensemble des fonctions de touches

Les balances disposent de deux niveaux de commande: le **mode pesage** et le **menu**. La fonction des touches dépend du niveau de commande et de la durée de pression sur la touche.




Fonction des touches en mode pesage	
Action brève 	Action prolongée 
1/10d <ul style="list-style-type: none"> Réduction de la précision d'affichage 	Cal <ul style="list-style-type: none"> Etalonnage
On →0/T← C <ul style="list-style-type: none"> Mise en marche Mise à zéro/tarar Abandon de la fonction 	Off <ul style="list-style-type: none"> Arrêt
 <ul style="list-style-type: none"> Commutation Modification des réglages 	F <ul style="list-style-type: none"> Appel de la fonction; A cet effet, une fonction doit avoir été activée, sinon "F nonE" apparaît sur l'affichage.
 <ul style="list-style-type: none"> Transmission de données ide pesage via l'interface si une imprimante est activée Validation des réglages 	Menu <ul style="list-style-type: none"> Appel du menu (poussez la touche jusqu'à ce que "MENU" apparaisse)

Fonction des touches dans le menu	
Action brève 	Action prolongée 
1/10d <ul style="list-style-type: none"> Modification des réglages Réduction de la valeur affichée d'un échelon 	1/10d <ul style="list-style-type: none"> Réduction rapide de la valeur
C <ul style="list-style-type: none"> Sortie du menu (sans sauvegarde) 	—
 <ul style="list-style-type: none"> Modification des réglages Augmentation de la valeur d'un échelon 	 <ul style="list-style-type: none"> Augmentation rapide de la valeur
 <ul style="list-style-type: none"> Sélection du point de menu suivant 	Menu <ul style="list-style-type: none"> Sauvegarde et sortie du menu

2 Mise en service

2.1 Déballage / Equipement livré



Equipement fourni avec la balance:


- **Adaptateur secteur**, spécifique au pays d'utilisation
 - **Plateau, porte-plateau, pare-brise annulaire** (selon le modèle)
 - **Mode d'emploi**
 - **Protection de cône** (sur la balance, sur le cône) avec fiche d'instructions. **Conservez impérativement la protection de cône et la re-mettre en place pendant le remplacement des piles (sur le des-sous de la balance).**
- 1) Housses de protection disponibles comme accessoires (chapitre 6.4). Sur les modèles avec le grand plateau (ø 160 mm), il faut en plus encore retirer la plaque antistatique **a**) fixée avec deux vis et l'anneau d'adaptation **b**), pour pouvoir monter la housse de protection.

2.2 Consignes de sécurité



- Avec l'adaptateur secteur fourni d'origine, les balances de la série PL-L **ne doivent pas** être utilisées en atmosphère explosive.
- Avant de raccorder l'adaptateur secteur, assurez-vous que la valeur de tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspondre à la tension secteur utilisée. Dans le cas contraire, contactez votre agence METTLER TOLEDO locale.
- Utilisez les balances uniquement dans une atmosphère sèche.
- A utiliser uniquement avec un adaptateur secteur testé (par ACNOR ou organisme équivalent), dont la sortie SELV (très basse tension de sécurité) dispose d'une limitation de courant.

2.3 Mise en place, mise de niveau, préparatifs pour les pesées sous la balance



L'emplacement idéal

Un emplacement adéquat contribue à la précision des résultats de mesure des balances d'analyse et de précision de haute résolution.

- Support fixe, exempt de vibration, aussi horizontal que possible
- Pas d'exposition directe au soleil
- Pas de fortes variations de température
- Pas de courant d'air

Une table robuste, placée dans un coin à l'abri des courants d'air, le plus loin possible des portes, fenêtres, systèmes de chauffage et bouches de climatisation, est la meilleure solution.

Mise de niveau

Certains modèles possèdent un contrôle de niveau et deux ou quatre pieds réglables pour compenser les légers défauts de planéité du support. La balance est exactement horizontale lorsque la bulle d'air se situe au centre du niveau à bulle.

Remarque: La balance doit être mise de niveau après chaque changement d'emplacement.

Préparatifs pour les pesées sous la balance

Pour les pesées sous la balance, retirez le couvercle correspondant situé sous la balance (**Attention: Ne posez la balance sans protection de cône uniquement sur le côté et pas sur la tête!**). Le dispositif pour le pesage par le dessous de la balance est maintenant accessible.


2.4 Réglage

Pour obtenir des résultats de pesage précis, la balance doit être réglée pour l'accélération de la pesanteur de l'emplacement.

Le réglage doit être effectué:

- avant que la balance ne soit utilisée pour la première fois
- lors du pesage, à intervalle régulier
- après chaque changement d'emplacement

Pour obtenir des résultats précis, reliez la balance au secteur 30 minutes auparavant, afin que la température de service soit atteinte.



Réglage avec poids externe

- Préparez le poids de réglage nécessaire.
- Déchargez le plateau.
- Maintenez la touche «Cal» pressée jusqu'à ce que "CAL" apparaisse, relâchez la touche.

La valeur du poids de réglage nécessaire clignote.

- Posez le poids de réglage. La balance se calibre automatiquement.
- Lorsque "0.00 g" clignote, déchargez la balance.


Le réglage est terminé lorsque "CAL done" apparaît brièvement puis "0.00g". La balance est à nouveau en mode pesage et est prête à fonctionner.

Remarques

- **Les modèles vérifiés PL-L ne peuvent pas** être étalonnés en raison des prescriptions métrologiques.
- Le réglage peut être interrompu à tout moment à l'aide de la touche «C». L'interruption est confirmée brièvement par le message "Abort" et la balance retourne au mode pesage.

3 Pesage

3.1 Marche/arrêt




Mise en marche

- Déchargez le plateau et pressez brièvement la touche «**On**».
- La balance effectue un test de l'affichage (tous les segments de l'afficheur s'allument un court instant).
- Lorsque le zéro est affiché, la balance est prête à fonctionner.

Arrêt

- Maintenez la touche «**Off**» pressée jusqu'à l'affichage de "OFF". Relâchez la touche.


3.2 Pesage simple



- Posez le produit à peser sur le plateau.
- Attendez jusqu'à ce que le détecteur de stabilité "o" s'éteigne.
- Lisez le résultat.


3.3 Pesage rapide avec réduction de la précision d'affichage

La balance permet de réduire la précision d'affichage (nombre de chiffres après la virgule) et d'accélérer ainsi le pesage:



- La balance fonctionne avec **une précision d'affichage et une vitesse normales**.
- Pressez la touche «**1/10d**» et...
- ... la balance fonctionne avec une précision d'**affichage réduite** (un chiffre de moins après la virgule), mais affiche le résultat plus rapidement. Une nouvelle pression de la touche «**1/10d**» permet de retourner à la précision d'affichage initiale.

3.4 Tarer



- Posez le récipient vide sur la balance.
- Le poids est affiché.
- Pressez brièvement la touche «**→0/T←**».
- Posez le produit dans le récipient, le poids net est affiché.


Lorsque le récipient est retiré de la balance, le poids de la tare est affiché sous forme de valeur négative.

Le poids de tare reste mémorisé jusqu'à ce que la touche «**→0/T←**» soit à nouveau pressée ou que la balance soit mise à l'arrêt.

4 Menu

4.1 Vue d'ensemble

Dans le menu, vous pouvez modifier l'unité de pesage (sur les balances vérifiées, n'est possible que si les prescriptions métrologiques nationales l'autorisent), sélectionner d'autres fonctions et procéder à divers réglages. Une description détaillée des points de menu est donnée au chapitre 4.3.







Point de menu
Réglage d'origine

Légende

- 1) Sur les balances vérifiées, ce point de menu est fixe et ne peut pas être modifié.
- 2) Sur les balances vérifiées, seules peuvent être sélectionnées les unités de pesage autorisées par les prescriptions métrologiques spécifiques au pays d'utilisation.
- 3) Ce point de menu n'est visible que si le réglage "Host" a été sélectionné au point de menu 8 (appareil).
- 4) Ce point de menu n'est visible que si "S.oFF" n'a pas été sélectionné au point de menu 9 (Mode de transmission).
- 5) Ces points de menu ne sont visibles que si le réglage "Host" ou "Printer" a été sélectionné au point de menu 9 (appareil).
- 6) Ce point de menu n'est visible que si l'interface en option est installée.

4.2 Utilisation du menu



Entrée dans le menu

En mode pesage, maintenez la touche «Menu» pressée jusqu'à ce que "Menu" s'affiche. Relâchez la touche, le 1er point de menu est affiché.

Sélection des points de menu

La touche « \rightarrow » permet de sélectionner dans l'ordre d'apparition les différents points de menu avec les réglages actuels.

Modification des réglages

Une pression de la touche « \curvearrowright » permet d'afficher le réglage suivant et une pression de la touche «1/10d» le réglage précédent. Dès que le réglage voulu apparaît sur l'affichage, il est possible de sélectionner le point de menu suivant (« \rightarrow ») ou de quitter le menu (voir le paragraphe suivant).

Sauvegarde des réglages et sortie du menu

Maintenez la touche «Menu» pressée jusqu'à ce que "StorEd" apparaisse sur l'affichage. Relâchez la touche, la balance retourne au mode pesage. Toutes les modifications sont sauvegardées.

Abandon


Pressez brièvement la touche «C». La balance retourne au mode pesage. Les modifications ne sont pas sauvegardées.

Remarque

Après 45 secondes sans aucune entrée, la balance retourne au mode pesage. Les modifications ne sont pas sauvegardées.


4.3 Descriptions des points de menu

4.3.1 Initialisation ou impression des réglages de la balance (1^{er} point de menu "RESET")



Initialisation des réglages de la balance

→ Sélectionnez "Reset" puis maintenez «Menu» pressée jusqu'à ce que le message "r donE" confirme l'initialisation de tous les réglages du menu. Ensuite la balance retourne au mode pesage et travaille avec les réglages d'origine suivants (chapitre 4.1).





Impression des réglages de la balance

→ Sélectionnez "List" et maintenez «Menu» pressée jusqu'à ce que le message "StorEd" s'affiche.

Les réglages actuels de la balance sont envoyés à l'appareil, raccordé à l'interface RS232C en option. Au 8e point de menu ("Périphérique"), le réglage "Printer" doit toujours être sélectionné. En même temps sont sauvegardés les réglages actuels de la balance.


4.3.2 Fonctions (2^e point de menu / Utilisation chapitre 5)

Outre le pesage simple, il est possible de sélectionner une des fonctions suivantes à l'aide de la touche «»:



- F rEcALL Recall / Rappel de la dernière valeur
- F count Comptage de pièces
- F 100 % Pesage en pourcentage
- F nonE Pas de fonction, pesage simple


4.3.3 Mode pesage (3^e point de menu)



Ce point de menu permet d'adapter la balance au mode de pesage. Sélectionnez "Std" (standard) pour toutes les pesées normales. Dans le mode "doS" (dosage) pour le dosage de produits liquides ou de poudres, la balance réagit très rapidement aux moindres variations de poids. Dans le mode "robuSt" (pesage absolu), la balance ne réagit que lors de grandes variations de poids, le résultat de la pesée est très stable.


4.3.4 Unité de pesage 1 (4^e point de menu "UNIT 1")

En fonction des besoins, la balance peut travailler avec les unités suivantes (sur les balances vérifiées, possible uniquement si la législation métrologique nationale le permet):




Unité	Facteur de conversion	Remarque
g Gramme		Réglage d'origine
kg Kilogramme	1 kg = 1000 g	Pas sur les balances
mg Milligramme	1 mg = 0,001 g	0,1 mg et 1 mg
ct Carat	1 ct = 0,2 g	Sur les balances
lb Livre	1 lb = 453,59237 g	0,1 mg et 1 mg
oz Onze	1 oz = 28,349523125 g	
ozt Once Troy	1 ozt = 31,1034768 g	
GN Grain	1 GN = 0,06479891 g	Pas sur les balances 1 g
dwt Pennyweight	1 dwt = 1,55517384 g	
mo Momme	1 mom = 3,75 g	
m Mesghal	1 msg = 4,6083 g	
H tl Tael Hong Kong	1 tlh = 37,429 g	
S tl Tael Singapour	1 tfs = 37,7993641666667 g	Le Tael malaisien a la même valeur
t tl Tael Taiwan	1 tft = 37,5 g	
t o Tola	1 tola = 11,6638038 g	
b t Baht	1 baht = 15,16 g	

4.3.5 Unité de pesage 2 (5^e point de menu "UNIT 2")

Lorsque le résultat de pesée en mode pesage doit être affiché dans une autre unité par pression de «», choisissez la seconde unité de pesage voulue dans ce point de menu. Sont disponibles les mêmes unités de pesage que sous le point "UNIT 1", à l'exception des unités Tael ("H tl", "S tl" et "t tl"). Le réglage d'origine est gramme.

4.3.6 Zéro automatique (6^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)

Dans ce sous-menu vous pouvez activer ou désactiver la mise à zéro automatique.



Auto Zero activé


Le point zéro est corrigé automatiquement (par ex. lors de dérives ou de souillures sur le plateau de la balance).

Auto Zero désactivé

Le point zéro **n'est pas** corrigé automatiquement. Ce réglage est avantageux pour certaines applications spécifiques (mesures d'évaporation, par exemple).

4.3.7 Arrêt automatique (7^e point de menu)

Si le point de menu Arrêt automatique est activé, la balance est automatiquement mise hors tension après la durée de temporisation sélectionnée (sans pression de touche et sans variation de poids):




A.OFF 10'	Arrêt automatique après 10 minutes
A.OFF -	Arrêt automatique non activé
A.OFF 30''	Arrêt automatique après 30 secondes
A.OFF 2'	Arrêt automatique après 2 minutes
A.OFF 5'	Arrêt automatique après 5 minutes

4.3.8 Périphérique (8^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)

Il n'est possible de raccorder des appareils périphériques que si les balances sont équipées de l'interface RS232C.

Pour chaque périphérique, la balance enregistre automatiquement les réglages correspondants (chapitre 4.3.9 – 4.3.13).




Printer	Raccordement à une imprimante.
Host	Raccordement à un périphérique quelconque.
2e afficheur	Raccordement de l'afficheur auxiliaire en option (aucun paramètre de communication à sélectionner).

4.3.9 Mode de transmission de données (9^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)

Remarque: Ce point de menu n'est disponible que si "Host" a été sélectionné dans le 8^e point de menu ("Périphérique")!


Vous définissez ici la manière dont sera envoyée une valeur à un périphérique.



S. OFF	Mode de transmission de données désactivé.
S. Stb	La valeur stable suivante est transmise après pression de la touche « \rightarrow ».
S. Cont	Toutes les valeurs sont automatiquement envoyées.
S. Auto	Seules les valeurs stables sont transmises automatiquement.
S. All	La valeur momentanée est transmise après relâchement de la touche « \rightarrow ».

4.3.10 Format de transmission de données (10^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)

Remarque: Ce point de menu n'est disponible que si "S.oFF" n'a pas été sélectionné dans le 9e point de menu ("Mode de transmission des données")!



Vous définissez ici le format de transmission des données.

"S. SICS": Sont utilisés les formats de transmission MT-SICS. Des informations sont données dans le "Référence Manual MT-SICS B-S/L/L-S balances 11780447" (disponible uniquement en anglais), que vous pouvez commander auprès de votre agence METTLER TOLEDO ou qui peut être également chargée à partir d'Internet (www.mt.com/pl ou bien www.mt.com/al voir "support"). Vous trouverez de plus amples informations au chapitre 6.3.


"S. PM*": Sont utilisés les formats de transmission de données suivants des balances PM:

S. SIt: ┌───┐┌1.67890┐┐
 S. Cont: ┌───┐┌1.67890┐┐ SD┌───┐┌1.39110┐┐
 S. Auto: ┌───┐┌1.67890┐┐
 S. All: ┌───┐┌1.67890┐┐
 └──┐┌───┐┌1.39110┐┐

* Unidirectionnel, aucune instruction MT-SICS n'est acceptée

4.3.11 Vitesse de transmission (11^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)

Remarque: Ce point de menu n'est disponible que si "Printer" ou "Host" a été sélectionné dans le 8e point de menu ("Périphérique")!




La vitesse de transmission (des données) définit la vitesse des données via l'interface série. L'unité est le baud (1 baud (bd) = 1 bit/seconde).

Les réglages suivants peuvent être choisis: 600 bd, 1200 bd, 2400 bd, 4800 bd, 9600 bd et 19200 bd.

Pour une transmission parfaite des données, l'émetteur et le récepteur doivent avoir le même réglage.

4.3.12 Bits/Parité (12^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)


Remarque: Ce point de menu n'est disponible que si "Printer" ou "Host" a été sélectionné dans le 8e point de menu ("Périphérique")! Vous définissez ici le format des caractères du périphérique raccordé.



7b-E 7 bits de données/parité paire
 7b-no 7 bits de données/pas de parité
 8b-no 8 bits de données/pas de parité
 7b-odd 7 bits de données/parité impaire

4.3.13 Contrôle de flux (13^e point de menu / voir également la légende du chapitre 4.1)

Remarque: Ce point de menu n'est disponible que si "Printer" ou "Host" a été sélectionné dans le 8e point de menu ("Périphérique")! Vous adaptez ici la transmission des données aux différents récepteurs série.




HS oFF Aucun contrôle de flux
 HS SoFt Contrôle de flux logiciel (XON/XOFF)
 HS HARd Contrôle de flux matériel (RTS/CTS)

5 Fonctions

Les paramètres et valeurs mémorisés pour les fonctions sont conservés jusqu'à ce qu'ils soient redéfinis ou qu'une autre fonction soit choisie. La touche «C» permet d'interrompre le processus.

5.1 Recall / Rappel de la dernière valeur



Condition préliminaire

La fonction "F count" doit avoir été activée dans le menu (chapitre 4).

→ Placez un poids sur la balance. L'affichage indique la valeur de pesage et enregistre la valeur stable.

→ Enlevez le poids. Une fois le poids enlevé, l'affichage revient à zéro.

→ Appuyez brièvement sur la touche «F».

L'affichage **indique** la dernière valeur de pesage stable enregistrée **ainsi qu'un astérisque (*)** pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes ou en appuyant brièvement sur «F», l'affichage revient à zéro. Cela peut être répété indéfiniment. Chaque valeur rappelée est accompagnée d'un astérisque (*).



Effacer la dernière valeur de pesage

Dès qu'une nouvelle valeur de pesage stable est affichée, l'ancienne valeur est remplacée par la nouvelle.

→ En appuyant brièvement sur la touche «→0/T←», la valeur enregistrée est remise à zéro et la tare normale est exécutée.

Remarque: lorsque la balance est mise hors tension, la valeur enregistrée est définitivement perdue.

5.2 Comptage de pièces



Condition préliminaire

La fonction "F count" doit avoir été activée dans le menu (chapitre 4).

→ Posez le récipient vide sur la balance et tarez par une courte pression de la touche «→0/T←».

Définition de la référence: Pour le comptage de pièces, un poids de référence doit d'abord être entré:

→ Posez la référence; les quantités de référence possibles sont 5, 10, 20, 50, 100 et "no" (Comptage de pièces désactivé).

Respectez le poids minimal = 10d (d: pas numérique d'affichage). Nombre minimal de pièces = 1d!

→ Maintenez la touche «F» pressée jusqu'à ce que "SEt ... PCS" s'affiche.

→ Pressez plusieurs fois la touche «←» jusqu'à ce que l'affichage corresponde à la quantité de référence posée.

→ Confirmez la quantité de référence à l'aide de la touche «→» ou saisie automatique après 7 secondes. Le nombre actuel de pièces (PCS = pièces) est affiché.


Commutation entre l'affichage du nombre de pièces et celui du poids

→ Mettre les pièces à peser dans le récipient. Le nombre de pièces est affiché.

→ Pressez la touche «←». Le poids est affiché (en unité 1 et par une nouvelle pression de la touche en unité 2 dans la mesure où celle-ci est activée).

→ Retour à l'affichage du nombre de pièces: pressez à nouveau la touche «←».

5.3 Pesage en pourcentage




Condition préliminaire

La fonction "F 100 %" doit avoir été activée dans le menu (chapitre 4).

Définition du poids de consigne


- Posez le poids de consigne (poids de référence, correspondant à 100 %). Respectez le poids minimal = 10d (d: pas numérique d'affichage).
- Maintenez la touche «F» pressée jusqu'à ce que "SEt 100 %" soit affiché.
- La touche «↵» permet de commuter entre "SEt 100 %" et "SEt no %" (pesage en pourcentage désactivé).
- Confirmez avec la touche «→» ou saisie automatique après 7 secondes. Le poids de consigne est défini.



Commutation entre le pesage en pourcentage et l'affichage du poids

- Posez le produit à peser. Le poids de l'échantillon est affiché en pourcentage du poids de consigne.
- Pressez la touche «↵». Le poids est affiché.
- Retour à l'affichage en pourcentage: pressez à nouveau la touche «↵».

5.4 Commutation d'unité



Condition préliminaire

Les unités de poids voulues pour l'unité 1 et l'unité 2 (chapitre 4) doivent avoir été préalablement sélectionnées dans le menu.

- La touche «↵» permet à tout moment de commuter entre les deux unités de poids sélectionnées dans le menu ("UNIT 1" et "UNIT 2").

Remarques

- Sur les **balances vérifiées**, la commutation peut être verrouillée en fonction de la législation métrologique nationale.
- Cette fonction n'est pas disponible pour le pesage dynamique.

6 Caractéristiques techniques, options, accessoires

6.1 Caractéristiques techniques

Équipement standard

- Adaptateur secteur spécifique au pays
100–240 VAC/50–60 Hz, 0.3 A
12 VDC, 0.84 A
Alimentation balance, entrée 6-14.5VAC, 50/60Hz, 4VA
ou 7-20VDC, 4W
- Sur tous les modèles, dispositif pour le pesage sous la balance

Matériaux

- Boîtier: matériau synthétique (ABS/PC)
- Plateau: acier au nickel-chrome 18/10

Piles

- Piles: 4 AA 1,5 V, alcali-manganèse, type LR6, 20 h.
(avec capacité de charge 2,9 Ah)

Degré de protection

- Protégé contre la poussière et l'eau
- Degré d'encrassement: 2
- Classe de surtension: II
- CEM: voir déclaration de conformité

Conditions ambiantes

Les caractéristiques techniques sont respectées pour les conditions ambiantes suivantes:

- Température ambiante 10 °C ... 30 °C
- Humidité relative 10 % to 80 % à 31 °C,
décroissant de manière
linéaire jusqu'à
to 50 % at 40 °C
sans condensation


Le bon fonctionnement est garanti pour des températures ambiantes de 5–40 °C

	PL202-L	PL402-L	PL602-L
Portée	210 g	410 g	610 g
Précision d'affichage	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Répétabilité (sd)	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Linéarité	0.02 g	0.03 g	0.03 g
Dérive de température de la sensibilité (10 °C ... 30 °C)	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C
Temps de stabilisation typique	3 s	3 s	3 s
Poids de réglage externes (en option)	200 g	200 g	500 g
Interface RS232C	en option	en option	en option
Dimensions extérieures de la balance (L/P/H) en mm	194x225x67	194x225x67	194x225x67
Dimensions extérieures de l'emballage (L/P/H) en mm	350x275x140	350x275x140	350x275x140
Plateau	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm
Poids net (avec emballage)	1.0 (2.1) kg	1.0 (2.1) kg	1.0 (2.1) kg
Niveau à bulle	oui	oui	oui
Nombre de pieds réglables	2	2	2
Version à la vérification disponible	non	non	oui

	PL601-L	PL601-L	PL1001-L	PL2001-L
Portée	610 g	610 g	1100 g	2100 g
Précision d'affichage	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Répétabilité (sd)	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Linéarité	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.2 g
Dérive de température de la sensibilité (10 °C ... 30 °C)	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C
Temps de stabilisation typique	3 s	3 s	3 s	3 s
Poids de réglage externes (en option)	500 g	500 g	1000 g	2000 g
Interface RS232C	en option	en option	en option	en option
Dimensions extérieures de la balance (L/P/H) en mm	194x225x67	194x225x67	194x225x67	194x225x67
Dimensions extérieures de l'emballage (L/P/H) en mm	350x275x140	350x275x140	350x275x140	350x275x140
Plateau	∅ 160 mm	∅ 160 mm	∅ 160 mm	∅ 160 mm
Poids net (avec emballage)	1.3 (2.3) kg	1.3 (2.3) kg	1.3 (2.3) kg	1.3 (2.3) kg
Niveau à bulle	non	oui	non	oui
Nombre de pieds réglables	—	4	—	4
Version à la vérification disponible	non	oui	non	non

	PL4001-L	PL6001-L	PL6000-L	PL6000-L
Portée	4100 g	6100 g	6100 g	6100 g
Précision d'affichage	0.1 g	0.1 g	1 g	1 g
Répétabilité (sd)	0.1 g	0.1 g	1 g	1 g
Linéarité	0.2 g	0.2 g	2 g	2 g
Dérive de température de la sensibilité (10 °C ... 30 °C)	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C
Temps de stabilisation typique	3 s	3 s	2 s	2 s
Poids de réglage externes (en option)	2000 g	5000 g	5000 g	5000 g
Interface RS232C	en option	en option	en option	en option
Dimensions extérieures de la balance (L/P/H) en mm	194x225x67	194x225x67	194x225x67	194x225x67
Dimensions extérieures de l'emballage (L/P/H) en mm	350x275x140	350x275x140	350x275x140	350x275x140
Plateau	∅ 160 mm	∅ 160 mm	∅ 160 mm	∅ 160 mm
Poids net (avec emballage)	1.3 (2.3) kg	1.3 (2.3) kg	1.3 (2.3) kg	1.3 (2.3) kg
Niveau à bulle	oui	oui	non	oui
Nombre de pieds réglables	4	4	—	4
Version à la vérification disponible	non	oui	non	oui

6.2 RS232C interface



Tous les balances peuvent être équipées en option d'une interface RS232C pour le raccordement à un appareil périphérique (par exemple une imprimante, afficheur auxiliaire ou un PC à l'aide d'un connecteur mâle 9 contacts, voir chapitre 6.4). La configuration doit être adaptée à l'autre appareil dans le menu (chapitres 4.3.8 – 4.3.13). Une description détaillée des instructions d'interface disponibles vous est donnée dans la brochure jointe "Reference Manual MT-SICS B-S/L/L-S balances 11780447" (disponible uniquement en anglais), qui peut être également chargée à partir d'Internet (www.mt.com/sics-classic).

Les multiples propriétés des balances L/L-S relatives à la documentation des résultats ne peuvent être pleinement exploitées qu'avec le raccordement d'une imprimante, par exemple la RS-P26 ou la LC-P45 de METTLER TOLEDO. Les résultats imprimés contribuent efficacement à une méthode de travail simple selon BPL/BPF.

6.3 Instructions et fonctions de l'interface MT-SICS

De nombreuses balances mises en œuvre doivent pouvoir s'intégrer dans un système d'ordinateurs ou d'acquisition de données complexes.

Afin de vous permettre d'intégrer de façon simple les balances dans votre système et d'utiliser pleinement leurs capacités, la plupart des fonctions de pesage sont également disponibles en tant qu'instructions correspondantes via l'interface de données.

Toutes les nouvelles balances METTLER TOLEDO introduites sur le marché supportent le jeu d'instructions standard MT-SICS ("METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set"). Les instructions disponibles dépendent de la fonctionnalité de la balance.

Information de base concernant l'échange de données avec la balance

La balance reçoit les instructions du système et envoie un accusé de réception au système.

Formats d'instruction

Les instructions envoyées à la balance sont constituées d'un ou de plusieurs caractères du jeu de caractères ASCII. A cet égard, il convient d'observer les points suivants:

- Les instructions doivent être entrées uniquement en lettres majuscules.
- Les paramètres possibles de l'instruction doivent être séparés les uns des autres et par rapport à l'instruction au moyen d'un espace (ASCII 32 déc., symbolisé par "␣" dans la présente description).
- L'entrée possible pour "texte" est une séquence de caractères du jeu de caractères ASCII 8 bits, compris entre 32 déc. et 255 déc.
- Chaque instruction doit être clôturée par les caractères C_rL_r (ASCII 13 déc., 10 déc.).

Les caractères C_rL_r qui peuvent être entrés à l'aide de la touche Enter (Entrée) ou Return de la plupart des claviers, n'apparaissent pas dans la présente description, mais il est très important de les inclure pour la communication avec la balance.

Exemple

S – Envoi d'une valeur pondérale stable

Instruction	S	Envoi de la valeur stable actuelle du poids net.
Réponse	S␣S␣WeightValue␣Unit	Poids stable actuel selon l'unité actuellement réglée dans "unit 1".
	S␣I	Instruction non exécutable (la balance est en train d'exécuter une autre instruction, p. ex. tarage, ou temps d'attente en cours étant donné que la stabilité n'a pas encore été obtenue).
	S␣+	Balance dans la plage de surcharge.
	S␣-	Balance dans la plage de sous-charge.

Exemple

Instruction	S	Envoi d'une valeur pondérale stable.
Réponse	S␣S␣␣␣␣␣␣␣100.00␣g	La valeur stable actuelle est 100.00 g.

Les instructions MT-SICS mentionnées ci-dessous représentent une sélection des instructions disponibles. Pour les instructions additionnelles et des informations complémentaires, veuillez vous reporter au Manuel de référence "MT-SICS pour B-S/L/L-S balances 11780447", téléchargeable sur Internet à l'adresse www.mt.com/sics-classic.

S – Envoi d'une valeur pondérale stable

Instruction **s** Envoi de la valeur stable actuelle du poids net.

SI – Envoi immédiat d'une valeur

Instruction **SI** Envoi de la valeur actuelle du poids net, quel que soit l'état de stabilité de la balance.

SIR – Envoi immédiat et répétitif d'une valeur

Instruction **SIR** Envoi répétitif de valeurs du poids net, quel que soit l'état de stabilité de la balance.

Z – Zéro

Instruction **z** Mise à zéro de la balance.

@ – Reset

Instruction **@** Réinitialise la balance à l'état existant après la mise sous tension, mais sans effectuer de remise à zéro automatique.

SR – Envoi d'une valeur pondérale si variation de poids (envoi répétitif)

Instruction **SR** Envoi de la valeur stable actuelle du poids, puis continuellement après toute variation de poids.

La variation de poids doit être d'au moins 12,5 % de la dernière valeur pondérale stable, minimum = 30d.

ST – Envoi d'un poids stable après pression de la touche $\square \rightarrow$ (transfert)

Instruction **ST** Interrogation de l'état actuel de la fonction ST.

SU – Envoi d'une valeur pondérale stable avec l'unité actuellement affichée

Instruction **SU** Identique à l'instruction "s", mais avec l'unité actuellement affichée.

6.4 Accessoires

AccuPac B-S

Alimentation sans fil externe
rechargeable pour une autonomie
de pesage de 18 heures 21254691

Adaptateur secteur

Adaptateur secteur universel
(EU, USA, AU, UK) 11120270
100–240 VAC/50–60 Hz, 0.3 A
12 VDC, 0.84 A

Câble d'interface ¹⁾

- RS9–RS25: (m/f), longueur 2 m 11101052
- RS9–RS9: (m/f), longueur 1 m 11101051
- Câble adaptateur RS232–USB 64088427

Housse de protection

Tous les modèles 12102980

Imprimante d'application (LC-P45) ¹⁾

Imprimante sur papier ordinaire, 24 caractères,
avec fonctions auxiliaires (heure, date,
statistique, multiplicateur etc.) 00229119

Imprimante d'application (RS-P26) ¹⁾

Imprimante sur papier ordinaire, 24 caractères,
avec fonctions auxiliaires (heure et date). 12120788

Interface RS232C

L'interface doit être intégrée en usine.
Ultimeurement, elle ne peut être installée que
par une agence METTLER TOLEDO.

Mallette de transport

Elle permet de ranger, pour tous les
modèles (sans pare-brise),
la balance, l'adaptateur secteur, les piles et
les poids. 12102982

Pare-brise

Cylindre de verre (voir aussi "Plateau") 12102988

Plateau

Uniquement pour les modèles 12102987
avec plateau 160 mm:
Plateau 120 mm (+ support de plateau
+ pare-brise annulaire pour utilisation sans pare-brise);
nécessaire en cas d'utilisation conjointement
avec le pare-brise (12102988)!

Poids de calibrage

Disponibles en tant que poids OIML 11795462
(E1, E2, F1, avec certificat). Pour plus de
détails, voir la brochure sur les poids
METTLER TOLEDO
ou voir www.mt.com/weights

Protection antivol


Câble avec cadenas (pour tous les modèles) 00590101

Software ¹⁾

LabX direct balance 11120340
(logiciel pour transfert facile des données
vers un PC)

¹⁾ pour les modèles avec RS232C interface

6.5 Dimensions (en mm)



7 Annexe

7.1 Exemples d'impression avec les imprimantes METTLER TOLEDO RS-P26 et LC-P45

Fonction: **calibrage**

```

-BALANCE CALIBRATION-
04.07.2006      09:50:12

METTLER TOLEDO
Type:          PL602-L
SNR:          1120053108
SW:           1.0
Weight ID: .....
Weight:       200.00 g

External Cal. done

Signature:
.....
----- END -----
    
```

Fonction: **pesage en %**

```

----- % - WEIGHING -----
Ref.          10.008 g
              100.00 %

              60.01 g
              599.59 %
    
```

Fonction: **comptage de pièces**

Impression avec le poids de référence

```

----- PIECE COUNTING -----
APW:          0.99 g
Out of:       10 PCS

              27.00 g
              27 PCS
    
```

Fonction: **liste**

Impression du paramétrage actuel de la balance

```

--- LIST OF SETTINGS ---
04.07.2006      09:55:12

METTLER TOLEDO
Type:          PL602-L
SNR:          1120053108
SW:           1.0
TDNR:         7.17.1.286.108

-----
Weighing Parameters:
Weighing Mode Standard
Unit 1         g
A.Zero        On
-----
System Parameters:
Auto off      10 min
-----
Peripheral Devices:
P.Device      Printer
Baud          2400
Bit/Parity    7b-even
Handshake     Off

P.Device      Host
Sendmode      Off
Baud          9600
Bit/Parity    8b-no
Handshake     Soft
----- END -----
    
```

Fonction: **multiplicateur**

Possible uniquement avec LC-P45. Fonction déclenchée via l'imprimante.

```

04.07.2006      08:23:22
ID              242
SNR:           1118015657

Factor         1.65
              588.43 g
*              970.9095
    
```

Fonction: **vérification du calibrage avec poids externe**

Possible uniquement avec LC-P45. Fonction déclenchée via l'imprimante.

```

----- BALANCE TEST -----
04.07.2006      09:52:12

METTLER TOLEDO
Type:          PL602-L
SNR:          1120053108
SW:           1.0
Weight ID: .....

Target : .....
Actual : .....199.98 g
Diff   : .....

External test done

Signature:
.....
----- END -----
    
```

Fonction: **statistique**

Possible uniquement avec LC-P45. Fonction déclenchée via l'imprimante.

```










04.07.2006      10:44:07
ID              666
SNR:           1118015657
1              1100.15 g
2              1600.10 g
3              1699.95 g
n              3
x              1466.733 g
s              321.372 g
srel          21.91 %
min.          1100.15 g
max.          1699.95 g
dif.          599.80 g
----- END -----
    
```

Remarque

Le mode d'emploi de l'imprimante LC-P45 vous informe sur les fonctions pouvant être exécutées via l'imprimante LC-P45.

La **RS-P26** imprime tous les comptes rendus en langue **anglais**. Ceci est aussi valable pour les comptes rendus de la **LC-P45** réalisés à partir de la balance. Pour les comptes rendus déclenchés via la **LC-P45**, il est possible de sélectionner l'une des langues suivantes: **allemand, anglais, français, espagnol et italien**.

7.2 Que faire si...?

Erreur/message d'erreur	Origine	Remède
	Surcharge	→ Déchargez le plateau, mettez à zéro (tarer).
	Sous-charge	→ Vérifiez que le plateau est correctement positionné.
	Pas de stabilité <ul style="list-style-type: none"> • lors du tarage ou du calibrage • lors de la pose du poids de référence pour le comptage 	→ Attendez la stabilité avant de presser une touche. → Obtenez des conditions ambiantes calmes. → Retirez le plateau et nettoyez-le éventuellement.
	Aucun poids de calibrage posé ou poids de calibrage incorrect	→ Posez le poids de calibrage demandé.
	Poids de référence (nombre de pièces, pesage en pourcentage, pesage plus/moins) trop petit	→ Augmenter le poids de référence.
	Erreur interne	→ Contactez le service après-vente METTLER TOLEDO.
	Plateau manquant ou incorrect ou le plateau n'est pas vide.	→ Placer un plateau correct ou vide.
	Abandon du calibrage par la touche «C».	
	Pas d'affichage <ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur secteur non enfiché • Piles ou batteries vides (uniquement pour les modèles PL-S, sans PL203-S) 	→ Vérifier l'alimentation électrique. Connecter l'adaptateur au secteur. → Remplacer les piles; Fonctionnement avec batteries: connecter l'appareil au secteur.

7.3 Maintenance et nettoyage



Maintenance

Une maintenance régulière de votre balance par un technicien de maintenance prolonge la durée de vie de l'appareil. Demandez les possibilités de maintenance auprès de votre agence METTLER TOLEDO.

Nettoyage

Nettoyez le plateau, le pare-brise (selon le modèle) et le boîtier de votre balance régulièrement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Votre balance est composée de matériaux résistants de qualité élevée et peut donc être nettoyée à l'aide d'un produit de nettoyage doux d'usage courant.



Please observe the following notes

- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage contenant des solvants ou des substances abrasives
- Après utilisation avec des produits chimiques, il est recommandé de laver ou de nettoyer le plateau et la plaque de base (cette dernière en cas d'utilisation du pare-brise). Malgré la haute qualité des matériaux utilisés, la corrosion peut s'installer lorsque des substances agressives restent déposées longtemps sur l'acier chromé (et en l'absence de contact avec l'air, par exemple en cas de formation d'une pellicule de graisse)
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance ou l'adaptateur secteur!
- N'ouvrez jamais la balance ou l'adaptateur secteur, ceux-ci ne contiennent aucun élément dont le nettoyage, la réparation ou le remplacement peut être effectué par l'utilisateur!
- Les housses de protection souillées peuvent être remplacées sur tous les modèles de balance (voir accessoires)



Elimination

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Veillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.

GWP® – Good Weighing Practice™

Le guide de recommandations générales pour les systèmes de pesage GWP® réduit les risques liés à vos processus de pesage et vous aide à:

- choisir la bonne balance
- réduire les coûts en optimisant mes procédures de tests
- conformité qui répond à la plupart des exigences réglementaires

► www.mt.com/GWP

www.mt.com/classic

Pour plus d'informations

Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies

CH-8606 Greifensee, Switzerland

Tel. +41 (0)44 944 22 11

Fax +41 (0)44 944 30 60

Internet: www.mt.com

Sous réserve de modifications techniques.

© Mettler-Toledo AG 05/2012

11780888C fr

