FiveEasy™ FiveEasy Plus™ เครื่องวัดค[่]าการนำไฟฟ้า F30, FP30



METTLER TOLEDO

คำแนะนำการใช้งาน

	٩	,
สา	รบ	ญ

1	บทนำ		5
2	มาตรการด้านความป	ไลอดภัย	6
	2.1	คำจำกัดความของสัญญาณเตือนและสัญลักษณ [์]	6
	2.2	หมายเหตุด [้] านความปลอดภัยจำเพาะผลิตภัณฑ [์]	6
3	การออกแบบและฟังก์	า์ชันการทำงาน	8
	3.1	ภาพรวม	8
	3.2	จุดเชื่อมต่อบนเครื่องมือ	8
	3.3	แผงมุ่มกด F30	9
	3.4	แผงปุ่มกด FP30	10
	3.5	จอแสดงผลและไอคอน F30	11
	3.6	จอแสดงผลและไอคอน FP30	12
	3.7	การนำทางเมนูตั้งค่า	13
	3.8	โหมดการวัดค่า	13
4	การใช้งานจริง		14
	4.1	ขอบเขตการส่งมอบ	14
	4.2	การติดตั้งตัวยึดเซนเซอร [์]	14
	4.3	การเชื่อมต [่] ออะแดปเตอร์ไฟฟ [้] า	14
	4.4	การเชื่อมต่อเซนเซอร [์]	15
	4.5	การเปิดและปิดเครื่องมือ	15
5	การใช้งานเครื่องมือ		17
	5.1	การตั้งค่าทั่วไป	17
	5.1.1	รูปแบบจุดสิ้นสุด	17
	5.1.2	การจับอุณหภูมิ	17
	5.1.3	มาตรฐานการสอบเทียบ	17
	5.1.4	อุณหภูมิอ [้] างอิง	18
	5.1.5	ค่าสัมประสิทธิ์ α	18
	5.1.6	แฟกเตอร์ TDS	18
	5.1.7	หน่วยอุณหภูมิ (เฉพาะ FP30)	18
	5.2	การดำเนินการสอบเทียบ	19
	5.3	การดำเนินการวัดค [่] า	20
	5.3.1	โหมดการวัดค่า	20
	5.3.2	การดำเนินการวัดค่าการนำไฟฟ้า	20
	5.3.3	วัดค่า TDS	20
	5.3.4	ดำเนินการวัดค [่] าความเค็ม (เฉพาะ FP30)	20
	5.4	การใช้หน่วยความจำ (เฉพาะ FP30)	21
	5.4.1	การจัดเท็มผลการวัด	21
	5.4.2	การเรียกคืนค่าจากหน่วยความจำ	21
	5.4.3	การล้างหน่วยความจำ	21
	5.5	การพิมพ์ (เฉพาะ FP30)	21
	5.5.1	การเชื่อมต่อและทำหนดค่า	21
	5.5.2	การพิมพ [ุ] ้ผลการวัดค่า / การสอบเทียมต่อไปนี้	21
	5.5.3	การพิมพ์จาทหน [่] วยความจำ	21
	5.6	การโอนข [้] อมูลไปยังพีซี (เฉพาะ FP30)	22
	5.7	การวินิจฉัยตัวเอง	23
	5.8	รีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน	23

6	ด้านการบำรุงรักษา		24
	6.1	การทำความสะอาดตัวเครื่อง	24
	6.2	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	24
	6.3	การทำจัด	24
7	กลุ่มผลิตภัณฑ์		25
8	อุปกรณ์เสริม		26
9	ข้อมูลทางเทคนิค F3	0	27
10) ข้อมูลทางเทคนิคขอ _`	ง FP30	29
11	ภาคผนวก		31

1 บทนำ

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อเครื่องวัดค่าสำหรับห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงจาก METTLER TOLEDO เครื่องนี้ ด้วยเครื่องมือรุ่นตั้งโต๊ะ FiveEasy™ และ FiveEasyPlus™ ใหม่สำหรับวัดค่า pH ละการนำไฟฟ้าเราหวังว่าจะสามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการวัดและลำดับงานของคุณได้ FiveEasy™ และ FiveEasy Plus™ ไม่ไช่แค่กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องวัดค่าแบบตั้งโต๊ะ ที่มีอัตราส่วนความคุ้มค่าระหว่างราคาและ ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่เครื่องวัดค่าเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้อีกมากมาย ได้แก่:

• ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างสะดวก

มนูที่เข้าใจง่ายเพื่อการทำงานอย่างรวดเร็วและสะดวก

ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย

้มั่ว่าจะมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ แต่เครื่องมือนี้ต้องการพื้นที่บนโต๊ะของคุณน้อยมาก

• ความยืดหยุ่น

ี อุปทรณ์เสริมที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวททับการทำงานในห[้]องปฏิบัติการของคุณ (เช่น เครื ่องพิมพ์ เซนเซอร์ บัฟเฟอร์ และสารละลาย)

2 มาตรการด้านความปลอดภัย

2.1 คำจำกัดความของสัญญาณเตือนและสัญลักษณ์

หมายเหตุด้านความปลอดภัยจะมีการทำเครื่องหมายด้วยคำสัญญาณและสัญลักษณ์เตือน ส่วนนี้แสดงประเด็นด้านความปลอ ดภัยและคำเตือนต่างๆ การเพิกเฉยต่อหมายเหตุด้านความปลอดภัยอาจนำไปสู่การบาดเจ็บความเสียหายต่อเครื่องมือ การทำงา นผิดปกติและผลที่ผิดพลาด

คำสัญญาณ

การเตือน	สำหรับสถานการณ [์] อันตรายที่มีความเสี่ยงปานกลาง อาจนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได [้] หากไม่หลีกเลี่ยง
ข้อควรระวัง	สำหรับสถานการณ์อันตรายที่มีความเสี่ยงต่ำ อาจเกิดความเสียหายแท่อุปกรณ์หรือทรัพย์สิน หรือสูญเสียข้อมูล หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางหากไม่หลีกเลี่ยง
ข้อควรสนใจ	(ไม่มีสัญลักษณ [์]) สำหรับข [้] อมูลสำคัญเที่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ	(ไม่มีสัญลักษณ [์]) สำหรับข [้] อมลที่มีประโยชน์เที่ยวกับผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์เตือน



2.2 หมายเหตุด้านความปลอดภัยจำเพาะผลิตภัณฑ์

เครื่องมือของคุณเป็นเทคโนโลยีล่าสุดและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยทุกข้อที่ได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอันตรายในสถานการณ์พิเศษได้ ห้ามเปิดตัวเครื่องของอุปกรณ์เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถทำการบำรุงรักษา ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้ หากคุณพบบัญหาใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับเครื่องมือติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต จาก METTLER TOLEDO

การใช้งานที่ตั้งใจไว้



เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ในพื้นที่ต่างๆ และเหมาะสำหรับการวัดก่าการนำไฟฟ้า การใช้จึงจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับสารพิษและสารซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยไม่ถูกต[้]อง ซึ่งไม่เป็นไปตามคำแนะนำการใช้งาน นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามและควบคุมก ารใช้งานให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อจำกัดตลอดเวลา

สถานที่ตั้ง



เครื่องมือได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานในที่รุ่มและไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อกา รระเบิด

้ ใช้เครื่องมือในสถานที่ซึ่งเหมาะกับการใช้งานและไม่ได้รับแสงแถดหรือสัมผัสกับก[ิ]าชที่มีฤทธิ ์ กัดกร่อนโดยตรง หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนรุนแรง อุณหภูมิที่ผันผวนรุนแรงหรืออุณหภูมิต่ำกว ่า 0 °C และสูงกว่า 40 °C

ชุดป้องกัน

แนะนำให้สวมใส่ชุดคลุมป้องทันในห้องปฏิบัติการเมื่อทำงานกับสารพิษหรือสารที่มีอันตราย

ควรสวมใส่เสื้อคลุมทำงานในห้องปฏิบัติการ



ควรสวมใส่เครื่องป้องกันดวงตาที่เหมาะสม เช่น แว่นตากันน้ำ



สวมใส่ทุงมือที่เหมาะสมเมื่อจัดการทับสารเคมีหรือสารอันตราย โดยตรวจสอบว่าทุงมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ท่อนการใช้งาน

หมายเหตุด้านความปลอดภัย



\land คำเตือน

ด้านเคมี

ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อทำงานกับสารเคมี

- จัดเตรียมเครื่องมือในสถานที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้อี
- b) ต[้]องเซ็ดของเหลวที่หกทันที
- เมื่อใช้สารเคมีและตัวทำละลาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตและกฎความปลอดภัยทั่วไปในห้อ งปฏิบัติการ



\land คำเตือน

ตัวทำละลายไวไฟ

ต้องปฏิบัติตามมาตรทารด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ระหว่างทำงานกับตัวทำละลายหรือสารเคมีไวไฟ

- ๓ก็มสิ่งที่เป็นแหล่งเปลวไฟให้อยู่ห่างจากสถานที่ทำงาน
- b) เมื่อใช้สารเคมีและตัวทำละลาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตและกฎความปลอดภัยทั่วไปในห[้]อ งปฏิบัติการ

3 การออกแบบและฟังก[์]ชันการทำงาน

3.1 ภาพรวม



- แผงปุ่มกด 2
- หน[้]าจอแสดงผล 3
- ตัวเครื่อง 4
- ตัวยึดเซนเซอร[์]

3.2 จุดเชื่อมต่อบนเครื่องมือ



8

9

10



- ช[ื]่อง Mini Din สำหรับอินพุตสัญญาณการนำไฟฟ้า 1
- 2 อินเตอร[์]เฟซ RS232 สำหรับเครื่องพิมพ[์]



- อินเตอร[์]เฟซ USB-B สำหรับเชื่อมต[่]อทับพีซี 3
- ช่อง DC สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 4

บอร[ิ]ดเชื่อมต[่]อ

การเชื่อมต[่]อ DC

ช่องจัดเก็บขาตั้ง

5

3.3 แผงปุ่มกด F30



	ปุ่ม	ชื่อ	กดแล้วปล่อย (โหมดการวัดค่า)	กดค้างไว้ 1 วินาที (โ หมดการวัดค่า)	กดแล้วปล่อย (โหมดอื่นๆ)
1	Exit ©	เบิด / บิด / ออก	• เปิดเครื่อง	• ปิดเครื่อง	 กลับไปยังหน้าจอการ วัดค่า
2	Setup	การตั้งค่า	• การตั้งค่าเปิด		 เพิ่มค่าในระหว่างการ ตั้งค่า
3	Read /A	รูปแบบการอ่านก่า / จุดสิ้นสุด	 เริ่มหรือจุดสิ้นสุดการ วัดค่า 	 ตั้งค่าเปิด / ปิดจุดสิ้นส ุดแบบอัตโนมัติ 	• ยืนยันการตั้งค่า
4	Mode	ໂκມດ	 เปลี่ยนโหมดการวัดค่ า (การนำไฟฟ้าและ TD S) 		 ลดค่าในระหว่างการตั้ งค่า
5	Cal	การสอบเทียบ	• เริ่มการสอบเทียบ	 เรียกคืนข[้]อมูลการสอ มเทียม 	

3.4 แผงปุ่มกด FP30



	ปุ่ม	ชื่อ	กดแล้วปล่อย (โหมดการวัดค่า)	กดค้างไว้ 1 วินาที (โ หมดการวัดค่า)	กดแล้วปล่อย (โหมดอื่นๆ)
1	Exit ©	เปิด / ปิด / ออท	• เปิดเครื่อง	• ปิดเครื่อง	 กลับไปยังหน้าจอการ วัดค่า
2	STO RCL	จัดเท็บ / เรียทคืน	 จัดเท็มการอ่านค่าปัจ จุบันลงในหน่วยความ จำ 	 เรียกคืนข้อมูลหน่วย ความจำ 	 เพิ่มค่าในระหว่างการ ตั้งค่า เลื่อนขึ้นภายในหน่วย ความจำ
3	Read /Ā	รูปแบบการอ่านค่า / จุดสั้นสุด	 เริ่มหรือจุดสั้นสุดการ วัดค่า 	 ตั้งค่าเปิด / ปิดจุดสิ้นส ุดแบบอัตโนมัติ 	• ยืนยันการตั้งค่า
4	Mode Setup	โหมด / ตั้งค่า	 เปลี่ยนโหมดการวัดค่ า (ค่าการนำไฟฟ้า, TD S และค่าความเค็ม) 	 เข้าสู่โหมดตั้งค่า 	 ลดค่าในระหว่างการตั้ งค่า เลื่อนลงภายในหน่วย ความจำ
5	Cal	การสอบเทียบ	• เริ่มการสอบเทียบ	 เรียกคืนข[้]อมูลการสอ มเทียม 	

3.5 จอแสดงผลและไอคอน F30

เมื่อเปิดเครื่องมือ หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงไอคอนทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นได้บนหน้าจอ แสดงผล ในตารางต่อไปนี้ จะมีคำอธิบายสั้นๆ ของไอคอนเหล่านี้

หน้าจอเริ่มต้น



	ไอคอน	รายละเอียด
1	α / TDS	การตั้งค่าแก้ไขอุณหภูมิ / โหมดการวัดค่า TDS
2		ค่าการวัด
3	/A / /M	รูปแบบจุกสั้นสุด: /A อัตโนมัติ /M แมนนวล
4		การตั้งค่ามาตรฐานสอบเทียบ
5	CC	ค่าคงที่เซลล์, ผลการสอบเทียบ
6	%/°C / mS/cm µS/cm / mg/L	หน่วยการวัดที่ใช้ในปัจจุบัน
7		ข้อมูลอุณหภูมิ
8	MTC / ATC	MTC (การจับอุณหภูมิแบบแมนนวล)
		ATC (การจับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ)
9	Err	รหัสข้อผิดพลาด
10	Q	โหมดการตั้งค่า
11		โหมดการวัดค่า
12	1	โหมดการสอบเทียบ: แสดงโหมดการสอบเทียบและจะปรากฎขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการสอบเที ยมหรือตรวจสอบข [้] อมูลการสอบเทียบ
13	Ref.T.	อุณหภูมิอ้างอิง

3.6 จอแสดงผลและไอคอน FP30

เมื่อเปิดเครื่องมือ หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงไอคอนทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นได้บนหน้าจอ แสดงผล ในตารางต่อไปนี้ จะมีคำอธิบายสั้นๆ สำหรับไอคอนเหล่านี้

หน้าจอเริ่มต้น



	ไอคอน	รายละเอียด
1	α / TDS / SAL	การตั้งค่าแก้ไขอุณหภูมิ / โหมดการวัดค่า TDS หรือค่าความเค็ม
2		ค่าการวัด
3	/Ā / /M	รูปแบบจุดสิ้นสุด: /A อัตโนมัติ /M แมนนวล
4	F B	การตั้งค่ามาตรฐานสอบเทียบ
5	М	ข้อมูลหน่วยความจำ
6	CC	ค่าคงที่เซลล <i>์,</i> ผลการสอบเทียบ
7	%/°C / mS/cm µS/cm / mg/L psu	หน่วยการวัดที่ใช้ในบัจจุบัน
8		ข [้] อมูลอุณหภูมิ
9	MTC / ATC	MTC (การจับอุณหภูมิแบบแมนนวล) ATC (การจับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ)
10	Err B	รหัสข [้] อผิดพลาด
11	¥	การเชื่อมต [่] อ USB กับพีซี
12		เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล
13	Q	โหมดการตั้งค่า
14		โหมดการวัดค่า
15	Ì∠,	โหมดการสอบเทียบ: แสดงโหมดการสอบเทียบและจะปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการสอบเที ยบหรือตรวจสอบข [้] อมูลการสอบเทียบ

	ไอคอน	รายละเอียด
16	Ref.T. ₽₽₽ ₽₽₽	อุณหภูมิอ [้] างอิง

3.7 การนำทางเมนูตั้งค่า

สำหรับการนำทางไปมาในเมนูการตั้งค่า อ่านข้อมูลต่อไปนี้

- กด Setup ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่า
- กด Exit เพื่อออกจากเมนูตั้งค่า
- ใช้ 🦳 และ 🧹 เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
- กดปุ่ม Read เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

สามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้ตามลำดับที่ปรากฏ

ตัวแปร	รายละเอียด	ช่วง
МТС	การตั้งค [่] าอุณหภูมิแบบ	0.0100.0 °C / 32.0212 °F
	แมนนวล	
ъЪ	การตั้งค่ามาตรฐานกา	ค่าคงที่เซลล์ 1, 2, 3, 4 (สำหรับ FP30 เท่านั้น)
	รสอบเทียบ	
Ref.T.	อุณหภูมิอ [้] างอิง	25 °C (68 °F), 20 °C (77 °F)
α	ค [่] าสัมประสิทธิ์ α	0.010.00 %/°C
TDS	แฟกเตอร์ TDS	0.41.00
°C, °F	หน่วยอุณหภูมิ	°C, °F (FP30 เท่านั้น)

3.8 โหมดการวัดค่า

้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า สามารถใช้วัดค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในตัวอย่างได้:

- การนำไฟฟ้า (µS/cm และ mS/cm)
- TDS (mg/L และ g/L)
- ค่าความเค็ม (psu) สำหรับ FiveEasy Plus[™] เท่านั้น

้ในการเปลี่ยนโหมดการวัดค[่]า ให[้]กด **Mode**

4 การใช้งานจริง

4.1 ขอบเขตการส่งมอบ





อะแดปเตอร์ไฟฟ้า



CD-ROM พร[้]อมคำแนะนำการใช[้]งาน

4.2 การติดตั้งตัวยึดเซนเซอร์



4.3 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องมือนี้มีอะแดปเตอร์ AC สำหรับใช้ทั่วโลกให้พร้อมมาด้วย อะแดปเตอร์ AC เหมาะสำหรับทุกแรงดันไฟฟ้าหลักในช ่วง 100 ถึง 240 V, 50/60 Hz

ข้อควรพิจารณา

- ท่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบความเสียหายของสายเคเบิล!
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเมิลได้รับการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรือเพื่อไม่ให้ทีดขวางการติดตั้ง

- ระวังอย่าให้ของเหลวหกใส่อะแดปเตอร์ AC!
- ต้องสามารถดึงปลั๊กไฟออกได้ตลอดเวลา!
- 1 เสียบปลั๊กขั้วต่อที่ถูกต้องเข้าไปในอะแถปเตอร์ AC จนกว่าจะสุด



2 เชื่อมต่อสายเคเมิลของอะแดปเตอร์ AC โดยใช้ช่อง DC ของเครื่องมือ



3 เสียบอะแดปเตอร์ AV เข้ากับเต[้]ารับบนผนัง

หมายเหตุ

้ในการถอดปลั๊กขั้วต่อออก ให้กดปุ่มปลดและดึงปลั๊กขั้วต่อออก

4.4 การเชื่อมต่อเซนเซอร์



4.5 การเปิดและปิดเครื่องมือ

- กดและปล[่]อย 🖒 เพื่อเปิดเครื่องมือ
 - ตัวเลขดิจิตอลแบบแม่งเป็นเซกเมนต์และไอคอนทั้งหมดจะแสดงขึ้นเป็นเวลา
 2 วินาที หลังจากนั้นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งจะปรากฏขึ้น (เช่น 1.00) และเครื่องมือจะพร้อมใช้งาน

2 กถ 🖰 ค้างไว้ 3 วินาทีแล้วปล่อยเพื่อปิดเครื่อง



5 การใช้งานเครื่องมือ

5.1 การตั้งค่าทั่วไป

5.1.1 รูปแบบจุดสิ้นสุด

FiveEasy™ และ FiveEasy Plus™ มีรูปแบบจุดสิ้นสุดที่แตกต่างกันสองรูปแบบ คือ อัตโนมัติและแมนนวล ในการสลับระหว่างโ หมดจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล ให้กด **Read** ค้างไว้

จุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติ

เมื่อใช้จุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติ การวัดค่าจะหยุดโดยอัตโนมัติทันทีที่สัญญาณอินพุตเสถียร ซึ่งจะทำให้วัดค่าได้ง่าย รวดเร็ว และแม่ นยำ

จุดสิ้นสุดแบบแมนนวล

้จุดสิ้นสุดแบบนี้จะแตกต่างจากจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติ เนื่องจากผู้ใช้ต้องเป็นผู้หยุดการอ่านการวัดค่าในโหม ดแมนนวล เพื่อทำการวัดค่าด้วยจุดสิ้นสุดแบบแมนนวล ให้กด **Read**

5.1.2 การจับอุณหภูมิ

การจับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (ATC)

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัด เราแนะนำให้ไช้เซนเซอร์ที่มีหัววัดอุณหภูมิในตัวหรือหัววัดอุณหภูมิแยกต่างหาท หากเครื่องวั ดค่าจดจำหัววัดอุณหภูมิได**้ ATC** และอุณหภูมิตัวอย่างจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

เครื่องวัดค่าจะสามารถใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ NTC 30 kΩ ได้

การจับอุณหภูมิแบบแมนนวล (MTC)

หากเครื่องวัดค่าตรวจไม่พบหัววัดอุณหภูมิ เครื่องจะสลับไปที่โหมดอุณหภูมิแบบแมนนวลโ ดยอัตโนมัติและ **MTC** จะปรากฎขึ้น ค่าอุณหภูมิ MTC ที่ป้อนจะถูกใช้ในการชดเชยอุณหภูมิ

- 1 ในการตั้งค่าอุณหภูมิ MTC ให้กด **Setup** ค้างไว้
 - ค่าอุณหภูมิจะกะพริบ การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 25 °C
- 2 เลือกค่าอุณหภูมิโดยใช้ 🦳 และ 💛
- 3 กก **Read** เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
- 4 ทำการเลือกมาตรฐานการสอบเทียบต่อ หรือกด **Exit** เพื่อกลับไปยังหน[้]าจอการวัดค่า

5.1.3 มาตรฐานการสอบเทียบ

คุณจะสามารถเลือกมาตรฐานการสอบเทียบได้ในเมนูตั้งค่า โดยมีสามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

- 84 µS/cm
- 1413 µS/cm
- 12.88 mS/cm

ตารางค่าการนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิระดับต่างๆจะถูกตั้งโปรแทรมไว้ในเครื่องวัดสำหรับแต่ ละมาตรฐาน โปรดดูที่ ภาคผนวท [▶ 31]

- หลังจากการยืนยันอุณหภูมิ MTC มาตรฐานการสอบเทียบปัจจุบันจะกะพริบ
- 1 เลือกมาตรฐานโดยใช้ 🦳 และ 💛

– หรือ –

เลือก **CC** หากทราบค่าคงที่เซลล์ของเซนเซอร์วัดการนำไฟฟ้าอย่างแม่นยำ (เฉพาะ FP30)

- 2 กด **Read** เพื่อยืนยัน
- 3 ทำการเลือกอุณหภูมิอ้างอิงต่อ หรือกด **Exit** เพื่อกลับไปยังหน[้]าจอการวัดค่า

5.1.4 อุณหภูมิอ้างอิง

คุณสามารถเลือกระหว่างอุณหภูมิอ้างอิง 20 °C และ 25 °C ได้ ค่าการนำไฟฟ้าของตัวอย่ างจะถูกอ้างอิงกับอุณหภูมิที่เลือก ในระหว่างการวัดค่า

- หลังจากยืนยันการเลือกมาตรฐาน อุณหภูมิอ้างอิงจะกะพริบ
- เลือกอุณหภูมิอ้างอิงเป้าหมายโดยใช้ // และ //
- 2 กด **Read** เพื่อยืนยัน
- 3 ดำเนินการต่อโดยการตั้งค่าสัมประสิทธิ์ α หรือกด **Exit** เพื่อกลับไปยังหน[้]าจอการวัดค่า

5.1.5 ค่าสัมประสิทธิ์ α

้ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในสารละลายส่วนใหญ่ จะกำหนดให้การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิมีความ สัมพันธ์แบบเชิงเส้น

การนำไฟฟ้าที่วัดได้จะได้รับการแก้ไขค่าและแสดงโดยใช้สูตรต่อไปนี้

 $G_{TRef} = G_T / (1 + \alpha (T - T_{Ref}) / 100\%)$

โดยที่

- GT = การนำไฟฟ้าที่วัดได้ที่อุณหภูมิ T (mS/cm)
- GT_{Ref} = การนำไฟฟ้า (mS/cm) แสดงที่เครื่องมือ คำนวณกลับไปเป็นอุณหภูมิอ้างอิง T_{Ref}
- α = ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขอุณหภูมิเซิงเส้น (%/°C); α = 0: ไม่มีการแก้ไขอุณหภูมิ
- T = อุณหภูมิที่วัดได้ (°C)
- T_{Ref} = อุณหภูมิอ้างอิง (20°C หรือ 25°C)
- หลังจากยืนยันการตั้งค่าของอุณหภูมิอ้างอิง ค่าสัมประสิทธิ์ α จะกะพริบ
- 1 ตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์ α โดยใช้ 🦳 และ 💛
- 2 กด **Read** เพื่อยืนยัน
- 3 ทำการตั้งค่าแฟกเตอร์ TDS ต่อ หรือกด **Exit** เพื่อกลับไปยังหน้าจอการวัดค่า

5.1.6 แฟกเตอร**์ TDS**

ระบบจะคำนวณ TDS โดยการคูณค่าการนำไฟฟ้ากับแฟกเตอร์ TDS

- หลังจากยืนยันค่าสัมประสิทธิ์ α แล้ว ค่า TDS จะกะพริบ
- 1 ตั้งค่าแฟกเตอร์ TDS โดยใช้ 🦳 และ 💛
- 2 nn **Read** เพื่อยืนยัน
- 3 ตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิต่อ (เฉพาะ FP30) หรือกด **Exit** เพื่อกลับไปยังหน้าจอการวัดค่า

5.1.7 หน่วยอุณหภูมิ (เฉพาะ FP30)

- หลังจาทยืนยันการตั้งค่า TDS หน่วยอุณหภูมิจะกะพริบ
- 1 เลือกหน่วยอุณหภูมิ (°C หรือ °F) โดยใช้ 🦳 และ 💛
- 2 กด **Read** เพื่อยืนยันและกลับไปยังหน[้]าจอการวัดค[่]า

5.2 การดำเนินการสอบเทียบ

้ในการทำหนดค่าคงที่ของเซลล์สำหรับเซนเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า ให้ทำการสอบเทียบเช่นที่ได้อธิบายไว้ข้างล่าง

- เซนเซอร์เชื่อมต่อกับเครื่องมือแล้ว
- 1 วางเซนเซอร[์]ลงในมาตรฐานการสอบเทียบและ กด **Cal**
 - 🖻 너 และ 🛅 จะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผล

้จุดสิ้นสุดของเครื่องมือตามโหมดจุดสิ้นสุดที่เลือกไว้ล่วงหน[้]า (แมนนวลหรืออัตโนมัติ) หลังจากที่สัญญาณกลับสู่สภาว ะปกติอีกครั้งหรือหลังจากที่กด **Read** (จุดสิ้นสุดแบบแมนนวล) จอแสดงผลเครื่องวัดค่าจะค้างไว้ และแสดงค่ามาตรฐ านที่เกี่ยวข้อง

- 🗢 🗄 จะหายไปจากจอแสดงผล
- 🗢 ค่าคงที่เซลล์ใหม่ของเซนเซอร์จะแสดงอยู่ที่ด้านขวาของจอแสดงผล
- 2 กด **Read** เพื่อบันทึกการสอบเทียบ

หรือ –
 กด Exit เพื่อละทิ้งข[้]อมูลการสอบเทียบ

หมายเหตุ

ี เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดก่าการนำไฟฟ้ามีความน่าเชื่อกือคุณควรตรวจสอบก่าคงที่เซลล์ด้วยสารละลายมาตรฐานวันละหนึ ่งครั้งและทำการสอบเทียบใหม่หากจำเป็น ใช้สารละลายมาตรฐานใหม่เสมอ

หมายเหตุ (เฉพาะ FP30)

หากทราบค่าคงที่เซลล์ของเซนเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าอย่างแม่นยำ (ค่าคงที่เซลล์ที่ผ่านการรับรอง)จะสามารถป้อนลงในเครื่องวัดไ ด้โดยตรง (0.001 - 10.00/cm) หากตั้งค่ามาตรฐานการสอบเทียบเป็น ค่าคงที่เซลล์

- 1 กด Cal และค่าคงที่เซลล์เริ่มต้นจะกะพริบบนจอแสดงผล
- 2 เพิ่มหรือลดค่าคงที่เซลล์โดยการกด 🦯 และ 💛
- 3 กถ **Read** เพื่อยืนยันค่า

5.3 การดำเนินการวัดค่า

5.3.1 โหมดการวัดค่า

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า FiveEasy™ จะมีโหมดการอ่านค่าสองโหมดที่แตกต่างกัน คือ: การนำไฟฟ้าและ TDS เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า FiveEasyPlus™ จะมีโหมดการอ่านค่าสามโหมดที่แตกต่างกัน คือ: การนำไฟฟ้า, TDS และค่าความเ ค็ม

กดปุ่ม Mode เพื่อสลับระหว่างโหมดต่าง ๆ

5.3.2 การดำเนินการวัดค่าการนำไฟฟ้า

- เซนเซอร์เชื่อมต่อกับเครื่องมือแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมดการอ่านค่าการนำไฟฟ้า
- 1 วางเซนเซอร์ในตัวอย่างและกด Read เพื่อเริ่มการวัดค่า
 - 🗢 จุดทศนิยมจะกะพริบ
 - 🗢 จอแสดงผลจะแสดงค่าการนำไฟฟ้าของตัวอย่าง
 - หากเลือกจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติ และสัญญาณเสถียรแล้วจอแสดงผลจะค้าง /Ā จะปรากฏขึ้น และจุดทศนิยม จะหยุดทะพริบ ในทรณีที่มีการกดปุ่ม Read ก่อนถึงจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติจอแสดงผลจะค้าง และ /M จะปรากฏขึ้น
- 2 หากเลือกจุดสิ้นสุดแบบแมนนวล ให้กด Read เพื่อทำการวัดค่าด้วยจุดสิ้นสุดแบบแมนนวล จอแสด งผลจะค้าง และ /M จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

ึกด **Read** ค[้]างไว้ เพื่อสลับระหว่างรูปแบบจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล

5.3.3 วัดค่า TDS

- เซนเซอร์เชื่อมต่อกับเครื่องมือแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมด TDS
- ดำเนินการต่อตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของส่วน การดำเนินการวัดค่าการนำไฟฟ้า [▶ 20]

5.3.4 ดำเนินการวัดค่าความเค็ม (เฉพาะ FP30)

- เซนเซอร์เชื่อมต่อกับเครื่องมือแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมดค่าความเค็ม
- ดำเนินการต่อตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของส่วน การดำเนินการวัดค่าการนำไฟฟ้า [▶ 20]

5.4 การใช้หน่วยความจำ (เฉพาะ FP30)

5.4.1 การจัดเก็บผลการวัด

เครื่องมือสามารถจัดเท็บผลได้สูงสุด 200 จุดสิ้นสุด

- กด **STO** เมื่อการวัดค[่]าถึงจุดสิ้นสุด
 - M001 แสดงว่าได้มีการจัดเก็บผลหนึ่งรายการไว้แล้วและ M200 สามารถจัดเก็บผลได้สูงสุด 200 รายการ

ประกาศ

หากคุณกด STO เมื่อ M200 แสดงขึ้น Err 6 แสดงว่าหน่วยความจำเต็ม หากต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องล้างห น่วยความจำ

5.4.2 การเรียกคืนค่าจากหน่วยความจำ

- กด RCL ค้างไว้ เพื่อเรียกคืนค่าที่จัดเก็บไว้
- 2 กด // หรือ // เพื่อเลื่อนดูผลการวัดที่จัดเก็บไว้
 - MR 001 ถึง MR 200 แสดงว่าผลลัพธ์ใดที่แสดงอยู่ในขณะนั้น
- 3 กด **Exit** เพื่อกลับไปยังหน[้]าจอการวัดค่า

5.4.3 การล้างหน่วยความจำ

- 1 กด **RCL** ค[้]างไว้ เพื่อเรียกคืนค่าที่จัดเท็บไว้จากหน่วยความจำ
- 2 กด **RCL** จนทว่า **ALL** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- 3 กด **Read** เพื่อลมผลการวัดค่าทั้งหมด
 - CLr จะเริ่มกะพริบบนจอแสดงผล
- 4 กด **Read** เพื่อยืนยันการลม

- หรือ -กด **Exit** เพื่อยกเลิกการลม

5.5 การพิมพ์ (เฉพาะ FP30)

5.5.1 การเชื่อมต่อและกำหนดค่า

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอินเตอร์เฟซ RS-232 ของ FP30 ได้ ขอแนะนำให้ไข้เครื่องพิมพ์ RS-P25, RS-P26 หรือ RS-P28 เนื่องจากจดจำ FP30 ได้ และเครื่องพิมพ์จะปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์รุ่นอื่น จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้: อัตราบอด: 1,200bps มิตข้อมูล: 8 มิต พาริตีมิต: ไม่มี Stop bit: 1

5.5.2 การพิมพ์ผลการวัดค่า / การสอบเทียบต่อไปนี้

หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ FP30 เอกสารที่พิมพ์จะถูกสร[้]างขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังการวัดก่าหรือการสอบเทียบจุดสิ้นสุดแต่ล ะจุด

5.5.3 การพิมพ์จากหน่วยความจำ

ขณะเลื่อนดูในหน่วยความจำ คุณสามารถพิมพ์รายการที่ดูอยู่ในปัจจุบันได้โดยการกดปุ่ม **RCL** ค[้]างไว้

5.6 การโอนข้อมูลไปยังพีซี (เฉพาะ FP30)

สามารถก่ายโอนข้อมูลการวัดก่าไปยังพีซีได้หลังการวัดก่าหรือการสอบเทียบแต่ละจุดสั้นส ุด โดยใช้ **LabX direct pH** ซอฟต์แวร์พีซี ในการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ดูอยู่ในบัจจุบันไปยังพีซี ให้กด **RCL** ค้างไว้

5.7 การวินิจฉัยตัวเอง

- 1 เปิดเครื่องวัดค่า
- 2 กด **Read** และ **Cal** พร้อมกันจนทว่าเครื่องวัดค่าจะแสดงผลเต็มหน้าจอ
 - ไอคอนแต่ละตัวจะทะพริมต่อกันไป ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าไอคอนทุกตัวแสดงบนจอแสดงผลได ้อย่างถูกต้องหรือไม่
 - 🗢 หลังจากนั้น 占 จะเริ่มกะพริบและไอคอนปุ่มหลักทั้ง 5 จะปรากฏบนจอแสดงผล
- 3 กถปุ่มหลักใดๆ
 - 🗢 ไอคอนนั้นๆ จะหายไปจากหน้าจอ
- 4 กดปุ่มหลักทีละครั้ง
- เมื่อการวินิจฉัยตัวเองเสร็จสิ้น PAS จะปรากฏขึ้น หากการวินิจฉัยตัวเองล[้]มเหลว Err 2 จะปรากฏขึ้น ประกาศ

้คุณต้องกดปุ่มหลักทั้งหมดภายใน 1 นาที ไม่เช่นนั้น FAL จะปรากฏขึ้นและจะต้องทำการวินิจฉัยตัวเองใหม่

5.8 รีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน



ประกาศ

การสูญเสียข[้]อมูล**!**

การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานการตั้งค่าที่ผู้ใช้กำหนดทั้งหมดจะกลับเป็นค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ หน่วยความจำข[้]อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก

- เครื่องมือจะถูกปิด
- 1 กถ **Read**, **Cal** และ **Exit** พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
 - RST จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
- 2 nn **Read**
- 3 nn Exit
 - 🗢 เครื่องมือปิด
 - 🗢 การตั้งค่าทั้งหมดได้รับการรีเซ็ต

6 ด้านการบำรุงรักษา

6.1 การทำความสะอาดตัวเครื่อง



ประกาศ

ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องมือ!

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวเข้าไปที่ด้านในของเครื่องมือ เช็ดของเหลวที่หกทันที

เครื่องวัดค่าไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษานอทเหนือจากการเช็ดด้วยผ้าหมาดเป็นครั้งคราว ตัวเครื่องทำจากอะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) วัสดุนี้ไวต่อสารละลายอินทร ี ย์บางชนิด เซ่น โทลูอีน ไซลีน และ เมทิลเอทิลคีโตน (MEK)

ทำความสะอาดตัวเครื่องของเครื่องมือด้วยผ้าชุมน้ำและน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน

6.2 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อผิด พลาด	รายละเอียด	ความละเอียด
Err 1	เทิดข [้] อผิดพลาดในการเข [้] าถึงหน [่] วยค วามจำ	รีเซ็ตกลับเป็นการตั้งค [่] าจากโรงงาน
Err 2	การวินิจฉัยตัวเองล [ั] มเหลว	ทำซ้ำขั้นตอนการวินิจฉัยตัวเอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่ม ทั้งห้าภายในสองนาที
Err 3	วัดค่าได้นอกช่วง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กอดฝาเปียกของอิเล็กโทรดออก และทำการเชื่อมต่ออิเล็กโทรดอย่างถูกต้อง และวางลงในสารละลายตัวอย่าง
Err 4	อุณหภูมิมาตรฐานสอบเทียบอยู่นอก ช่วง (5 ถึง 35 °C)	รักษาอุณหภูมิไว้ไห้อยู่กายในช่วงสำหรับการสอบเทียบ (5 ถึง 35 °C)
Err 5	ค่าคงที่เซลล์อยู่นอกช่วง	ตรวจสอบให้แน่ไจว่าคุณมีมาตรฐานที่ถูกต [้] อง และเป็นมาตรฐานใหม่ กอด ทำความสะอาด และ/หรือเปลี่ยนเซนเซอร [์]
Err 6	หน [่] วยความจำเต็ม	ล้างหน่วยความจำ
Err 7	ข [้] อมูลการวัดค่าไม่สามารถจัดเท็บซ้ำไ ด [ั]	

6.3 การกำจัด

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถกำจัดทั้งเป็นขยะในท้องถิ่นทั่วไป เนื่องจากสอดคล้องตามข[้]อกำกับของสหภาพยุโรป 2002/96/EC เกี่ยวกับซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(WEEE) ข้อกำหนดนี้ยังบังคับใช้กับประเทศภายนอกสหภาพยุโรป ตามข้อกำหนดเฉพาะของประเทศนั้นๆ

โปรดกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้โดยสอดคล้องตามกฎระเมียบในท้องถิ่น ณ จุดจัดเก็บขยะเฉพาะของขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ หากคุณมีคำถามอื่นใด โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรื อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้ออุปกรณ์นี้ หากอุปกรณ์นี้จัดส่งให้กั บบุคคลภายนอกอื่น (เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือการใช้งานทางอาชี

พ) ยังต[้]องปฏิบัติตามเนื้อหาตามกฎระเบียบนี้ด[้]วย

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณเพื่อการปกป้องสภาพแวดล[้]อม



7 กลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดค่าและชุดอุปกรณ์	รายละเอียด	หมายเลขสั่งซื้อ
เครื่องวัดค [่] า F30	เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า FiveEɑsy™ แบบไม่มีเซนเซอร์	30266942
F30-มาตรฐาน	ซุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้า FiveEasy™ พร้อมเซนเซอร์ LE703	30266943
เครื่องวัดค่า FP30	เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า FiveEɑsy Plus™ แบบไม่มีเซนเซอร์	30266944
FP30-มาตรฐาน	ซุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้า FiveEɑsy Plus™ พร้อมเซนเซอร์ LE703	30266945

8 อุปกรณ์เสริม

รายการ	หมายเลขสั่งซื้อ
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า	11120270
แขนอิเล็ทโทรด (พร [้] อมตัวยึดเซนเซอร [์] และเสา 2 อัน)	30239139
แขนต่ออิเล็กโทรด (เสาเสริม)	30239140
จุกยางสำหรับปิดรูแขนอิเล็กโทรด (2 ชิ้น)	51302952
ฝาด้านข้างสำหรับปิดรูเสาแขนอิเล็ทโทรด	30239146
เซนเซอร์	หมายเลขสั่งซื้อ
LE703 (10 µS/cm200 mS/cm	51340335
LE740 (0,01 µS/cm500 µS/cm	51340336
สารละลาย	หมายเลขสั่งซื้อ
สารละลายมาตรฐานการนำไฟฟ้า 84 μS/cm , 250 มล.	51302153
สารละลายมาตรฐานการนำไฟฟ้า 84 μS/cm, 30 x 20 มล.	30111140
สารละลายมาตรฐานการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm , 30 x 20 มล.	51302049
สารละลายมาตรฐานการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm , 6 x 250 มล.	51350096
สารละลายมาตรฐานการนำไฟฟ้า 12.88 mS/cm , 30 x 20 มล.	51302050
สารละลายมาตรฐานการนำไฟฟ้า 12.88 mS/cm , 6 x 250 มล.	51350098

9 ข้อมูลทางเทคนิค **F30**

ทั่วไป

พิกัดไฟฟ้าอะแดปเตอร์ AC	แรงดันไฟฟ้าในสาย	100 - 240 V AC ~ ± 10%
	ความถี่ขาเข้า	50/60 Hz
	แรงดันเอาต์พุต	12 V DC สำหรับใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ผ่านการรับ รองโดย CSA(หรือหน่วยงานอนุมัติที่เทียบเท่า) ซึ่งจะต [้] องมีเอาต [ุ] ้พุตวงจรแบบจำกัด
เครื่องมือพิกัดไฟฟ้า	แรงดันอินพุต	9 - 12 V
	ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า	1 W
ขนาด	ความสูง (ไม่รวมขาตั้งเซนเซอร์)	70 มม.
	ความกว้าง	227 JJJ.
	ความลึก	147 JU.
	น้ำหนัก	0.63 nn.
หน้าจอแสดงผล	LCD	LCD แบบแบ่งส่วน 4.3"
สภาวะแวดล้อม	อุณหภูมิทำงาน	0 40 °C
	ความชื้นสัมพัทธ์	5%85% (ไม่ควบแน่น) ตั้งแต่ 31 °C ถึง 40 °C ลดลงแบบเชิงเส้น จนถึง 50%
	ประเภทแรงดันไฟฟ้าเทิน	Class II
	ระดับการก [่] อมลภาวะ	2
	ระดับความสูงสูงสุดที่สามารถใช [้] งานไ ด [้]	2000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล
	ช่วงการใช้งาน	สำหรับการใช้ในอาคาร
วัสดุ	ตัวเครื่อง	ABS
	หน้าต่าง	พอลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA)

การวัดค่า

พารามิเตอร์	mS/cm, µS/cm, mg/L, °C (°F)		
อินพุตเซนเซอร์	mS/cm, µS/cm, mg/L, °C (°F)	Mini-DIN	
การนำไฟฟ้า	ช่วงการวัด	0.00 µS/cm200.0 mS/cm	
	ขีดจำทัดความผิดพลาด	± 0.5%	
TDS	ช่วงการวัด	0.0 mg/L200.0 g/L	
	ขีดจำทัดความผิดพลาด	±0.5% ของค่าที่วัดได [้]	
อุณหภูมิ	ช่วงการวัด	0100 °C (32212 °F)	
	ความละเอียด	0.1°C	
	ขีดจำทัดความผิดพลาด	± 0.5 °C	
	ATC/MTC	ŭ	
	การชดเชย	เชิงเส้น: 0.00%/°C10.00%/°C,	
		อ [้] างอิง อุณหภูมิ 20 หรือ 25°C	
การสอบเทียบ	จุดสอบเทียบ	1	
	มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน [้] า	3	

การวัดค่าทั่วไป	การบันทึกจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติและแ	ū
	มนนวล	
	สัญญาณเสียงจุดสิ้นสุด	ū
	สัญญาณภาพจุดสิ้นสุด	ŭ
การรักษาความปลอดภัยข้อมูล /การจัดเก็บข้อมูล	ขนาดหน [่] วยความจำ	การสอบเทียบปัจจุบัน

10 ข้อมูลทางเทคนิคของ FP30

ทั่วไป

พิกัดไฟฟ้าอะแดปเตอร์ AC	แรงดันไฟฟ้าในสาย	100 - 240 V AC ~ ± 10%
	ความถี่ขาเข้า	50/60 Hz
	แรงดันเอาต [์] พุต	12 V DC
		สำหรับใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ผ่านการรับ
		รองโดย CSA (หรือหนวยงานอนุมัติที่เทียบเทา) ซึ่งกะตั้วเงนียวกับตามกระแบบร่ากัก
เอรื่อ หมือติอัอไฟฟ้อ		
เควองมอพกด เพพา	แรงดนอนพุต	9 - 12 V
	ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า	1 W
ขนาด	ความสูง	70 JJJ.
	(ไม่รวมขาตั้งเซนเซอร์)	
	ความกว้าง	227 אט.
	ความลึก	147 אט.
	น้ำหนัก	0.63 nn.
หน้าจอแสดงผล	LCD	LCD แบบแบ่งส่วน 4.3"
สภาวะแวดล้อม	อุณหภูมิทำงาน	0 40 °C
	ความชื้นสัมพัทธ์	5%85% (ไม _่ ควมแน่น)
		ตั้งแต่ 31 °C ถึง 40 °C ลดลงแบบเชิงเส [้] น
		จนถึง 50%
	ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน	Class II
	ระดับการก [่] อมลภาวะ	2
	ระดับความสูงสูงสุดที่สามารถใช้งานไ ด [ั]	2000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล
	ช่วงการใช้งาน	สำหรับการใช้ในอาคาร
วัสดุ	ตัวเครื่อง	ABS
	หน้าต่าง	พอลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA)

การวัดค่า

พารามิเตอร์	mS/cm, μS/cm, mg/L, psu, °C (°F)		
อินพุตเซนเซอร์	mS/cm, µS/cm, mg/L, psu, °C (°F)	Mini-DIN	
ขั้วต่อ	อินเตอร์เฟซ RS232	ū	
	อินเตอร [ิ] เฟซ USB	ū	
การนำไฟฟ้า	ช่วงการวัด	0.00 µS/cm500.0 mS/cm	
	ขีดจำทัดความผิดพลาด	± 0.5%	
ความเค็ม	ช่วงการวัด	0.0042.00 psu	
	ความละเอียด	0.010.1 psu	
TDS	ช่วงการวัด	0.0 mg/L300.0 g/L	
	ขีดจำทัดความผิดพลาด	±0.5% ของค [่] าที่วัดได [้]	

อุณหภูมิ	ช่วงการวัด	-5105 °C (23221 °F)	
	ความละเอียด	0.1 °C	
	ขีดจำกัดความผิดพลาด	± 0.3 °C	
	ATC/MTC	ŭ	
	การชดเชย	เซิงเส [้] น: 0.00%/°C10.00%/°C, อ้างอิง อุณหภูมิ 20 หรือ 25°C	
การสอบเทียบ	จุดสอบเทียบ	1	
	มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน [้] า	3, อินพุตค่าคงที่เซลล์แบบแมนนวล	
การวัดค่าทั่วไป	การมันทึกจุดสิ้นสุดแบบอัตโนมัติและแ มนนวล	រីរ	
	สัญญาณเสียงจุดสิ้นสุด	ū	
	สัญญาณภาพจุดสิ้นสุด	ū	
ีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล /การจัดเก็บข้อมูล	ขนาดหน่วยความจำ	การวัดค่า 200 ครั้ง, การสอบเทียบปัจจุบัน	

11 ภาคผนวก

มาตรฐานสากล (ที่อุณหภูมิ อ้างอิง 25°C)

T [°C]	84 µS/cm	1413 µS/cm	12.88 mS/cm
5	53.02	896	8.22
10	60.34	1020	9.33
15	67.61	1147	10.48
20	75.80	1278	11.67
25	84.00	1413	12.88
30	92.19	1552	14.12
35	100.92	1667	15.39

ตัวอย่างของสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ค่า α)

สสารที่ 25°C	ความเข้มข้น	ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
	[%]	อุณหภูมิ
		[%/°C]
HCI	10	1.56
KCI	10	1.88
CH ₃ COOH	10	1.69
NaCl	10	2.14
H ₂ SO ₄	10	1.28
HF	1.5	7.20

ี่ค่าสัมประสิทธิ์ α ของมาตรฐานการนำไฟฟ้าสำหรับการคำนวณเป็นอุณหภูมิอ[้]างอิง 25°C

มาตรฐาน	อุณหภูมิขณะวัดค่า:	อุณหภูมิขณะวัดค่า:	อุณหภูมิขณะวัดค่า:	อุณหภูมิขณะวัดค่า:
	15 °C	20 °C	30 °C	35 °C
84 µS/cm	1.95	1.95	1.95	2.01
1413 µS/cm	1.94	1.94	1.94	1.99
12.88 mS/cm	1.90	1.89	1.91	1.95

การนำไฟฟ้าต่อแฟกเตอร์การแปลง **TDS**

การนำไฟฟ้า	TDS KCI		TDS Na	CI
ที่ 25 °C	ค่า ppm	แฟกเตอร์	ค่า ppm	แฟกเตอร์
84 µS/cm	40.38	0.5048	38.04	0.4755
447 µS/cm	225.6	0.5047	215.5	0.4822
1413 µS/cm	744.7	0.5270	702.1	0.4969
1500 µS/cm	757.1	0.5047	737.1	0.4914
8974 µS/cm	5101	0.5685	4487	0.5000
12.880 µS/cm	7447	0.5782	7230	0.5613
15.000 µS/cm	8759	0.5839	8532	0.5688
80 mS/cm	52.168	0.6521	48.384	0.6048

To protect your product's future:

METTLER TOLEDO Service assures the quality, measuring accuracy and preservation of value of this product for years to come.

Please request full details about our attractive terms of service.

www.mt.com/phlab

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland Tel. +41 22 567 53 22 Fax +41 22 567 53 23 www.mt.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค. © Mettler-Toledo AG 10/2015 30266901B

