

Type HA405-DPA-SC pre-pressurized gel-reference pH Electrodes

Instruction Manual



cs	Návod k obsluze	2
da	Brugsanvisning	4
de	Betriebsanleitung	6
en	Instruction manual	8
es	Manual de instrucciones	10
fr	Instructions d'utilisation	12
fi	Käyttöohje	14
hu	Használati utasítás	16
it	Istruzioni per l'uso	18
ja	取扱説明書	20
ko	사용 매뉴얼	22
nl	Gebruikershandleiding	24
pl	Instrukcja obsługi	26
pt	Manual de instruções	28
ru	Инструкция по эксплуатации	30
sv	Bruksanvisning	32
th	คู่มือการแนะนำ	34
zh	说明书	36

HA405-DPA-SC pH Electrodes
53 500 086 E

Pokyny pro předběžně tlakované pH elektrody typu HA405-DPA-SC s gelovým referenčním elektrolytem

1. Úvod

Kombinovaná pH elektroda METTLER TOLEDO typu HA405-DPA-SC je nízkoúdržbová, předběžně tlakovaná elektroda s gelovým referenčním elektrolytem. Je vybavena speciálně navrženou vysoce zásaditou membránou citlivou na pH, která minimalizuje chyby, které v silně zásaditých médiích působí sodík. Referenční prvek obsahuje lapač iontů stříbra, který zabraňuje znečištění referenčního spoje síranem stříbrným. Referenční gelový elektrolyt je také k dispozici v kombinované ORP elektrodě nebo jako samostatná referenční elektroda.

2. Příprava

Po vybalení zkontrolujte elektrodu na možná mechanická poškození.

Elektrody METTLER TOLEDO jsou z výroby testovány a expedovány jako připravené k okamžitému použití. Zachování výrobního tlakování zajišťuje silikonový ochranný obal keramické membrány elektrod typu HA405-DPA-SC, který lze před použitím odstranit pomocí přiložené čepele. Odstraňte hydratační krytku a veškeré krystaly elektrolytu spláchněte z elektrody destilovanou vodou. Osušte poklepáním utěrkou, ale neotírejte, protože vytvořený elektrostatický náboj by mohl prodloužit dobu odezvy.

Odstraňte veškeré vzduchové bubliny z okolí vnitřních prvků membrány citlivé na pH.

3. Provoz

pH elektrody METTLER TOLEDO lze použít v kombinaci s většinou přístrojů k měření pH/mV. Postupujte dle pokynů k použití od výrobce.

Doporučuje se dvoubodová kalibrace pomocí čerstvých pufrů o známých hodnotách pH, které zajistí zachování pH vzorku. Aby bylo možné nastavit nulový bod, měla by se hodnota pH jednoho z pufrů blížit 7. Rychlou rutinní analýzu umožňuje standardizace pomocí jednoho pufru o hodnotě blízké pH vzorku.

4. Údržba

Řádnou údržbou elektrod METTLER TOLEDO zajistíte přesnost výsledků až několika tisíc měření.

Skladování: po použití elektrody důkladně opláchněte a uložte do 3M KCl nebo pufracního roztoku o pH 4 s přidaným KCl. NESKLADUJTE elektrody na sucho ani v destilované vodě nebo vodě z vodovodu. Takto dehydrovanou membránu citlivou na pH je nutné před použitím regenerovat ponořením do 3M KCl na několik hodin.

Doplňování: elektrody typu HA405-DPA-SC s referenčním elektrolytem nelze doplňovat.

Bílkovinná kontaminace: k čištění používejte čistič pH elektrod určený k odstraňování bílkovin. Postupujte dle pokynů na obalu čističe.

Reaktivace membrány citlivé na pH: použijte reaktivacní roztok a PEČLIVĚ dodržujte pokyny.

Oprava neprůchodného nebo suchého referenčního spoje:
ponořte elektrodu do kádinky s 3M KCl. Zahřejte roztok na asi 70 °C (160 °F) a ponořte do něj elektrodu, dokud se neochladí na pokojovou teplotu.

5. Ochrana životního prostředí

Odpadní elektrická zařízení by neměla být likvidována společně se směsným odpadem. Výrobek předejte k recyklaci, pokud existuje sběrné místo odpadních elektrických zařízení. Pro rady týkající se recyklace se obrátěte na příslušné místní úřady nebo na prodejce.



6. Odstraňování obtíží

Žádná odezva (příznak)

- špatné připojení měřicího přístroje
Zkontrolujte konektory měřicího přístroje a elektody.
- prasklé sklo
Vyměňte elektrodu.

Pomalá odezva (příznak)

- dehydrovaná membrána citlivá na pH
Provedte hydrataci (viz oddíl Údržba).
- ucpaný referenční spoj
Ponořte do zahřátého KCl (viz oddíl Údržba).
- bílkovinná kontaminace
Použijte čistič pH elektrod (viz oddíl Údržba).
- vypotřebovaná gelová vrstva

Použijte reaktivacní roztok (viz oddíl Údržba).

Hlučnost (příznak)

- špatné připojení měřicího přístroje
Zkontrolujte konektor.
- ucpaný referenční spoj
(Viz výše)

Nízký sklon (příznak)

- dehydrovaná membrána citlivá na pH
Provedte hydrataci (viz oddíl Údržba).
- znečištěná membrána
(Viz výše)

Další informace a podporu vám poskytne naše centrum péče o zákazníky na tel. čísle process.hotline@mt.com.

Instruktioner til forhåndstryksatte pH-elektroder med gel-reference af typen HA405-DPA-SC

1. Introduktion

pH-kombinationselektroden fra METTLER TOLEDO af typen HA405-DPA-SC er en elektrode med lav vedligeholdelse. Den er tryksat på forhånd og bruger en reference af gel-typen. Den har en specielt formuleret pH-membran med HA (høj alkalisitet) til minimering af natriumfejl i ekstremt alkaliske medier. Referenceelementet anvender en sølvionfælde, der forhindrer sølvsulfidkontaminering på referencesamlingen. Gel-referencen findes også i en ORP-kombinationselektrode og som separat referenceelektrode.

2. Klargøring

Efter udpakning undersøges elektroden for eventuelle mekaniske skader.

METTLER TOLEDOs elektroder er fabrikstestede og afsendes klar til brug. For at opretholde fabrikstryksætningen har elektroderne af type HA405-DPA-SC en silikoneforsegling, der dækker det keramiske diafragma; den skal fjernes med den medfølgende kniv før anvendelse. Fjern vandhætten, og fjern eventuelle elektrolytkrystaller ved at skylle elektroden med destilleret vand. Dub den tør; lad være med at gnubbe, da det kan resultere i elektrostatisk ladning og forlænge responstiden.

Fjern eventuelle luftbobler omkring det indvendige element i den pH-sensitive membran.

3. Drift

METTLER TOLEDOs pH-elektroder kan anvendes sammen med de fleste pH-/mV-målere. Følg producentens brugsvejledning.

Det anbefales at bruge en 2-punkts kalibrering, hvor der bruges friske buffere med kendte pH-værdier, der dækker prøve-pH-værdien; den ene buffer skal være tæt på pH 7 for at angive nulpunktet. Til hurtige rutineanalyser kan der udføres en standardisering med én buffer med en værdi tæt på prøve-PH-værdien.

4. Vedligeholdelse

Når de plejes korrekt, kan METTLER TOLEDO-elektroder levere nøjagtige resultater i tusindvis af gange.

Opbevaring: Elektroder skal skyldes grundigt efter brug og opbevares i 3M KCl- eller pH 4-bufferopløsning med ekstra KCl. Opbevar IKKE elektroden i tør tilstand, i destilleret vand eller postevand; det dehydrerer pH-membranen, og elektroden skal genhydreres før brug ved at nedsænke den i 3M KCl i adskillige timer.

Genopfyldning: Gel-referenceelektroder af typen HA405-DPA-SC kan ikke genopfyldes.

Proteinkontaminering: Rengør elektroden med pH-elektroderens til proteiner. Følg instruktionerne på flasken.

Genaktivering af pH-membranen: Brug genaktiveringsopløsning, og følg anvisningerne OMHYGGELIGT.

Udførelse af service på en tilstoppet eller tør referencesamling: Læg elektroden i et bæger med 3M KCl. Varm opløsningen op til ca. 70 °C (160 °F), og lad elektroden ligge i blød i opløsningen, mens den køler ned til rumtemperatur.

5. Miljøbeskyttelse

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortsafges med husholdningsaffald. Send venligst til genbrug, hvor disse faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om råd vedrørende genbrug.



6. Fejlfinding

Ingen respons (symptom)

- Dårlig målertilslutning
Kontrollér tilslutningerne på måler og elektrode
- Revnet glas
Udskift elektroden

Langsom respons (symptom)

- Dehydreret pH-membran
Genhydrer (se Vedligeholdelse)
- Tilstoppet referencesamling
Læg i blød i varm KCl
(se Vedligeholdelse)
- Proteinkontaminering
Brug pH-elektroderens
(se Vedligeholdelse)
- Opbrugt gellag
Brug genaktiveringsopløsning (se Vedligeholdelse)

Støj (symptom)

- Dårlig målertilslutning
Kontrollér tilslutning
- Tilstoppet referencesamling
(Se ovenfor)

Lav hældning (symptom)

- Dehydreret pH-membran
Genhydrer (se Vedligeholdelse)
- Kontamineret membran
(Se ovenfor)

Hvis du har brug for yderligere assistance, er du velkommen til at kontakte vores kundeservicecenter på tlf. process.hotline@mt.com.

Anleitung für pH-Elektroden vom Typ HA405-DPA-SC mit vorbedrucktem Gel-Bezugselektrolyt

1. Einleitung

Die pH-Einstabmesskette vom Typ HA405-DPA-SC von METTLER TOLEDO ist eine wartungsarme, autoklavierbare Elektrode mit vorbedrucktem Gel-Bezugselektrolyten. Sie besitzt eine hoch alkalibeständige pH-Membran, um Natriumfehler in extrem alkalischen Medien zu minimieren. Das Referenzelement enthält eine Silberionensperre, die eine Verunreinigung des Referenzdiaphragmas mit Silbersulfid verhindert. Die Gelelektrolyt-Referenzelektrode ist entweder als kombinierte pH-/Redox-Elektrode als separate Referenzelektrode erhältlich.

2. Vorbereitung

Die Elektrode nach dem Auspacken auf eventuelle mechanische Beschädigungen überprüfen.

Elektroden von METTLER TOLEDO werden werksseitig getestet und gebrauchsfertig geliefert. Um den werksseitigen Vordruck zu erhalten, ist das Keramik-Diaphragma der Elektroden vom Typ HA405-DPA-SC mit einer Silikondichtung versehen. Diese muss vor dem Gebrauch mit der beiliegenden Klinge entfernt werden. Die Wässerungskappe abnehmen und die Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, um eventuell vorhandene Elektrolytkristalle zu beseitigen. Anschließend trocken tupfen. Nicht trocken reiben, da dies zu statischer Aufladung und längerer Ansprechzeit führen kann.

Eventuell vorhandene Luftblasen um das innere Element in der pH-empfindlichen Membran beseitigen.

3. Betrieb

pH-Elektroden von METTLER TOLEDO lassen sich mit den meisten pH-/mV-Messgeräten verwenden. Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers beachten.

Es empfiehlt sich eine Zweipunktkalibrierung mit frischen Pufferlösungen mit bekannten pH-Werten, die den pH-Bereich der Probe eingrenzen. Ein Puffer sollte einen pH-Wert nahe pH 7 aufweisen, um den Nullpunkt festzulegen. Für schnelle Routineanalysen lässt sich eine Standardisierung mit einem Puffer durchführen, dessen pH-Wert dem der Probe sehr nahekommt.

4. Wartung

Bei sorgfältigem Umgang sollten Elektroden von METTLER TOLEDO über mehrere Tausende von Messungen hinweg richtige Ergebnisse liefern.

Lagerung: Die Elektroden müssen nach dem Gebrauch gründlich abgespült und in 3-molarer Kaliumchloridlösung oder pH-4-Pufferlösung mit zusätzlichem KCl aufbewahrt werden. Die Elektrode NICHT trocken oder in destilliertem oder Leitungswasser aufbewahren. Hierdurch wird die pH-Membran ausgetrocknet, sodass die Elektrode vor dem nächsten Gebrauch mehrere Stunden lang in 3-molarer Kaliumchloridlösung gewässert werden muss.

Nachfüllen: Gel-Referenzelektroden vom Typ HA405-DPA-SC sind nicht nachfüllbar.

Proteinverunreinigungen: Die Elektrode mit Reinigungslösung für die Entfernung von Proteinen gemäß Anleitung auf der Flasche reinigen.

Reaktivieren der pH-Membran: Reaktivierungslösung verwenden und die entsprechenden Anweisungen SORGFÄLTIG beachten.

Wartung verstopfter oder ausgetrockneter Referenzdiaphragmen: Die Elektrode in ein Becherglas mit 3-molarer Kaliumchloridlösung eintauchen. Die Lösung auf etwa 70 °C erwärmen und mit der eingetauchten Elektrode wieder auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

5. Umweltschutz

Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte führen Sie diese möglichst Einrichtungen zur Wiederverwertung zu. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Behörde oder Ihren Fachhändler, um Hinweise zur Wiederverwertung zu erhalten.



6. Behebung von Störungen

Kein Ansprechen (Symptom)

- Mangelhafte Verbindung mit dem Messgerät
Steckverbindungen am Messgerät und an der Elektrode überprüfen
- Gesprungenes Glas
Elektrode austauschen

Langsames Ansprechen (Symptom)

- Ausgetrocknete pH-Membran
Wässern (siehe Wartung)
- Verstopftes Referenzdiaphragma
In warme Kaliumchloridlösung eintauchen (siehe Wartung)
- Proteinverunreinigungen
Reinigungslösung für pH-Elektroden verwenden (siehe Wartung)

- Verbrauchte Quellschicht
Reaktivierungslösung verwenden (siehe Wartung)

Rauschen (Symptom)

- Mangelhafte Verbindung mit dem Messgerät
Steckverbindung überprüfen
- Verstopftes Referenzdiaphragma
(Siehe oben)

Geringe Steilheit (Symptom)

- Ausgetrocknete pH-Membran
Wässern (siehe Wartung)
- Verunreinigte Membran
(Siehe oben)

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an unser Customer Service Center unter process.hotline@mmt.com.

Instructions for Type HA405-DPA-SC pre-pressurized gel-reference pH Electrodes

1. Introduction

The METTLER TOLEDO Type HA405-DPA-SC combination pH electrode is a low-maintenance, pre-pressurized electrode with a gel-type reference. It has a specially formulated HA (high alkalinity) pH membrane to minimize sodium error in extremely alkaline media. The reference element incorporates a silver-ion trap to prevent silver sulfide contamination of the reference junction. The gel-type reference is also available in a combination ORP and as a separate reference electrode.

2. Preparation

After unpacking, examine the electrode for any mechanical damage.

METTLER TOLEDO electrodes are factory tested and are shipped ready-to-use. To maintain factory pressurization, the Type HA405-DPA-SC electrodes have a silicone seal covering the ceramic diaphragm; this must be removed with the enclosed blade prior to use. Remove the hydration cap and remove any electrolyte crystals by rinsing the electrode with distilled water. Pat dry; do not rub as this may build up a static charge and lengthen the response time.

Eliminate any air bubbles around the internal element in the pH-sensitive membrane.

3. Operation

METTLER TOLEDO pH electrodes can be used with most pH/mV meters. Follow manufacturer's instructions for use.

A two-point calibration is recommended, using fresh buffers of known pH values which bracket the sample pH; one buffer should be close to pH 7 to set the zero point. For fast routine analysis, a standardization using one buffer at a value near the sample pH can be done.

4. Maintenance

When properly cared for, METTLER TOLEDO electrodes should provide accurate results over thousands of uses.

Storage: Electrodes should be rinsed thoroughly after use and stored in 3M KCl or pH 4 buffer solution with added KCl. DO NOT store the electrode dry or in distilled or tap water; this dehydrates the pH membrane and the electrode must be rehydrated before use by immersing for several hours in 3M KCl.

Refilling: Type HA405-DPA-SC gel-reference electrodes are not refillable.

Protein Contamination: Clean the electrode with pH Electrode Cleaner for Proteins following instructions on the bottle.

Reactivating pH membrane: Use Reactivating Solution following directions CAREFULLY.

Servicing a clogged or dry reference junction: Immerse the electrode in a beaker of 3M KCl. Heat the solution to approximately 70 °C (160 °F) and allow electrode to soak in this solution as it cools to room temperature.

5. Environmental protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



6. Troubleshooting

No response (symptom)

- Poor meter connection
 - Check connectors at the meter and at the electrode
- Cracked glass
 - Replace electrode

Slow response (symptom)

- Dehydrated pH membrane
 - Rehydrate (see Maintenance)
- Clogged reference junction
 - Soak in warm KCl (see Maintenance)
- Protein contamination
 - Use pH Electrode Cleaner (see Maintenance)
- Depleted gel layer
 - Use Reactivating Solution (see Maintenance)

Noise (symptom)

- Poor meter connection
 - Check connector
- Clogged reference junction
 - (See above)

Low slope (symptom)

- Dehydrated pH membrane
 - Rehydrate (see Maintenance)
- Contaminated membrane
 - (See above)

For further assistance, call our Customer Service Center at process.hotline@mt.com.

Instrucciones para los electrodos de pH con referencia de gel presurizados previamente del tipo HA405-DPA-SC

1. Introducción

El electrodo de pH de combinación del tipo HA405-DPA-SC de METTLER TOLEDO es un electrodo de bajo mantenimiento y presurizado previamente que incorpora una referencia de gel. Posee una membrana de pH de alta alcalinidad (HA) especialmente formulada para minimizar los errores de sodio en medios muy alcalinos. El elemento de referencia incorpora una trampa de iones de plata que impide la contaminación de la unión de referencia con sulfuro de plata. La referencia de gel también está disponible como electrodo de referencia independiente y en un electrodo ORP (Redox) de combinación.

2. Preparación

Tras el desembalaje, revise el electrodo en busca de daños mecánicos.

Los electrodos de METTLER TOLEDO se comprueban en fábrica y se envían listos para usar. Para mantener la presurización de fábrica, los electrodos del tipo HA405-DPA-SC están equipados con un sello de silicona que cubre el diafragma cerámico y que se debe retirar con la cuchilla incluida antes del uso. Retire el tapón de hidratación y elimine cualquier cristal de electrolito enjuagando el electrodo con agua destilada. Séquelo a toquecitos y sin frotar, ya que esto podría acumular cargas estáticas y ralentizar el tiempo de respuesta.

Elimine las burbujas de aire que puedan existir alrededor del elemento interno de la membrana sensible al pH.

3. Funcionamiento

Los electrodos de pH de METTLER TOLEDO se pueden utilizar con la mayoría de los medidores de pH/mV. Siga las instrucciones de uso del fabricante.

Se recomienda realizar una calibración de dos puntos utilizando soluciones tampón nuevas con valores de pH conocidos que permitan acotar el pH de la muestra: uno de los tampones deberá situarse cerca de un pH 7 para la configuración de la señal cero. Para un análisis rutinario rápido, es posible efectuar una estandarización con ayuda de una solución tampón con un valor próximo al pH de la muestra.

4. Mantenimiento

Con un mantenimiento adecuado, los electrodos de METTLER TOLEDO pueden ofrecer resultados precisos durante miles de usos.

Almacenamiento: los electrodos deberán enjuagarse a fondo tras cada uso y almacenarse en una solución KCl de 3 mol o en una solución tampón de pH 4 con KCl añadido. NO almacene el electrodo en seco ni sumergido en agua destilada o del grifo. En estos casos, la membrana de pH se deshidrata y el electrodo debe rehidratarse antes de su uso sumergiéndolo durante varias horas en KCl de 3 mol.

Rellenado: los electrodos con referencia de gel del tipo HA405-DPA-SC no se pueden llenar.

Contaminación por proteínas: límpie el electrodo con un limpiador de proteínas para electrodos de pH siguiendo las instrucciones de la botella.

Reactivación de la membrana de pH: utilice una solución de reactivación siguiendo ATENTAMENTE las instrucciones.

Reparación de una unión de referencia seca u obstruida: sumerja el electrodo en un vaso de KCl de 3 mol. Caliente la solución hasta que alcance una temperatura aproximada de 70 °C (160 °F) y deje el electrodo en remojo dentro de esta solución hasta que se enfrie a temperatura ambiente.

5. Protección medioambiental

Los residuos de los productos eléctricos no se deben eliminar junto con los residuos domésticos. Lleve estos productos a los centros de reciclaje existentes. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje.



6. Resolución de averías

Sin respuesta (indicio)

- Conexión deficiente del medidor
Compruebe los conectores del medidor y del electrodo.
- Vidrio agrietado
Sustituya el electrodo.

Respuesta lenta (indicio)

- Membrana de pH deshidratada
Rehidrátela (consulte el apartado «Mantenimiento»).
- Unión de referencia obstruida
Deje el electrodo en remojo en una solución caliente de KCl (consulte el apartado «Mantenimiento»).
- Contaminación por proteínas
Utilice un limpiador de electrodos de pH (consulte el apartado «Mantenimiento»).
- Capa de gel gastada
Utilice una solución de reactivación (consulte el apartado «Mantenimiento»).

Ruido (indicio)

- Conexión deficiente del medidor
Compruebe el conector.
- Unión de referencia obstruida
(Consulte la información precedente).

Pendiente baja (indicio)

- Membrana de pH deshidratada
Rehidrátela (consulte el apartado «Mantenimiento»).
- Membrana contaminada
(Consulte la información precedente).

Para obtener asistencia adicional, llame a nuestro servicio de atención al cliente en el process.hotline@mt.com.

Mode d'emploi des électrodes de pH pré-pressurisées à électrolyte de référence gélifié HA405-DPA-SC

1. Introduction

L'électrode combinée de pH HA405-DPA-SC de METTLER TOLEDO est une électrode pré-pressurisée à maintenance réduite, dotée d'un électrolyte de référence gélifié. Elle est équipée d'une membrane sensible au pH spécialement conçue pour résister aux alcalis afin de limiter les erreurs salines dans les milieux très alcalins. L'élément de référence comprend une barrière aux ions argent pour empêcher la contamination de la jonction de référence par le sulfure d'argent. L'électrolyte de référence gélifié est également disponible dans les électrodes combinées redox et sous forme d'électrode de référence séparée.

2. Préparation

Au déballage, vérifiez que l'électrode ne présente aucun dommage mécanique.

Les électrodes METTLER TOLEDO sont testées en usine et livrées prêtes à l'emploi. Afin de maintenir la pressurisation d'usine, les électrodes HA405-DPA-SC sont dotées d'un joint en silicone qui protège le diaphragme en céramique. Celui-ci doit être retiré avec la lame jointe avant toute utilisation. Enlevez le capuchon humidificateur ainsi que les éventuels cristaux d'électrolyte en rinçant l'électrode avec de l'eau distillée. Séchez-la en la tamponnant délicatement. Évitez de la frotter au risque de former des charges électrostatiques et de prolonger le temps de réponse.

Éliminez les bulles d'air autour de l'élément interne dans la membrane sensible au pH.

3. Fonctionnement

Les électrodes de pH METTLER TOLEDO peuvent être utilisées avec la plupart des instruments de mesure de pH/mV. Veuillez suivre le mode d'emploi du fabricant.

Il est recommandé d'effectuer un étalonnage en deux points, au moyen de solutions tampon neuves dont les valeurs de pH sont connues et se situent dans les plages inférieure et supérieure de la valeur de l'échantillon de pH. L'une des solutions tampon devrait avoir un pH proche de 7 afin de définir le point zéro. Pour des analyses de routine rapides, il est possible d'effectuer une normalisation à l'aide d'une solution tampon d'une valeur proche de celle de l'échantillon de pH.

4. Maintenance

Correctement entretenues, les électrodes METTLER TOLEDO offrent des résultats précis pendant plus de mille utilisations.

Stockage : les électrodes doivent être rincées abondamment après chaque utilisation et stockées dans une solution KCl 3M ou une solution tampon de pH 4 avec ajout de KCl. Veuillez NE PAS stocker l'électrode à sec ou dans de l'eau distillée ou du robinet, au risque de déshydrater la membrane sensible au pH. Si l'électrode a été stockée à sec ou dans de l'eau, elle doit être réhydratée avant utilisation en l'immergeant dans une solution KCl 3M pendant plusieurs heures.

Remplissage : les électrodes à électrolyte de référence gélifié HA405-DPA-SC ne sont pas rechargeables.

Contamination par les protéines : nettoyez l'électrode à l'aide d'une solution de nettoyage pour protéines spécialement adaptée aux électrodes de pH en suivant le mode d'emploi sur le flacon.

Réactivation de la membrane sensible au pH : utilisez une solution de réactivation en suivant ATTENTIVEMENT les instructions.

Entretien d'une jonction de référence obstruée ou sèche : immersez l'électrode dans un bêcher rempli de solution KCl 3M. Chauffez la solution à environ 70 °C et laissez l'électrode reposer dans la solution jusqu'à ce qu'elle refroidisse et atteigne la température ambiante.

5. Protection de l'environnement

Les produits électriques usagés ne devraient pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les déposer dans les points de collecte afin qu'ils soient recyclés. Contactez vos autorités locales ou votre vendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



6. Dépannage

Aucune réponse (symptôme)

- Mauvais raccordement de l'instrument de mesure
Vérifiez les connecteurs au niveau de l'instrument de mesure et de l'électrode
- Verre fissuré
Remplacez l'électrode

Temps de réponse lent (symptôme)

- Membrane sensible au pH déshydratée
Réhydratez-la (voir la section « Maintenance »)
- Jonction de référence obstruée
Laissez-la reposer dans une solution KCl chaude (voir la section « Maintenance »)
- Contamination par les protéines
Utilisez une solution de nettoyage pour électrodes de pH (voir la section « Maintenance »)
- Couche hydratée appauvrie
Utilisez une solution de réactivation (voir la section « Maintenance »)

Bruit (symptôme)

- Mauvais raccordement de l'instrument de mesure
Vérifiez l'état du connecteur
- Jonction de référence obstruée
(Voir ci-dessus)

Pente faible (symptôme)

- Membrane sensible au pH déshydratée
Réhydratez-la (voir la section « Maintenance »)
- Membrane contaminée
(Voir ci-dessus)

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le Service Client au process.hotline@mt.com.

Ohjeet tyyppin HA405-DPA-SC esipaineistetuille geelityyppisille pH-elektrodeille

1. Johdanto

METTLER TOLEDOon tyyppin HA405-DPA-SC yhdistelmä-pH-elektrodi on vähän huoltoa vaativaa, esipaineistettu, autoklaavin kestävä elektroodi geelityyppisellä viite-elektrolytillä ja VarioPin (VP) -liittimellä. Siinä on erikoisformuloitu HA (suuri emäksisyys) pH -kalvo, joka auttaa minimoimaan natriumvirheen äärimmäisen emäksisessä sideaineessa. Viite-elementti sisältää hopeaioniloukun, joka estää hopeasulfidin saostumisen vertailuliitoskohtaan. Geelityyppinen viite-elektroodi on saatavana myös yhdistelmä-ORP:ssa ja erillisenä viite-elektrodina.

2. Valmistelut

Tarkista elektrodi mekaanisten vahinkojen varalta, kun purat pakkaukseen.

METTLER TOLEDOon elektrodit on testattu tehtaalla ja ne toimitetaan käyttövalmiina. Jotta tehtaalla tehdyt paineistus säilyisi, HA405-DPA-SC-tyyppin elektrodeissa on silikonihiiviste keraamisen kalvon pääällä; se on irrotettava ennen käyttöä mukana toimitettavan terän avulla. Irrota kastelukorkki ja poista kaikki elektrolyytikiteet huuhtelemalla elektrodi tislatulla vedellä. Taputtele kuivaksi; älä hankaa, koska se voi johtaa staattiseen varaukseen ja hitaisiin vasteikoihin.

Poista ilmakuplat sisäisen elementin ympäriltä pH-herkässä kalvossa.

3. Käyttö

METTLER TOLEDOon pH-elektrodeja voidaan käyttää useimpien pH/mV-mittareiden kanssa. Seuraa valmistajan käytöohjeita.

On suositeltavaa käyttää kaksipistekalibointia käyttämällä tuoreita puskureita tunnetuilla pH-arvoilla, jotka pitävät sisälään näytteen pH:n; Toisen puskurin on oltava lähellä pH-arvoa 7 nollapisteen asettamiseksi. Nopealle rutiinianalyysille voidaan käyttää standardisointia yhdellä puskurilla arvolla, joka on lähellä esimerkin näytteen pH-arvoa.

4. Ylläpito

Oikein huollettuina METTLER TOLEDOon elektrodit antavat tarkan tuloksen tuhansia kertoja.

Varastointi: Elektrodit on huuhdeltava huolellisesti käytön jälkeen ja ne on varastoitava 3M KCl- tai pH 4 -puskuriliuokseen lisätyn KCl:n kanssa. ÄLÄ varastoi elektrodia kuivana tai tislatussa tai vesijohtovedessä; se kuivuttaa pH-kalvon ja elektrodi on kostutettava uudelleen ennen käyttöä upottamalla se useiden tuntien ajaksi 3M KCl -liuokseen.

Uudelleen täyttö: Tyyppin HA405-DPA-SC geelityyppisiä viite-elektrodeja ei voi täyttää uudelleen.

Proteiinin saostuminen: Puhdista elektrodi erityisellä elektrodipuhdistusaineella pullon ohjeita noudattamalla.

pH-kalvon aktivointi uudelleen: Noudata ohjeita TARKASTI, kun käytät uudelleenaktivointiliuosta.

Tukkeutuneen tai kuivan viiteliitoskohdan huolto: Upota elektrodi 3M KCl -maljaan. Lämmitä liuos noin 70 °C:n (160 °F) lämpötilaan ja anna elektrodin liota liuoksessa, kunnes se saavuttaa huoneen lämpötilan.

5. Ympäristönsuojelu

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä asianmukaisesti. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta ja jäteyhtiöiltä.



6. Vianetsintä

Ei vastetta (oire)

- Huono mittariliitäntä
 - Tarkista liitännät mittarissa ja elektrodissa

- Haljennut lasi
 - Vaihda elektrodi

Hidas vasteaika (oire)

- Kuivunut pH-kalvo
 - Kostuta uudelleen (katso Ylläpito)
- Tukkeutunut viiteliitoskohta
 - Liota lämpimässä KCl:ssa (katso Ylläpito)
- Proteiinin saostuminen
 - Käytä pH-elektrodin puhdistinta (katso Ylläpito)
- Ehtynyt geelikerros
 - Käytä uudelleenaktivointiliuosta (katso Ylläpito)

Melu (oire)

- Huono mittariliitäntä
 - Tarkista liitin
- Tukkeutunut viiteliitoskohta
 - (katso yläpuolelta)

Pieni kaltevuus (oire)

- Kuivunut pH-kalvo
 - Kostuta uudelleen (katso Ylläpito)
- Likaantunut kalvo
 - (katso yläpuolelta)

Lisäapua varten ota yhteyttä asiakastukeen process.hotline@mt.com

HA405-DPA-SC típusú túlnyomásos, géles referencia elektrolittal rendelkező pH-elektródákra vonatkozó utasítások

1. Bevezetés

A METTLER TOLEDO HA405-DPA-SC típusú kombinált pH-elektróda alacsony karbantartási igényű, túlnyomásos elektróda gél típusú referencia elektrolittal. Az elektróda egy speciális kialakítású HA (erősen lúgos környezetre kifejlesztett) pH-membránt tartalmaz annak érdekében, hogy erősen lúgos közegben minimálisra csökkenjen a nátriumhiba. A referencia elem tartalmaz egy ezüstion csapdát, amely megakadályozza az ezüst-szulfid megjelenését a referencia csatlakozón. A gél típusú referencia kombinált ORP-elektródaként és külön referencia elektródaként egyaránt elérhető.

2. Előkészítés

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem sérült-e az elektróda.

A METTLER TOLEDO elektródák a gyári teszteket követően, használatra kész állapotban kerülnek leszállításra. A gyári nyomásérték megőrzése érdekében a HA405-DPA-SC típusú elektródák kerámia diafragmáját szilikon tok védi, amelyet használat előtt a csomagban lévő pengével el kell távolítani. Vegye le a védőkupakot, majd távolítsa el az elektrolit kristályokat úgy, hogy az elektródát desztillált vízzel leöblíti. Itassa fel a nedvességet az elektródáról; ne törölgesse az elektródát, mert statikus töltés halmozódhat fel, ami megnöveli a válaszidőt.

Ügyeljen arra, hogy ne maradjon buborék a pH-érzékeny membrán belső eleme körül.

3. Működtetés

A METTLER TOLEDO pH-elektródák a legtöbb pH/mV-mérővel használhatók. Kövesse a gyártó használatra vonatkozó utasításait.

Ajánlott kétpontos kalibrálás alkalmazása, ismert, a minta pH-értéke alatt és felett lévő pH-értékű friss pufferek használatával; az egyik puffer pH-értéke 7 körül legyen a nullpoint beállításához. A gyors rutinelemzés érdekében alkalmazható standardizálás, ehhez az egyik puffer pH-ja a minta pH-értékének közelében legyen.

4. Karbantartás

Megfelelő karbantartás mellett a METTLER TOLEDO elektródák több ezer alkalommal képesek pontos eredményeket produkálni.

Tárolás: Használat után alaposan öblítse le az elektródát, és tárolja azt 3M KCl vagy 4 pH-jú puffer oldatban, hozzáadott KCl oldattal. NE TÁROLJA az elektródát száraz állapotban, desztillált vízben vagy csapvízben; így ugyanis kiszáradhat a pH-membrán, és az elektródát használat előtt újra 3M KCl oldatba kell meríteni néhány órára.

Utántöltés: A HA405-DPA-SC típusú, géles referencia elektrolittal rendelkező elektródák nem utántölthetők.

Protein szennyeződés: Az elektródát tisztítsa meg protein szennyeződés eltávolítására szolgáló szerrel, a termék üvegén feltüntetett utasításoknak megfelelően.

A pH-membrán reaktiválása: A reaktiváló oldat használata során MINDIG kövesse az instrukciókat.

Eltömődött vagy száraz referencia csatlakozó szervize-lése: Merítse az elektródát 3M KCl oldatot tartalmazó melegítőedénybe. Melegítse fel az oldatot kb. 70 °C (160 °F) hőmérsékletre, és hagyja az oldatban az elektródát, míg az oldat szobahőmérsékletre hűl.

5. Környezetvédelem

Az elektronikai hulladékot ne a háztartási hulladékkal együtt semmisítse meg. Kérjük, hasznosítson újra, amennyiben lehetősége van rá. Újrahasznosítási tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladókhöz.



6. Hibaelhárítás

Nincs válasz (hibajelenség)

- Nem megfelelő a mérőeszköz csatlakozása
Ellenőrizze a mérőeszköz és az elektróda csatlakozásait
- Az üveg megrepedt
Cserélje ki az elektródát

Lassú válasz (hibajelenség)

- Száraz pH-membrán
Merítés (lásd: Karbantartás)
- Eltömődött a referencia csatlakozó
Áztassa meleg KCl-oldatban
(lásd: Karbantartás)
- Protein szennyeződés
Használjon pH-elektróda tisztító szert
(lásd: Karbantartás)
- Elvékonyodott a gélréteg
Használjon reaktiváló oldatot
(lásd: Karbantartás)

Zaj (hibajelenség)

- Nem megfelelő a mérőeszköz csatlakozása
Ellenőrizze a csatlakozót
- Eltömődött a referencia csatlakozó
(Lásd fent)

Alacsony meredekség (hibajelenség)

- Száraz pH-membrán
Merítés (lásd: Karbantartás)
- A membrán szennyeződött
(Lásd fent)

További segítségért forduljon az ügyfél szolgálathoz
process.hotline@mt.com

Istruzioni per gli elettrodi di pH pre-pressurizzati con sistema di riferimento in gel di tipo HA405-DPA-SC

1. Introduzione

L'elettrodo di pH combinato di tipo HA405-DPA-SC METTLER TOLEDO è un elettrodo pre-pressurizzato a bassa manutenzione, con un sistema di riferimento in gel. Presenta una membrana pH HA (per alta alcalinità), appositamente formulata per ridurre al minimo l'errore di sodio in fluidi estremamente alcalini. Il sistema di riferimento dispone di una trappola di ioni argento che previene la contaminazione della giunzione di riferimento anche in soluzioni contenenti solfuri di argento. Il sistema di riferimento in gel è disponibile anche in un elettrodo ORP combinato e come elettrodo di riferimento separato.

2. Preparazione

Al momento del disimballaggio, accertarsi che l'elettrodo non abbia subito danni meccanici.

Gli elettrodi METTLER TOLEDO sono testati in fabbrica e vengono spediti pronti all'uso. Per mantenere la pressurizzazione di fabbrica, gli elettrodi di tipo HA405-DPA-SC possiedono una guarnizione in silicone che copre il diaframma di ceramica; prima dell'uso, questa deve essere rimossa con la lama in dotazione. Rimuovere il cappuccio di idratazione e ogni eventuale cristallo dell'elettrolita sciacquando l'elettrodo con acqua distillata. Asciugarlo; non strofinare, per non creare cariche statiche che potrebbero allungare il tempo di risposta.

Eliminare eventuali bolle d'aria intorno all'elemento interno della membrana sensibile al pH.

3. Funzionamento

Gli elettrodi di pH METTLER TOLEDO possono essere utilizzati con la maggior parte dei misuratori di pH/mV. Seguire le istruzioni per l'uso del produttore.

Si raccomanda una taratura a due punti, utilizzando buffer freschi con valori di pH noti che supportino il pH del campione; per stabilire il punto di zero, una delle soluzioni deve essere prossima al valore di pH 7. Per analisi rapide di routine, si può effettuare una standardizzazione utilizzando un buffer a un valore prossimo al pH del campione.

4. Manutenzione

Se sottoposti a una corretta manutenzione, gli elettrodi METTLER TOLEDO garantiscono risultati accurati per migliaia di utilizzi.

Stoccaggio: risciacquare accuratamente gli elettrodi dopo l'utilizzo e conservarli in una soluzione buffer KCl 3 mol o a pH 4 con aggiunta di KCl. NON conservare l'elettrodo asciutto in acqua distillata o di rubinetto; in questo modo, la membrana pH si disidrata e l'elettrodo deve essere reidratato prima dell'uso immergendolo in soluzione KCl 3 mol per alcune ore.

Ricarica: gli elettrodi con sistema di riferimento in gel di tipo HA405-DPA-SC non sono ricaricabili.

Contaminazione da proteine: pulire l'elettrodo con un detergente per elettrodi di pH per la rimozione delle proteine seguendo le istruzioni riportate sul flacone.

Riattivazione della membrana del pH: usare una soluzione di riattivazione seguendo ATTENTAMENTE le istruzioni.

Manutenzione di una giunzione di riferimento occlusa o asciutta: immergere l'elettrodo in un becher di soluzione KCl 3 mol. Riscaldare la soluzione a circa 70 °C e lasciare l'elettrodo immerso in questa soluzione finché non raggiunge la temperatura ambiente.

5. Protezione ambientale

I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di effettuare la raccolta differenziata nelle apposite strutture. Per consigli relativi alla raccolta differenziata, rivolgersi all'ente locale o al rivenditore.



6. Risoluzione dei problemi

Nessuna risposta (problema)

- Connessione difettosa del misuratore
Controllare i connettori sul misuratore e sull'elettrodo
- Incrinatura del vetro
Sostituire l'elettrodo

Risposta lenta (problema)

- Membrana del pH disidratata
Reidratarla (vedere Manutenzione)
- Giunzione di riferimento occlusa
Imbeverla in una soluzione KCl tiepida (vedere Manutenzione)
- Contaminazione da proteine
Utilizzare un detergente per elettrodi di pH (vedere Manutenzione)
- Strato gelatinoso esaurito
Usare una soluzione di riattivazione (vedere Manutenzione)

Rumore (problema)

- Connessione difettosa del misuratore
Controllare il connettore
- Giunzione di riferimento occlusa
(Vedere sopra)

Pendenza bassa (problema)

- Membrana del pH disidratata
Reidratarla (vedere Manutenzione)
- Membrana contaminata
(Vedere sopra)

Per ulteriore assistenza, contattare l'assistenza clienti process.hotline@mt.com.

HA405-DPA-SC型事前加圧式ゲル充填pH電極

1. はじめに

メトラー・トレドのHA405-DPA-SC型複合pH電極は、ゲルタイプ比較電解質が充填された低メンテナンスの事前加圧式電極です。特別に処方されたHA(高アルカリ性)pH膜で、強アルカリ性の媒体でのナトリウム誤差を最小化します。基準成分には、参照ジャンクションの銀硫化物汚染を防止するために銀イオントラップが組み込まれています。ゲルタイプ参照電解質は、複合ORPとしても単独の参照電極としても使用可能です。

2. 準備

開梱後、電極に機械的損傷がないかどうかをチェックします。

メトラー・トレドの電極は工場で試験済みで、すぐに使用できる状態で出荷されています。工場での加圧状態を維持するため、HA405-DPA-SC型電極にはセラミック隔膜を覆うシリコンシールがあります。ご使用前に同梱のブレードで取り除いてください。水和キャップをはずして蒸留水で電極をすすぎ、電解質の結晶を取り除いてください。軽くたたいて乾かします。こすると静電気が蓄積され、応答時間が長くなることがありますので、こすらないでください。

pH感受性膜の内部エレメント周辺に気泡がある場合は、除去します。

3. 操作

メトラー・トレドのpH電極は、ほとんどのpH/mVメーターと一緒に使用できます。メーカーの使用説明書に従ってください。

pH値が既知で、標本pHをカバーする新鮮なバッファを使用する2点校正を推奨します。ゼロポイントを設定するため、1つのバッファはpH 7に近くしてください。迅速なルーチン分析のため、標本pHに近い値のバッファを1つ使用する標準化も実施できます。

4. メンテナンス

適切に手入れすれば、メトラー・トレドの電極は何千回もの使用回数にわたって正確な結果を提供します。

保管時: 電極は使用後よくすすぎ、3M KClまたはKClを追加したpH 4バッファ溶液で保管してください。電極は、乾燥した状態や、蒸留水または水道水中で保管しないでください。そのような保管方法ではpH膜が水分を失い、使用前に電極を3M KClに数時間浸して再水和する必要があります。

補充: HA405-DPA-SC型ゲル参照電極は補充可能ではありません。

タンパク質汚染: タンパク質用pH電極クリーナーのボトルの指示に従って電極を洗浄します。

pH膜の再活性化: 再活性化溶液を、指示に慎重に従って使用します。

参照ジャンクションのつまりや乾燥の修理: 3M KClのビーカーに電極を浸潤します。溶液を約70 °C (160 °F) に加熱し、室温まで冷却するまで電極をこの溶液に浸潤します。

5. 環境保護

電気機器廃棄物は生活廃棄物と一緒に廃棄しないでください。適切な施設がある場所でリサイクルしてください。リサイクルについては、地域の当局またはリテイラーに確認してください。



6. トラブルシューティング

反応なし(現象)

- メータの接触不良
メータと電極のコネクタを確認
- ガラスのひび割れ
電極を交換

応答時間が遅い(現象)

- pH膜の脱水
再水和(メンテナンス参照)
- 参照ジャンクションのつまり
温かいKClに浸潤(メンテナンス参照)
- タンパク質汚染
pH電極クリーナーを使用
(メンテナンス参照)
- ゲル層の消耗
再活性化溶液を使用(メンテナンス参照)

ノイズ(現象)

- メータの接触不良
コネクタを確認
- 参照ジャンクションのつまり
(上記を参照)

低スロープ(現象)

- pH膜の脱水
再水和(メンテナンス参照)
- 膜の汚染
(上記を参照)

さらに支援が必要な場合は、カスタマーサポート process.hotline@mt.com までお問い合わせください。

유형 HA405-DPA-SC 사전 가압된 겔 기준 pH 전극용 지침

1. 소개

METTLER TOLEDO 유형 HA405-DPA-SC 복합 pH 전극은 낮은 유지보수, 겔 유형 기준을 갖춘 사전 가압 전극입니다. HA(높은 알칼리 성분) pH 멤브레인으로 특별 조제되어 극도의 알カリ성 매질에서 나트륨 오류를 최소화합니다. 기준 요소는 은이온 트랩을 포함해 기준 접합부의 황화은 오염을 방지합니다. 또한 겔 유형 기준은 복합 ORP에서도 사용 가능하며 개별 기준 전극으로서 사용 가능합니다.

2. 준비

개봉하자마자, 전극에 기계적 손상이 있는지 검사하십시오.

METTLER TOLEDO 전극은 제조 테스트를 거쳤으며 즉시 사용할 수 있도록 배송됩니다. 공장 가압을 유지하기 위해, 유형 HA405-DPA-SC 전극은 실리콘 세라믹 다이어프램을 덮여 밀봉되어 있습니다. 사용 전, 동봉된 블레이드로 밀봉을 제거해야 합니다. 수화물 캡을 제거하고 종류수로 전극을 헹궈 모든 전해질 결정을 제거하십시오. 두드려 건조시키십시오. 문지르지 마십시오. 문지를 경우 정전자가 발생하고 응답 시간이 늘어날 수 있습니다. pH-민감 멤브레인 내부 요소 주변에 있는 모든 공기 방울을 제거하십시오.

3. 작동

METTLER TOLEDO pH 전극은 대부분의 pH/mV 측정기와 함께 사용합니다. 사용하려면 제조업체 사용 지침을 따르십시오.

샘플 pH를 뛰어두는 알려진 pH 값을 가지는 신선한 버퍼를 사용하여 2점 교정을 수행할 것을 권장합니다. 한 버퍼는 pH 7에 근접해야하며 영점으로 설정해야 합니다. 신속한 일상 분석의 경우, 샘플 pH 근처 값의 버퍼 하나를 사용해 표준화를 완료할 수 있습니다.

4. 유지보수

적절하게 취급했다면, METTLER TOLEDO 전극은 수많은 사용자에게 정확한 정보를 제공해야 합니다.

보관: 사용 후 전극을 철저히 헹궈야하며 KCl를 추가한 3M KCl 또는 pH 4 버퍼 용액에 보관해야 합니다. 전극을 건조시키거나 종류수 또는 수돗물에 보관하지 마십시오. 이는 pH 멤브레인을 건조시킵니다. 전극은 사용 전 3M KCl에 몇 시간 담근 후 반드시 재수화되어야 합니다.

재충전: 유형 HA405-DPA-SC 겔 기준 전극은 리필이 가능하지 않습니다.

단백질 오염: 다음 병에 기재된 지침에 따라 단백질용 pH 전극 세척액으로 전극을 세척하십시오.

pH 멤브레인 재활성: 다음 지침을 주의 깊게 따라 재활성 솔루션을 사용하십시오.

막히거나 건조한 기준 접합부 서비스: 3M KCl가 담긴 비커에 전극을 담그십시오. 약 70 °C(160 °F)로 용액을 가열하고 이 용액에 담긴 전극을 실온으로 식히십시오.

5. 환경 보호

폐 가전제품은 가정 폐기물로 버려서는 안 됩니다. 재활용 시설을 이용하십시오. 지역 당국이나 소매점에 재활용 방법을 문의하십시오.



6. 문제해결

응답 없음(증상)

- 측정기 연결 불량
측정기 및 전극에서 커넥터를 점검하십시오
- 균열이 생긴 유리
전극을 교체하십시오

느린 응답(증상)

- 건조한 pH 멤브레인
재수화(유지보수 참조)
- 막힌 기준 접합부
따뜻한 KCl에 담그십시오
(유지보수 참조)
- 단백질 오염
pH 전극 세척액을 사용하십시오
(유지보수 참조)
- 감소된 겔 층
재활성 솔루션을 사용하십시오
(유지보수 참조)

소음(증상)

- 측정기 연결 불량
커넥터를 점검하십시오
- 막힌 기준 접합부
(위를 참조하십시오)

낮은 기울기(증상)

- 건조한 pH 멤브레인
재수화(유지보수 참조)
- 오염된 멤브레인
(위를 참조하십시오)

추가 지원이 필요한 경우 고객 지원 process.hotline@mt.com으로 문의하십시오.

Instructies voor vooraf onder druk gebrachte referentie-pH-elektroden op gelbasis van het type HA405-DPA-SC

1. Inleiding

De METTLER TOLEDO gecombineerde pH-elektrode van het type HA405-DPA-SC is een vooraf onder druk gebrachte elektrode die weinig onderhoud vraagt en is uitgerust met een referentie-elektrode op gelbasis. De elektrode is voorzien van een HA (hoge alkaliteit) pH-membraan met een speciale samenstelling die fouten als gevolg van natrium in extreem basische media tot een minimum beperkt. Het referentie-element omvat een zilverionenval om verontreiniging met zilversulfide van de referentiejunctie te voorkomen.

De referentie-elektrode op gelbasis is ook verkrijgbaar als gecombineerde ORP-elektrode of als afzonderlijke referentie-elektrode.

2. Voorbereiding

Controleer de elektrode bij het uitpakken op mechanische beschadiging.

METTLER TOLEDO-elektroden worden in de fabriek getest en gebruiksklaar geleverd. Om de in de fabriek aangelegde druk te handhaven is het keramisch diafragma van elektroden van het type HA405-DPA-SC voorzien van een siliconen afdichting; dit moet vóór gebruik worden verwijderd met de meegeleverde mes. Neem de beschermdop af en verwijder eventuele elektrolytkristallen door de elektrode met gedestilleerd water af te spoelen. Dep de elektrode droog; wrijf niet over de elektrode, aangezien zich hierbij een statische lading kan vormen die nadelig is voor de responsijd.

Verwijder eventuele luchtbellen rond het interne element in het pH-gevoelige membraan.

3. Werking

METTLER TOLEDO-pH-elektroden kunnen met de meeste pH/mV-meters worden gebruikt. Volg de aanwijzingen van de producent over het gebruik.

Een tweepuntskalibratie wordt aanbevolen, met behulp van verse bufferoplossingen met bekende pH-waarden die overeenkomen met het bereik van de pH van de monsters; om het nulpunt in te stellen moet de ene bufferoplossing een pH van rond de 7 hebben. Voor een snelle routinematische analyse kan een standaardisatie worden uitgevoerd met één buffer met een pH die vergelijkbaar is met die van het monster.

4. Onderhoud

Mits goed onderhouden leveren de METTLER TOLEDO-elektroden vele duizenden keren nauwkeurige resultaten.

Opslag: De elektroden dienen na gebruik grondig te worden gespoeld en bewaard in een 3M KCl-bufferoplossing of in een bufferoplossing met pH 4 waaraan KCl is toegevoegd. Bewaar de elektrode NIET droog of in gedestilleerd of kraanwater; daardoor droogt het pH-membraan uit en in dat geval moet de elektrode voor gebruik opnieuw worden bevochtigd door deze enkele uren onder te dompelen in 3M KCl.

Bijvulling: Referentie-elektroden met gel van het type HA405-DPA-SC kunnen niet worden bijgevuld.

Verontreiniging met eiwitten: Reinig de elektrode met een eiwitreiniger voor pH-elektroden overeenkomstig de aanwijzingen op de fles.

Reactivering van het pH-membraan: Gebruik een reactiveeringsoplossing; neem daarbij de aanwijzingen ZORGVULDIG in acht.

Een verstopte of droge referentiejunctie herstellen: Dompel de elektrode onder in een beker met 3M KCl. Verwarm de oplossing tot een temperatuur van ongeveer 70 °C (160 °F) en laat de elektrode weken in de oplossing, terwijl deze afkoelt tot kamertemperatuur.

5. Bescherming van het milieu

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Recycle indien de nodige voorzieningen vorhanden zijn. Raadpleeg uw gemeente of retailer voor advies over recycling.



6. Problemen oplossen

Geen respons (symptoom)

- gebrekkige aansluiting op de meter
Controleer de aansluitingen op de meter en de elektrode
- gebroken glas
Vervang de elektrode

Langzame respons (symptoom)

- uitgedroogd pH-membraan
Bevochtig het membraan opnieuw (zie Onderhoud)
- verstopte referentiejunctie
Laat weken in warm KCl (zie Onderhoud)
- verontreiniging met eiwitten
Gebruik reinigingsmiddel voor pH-elektroden (zie Onderhoud)
- uitputting van de gellaag
Gebruik een reactiveeringsoplossing (zie Onderhoud)

Ruis (symptoom)

- gebrekkige aansluiting op de meter
Controleer de connector
- verstopte referentiejunctie
(zie hierboven)

Lage slope (symptoom)

- uitgedroogd pH-membraan
Bevochtig het membraan opnieuw (zie Onderhoud)
- verontreinigd membraan
(zie hierboven)

Neem voor verdere hulp contact op met de klantenondersteuning process.hotline@mt.com.

Instrukcja do elektrod pH typu HA405-D-PA-SC z elektrolitem referencyjnym w żelu, o wstępnie podwyższonym ciśnieniu

1. Wstęp

Zintegrowana elektroda pH firmy METTLER TOLEDO typu HA405-DPA-SC to wymagająca niewielkich nakładów na konserwację elektroda o wstępnie podwyższonym ciśnieniu z elektrolitem referencyjnym w postaci żelu. Posiada specjalnie opracowaną membranę pH typu HA (wysoka zasadowość), aby maksymalnie ograniczyć błąd sodowy w środkach o silnych właściwościach alkalicznych. Element referencyjny jest wyposażony w pułapkę jonów srebra zapobiegającą zanieczyszczeniu siarczkiem srebra na złączu porównawczym. Elektrolit referencyjny w postaci żelu jest także dostępny dla zintegrowanych elektrod redoks i oddzielnych elektrod porównawczych.

2. Przygotowanie

Po rozpakowaniu warto sprawdzić, czy elektroda nie jest mechanicznie uszkodzona.

Elektrody METTLER TOLEDO są sprawdzane w fabryce i dostarczane w stanie gotowym do użycia. Aby utrzymać ciśnienie fabryczne, elektrody typu HA405-DPA-SC mają silikonową uszczelkę, która przykrywa ceramiczną membranę; przed użyciem elektrody należy ją usunąć dostarczonym nożykiem. Zdjąć nakładkę nawilżającą i usunąć kryształki elektrolitu, płuczając elektrodę wodą destylowaną. Osuszyć, ale nie pocierać, ponieważ mogłoby to spowodować nagromadzenie ładunku elektrostatycznego i wydłużyć czas reakcji.

Usunąć pęcherzyki powietrza wokół elementu wewnętrznego w membranie czułej na pH.

3. Obsługa

Elektrod pH firmy METTLER TOLEDO można używać z większością mierników pH/mV. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Zalecana jest dwupunktowa kalibracja przy użyciu świeżych buforów o znanych wartościach pH obejmujących pH próbki; jeden z buforów powinien mieć pH zbliżone do 7, aby umożliwić ustawienie punktu zerowego. Do szybkich i rutynowych analiz można przeprowadzić standaryzację przy użyciu jednego bufora o wartości zbliżonej do pH próbki.

4. Konserwacja

W odpowiednich warunkach pracy elektrody METTLER TOLEDO powinny dostarczać precyzyjne odczyty nawet po ponad tysiącu użyciach.

Przechowywanie: po użyciu elektrody należy dokładnie opłukać i przechowywać w 3-molowym roztworze KCl lub w roztworze buforowym o pH 4 z dodatkiem KCl. NIE WOLNO dopuścić do wyschnięcia elektrody ani przechowywać jej w wodzie destylowanej lub pitnej; może to spowodować odwodnienie membrany pH oraz konieczności jej ponownego nawilżenia poprzez zanurzenie na kilka godzin w 3-molowym roztworze KCl.

Uzupełnianie: elektrody porównawcze typu HA405-DPA-SC z elektrolitem w postaci żelu nie są przeznaczone do napełniania.

Zanieczyszczenie białkiem: elektrodę należy oczyścić środkiem przeznaczonym do czyszczenia elektrod pH z białka zgodnie z instrukcją umieszczoną na butelce.

Regeneracja membrany pH: użyć roztworu regeneracyjnego, postępując DOKŁADNIE tak, jak opisano w instrukcji.

Serwisowanie zapchanego lub wyschniętego złącza porównawczego: zanurzyć elektrodę w zlewce wypełnionej 3-molowym roztworem KCl. Podgrzać roztwór do temperatury około 70°C i pozwolić, aby elektroda moczyła się w nim do czasu, aż temperatura roztworu spadnie do temperatury pokojowej.

5. Ochrona środowiska

Odpadów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W miarę możliwości przekazać do recyklingu. Więcej informacji na temat przetwarzania odpadów można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy.



6. Rozwiązywanie problemów

Brak reakcji (symptom)

- Niewłaściwe podłączenie miernika
Sprawdzić złącza miernika i elektrody.
- Pęknięte szkło
Wymienić elektrodę.

Wolna reakcja (symptom)

- Wyschnięta membrana pH
Nawiążyć ponownie (zob. Konserwacja).
- Zapchane złącze porównawcze
Namoczyć w ciepłym KCl (zob. Konserwacja).
- Zanieczyszczenie białkiem
Użyć środka do czyszczenia elektrod pH (zob. Konserwacja).
- Zużyta warstwa żelu
Użyć środka do regeneracji elektrod (zob. Konserwacja)

Szum (symptom)

- Niewłaściwe podłączenie miernika
Sprawdzić złącze.
- Zapchane złącze porównawcze
(Patrz powyżej).

Niskie nachylenie (symptom)

- Wyschnięta membrana pH
Nawiążyć ponownie (zob. Konserwacja).
- Zanieczyszczona membrana
(Patrz powyżej).

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta process.hotline@mt.com.

Instruções para Eletrodos de pH com gel de referência pré-pressurizados do Tipo HA405-DPA-SC

1. Introdução

A combinação de eletrodo de pH do Tipo HA405-DPA-SC da METTLER TOLEDO é um eletrodo pré-pressurizado de baixa manutenção com uma referência de gel. Ele tem uma membrana de pH especialmente formulada de AA (alta alcalinidade) para minimizar erro de sódio em meio extremamente alcalino. O elemento de referência incorpora uma captura em íons de prata para evitar a contaminação da junção de referência por sulfeto de prata. A referência de tipo gel também está disponível em ORP de combinação e como um eletrodo de referência separado.

2. Preparação

Após desembalar, examine se há danos mecânicos no eletrodo.

Os eletrodos da METTLER TOLEDO são testados de fábrica e enviados prontos para o uso. Para manter a pressurização de fábrica, os eletrodos do tipo HA405-DPA-SC têm uma vedação de silicone cobrindo o diafragma de cerâmica; ela deve ser removida com a pá fornecida antes do uso. Remova a tampa de hidratação e retire quaisquer cristais de eletrólito ao enxaguar o eletrodo com água destilada. Seque; não esfregue, pois isso pode produzir uma carga estática e estender o tempo de resposta.

Elimine quaisquer bolhas de ar em torno do elemento interno na membrana sensível ao pH.

3. Operação

Os eletrodos de pH da METTLER TOLEDO podem ser usados com a maioria dos medidores de pH/mV. Siga as instruções do fabricante para uso.

Uma calibração de dois pontos é recomendada, usando buffers frescos com valores de pH conhecidos, que suportam o pH da amostra; um buffer deve estar perto de pH 7 para definir o ponto zero. Para análise rápida de rotina, pode ser feita uma padronização, utilizando um buffer em um valor próximo do pH da amostra.

4. Manutenção

Quando tratados de forma correta, os eletrodos da METTLER TOLEDO devem fornecer resultados precisos ao longo de milhares de usos.

Armazenagem: Os eletrodos devem ser completamente enxaguados após o uso e armazenados em 3M KCl ou solução de buffer de pH 4 com KCl adicionado. NÃO armazene o eletrodo seco ou em água destilada ou de torneira; isto desidrata a membrana de pH e o eletrodo deve ser reidratado antes do uso ao mergulhar por várias horas em 3M KCl.

Refilar: Eletrodos de referência em gel do tipo HA405-DPA-SC não são refiláveis.

Contaminação de proteínas: Limpe o eletrodo com o Limpador de Eletrodo de pH para Proteínas seguindo as instruções no frasco.

Reativação da membrana de pH: Use a Solução de Reativação seguindo CUIDADOSAMENTE as orientações.

Manutenção de uma junção de referência seca ou entupida: Mergulhe o eletrodo em um béquer de 3M KCl. Aqueça a solução até, aproximadamente, 70 °C (160 °F) e deixe o eletrodo mergulhar nesta solução para se resfriar até a temperatura ambiente.

5. Proteção ambiental

O descarte de produtos elétricos não deve ser feito com o lixo doméstico. Recicle em instalações existentes no local. Solicite orientações de reciclagem à autoridade competente ou ao seu revendedor.



6. Resolução de Problemas

Sem resposta (sintoma)

- Conexão do medidor ruim

Verifique os conectores no medidor e no eletrodo

- Vidro quebrado

Substitua o eletrodo

Resposta lenta (sintoma)

- Membrana de pH desidratada

Reidrate (consulte Manutenção)

- Junção de referência entupida

Mergulhe em KCl quente (consulte Manutenção)

- Contaminação de proteínas

Use o Limpador de Eletrodo de pH (consulte Manutenção)

- Camada de gel esgotada

Use a Solução de Reativação (consulte Manutenção)

Ruído (sintoma)

- Conexão do medidor ruim

Verifique o conector

- Junção de referência entupida

(Veja acima)

Declive baixo (sintoma)

- Membrana de pH desidratada

Reidrate (consulte Manutenção)

- Membrana contaminada

(Veja acima)

Para obter mais assistência, entre em contato com o suporte ao cliente process.hotline@mt.com.

Инструкция по эксплуатации рН-электрода типа HA405-DPA-SC, заполненного гелевым эталонным электролитом под давлением

1. Введение

Электрод HA405-DPA-SC МЕТТАЛЕР ТОЛЕДО — это комбинированный рН-электрод, заполненный гелевым эталонным электролитом под давлением и отличающийся пониженными требованиями к техническому обслуживанию. Он оснащен высокощелочной (НА) рН-мембраной из специального состава, которая минимизирует щелочную ошибку в очень щелочной среде. Для предотвращения осаждения на мемbrane сульфида серебра в элементе сравнения установлена ловушка ионов серебра. Гелевая система сравнения доступна как в сочетании с ОВП-электродом, так и в виде отдельного вспомогательного электрода сравнения.

2. Подготовка

После распаковки убедитесь в отсутствии механических повреждений электрода.

Электроды МЕТТАЛЕР ТОЛЕДО прошли заводские испытания и поставляются готовыми к использованию. Для поддержания заводского давления электроды HA405-DPA-SC снабжены силиконовым вкладышем, который закрывает керамическую диафрагму. Перед началом эксплуатации удалите его с помощью прилагаемого ножа. Снимите увлажняющий колпачок и удалите кристаллы электролита, промыв электрод дистиллированной водой. Промокните фильтровальной бумагой, но не вытирайте электрод, поскольку это может привести к возникновению статического заряда и увеличить время отклика.

Не допускайте образования пузырьков воздуха вокруг внутреннего элемента рН-чувствительной мембранны.

3. Эксплуатация

рН-электроды МЕТТАЛЕР ТОЛЕДО пригодны для использования с большинством рН/мВ-метров. Следуйте инструкциям производителя.

Рекомендуется выполнить калибровку по двум точкам, используя свежие буферные растворы. Значения рН этих буферов должны охватывать интервал, внутри которого находятся значения рН анализируемых растворов. Для определения нулевой точки один из двух буферов должен иметь рН около 7. Если предполагается только обычный ускоренный анализ, можно выполнить стандартизацию по одному буферу, рН которого близок к рН анализируемых растворов.

4. Техническое обслуживание

При правильном обращении электроды МЕТТАЛЕР ТОЛЕДО обеспечивают точные результаты нескольких тысяч измерений.

Хранение. По завершении работы электроды следует тщательно промывать и хранить в 3М растворе KCl или буферном растворе pH 4 с добавкой KCl. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить электроды в сухом состоянии, в дистиллированной и водопроводной воде. Это приводит к высыханию рН-чувствительной мембранны, и перед использованием электрод необходимо повторно увлажнять путем погружения в раствор 3М KCl на несколько часов.

Заполнение электролитом. Вспомогательные электроды сравнения HA405-DPA-SC не подлежат повторной заправке гелевым электролитом.

Белковые загрязнения. Для очистки электрода используйте специальный раствор-очиститель согласно инструкциям на упаковке.

Восстановление pH-чувствительной мембранны. Используйте восстанавливающий раствор, НЕУКОСНИТЕЛЬНО соблюдая инструкции.

Засоренная или высохшая мембрана. Погрузите электрод в мерный стакан, наполненный 3М раствором KCl. Нагрейте раствор приблизительно до 70 °C (160 °F). Пока раствор остывает до комнатной температуры, электрод пропитается раствором.

5.

Защита окружающей среды

Электрические изделия запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, сдавайте их на утилизацию в специальные пункты приема. За подробной информацией о возможности утилизации обращайтесь в местные органы власти или к продавцу оборудования.



6.

Поиск и устранение неисправностей

Нет сигнала (симптом)

- Нет подключения к измерителю.
Проверьте контакты на приборе и на электроде.
- Трещина в стекле.
Замените электрод.

Замедленный отклик (симптом)

- Высохла pH-чувствительная мембрана.
Восстановите электрод, как указано в разделе «Техническое обслуживание».
- Засорилась мембрана.
Выдержите в теплом растворе KCl, как указано в разделе «Техническое обслуживание».
- Белковые загрязнения.
Используйте очищающий раствор для pH-электродов, как указано в разделе «Техническое обслуживание».
- Слой геля уменьшился.
Используйте восстанавливающий раствор, как указано в разделе «Техническое обслуживание».

Помехи (симптом)

- Нет подключения к измерителю.
Проверьте разъем.
- Засорилась мембрана.
(См. выше.)

Небольшая крутизна характеристики (симптом)

- Высохла pH-чувствительная мембрана.
Восстановите электрод, как указано в разделе «Техническое обслуживание».
- Засорилась мембрана.
(См. выше.)

Для получения дополнительной помощи обращайтесь в службу поддержки клиентов process.hotline@mt.com.

Instruktioner för Typ HA405-DPA-SC förtrycksatta pH-elektroder med gelreferens

1. Inledning

METTLER TOLEDO pH-kombinationselektrod typ HA405-DPAS-SC är en lättkött, förtrycksatt med referens av geltyp. Det har är försedd med ett specialutformat HA (högalkalint) pH-membran vars syfte är att minska natriumfel i extremt alkaliska medier. I referenselementet ingår en silverjonfälla som förhindrar att silversulfid fälls ut vid referensanslutningen. Referensen av geltyp finns också som kombinations-ORP och som separat referenselektrod.

2. Förberedelser

Kontrollera elektroden med avseende på mekaniska skador efter uppackningen.

METTLER TOLEDO-elektroder testas på fabriken och levereras klara för användning. För att bevara det tryck som skapats på fabriken har elektroder av typ HA405-DPAS-SC en silikontätning som täcker det keramiska membranet. Tätningen måste tas bort med den medföljande kniven före användning. Ta bort vattningsocket och avlägsna eventuella elektrolytkristaller genom att skölja elektroden med destillerat vatten. Klappa elektroden torrt. Gnugga inte eftersom detta kan skapa statisk laddning och leda till längre svarstid.

Avlägsna eventuella luftbubblor runt det inre elementet i det pH-känsliga membranet.

3. Användning

METTLER TOLEDOs pH-elektroder kan användas med de flesta pH/mV-mätare. Följ tillverkarens instruktioner vid användning.

Tvåpunktscalibrering rekommenderas med nybländade buffertlösningar med kända pH-värden från ömse sidor av väntat pH-intervall för provet. En buffertlösning bör ha ett pH-värde nära 7 för inställning av nollpunkten. För en snabb rutinanalys kan en standardisering med en buffertlösning med ett värde nära prov-pH utföras.

4. Underhåll

Förutsatt att METTLER TOLEDOs elektroder hanteras på rätt sätt kan de användas tusentals gånger och ge korrekta resultat.

Förvaring: Elektroder ska sköljas noga efter användning och förvaras i 3M KCl eller en pH 4-buffertlösning med tillsatt KCl. Förvara INTE elektroden torrt eller i destillerat vatten eller kranvatten. Detta torkar ut pH-membranet, och elektroden måste då återfuktas före användning genom att blötläggas i 3M KCl i flera timmar.

Påfyllning: Gelreferenselektroder av typen HA405-DPA-SC kan inte fyllas på.

Proteinkontaminering: Rengör elektroden med pH-elektrod-rengöring för proteiner genom att följa instruktionerna på flaskan.

Återaktivera pH-membranet: Använd återaktiveringsslösningen och följ instruktionerna NOGGRANT.

Åtgärda en igensatt eller torr referensanslutning: Sänk ned elektroden i en bågare med 3M KCL. Värm upp lösningen till ca 70 °C och låt elektroden ligga i blötlösningen medan den svalnar till rumstemperatur.

5. Miljöskydd

Avfall från elektriska produkter får inte slängas bland hushållssoporna. Lämna avfallet till närmaste återvinningscentral. Vänd dig till de lokala myndigheterna eller till din återförsäljare för mer information om återvinning.



6. Felsökning

Inget svar (symptom)

- Dåligt ansluten mätare
 - Kontrollera kontakterna på mätaren och elektroden
- Sprucket glas
 - Byt ut elektroden

Långsamt svar (symptom)

- Uttorkat pH-membran
 - Återfukta (se Underhåll)
- Igensatt referensanslutning
 - Blötfälg i varm KCl (se Underhåll)
- Proteinkontaminering
 - Använd pH-elektrodrengöring (se Underhåll)
- Förbrukat gellager
 - Använd återaktivieringslösning (se Underhåll)

Störningar (symptom)

- Dåligt ansluten mätare
 - Kontrollera kontakt

- Igensatt referensanslutning
 - (Se ovan)

“Low slope” (symptom)

- Uttorkat pH-membran
 - Återfukta (se Underhåll)
- Kontaminerat membran
 - (Se ovan)

För ytterligare hjälp, kontakta kundsupport process.hotline@mt.com.

คำแนะนำสำหรับอิเล็กโทรดวัดค่า pH ประเภทอ้างอิงแบบ เจลที่อัดแรงดันล่วงหน้า HA405-DPA-SC

1. บทนำ

อิเล็กโทรดวัดค่า pH แบบ combine ประเภท HA405-DPA-SC ของ METTLER TOLEDO เป็นอิเล็กโทรดแบบต้องการการบำรุงรักษาต่ำ อัดแรงดันล่วงหน้า พัฒนาโดยรวมสมบูรณ์ด้วยการอ้างอิงประเภทเจล และมีเมนเบرن pH ที่มี HA (ความเป็นด่างสูง) สูตรพิเศษเฉพาะเพื่อลดความผิดพลาดโดยเดิมในสารที่มีความเป็นด่างสูงมาก ซึ่งส่วนอ้างอิงที่รวมอยู่ในตัวดักแบบชิลเวอร์ไออกอน ช่วยป้องกันการปนเปื้อนชิลเวอร์ชัดไฟฟ์ของธาตุต่ออ้างอิง นอกจากนี้ คุณสมบูรณ์ดิการอ้างอิงประเภทเจลยังสามารถใช้งานได้ใน ORP แบบรวม และในฐานะอิเล็กโทรดแบบอ้างอิงที่แยกต่างหาก

2. การจัดเตรียม

หลังจากบรรจุภัณฑ์โปรดพิจารณาว่าอิเล็กโทรดมีความชำรุดเสียหายหรือไม่

อิเล็กโทรดของ METTLER TOLEDO ได้รับการทดสอบจากโรงงาน และจัดส่งมาให้แบบพร้อมใช้งานได้ทันที เพื่อรักษาค่าแรงดันที่ปรับมาจากโรงงานไว้ อิเล็กโทรดประเภท HA405-DPA-SC จึงมีชิลเวอร์ในหุ้มบริเวณไดอะแฟรมเซรามิกไว้ซึ่งจำเป็นต้องแกะออกก่อนใช้งานโดยใช้มีดที่แนบมาให้ ถอดฝาครอบไอกีเดรชันออก และกำจัดคริสตัลอิเล็กโทรดได้ ออกโดยการล้างอิเล็กโทรดน้ำด้วยน้ำกลั่น ขับน้ำเบาๆ ให้แห้ง ห้ามขัดถูโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตสะสม และทำให้อุปกรณ์ตอบสนองต่อการทำงานช้าลง

กำจัดฟองอากาศที่ปรากฏขึ้นรอบ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในของเมมเบรนที่ໄวด์ค่า pH

3. การทำงาน

อิเล็กโทรดวัดค่า pH ของ METTLER TOLEDO สามารถใช้กับเครื่องวัดค่า pH/mV โดยส่วนใหญ่ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิต ขอแนะนำให้ใช้การทดสอบเทียบสองจุดโดยใช้บัฟเฟอร์ใหม่ที่ทราบค่า pH ซึ่งจะเป็นการแบ่งประเภทของค่า pH ตัวอย่าง โดยบัฟเฟอร์หนึ่งควรใกล้เคียงกับค่า pH 7 เพื่อกำหนดจุดค่าศูนย์ เพื่อการวิเคราะห์ประจำวันที่รวดเร็ว สามารถดำเนินการกำหนดมาตรฐานโดยใช้บัฟเฟอร์หนึ่งที่มีค่าใกล้เคียงกับค่า pH ของตัวอย่าง

4. การบำรุงรักษา

เมื่อมีการจัดการและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม อิเล็กโทรดของ METTLER TOLEDO ควรให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำตลอดการใช้งานหลายพันครั้ง

การจัดเก็บ: ควรล้างอิเล็กโทรดให้สะอาดหมัดหมุนจากการใช้งาน และจัดเก็บในสารละลายน้ำบัฟเฟอร์ KCl 3M หรือ pH 4 ที่เติม KCl เพิ่มอย่างจัดเก็บอิเล็กโทรดในสภาพที่แห้งหรือจัดเก็บไว้ในน้ำกลั่นหรือน้ำประปา เนื่องจากเป็นการขัดน้ำในเมมเบรน pH ทั้งนี้ จะต้องเติมน้ำในอิเล็กโทรดก่อนการใช้งานโดยการจุ่มลงใน KCl 3M เป็นเวลาหลายชั่วโมง

การเติม: อิเล็กโทรดอ้างอิงแบบเจลประเภท HA405-DPA-SC ไม่สามารถเติมใหม่ได้

การปนเปื้อนโปรตีน: ทำความสะอาดอิเล็กโทรดด้วยน้ำยาขัดไปรดในน้ำอิเล็กโทรดวัดค่า pH โดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้างขด

การกระตุ้นเมมเบรน pH: ใช้สารละลายกระตุ้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง

การบำรุงรักษาอุปกรณ์: จุ่มอิเล็กโทรดลงใน KCl 3M หนึ่งปีก่อนเพื่อความร้อนให้สารละลายจนถึงอุณหภูมิประมาณ 70 °C (160 °F) และจุ่มอิเล็กโทรดไว้ในสารละลายดังกล่าวจนกระหงอุณหภูมิกัดลงถึงอุณหภูมิท้อง

5. การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ไม่ควรกำจัดทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกับขยะครัวเรือนทั่วไป โปรดใช้เคลล่ากมี้งานรีไซเคิลติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นหรือตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับคำแนะนำในการรีไซเคิล



6. การแก้ไขปัญหา

ไม่มีการตอบสนอง (อาการ)

- การเชื่อมต่อกับเครื่องวัดไม่ได;
ตรวจสอบขั้ตต่อต่างๆ ที่เครื่องวัดและที่อิเล็กโทรด
- แก้วแตกร้าว
เปลี่ยนอิเล็กโทรดใหม่

การตอบสนองช้า (อาการ)

- เมมเบรน pH แห้ง
เพิ่มความชุ่มชื้น (โปรดดูที่ การบำรุงรักษา)
- อุดต่ออ้างอิงอุตตัน
จุ่มงลงใน KCl ที่อุ่น (โปรดดูที่ การบำรุงรักษา)
- การปนเปื้อนโปรตีน
ใช้น้ำยาทำความสะอาดอิเล็กโทรดวัดค่า pH (โปรดดูที่ การบำรุงรักษา)
- ชั้นเจลเหือดแห้ง
ใช้สารละลายกระตุน (โปรดดูที่ การบำรุงรักษา)

มีสัญญาณรบกวน (อาการ)

- การเชื่อมต่อกับเครื่องวัดไม่ได;
ตรวจสอบขั้ตต่อ
- อุดต่ออ้างอิงอุตตัน
(โปรดดูด้านบน)

ความชันต่ำ (อาการ)

- เมมเบรน pH แห้ง
เพิ่มความชุ่มชื้น (โปรดดูที่ การบำรุงรักษา)
- เมมเบรนปนเปื้อน
(โปรดดูด้านบน)

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า process.hotline@mt.com.

HA405-DPA-SC 型预加压凝胶参比 pH 电极说明

1. 简介

梅特勒-托利多 HA405-DPA-SC 型复合 pH 电极是一款采用凝胶类参比、维护工作量低、预加压的电极。它具有专门配置的 HA (高碱性) pH 膜，可将碱性极强的介质中的钠误差降至最低。标准元件采用银离子捕捉阱，以防液络部的硫化银污染。凝胶类参比也可用于复合 ORP 和单独的参比电极。

2. 准备工作

拆开包装后，检查电极有无机械损坏。

梅特勒-托利多电极在出厂前都经过功能测试并可直接使用。为保持出厂加压，HA405-DPA-SC 型电极都配有覆盖陶瓷隔膜的密封硅胶；使用前，必须用随附的刀片削去密封硅胶。可用蒸馏水清洗电极，以便去除水合盖和所有电解液晶体。拍干；请勿用力擦干，这会增强静电荷并延长响应时间。

去除 pH 敏感型玻璃膜中内部元件周围的所有气泡。

3. 操作

梅特勒-托利多 pH 电极适用于大部分 pH/mV 测量仪。请遵照制造商的使用说明。

建议使用已知 pH 值（归入样品 pH）的新鲜缓冲液进行两点校准；一种缓冲液值应接近 pH 7 以设置零点。如需进行快速的常规分析，可使用一种值接近样品 pH 值的缓冲液完成标定。

4. 维护

若妥善维护，梅特勒-托利多电极应在数千种应用中提供精确的结果。

存储：电极在使用后应彻底冲洗干净，然后使用额外的 KCl 将其储存于 3M KCl 或 pH 4 缓冲溶液中。请勿将电极干燥储存或储存于蒸馏水或自来水中；这会使 pH 膜脱水，电极在使用之前，必须浸入 3M KCl 中若干小时以对其进行重新水化。

重新灌装：HA405-DPA-SC 型凝胶参比电极不可重新灌装。

蛋白质污染：遵照瓶上的说明，使用 pH 电极清洁剂清洁电极中的蛋白质。

重新活化 pH 膜：仔细遵照指示，使用活化溶液。

维修堵塞或干燥的液络部：将电极浸入装有 3M KCl 的烧杯中。将溶液加热至大约 70 °C (160 °F)，当溶液冷却至室温时，使电极浸入此溶液中。

5. 环境保护

报废的电气设备不应按正常家庭废品进行处置。请在具备条件的地方进行回收。请与当地相关部门或零售商联系征询回收建议。



6. 故障排查

无响应 (症状)

- 测量仪连接不良
检查测量仪和电极处的连接器
- 玻璃破碎
更换电极

响应缓慢 (症状)

- pH 膜脱水
重新水化 (参见“维护”)
- 液络部堵塞
浸入加热的 KCl 中 (参见“维护”)
- 蛋白质污染
使用 pH 电极清洁剂 (参见“维护”)

凝胶层耗尽

使用活化溶液 (参见“维护”)

噪音 (症状)

- 测量仪连接不良
检查连接器
- 液络部堵塞
(参见上文)

低斜率 (症状)

- pH 膜脱水
重新水化 (参见“维护”)

- 膜受污染
(参见上文)

如需进一步帮助, 请联系客户支持 process.hotline@mt.com

有毒有害物质的名称及含量 Toxic and hazardous substance name and containment in product					
部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic and hazardous substances				
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr6+)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)
插头 Elect. Connector	x	○	○	○	○
					15

本表依据SJ/T 11364的规定编制。本产品符合以下标志规范：
Table composed in accordance with SJ/T 11364 (CN). This product is bearing the following symbol:

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
○ : Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit specified in GB / T 26572

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
x : Indicates that the content of the toxic substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the limits specified in GB/T 26572.

Notes

For addresses of METTLER TOLEDO
Market Organizations please go to:

www.mt.com/contacts

**UK
CA**



CE

EAC

METTLER TOLEDO Group

Process Analytics

Local contact: www.mt.com/contacts

Management System
certified according to
ISO 9001 / ISO 14001

www.mt.com/pro

Subject to technical changes

© 04/2023 METTLER TOLEDO

All rights reserved

Printed in Switzerland. 53 500 086 E



* 5 3 5 0 0 0 8 6 E *