Lynvejledning

Lynvejledning til M300/M400 2G

Til InSUS pH-sensorer til engangsbrug





Indhold

1.	Introduktion	3
2.	Installation	3
3.	Dataindtastning for forkalibreret pH-sensor til engangsbrug: Hældning og nulpunkt (offset)	4
4.	Proceskalibrering	6
5.	Brud på pH-membranglas – Alarmaktivering	9

1. Introduktion

InSUS[™] pH-sensorer fra METTLER TOLEDO kan steriliseres med gammastråling og røntgenstråling og er analoge, forkalibrerede pH-sensorer til engangsbrug med en integreret Pt 1000-temperatursonde. Læs denne vejledning omhyggeligt før idriftsættelse for at sikre problemfri anvendelse. Drift må kun udføres af uddannet personale og medarbejdere, som har læst og forstået betjeningsvejledningen til sensorerne.



Fig. 1: InSUS pH-sensor (eksempel)

Pos. Beskrivelse

1 VP-tilslutning

2 Hældning, nulpunkt (offset) og sensorens serienummer

2. Installation

Tilslut sensoren til pH-transmitteren med et VP6-kabel. Følg tilslutningsoplysningerne, der følger med kablet eller transmitteren, og følg ledningsinstruktionerne for pH-sensorer med integreret **Pt 1000**-temperatursonde **og uden opløsningsjord.** Følg instruktionerne i M300- eller M400-transmittermanualen for at konfigurere målekanalen for en analog pH/ORP-sensor med en Pt 1000-temperatursonde. 3.

Dataindtastning for forkalibreret pH-sensor til engangsbrug: Hældning og nulpunkt (offset)

- 3.1 Når M300-/M400-transmitteren er i måletilstand, skal du gå til kalibreringsmenuen ved at vælge kalibreringsikonet.
- 3.2 Tryk på Calibrate Sensor



3.3 Vælg målekanal – gælder kun for transmittere med to kanaler.

습\CAL\Calibrate Sensor					
Chan	CHAN_1				
Unit	CHAN_2				
Method	1-Point				
Options	Options				
Verify	Edit	Cal			

3.4 Tryk på tasten Edit.

<u> \[Lage: All the sensor </u>					
Chan	Ch1 pH/ORP				
Linit	Slope	-59.100	m∿/pH		
Unit	Offset	0.0000	mi∕		
Metho	Temp Slope	1.0000			
Option	Temp Offset	0.0000	ĺ		
\ \	Cancel <	(1/2 > [Save		
			4	5	

3.5 Find værdierne for Hældning og Nulpunkt (offset) på sensormærkaten (fig. 1) eller på sensorens kvalitetscertifikat, og brug disse til dataindtastning. Tryk på hældningsværdien, og brug tasterne til at redigere værdien i mV/pH.

Bemærk: Hvis hældningsværdien vises som %, skal du trykke på tasten U for at ændre enheden til mV/pH.



3.6 Tryk på OK, og fortsæt med Nulpunktet (Offset) ved at trykke på offset-værdien.

岱\CAL\Calibrate Sensor					
Chan	Ch1 pH/ORP	Edit	Edit		
11-1	Slope	-59.100	m∿/pH		
Unit	Offset	0.0000	рН		
Metho	Temp Slope	1.0000	ĺ		
Option	Temp Offset	0.0000	İ		
	Cancel <	(1/2 > [Save		
			-	5	

3.7 Rediger offset-værdien.

Bemærk: Hvis offset-værdien vises som mV, skal du trykke på tasten U for at ændre enheden til pH.

Edit Offset					
	7 . 1 2 pH				
	1	2	3	+/-	U
	4	5	6		+
	7	8	9	0	ок

3.8 Tryk på **OK** og derefter på **Save** for at godkende dataene for hældning og offset og for at overskrive de tidligere kalibreringsdata.

\CAL \Calibrate Sensor					
Chan	Ch1 pH/ORP				
Una	Slope	-59.100	mV/pH		
Unit	Offset	7.1200	рН		
Metho	Temp Slope	1.0000	1		
Option	Temp Offset	0.0000	1		
	Cancel <	(1/2 > [Save		
			4	5	

Hvis der vises en advarselsmeddelelse på skærmen, skal du kontrollere ISM-/sensoralarmindstillingerne som beskrevet i kapitel 5 i denne vejledning

4. Proceskalibrering

For at opnå den højeste målenøjagtighed skal der udføres en proceskalibrering efter indtastning af fabrikkens kalibreringsdata som beskrevet ovenfor. I en proceskalibrering bruges pH-værdien i en off-line stikprøve til at justere inline-målingen til stikprøvens. Dette er en totrinsprocedure: Trin 1 indleder proceskalibreringen og gemmer den aktuelle pH-værdi i transmitteren, mens der tages en stikprøve. Trin 2 er til indtastning af off-lineværdien i transmitteren.

Sensortype	Mindste befugtningstid
InSUS 307	20 minutter
InSUS 307 XSL	120 minutter
InSUS 310	120 minutter

Tabel 1

Vigtigt: Før proceskalibreringen skal disse sensorer befugtes i procesvæske i et tidsrum, der er lig med eller større end de værdier, der er angivet i tabel 1.

4.1 I måletilstand skal du gå til kalibreringsmenuen, vælge **Calibrate Sensor** og derefter trykke på **Process.**

☆\CAL\Calibrate Sensor				
Chan	✓ 1-Point			
Unit	2-Point			
Mathad	Process			
		_		
Options	Options			
Verify	Edit	Cal		
		t –		

4.2 Tryk på knappen **Cal**, tag en prøve fra processen, og tryk derefter på tasten **Enter** for at gemme den aktuelle måleværdi.

\CAL \ Calibrate Sensor				
Chan	Ch1 pH/ORP Process			
Criain	Press "Enter" to capture the measured			
Unit	value			
Metho	7.12 рн			
	Cancel 🔶			

- 4.3 For at vise den igangværende kalibreringsproces blinker "P" i måle- og menuskærmbilledet, hvis den relaterede kanal er valgt i displayet.
- 4.4 Når pH-værdien for prøven er bestemt, skal du trykke på kalibreringsikonet på måleskærmbilledet igen. Indtast prøvens pH-værdi, og tryk på **OK.**

Edit Cal Point				
7.		pН		
1	2	3	+/-	U
4	5	6		+
7	8	9	0	OK

4.5 Tryk på knappen **Next** for at starte beregningen af kalibreringsresultaterne.



4.6 Displayet viser værdien for hældningen og offsettet, der stammer fra kalibreringen. Tryk på **SaveCal** for at godkende og overskrive den forrige kalibrering.

	6					
0	Ch1 pH/ORP Process					
	Slope	99.9 %	-59.1 mMpH			
	Offset	7.15 pH	8.9 mV			
	Cancel	SaveCal	ack			
1		*				

Brud på pH-membranglas – Alarmaktivering

Registrering af brud på pH-membranglas kan knyttes til et af transmitterens alarmrelæer. Hvis den indstilles, aktiveres alarmen, hvis glasmembranens modstand falder til under 5 MΩ. En sensor med et ødelagt pH-membranglas kan ikke bruges til måleformål!

Sådan indstiller du alarmen:

5.

- 5.1 Mens transmitteren er i måletilstand, skal du gå til menuen Konfiguration ved at vælge ikonet Konfiguration.
- 5.2 Tryk på "ISM / Sensor Alarm"

ிCONFIG			
ISM / Sensor Alarm	•		
Clean	•		
Display Setup	►		
Digital Inputs			
System ►			
< 214 >	Ţ		

5.3 Vælg målekanal – gælder kun for transmittere med to kanaler. Tryk på **"Events"**.

<u>الم</u> ا <u>CONFIG</u>	\ISM / Sensor	Alarm
Options	CHAN_1	Events
Alarm Relay	#2	Normal
Delay	1	sec
Hold Relay	None	
		Ţ

5.4 Aktivér Rg Diagnostics (glasmodstandsdiagnostik), og tryk på tasten Enter.

Bemærk: Aktivér ikke Rr-diagnosticeringen for pH-sensorerne InSUS 307 og InSUS 310!

₫\0	CONFIG\ISM /	Sensor	Alarm	
Ontion	Events Option			
Орион	Rg Diagnostics		\checkmark	H.
Alarm	Rr Diagnostics			
Delay	-			
Hold R				
			┙	
				5

5.5 Tryk på returpilen to gange, og tryk på Yes for at gemme ændringen.

₫\CON	FIG \ISM / Sensor	Alarm
Options	CHAN_1	Events
Alarm Re Delay Hold Relay	Save Changes	formal
		5

Bemærk: Hvis Rg Diagnostics er aktiveret, vises en advarselsindikation øverst på måleskærmen lige efter indtastning af dataene for fabrikshældning og offset. **Denne advarsel forsvinder, når der er udført en proceskalibrering.**

-			\wedge
< CHA	N_1		>
	3.91	pН	
	25.7	°C	
	200	mV	
	314	MΩ Rg	
ISM	×	<u>~</u>	*

Eksempel: Advarselsindikation øverst på måleskærmbilledet.

Noter

De ønskede oplysninger findes på www.mt.com/pro

METTLER TOLEDO Process Analytics-webstedet indeholder en lang række opdaterede oplysninger om alle vores produkter og tjenester. Indholdet er lokaliseret til dit land og skræddersyet, så det passer til dine valg. Det enkele layout giver dig mulighed for hurtigt at finde de oplysninger og funktioner, du søger.



- Få mere at vide om vores seneste produktudviklinger
- Tilmeld dig gratis webinarer
- Anmod om yderligere oplysninger om produkter og tjenester
- Få et tilbud hurtigt og nemt
- Download vores seneste white papers
- Læs casestudier, der er relevante for din branche
- Få adgang til buffer- og elektrolytopløsningcertifikat
- og meget mere...

www.mt.com/pro

For yderligere oplysninger

METTLER TOLEDO Group

Process Analytics Im Hackacker 15 CH-8902 Urdorf

Lokal kontakt: www.mt.com/pro-MOs

Med forbehold for tekniske ændringer © 01/2022 METTLER TOLEDO. Alle rettigheder forbeholdes UR1000da C. kun eVersion MarCom Urdorf, CH