Podręcznik szybkiej konfiguracji M300/M400G2

Jednorazowe czujniki pH InSUS





Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Instalacja	3
3.	Wprowadzanie danych ze wstępnie skalibrowanego czujnika pH jednorazowego użytku: nachylenie i punkt zerowy (przesunięcie)	4
4.	Kalibracja procesowa	6
5.	Pęknięcie szkła membrany pH — aktywacja alarmu	9

1. Wstęp

Czujniki pH InSUS™ firmy METTLER TOLEDO to analogowe, sterylizowane promieniami gamma, wstępnie skalibrowane, jednorazowe czujniki pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt 1000. Przed uruchomieniem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, co zapewni bezproblemową eksploatację. Obsługą powinien zajmować się wyłącznie wykwalifikowany personel oraz pracownicy, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi czujników.



Ilustracja nr 1: Czujnik pH InSUS (przykład)

Poz. Opis

1 Złącze VP

2 Nachylenie, punkt zerowy (przesunięcie) i numer seryjny czujnika

2. Instalacja

Podłączyć czujnik do przetwornika pH za pomocą kabla VP6. Postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi podłączenia dołączonymi do kabla lub przetwornika oraz z instrukcją okablowania czujników pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury **Pt 1000** i **bez uziemienia.** Aby skonfigurować kanał pomiarowy dla analogowego czujnika pH/redoks z czujnikiem temperatury Pt 1000, należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji obsługi przetwornika M300 lub M400. 3.

Wprowadzanie danych ze wstępnie skalibrowanego czujnika pH jednorazowego użytku: nachylenie i punkt zerowy (przesunięcie)

- 3.1 Gdy przetwornik M300 / M400 jest w trybie pomiaru, wybrać ikonę kalibracji, aby przejść do menu kalibracji.
- 3.2 Nacisnąć przycisk Skalibruj czujnik.

<u> </u>	
Calibrate Sensor	•
Calibrate Electronics	٨
Calibrate Meter	•
Calibrate Analog Outputs	•
Maintenance	•
< 1/2 >	Ţ

3.3 Wybrać kanał pomiarowy — dot. tylko przetworników 2-kanałowych.

ا <u>ا</u> \CAL \Calibrate Sensor					
Chan	✓ CHAN_1				
Unit	CHAN_2				
Method	1-Point				
Options	Options				
Verify	Edit	Cal			

3.4 Nacisnąć przycisk **Edytuj**.

<u> (CAL</u> \ Calibrate Sensor					
Chan	Ch1 pH/ORP				
Lint	Slope	-59.100	m∿⁄/pH		
Unit	Offset	0.0000	mi√		
Metho	Temp Slope	1.0000	ĺ		
Option	Temp Offset	0.0000	ĺ		
\ \	Cancel <	(1/2 > [Save		
			4		

3.5 Znaleźć wartości nachylenia i punktu zerowego (przesunięcie) podane na etykiecie czujnika (ilustracja nr 1) lub na świadectwie jakości czujnika i użyć ich do wprowadzania danych. Nacisnąć wartość nachylenia i użyć przycisków, aby edytować wartość w mV/pH. Uwaga: Jeśli wartość nachylenia jest wyświetlana jako %, nacisnąć przycisk U, aby zmienić jednostkę na mV/pH.



3.6 Nacisnąć **OK** i przejść do punktu zerowego (przesunięcie), naciskając wartość przesunięcia.

<u> </u>					
Chan	Ch1 pH/ORP				
Lina	Slope	-59.100	mî√/pH		
Unit	Offset	0.0000	рН		
Metho	Temp Slope	1.0000]		
Option	Temp Offset	0.0000	Ì		
\ \	Cancel <	(1/2 >	Save		
				5	

3.7 Edytować wartość przesunięcia.

Uwaga: Jeśli wartość przesunięcia jest wyświetlana w mV, nacisnąć przycisk U, aby zmienić jednostkę na pH.

Edit Offset						
7.12						
1 2 3 +/- U						
4	5	6		+		
7	8	9	0	ок		

3.8 Nacisnąć **OK**, a następnie **Zapisz**, aby zaakceptować wartości nachylenia i przesunięcia oraz nadpisać dane z poprzedniej kalibracji.

<u>الماركمان</u> (CAL) Calibrate Sensor					
Chan	Ch1 pH/ORP				
ULA	Slope	-59.100	m∿/pH		
Unit	Offset	7.1200	рН		
Metho	Temp Slope	1.0000			
Option	Temp Offset	0.0000			
	Cancel <	(1/2 > [Save		
			4		

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, sprawdzić ustawienia alarmu ISM/czujnika zgodnie z opisem w rozdziale 5 instrukcji

Kalibracja procesowa

Aby uzyskać najwyższą dokładność pomiaru, po wprowadzeniu fabrycznych danych kalibracyjnych przeprowadzić kalibrację procesową w sposób opisany powyżej. W kalibracji procesowej wartość pH próbki jednorazowej off-line jest wykorzystywana do dostosowania pomiaru in-line do wartości próbki jednorazowej. Procedura jest dwustopniowa: Krok 1 rozpoczyna kalibrację procesową i zapisuje w przetworniku bieżącą wartość pH podczas pobierania próbki jednorazowej. Krok 2 służy do wprowadzenia wartości off-line do przetwornika.

Typ czujnika	Minimalny czas zwilżania
InSUS 307	20 minut
InSUS 307 XSL	120 minut
InSUS 310	120 minut

Tabela nr 1

Ważne: Przed kalibracją procesową czujniki muszą być zanurzone w cieczy procesowej przez czas równy lub dłuższy od wartości podanych w tabeli nr 1.

4.

4.1 W trybie pomiaru przejdź do menu kalibracji, wybierz opcję **Calibrate Sensor**, a następnie naciśnij przycisk **Process**.

<u> </u>					
Chan	✓ 1-Point				
Unit	2-Point				
Method	Process				
Ivietriod					
Options	Options				
Verify	Edit	Cal			
		ţ			

4.2 Naciśnij przycisk **Cal**, pobierz próbkę z procesu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać bieżącą wartość pomiaru.

☆\CAL\Calibrate Sensor				
Chan	Chan Ch1 pH/ORP Process			
Chair	Press "Enter" to capture the measured			
Unit	value			
Metho	7.12 pH			
V	Cancel 🗸			

- 4.3 Jeśli na wyświetlaczu zostanie wybrany odpowiedni kanał, na ekranie pomiaru i listy menu będzie migać litera "P" oznaczająca trwający proces kalibracji.
- 4.4 Po określeniu wartości pH próbki ponownie naciśnij ikonę kalibracji na ekranie pomiaru. Wprowadź wartość pH próbki i naciśnij **OK.**

Edit Cal Point					
7.15					
1 2 3 +/- U					
4	5	6		←	
7 8 9 0 OK					

4.5 Naciśnij przycisk **Dalej**, aby rozpocząć obliczanie wyników kalibracji.



4.6 Wyświetlacz pokazuje wartość nachylenia i przesunięcie wynikające z kalibracji. Naciśnij przycisk **SaveCal**, aby zaakceptować i nadpisać poprzednią kalibrację.

	6			
0	Ch1 pH/			
	Slope	99.9 %	-59.1 mMpH	
	Offset	7.15 pH	9.9 mV	
	Cancel	SaveCal	ack	
1		*		

Pęknięcie szkła membrany pH — aktywacja alarmu

Wykrycie rozbicia szkła membrany pH można połączyć z jednym z przekaźników alarmowych przetwornika. W takim przypadku alarm zostanie aktywowany, jeśli rezystancja szklanej membrany spadnie poniżej 5 MΩ. Do pomiaru nie wolno używać czujnika z pękniętym szkłem membrany pH!

Aby ustawić alarm:

5.

- 5.1 Gdy przetwornik jest w trybie pomiaru, wybierz ikonę konfiguracji, aby przejść do menu konfiguracji.
- 5.2 Naciśnij przycisk ISM / Sensor Alarm.

A CONFIG	
ISM / Sensor Alarm	•
Clean	•
Display Setup	•
Digital Inputs	•
System	•
< 214 >	Ţ,

5.3 Wybierz kanał pomiarowy — dot. tylko przetworników 2-kanałowych. Naciśnij **Events**.

<u>الم</u> الم	\ISM / Sensor	Alarm
Options	CHAN_1	Events
Alarm Relay	#2	Normal
Delay	1	sec
Hold Relay	None	
		Ţ

5.4 Włącz funkcję Rg Diagnostics (diagnostyka rezystancji szkła) i naciśnij przycisk Enter.
 Uwaga: Nie włączać funkcji Rr Diagnostics dla czujników pH InSUS 307 ani InSUS 310!

<u> 尙</u> い	CONFIG\ISM /	Sensor	Alarm	
Ontion	Events Option			
Alarm	Rg Diagnostics		\checkmark	H
Alarm	Rr Diagnostics			μ.
Delay				
Hold R				
			Ļ	
				5

5.5 Dwukrotnie nacisnąć strzałkę powrotną, a następnie przycisk Yes, aby zapisać zmianę.

	IG \ISM / Sensor	Alarm
Options	CHAN_1	Events
Alarm Re Delay Hold Relay	Save Changes	lormal ?
		5

Uwaga:Jeśli funkcja Rg Diagnostics jest aktywna, w górnej części ekranu pomiaru zostanie wyświetlone ostrzeżenie bezpośrednio po wprowadzeniu fabrycznego nachylenia i przesunięcia.

Ostrzeżenie to zniknie po przeprowadzeniu kalibracji procesowej.



Przykład: Ostrzeżenie w górnej części ekranu pomiaru.

Uwagi

Potrzebne informacje można znaleźć na stronie www.mt.com/pro

Na stronie internetowej METTLER TOLEDO poświęconej kontroli procesów przemysłowych można znaleźć wiele aktualnych informacji o wszystkich naszych produktach i usługach. Treści są lokalizowane dla Twojego kraju i dostosowane do Twoich wyborów. Prosty układ umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji i funkcji, których szukasz.



- Poznaj nasze najnowsze produkty
- Zapisz się na bezpłatne seminaria internetowe
- Poproś o więcej informacji na temat produktów i usług
- Szybko i łatwo uzyskaj wycenę
- Pobierz nasze najnowsze opracowania techniczne
- Przeczytaj studia przypadków dotyczące Twojej branży
- Zobacz certyfikat roztworu buforowego i elektrolitu
- oraz inne materiały...

www.mt.com/pro

Więcej informacji

Grupa METTLER TOLEDO

Kontrola Procesów Przemysłowych Im Hackacker 15 CH-8902 Urdorf

Kontakt: www.mt.com/pro-MOs

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. © 01/2022 METTLER TOLEDO. Wszelkie prawa zastrzeżone UR1000pl C. Tylko wersja elektroniczna MarCom Urdorf, CH