## Guia de Configuração Rápida M300 / M400 2G

Para Sensores de pH de Uso Único InSUS





## Índice

1.	Introdução	3
2.	Instalação	. 3
3.	Entrada de Dados do Sensor de pH de Uso Único Pré-Calibrado: Declive e Ponto Zero (Deslocamento)	4
4.	Calibração do Processo	. 6
5.	Ruptura de Vidro de Membrana de pH – Ativação do Alarme	. 9

## 1.

## Introdução

Os sensores de pH InSUS™ METTLER TOLEDO são sensores analógicos de pH de uso único, esterilizáveis por radiação gama e raios X e pré-calibrados, com um sensor de temperatura Pt 1000 integrado. Leia atentamente estas instruções antes da colocação em operação, a fim de garantir o uso sem problemas. A operação e a manutenção devem ser realizadas apenas por funcionários e equipes treinados, que tenham lido e compreendido o manual de operação do sensor.



Fig. 1: Sensor de pH InSUS (exemplo)

#### Descrição Pos.

1	Сс	nect	tor V	Ρ			
_	_		_		_		

2 Declive, Ponto Zero (deslocamento) e número de série do sensor

## Instalação

2.

Conecte o sensor ao transmissor de pH com um cabo VP6. Observe as informações de conexão que acompanham o cabo ou o transmissor e siga as instruções de fiação para sensores de pH com sensor de temperatura Pt 1000 integrado e sem solution ground. Siga as instruções contidas no manual do transmissor M300 ou M400 para configurar o canal de medição para um sensor analógico de pH/ORP com um sensor de temperatura Pt 1000.

## Entrada de Dados do Sensor de pH de Uso Único Pré-Calibrado: Declive e Ponto Zero (Deslocamento)

- 3.1 Com o transmissor M300 / M400 no modo de medição, vá para o menu de calibração selecionando o ícone de calibração.
- 3.2 Pressione Calibrate Sensor (Calibrar Sensor)



3.3 Selecione o canal de medição – aplicável apenas a transmissores de 2 canais.



3.4 Pressione a tecla Edit (Editar).

<u></u> 10	CAL \ Calibra	te Sensor		
Chan	Ch1 pH/ORP	Edit		
	Slope	-59.100	m∿//pH	
Unit	Offset	0.0000	mV	
Metho	Temp Slope	1.0000	Î	
Option	Temp Offset	0.0000	Ì	
V	Cancel <	[ 1/2 > [	Save	
			4	

3.5 Localize os valores de Declive e Ponto Zero (Deslocamento) encontrados na etiqueta em mV/pH.

Nota: Se o valor do declive for exibido como %, pressione a tecla U para alterar a unidade para mV/pH.



3.6 Pressione OK e prossiga com o Ponto Zero (Deslocamento) pressionando offset value (valor de deslocamento).



3.7 Edite o valor de offset.

Nota: Se o valor de offset for exibido como mV, pressione a tecla U para alterar a unidade para pH.

Edit (	Offset			
7.	1 2			pН
1	2	3	+/-	
4	5	6		
7	8	9	0	C

3.

do sensor (Fig. 1) ou no Certificado de Qualidade do sensor e use-os para entrada de dados. Pressione slope value (valor do declive) e use as teclas para editar o valor





3.8 Pressione OK e, em seguida, Save (Salvar) para aceitar os dados de declive e offset e sobrescrever os dados de calibração anteriores.



Se uma mensagem de aviso aparecer na tela, verifique as configurações de alarme ISM/Sensor conforme descrito no capítulo 5 deste guia

#### Calibração do Processo 4.

Para obter a mais alta exatidão de medição, uma calibração de processo precisa ser realizada após a entrada dos dados de calibração de fábrica, conforme descrito acima. Em uma calibração de processo, o valor de pH de uma coleta de amostras off-line é usado para ajustar a medição em linha à da coleta de amostras. Esse é um procedimento de duas etapas: A Etapa 1 inicia a calibração do processo e armazena o valor de pH atual no transmissor, enquanto é feita uma coleta de amostras. A Etapa 2 é a inserção do valor off-line no transmissor.

Tipo de sensor	Tempo mínimo de umedecimento
InSUS 307	20 minutos
InSUS 307 XSL	120 minutos
InSUS 310	120 minutos
Tabela 1	

Importante: Antes da calibração do processo, esses sensores precisam ser umedecidos em líquido de processo por um tempo igual ou maior que os valores indicados na Tabela 1. 4.1 No modo de Medição, acesse o menu de calibração, selecione Calibrate Sensor (Calibrar Sensor) e pressione Process (Processo).



4.2 Pressione o botão Cal, retire uma amostra do processo e pressione a tecla Enter para armazenar o valor de medição atual.



- 4.3 Para mostrar o processo de calibração em andamento, um "P" fica piscando na tela de medição e de menu se o canal relacionado estiver selecionado no display.
- 4.4 Após determinar o valor de pH da amostra, pressione novamente o ícone de calibração na tela de medição. Insira o valor do pH da amostra e pressione OK.









4.5 Pressione o botão Next (Avançar) para iniciar o cálculo dos resultados de calibração



4.6 O display mostra o valor do declive e do deslocamento resultantes da calibração. Pressione SaveCal para aceitar e sobrescrever a calibração anterior.

	6			_
	Ch1 pH/0	ORP Process		
	Slope	<b>99.9</b> %	<b>-59.1</b> mWpH	
	Offset	<b>7.15</b> pH	<b>9.9</b> mV	
1	Cancel	SaveCal B	ack i	

5.

## Ruptura de Vidro de Membrana de pH – Ativação do Alarme

A detecção de uma ruptura de vidro de membrana de pH pode ser vinculada a um dos relés de alarme do transmissor. Se definido, o alarme será ativado se a resistência da membrana de vidro ficar abaixo de 5 MΩ. Um sensor com membrana de vidro de pH quebrada não pode ser usado para fins de medição!

#### Para definir o alarme:

- o ícone de configuração.
- 5.2 Pressione "ISM / Sensor Alarm"

<u>₼</u> \CONFIG	
ISM / Sensor Alarm	
Clean	
Display Setup	
Digital Inputs	
System	
< 214 >	2

5.3 Selecione o canal de medição – aplicável apenas a transmissores de 2 canais. Pressione "Events" (Eventos)

Options	CHAN_1	Even
Alarm Relay	#2	Norm
Delay	1	sec
Hold Relay	None	

5.1 Com o transmissor no modo de medição, vá para o menu Configuration (Configuração) selecionando





5.4 Ative **Rg Diagnostics** (Diagnóstico Rg) (diagnóstico de resistência do vidro) e pressione a tecla **Enter**.

Nota: Não ative o Diagnóstico Rr para os sensores de pH InSUS 307 e InSUS 310!

<b>尚</b> 10	CONFIG \ISM / Sens	or Alarm
Ontion	Events Option	
opaon	Rg Diagnostics	
Alarm	Rr Diagnostics	
Delay	-	
Hold R		
_		<u>ц</u>

5.5 Pressione a seta de retorno duas vezes e pressione Yes (Sim) para salvar a alteração.

Options	CHAN_1	Events
Alarm Rel	Save Changes	Jormal
Hold Relay	Yes No Cano	

**Nota:**Se o Diagnóstico Rg estiver ativado, uma indicação de aviso aparecerá na parte superior da tela de medição diretamente após a entrada dos dados de Declive e Deslocamento de Fábrica.

Este aviso desaparecerá após a realização de uma Calibração do Processo.



Exemplo: Indicação de aviso na parte superior da tela de medição.

### Notas

_
_
_
_
_

# As informações que você deseja estão em www.mt.com/pro

O site de Analítica de Processo da METTLER TOLEDO contém uma grande quantidade de informações atualizadas sobre todos os nossos produtos e serviços. O conteúdo é localizado para o seu país e personalizado de forma a se adequar às suas seleções. O layout simples permite encontrar rapidamente as informações e recursos que você procura.



- Saiba sobre os desenvolvimentos mais recentes dos nossos produtos
- Inscreva-se para webinars gratuitos
- Solicite mais informações sobre produtos e serviços
- Receba uma cotação com rapidez e facilidade
- Faça download dos nossos informativos técnicos mais recentes
- Leia sobre casos de estudo relevantes para o seu setor
- Acesse o certificado de solução de buffer e eletrólito
- e muito mais...

#### www.mt.com/pro

Para mais informações

#### **Grupo METTLER TOLEDO**

Analítica de Processo Im Hackacker 15 CH-8902 Urdorf

Contatos locais: www.mt.com/pro-MOs

Sujeito a alterações técnicas © 01/2022 METTLER TOLEDO. Todos os direitos reservados UR1000pt C. Somente Versão eletrônica MarCom Urdorf, CH