

Bedienungsanleitung Multiparameter Transmitter M400 PA



Bedienungsanleitung Multiparameter Transmitter M400 PA

3

Inhaltsverzeichnis

1	Einle 1 1	itung	ung9				
_	1.1	Desiim					
2	Siche	erheitshin	weise	10			
	2.1	Symbol	le und Bezeichnungen am Geraf und in der Dokumentation	10			
	2.2	Ex-Vpw	e Enisolgung des Gelais	וו 12			
	2.5	Ex-Anw Ex-Anw	veisungen für Multingrameter-Transmitter der Reihe M400-Keine – ATL/ALOLX	14			
	2.4	2.4.1	Gemäß FM-Zulassuna zu berücksichtigende Bedienungsanweisungen	14			
			2.4.1.1 Allgemeine Hinweise	16			
			2.4.1.2 Sicherheitshinweise, Warnungen und Kennzeichnungen	16			
			2.4.1.3 Kontrollzeichnungen	18			
3	Gerät	eübersich	ht	19			
•	3.1	Übersic	sht 1/2 DIN	19			
	3.2	Steueru	Ing/Navigationstasten	20			
		3.2.1	Menüstruktur	20			
		3.2.2	Navigationstasten	20			
			3.2.2.1 Navigation durch die Menüstruktur	20			
			3.2.2.2 Escape (Verlassen)	21			
			3.2.2.3 ENTER	21			
			3.2.2.4 Metilu	21			
			3.2.2.5 JusiteIIIIuuus	21			
		323	Navigation durch Datenfelder	21			
		324	Eingghe von Datenwerten. Auswahl von Datenontionen	21			
		3.2.5	Navigation mit 1 im Display	22			
		3.2.6	Dialogfeld «Änd. speichern?»	22			
		3.2.7	Sicherheitspasswort	22			
		3.2.8	Anzeige	22			
4	Insta	lationsan	ileituna	23			
-	4.1	Gerät a	iuspacken und prüfen	23			
		4.1.1	Schalttafel-Ausschnitt, Abmessungen – 1/2 DIN-Modelle	23			
		4.1.2		24			
		4.1.3	1/2DIN Modell – Aufbau	24			
		4.1.4	1/2 DIN-Modelle – Abmessungen	25			
		4.1.5	1/2DIN Modell – Rohrmontage	25			
	4.2	Anschlu	uss an das Stromnetz	26			
	12	4.Z.I	Genause (wanamoniage)	20 27			
	4.3		Anechluseleistanheleauna (TR) (TR – Terminal Block)	2/ 27			
		4.3.1	TR2 – analoge 2-Pol- und 4-Pol-l eitfähigkeitssensoren	2/			
		4.3.3	TB2 – pH/REDOX Analoge Sensoren	28			
		4.3.4	TB2 – analoge Sauerstoff Analoge Sauerstoffsensoren	29			
		4.3.5	TB2 – pH, Amp. Sauerstoff, Ozon, 4-Pol-Leitfähigkeit und gelöstes CO2 (Io) ISM (digitale) Sensoren	29			
		4.3.6	TB2 – Sauerstoff optisch, CO2 hi ISM (digitale) Sensoren	30			
	4.4	Anschlu	uss eines (digitalen) ISM-Sensors	31			
		4.4.1	Anschluss eines ISM-Sensors für pH/REDOX, 4-Pol-Leiffähigkeit und amp. Sauerstoffmessung				
			und gelöstes CO ₂ (Io)	31			
		4.4.2	IB2 – AK9 Kabelbelegung	31			
	4.5	4.4.3 Apophu		32 			
	4.0		Anechluse eines analogen Sensore für nH / Dedox	33 33			
		4.5.2	TB2 – Anschlussheisniel für analogen nH-/Redox-Sensor	34			
			4.5.2.1 Beispiel 1	34			
			4.5.2.2 Beispiel 2	35			
			4.5.2.3 Beispiel 3	36			
			4.5.2.4 Beispiel 4	37			
		4.5.3	Anschluss eines analogen Sensors für amperometrische Sauerstoffmessung	38			
		4.5.4	TB2 – Anschlussbeispiel für analogen Sensor für amperometrische Sauerstoffmessung	39			
5	In- oc	ler Aussei	rbetriebnahme des Transmitters	40			
	5.1	Inbetriel	bnahme des Transmitters	40			
	5.2	Ausserb	betriebnahme des Transmitters	40			
6	Quick	Setup		41			
		· · ·					

	rjustierung		fon	4
/.I	Justiermo	aus autrut	ien	4
	7.1.1	wanien Si	ie die gewunschte Sensorkalibrierung	4
7 0	/.I.Z	Kalibrierur	ng beenden	4
/.Z	Leinanigk	elisjustieru	Ing tur 2-Poi- und 4-Poi-Sensoren	4
	7.2.1	EINPUNKT-S	Sensorjustierung	4
	7.2.2	Zweipunkt	-Sensorjustierung (Nur 4-Poi-Sensoren)	4
	7.2.3	Prozessju	stierung	4
.3	Justieren	amperome	etrischer Sauerstottsensoren	4
	7.3.1	Einpunktju	ustierung für amperometrische Sauerstottsensoren	4
		7.3.1.1	Automatischer Modus	4
		7.3.1.2	Manueller Modus	4
	7.3.2	Prozessju	stierung für amperometrische Sauerstoffsensoren	4
7.4	Justierung	g optischei	r Sauerstoffsensoren (nur ISM-Sensoren)	5
	7.4.1	Einpunktju	ustierung optischer Sauerstoffsensoren	5
		7.4.1.1	Automatischer Modus	5
		7.4.1.2	Manueller Modus	5
	7.4.2	Zweipunkt	-Sensorjustierung	5
		7.4.2.1	Automatischer Modus	5
		7.4.2.2	Manueller Modus	5
	7.4.3	Prozessjus	stierung	5
7.5	pH-Justie	rung		5
	7.5.1	Einpunktju	ustierung	5
		7.5.1.1	Automatischer Modus	5
		7.5.1.2	Manueller Modus	5
	7.5.2	Zweipunkt	ljustierung	5
		7.5.2.1	Automatischer Modus	5
		7.5.2.2	Manueller Modus	5
	7.5.3	Prozessius	stierung	5
	7.5.4	mV-Justie	runa (nur für analoge Sensoren)	0
	755	Redox-Jus	stierung (nur für ISM-Sensoren)	0
76	Kalibrieru	na Kohlen	idioxid (nur ISM-Sensoren)	
.0	761	Finnunkti	istierung	0
	7.0.1	7611	Automatischer Modus	0
		7.0.1.1	Manueller Modus	5
	762	7.0.1.2 7.voinunkt	indidener modus	5
	7.0.2		Automaticabor Moduo	0
		7.0.2.1		0
	760	7.0.Z.Z		0
, ,	/.O.J	PIOZessju:	Sileiuliy	0
			Con-Sensoren (nur ISM-Sensoren)	0
	7.7.1	EINPUNKI-I	Nulikalibrierung iur Ozon-Sensolen	0
	1.1.Z	Prozessko	alibrierung für Ozon-Sensoren	
/.8	Sensorten	nperatur-K	alibrierung (nur bei analogen Sensoren)	6
	/.8.l	EINPUNKT-S	Sensorremperatur-Justierung	6
	/.8.2	Zweipunkt	-Sensorremperatur-Justierung	6
/.9	Justierkor	nstanten de	es Sensors ealtieren (nur bei analogen Sensoren)	6
/.10	Sensorüb	erprüfung		6
(onfia	uration			6
3.1 3.1	Konfiaura	tionsmodu	us aufrufen	6
3.2	Messuna			6
	821	Setup Kan	nal	6
	0	8211	Analoger Sensor	6
		8212	ISM-Sensor	06
		8213	Änderungen der Kangleinstellung speichern	06
	0 7 7	Tomporatu	rauelle (pur für analoge Sensoren)	0
	0.2.2	Einotollun	anguerie (nur nur unuluge Sensorer)	0
	0.2.3		Laiffähigkaite Tomporgturkompongation	0
		0.∠.J.I		6
		8.2.3.2		6
		8.2.3.3	Parameter fur pH/Redox	7
		8.2.3.4	Parameter für die Sauerstoffmessung mit amperometrischen Sensoren	7:
		8.2.3.5	Parameter für die Sauerstoffmessung mit optischen Sensoren	73
		8.2.3.6	Einstellen der Messrate für optische Sensoren	7
		8.2.3.7	LED-Modus	7
		8.2.3.8	Parameter für gelöstes Kohlendioxid	7

		8.2.4 Durchschnittsbildung	76
	8.3	Alarm/Clean	77
		8.3.1 Alarm	78
		8.3.2 Reinigen	79
	8.4	ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sauerstoff und gelöstes Kohlendioxid)	80
		8.4.1 Sensorüberwachung	80
		8.4.2 CIP Zyklus Limite	82
		8.4.3 SIP ZYKIUS LIMITE	82
		8.4.4 AUIOKIUVIeiZyKiuS LIIIII	83
		8.4.6 DI L'Einstellen der Begepruchung (nur ISM-Sensoren für pH)	04
	85		04 &F
	0.0	8.5.1 Messung	85
		8.5.2 Auflösung	85
		8.5.3 Hintergrundbeleuchtung	86
		8.5.4 Bezeichnung	
		8.5.5 ISM-Sensorüberwachung (nur verfügbar bei angeschlossenem ISM Sensor)	86
	8.6	Hold Ausgänge	87
9	Svster	n	88
	9.1	Sprache einstellen	
	9.2	Passwörter	
		9.2.1 Passwörter ändern	89
		9.2.2 Menüzugriffsrechte für den Benutzer konfigurieren	89
	9.3	Set/Lösche Sperrung	89
	9.4	Reset	90
		9.4.1 Reset System	90
	0.5	9.4.2 Reset Geratejustierung	90
	9.0		
10	Servio	e	91
	10.1	Diagnose	91
		10.1.1 Model/Software Revision	91
		10.1.2 Anzeige	91
		10.1.4 Memory	92
		10.1.5 Lese angloge Eingänge	92
		10.1.6 Q. Ontisch	92
	10.2	Justieren	02
		10.2.1 Justieren Gerät (nur Kanal A)	93
		10.2.1.1 Widerstand	93
		10.2.1.2 Temperatur	94
		10.2.1.3 Strom	95
		10.2.1.4 Spannung	96
		10.2.1.5 Rg-Diagnose	96
		10.2.1.6 Rr-Diagnose	97
		10.2.1.7 Kalibrieren des analogen Eingangssignals	9/
	10.2	10.2.2 Justieren treigeben	98
	10.5		
11	Info _		99
	11.1	Meldungen	99
	11.2	Justierungsdaten	99
	11.3	Model/Software Revision	100
	11.4	Sensor Information (nur verlagbar bei angeschlessenem ISM Sensor)	100
	11.5		100
12	PROFI	BUS PA Schniftstelle	103
	12.1		103
	10.0	IZ.I.I Systematchitektur	103
	12.2		
	100	rz.z.r diuckkuriliyurullull	
	12.3	12.3.1 Netzwerkkonfiguration	100
		12.3.1 Maizwaitkonniguranon	100 104
		12.3.3 Gerätestammdaten (GSD-Datei)	106
	14/		
	VVrintii		108

14	Fehlei	suche	109	
	14.1	Cond (resistive) Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen für analoge Sensoren	109	
	14.2	Cond (resistive) Fehlermeldungen/Cond (resistive) Liste mit Warnungen und Alarmen für ISM-Sensoren	110	
	14.3	pH Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen	110	
		14.3.1 pH-Elektroden, ausgenommen pH-Elektroden mit Dualmembran	110	
		14.3.2 pH-Elektroden mit Dualmembran (pH/pNa)	111	
		14.3.3 Redox Fehlermeldungen	111	
	14.4	Amperometrisch O ₂ Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen	112	
		14.4.1 Sensoren für hohen Sauerstoffgehalt	112	
		14.4.2 Sensoren für geringen Sauerstoffgehalt	112	
		14.4.3 Sensoren für Sauerstoffspuren	113	
	14.5	Liste mit Fehlermeldungen/Warnungen und Alarmen für O ₂ optisch	113	
	14.6	Gelöstes CO ₂ Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen	114	
	14./	Warmeleiffahigkeitssensor für CO2/Warn- und Alarmmeldungen	114	
	14.8	Im Display angezeigte Warnungen und Alarme	115	
		14.8.1 Warnungen	115	
		14.8.2 Alarm	115	
15	Zubeh	ör und Ersatzteile	116	
16	Techn	ische Daten	117	
	16.1 Allgemeine Daten			
	16.2 Elektrische Spezifikationen		121	
	16.3	PROFIBUS PA Schnittstellenspezifikation	121	
	16.4	Mechanische Daten	121	
	16.5	Umgebungsbedingungen	122	
	16.6	Kontrollzeichnungen	123	
		16.6.1 Installation, Wartung und Inspektion	123	
		16.6.2 Kontrollzeichnung für die allgemeine Installation	124	
		16.6.3 Hinweise	127	
17	Tabell	e Voreinstellungen	128	
18	Garan	tie	133	
19	Puffer	tabellen	134	
	19.1	pH-Standardpuffer	134	
		19.1.1 Mettler-9	134	
		19.1.2 Mettler-10	135	
		19.1.3 NIST, technische Puffer	135	
		19.1.4 NIST Standardpuffer (DIN und JIS 19266: 2000–01)	136	
		19.1.5 Hach-Puffer	136	
		19.1.6 Ciba (94) Puffer	137	
		19.1.7 Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale	137	
		19.1.8 WTW Puffer	138	
		19.1.9 JIS Z 8802 Puffer	138	
	19.2	Puffer für pH-Elektroden mit Dualmembran	139	
		19.2.1 Mettler-pH/pNa Puffer (Na+ 3,9 M)	139	

Einleitung

1

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der M400 PA Multiparameter-Transmitter ist ein Einkanal-Online-Prozessmessgerät mit PROFIBUS®-Kommunikation zur Bestimmung verschiedener Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen. Mit dem Transmitter lassen sich folgende Parameter messen: pH/Redox, Oxygen, gelöstes Kohlendioxid, Leitfähigkeit und Ozon.

Der Transmitter M400 PA ist für verschiedene Betriebsarten ausgelegt und kann mit analogen oder digitalen (ISM) Sensoren betrieben werden.

M400 PA Einsatzmöglichkeiten nach Parametern

Parameter	M400 PA		
	Analog	ISM	
pH/Redox	•	•	
pH/pNa	_	•	
Leitfähigkeit 2-Pol	•	_	
Leitfähigkeit 4-Pol	•	•	
Amp. gelöster Sauerstoff ppm/ppb/Spuren	●/●/●	•/•/•	
Amp. O ₂	•	•	
Sauerstoff optisch ppm/ppb	_	•/•	
Ozon			
Gelöstes Kohlendioxid (lo)	_	•	
CO ₂ hi (InPro 5500i)	_	•	

Eine grosse vierzeilige beleuchtete LCD-Anzeige zeigt die Messdaten und die Einstellungen an. Über die Menüstruktur kann der Betreiber alle Betriebsparameter mit den Tasten der Bedientafel verändern. Eine Menü-Sperrfunktion mit Passwortschutz kann genutzt werden, um eine nicht autorisierte Benutzung des Messgeräts zu verhindern. Über die PROFIBUS PA-Schnittstelle lassen sich die Analogausgangsblöcke, die diskreten Eingangsblöcke und diskreten Ausgangsblöcke für Alarm/Reinigungsstatus, Hold-Zustand und Druckkompensation konfigurieren.

Die Beschreibung gilt für die Firmwareversion V1.0.0 für den Transmitter M400 PA. Änderungen erfolgen regelmäßig und ohne vorherige Ankündigung.

Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung werden Sicherheitshinweise folgendermassen bezeichnet und dargestellt:

2.1 Symbole und Bezeichnungen am Gerät und in der Dokumentation

ACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR.

2

VORSICHT: Das Instrument könnte beschädigt werden oder es könnten Störungen auftreten.

HINWEIS: Wichtige Information zur Bedienung.

Das Symbol auf dem Transmitter oder in der Bedienungsanleitung zeigt an: Vorsicht bzw. andere mögliche Gefahrenquellen einschliesslich Stromschlaggefahr (siehe die entsprechenden Dokumente)

Im Folgenden finden Sie eine Liste der allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnungen. Zuwiderhandlungen gegen diese Hinweise können zur Beschädigung des Geräts und/oder zu Personenschäden führen.

- Der M400 Transmitter darf nur von Personen installiert und betrieben werden, die sich mit dem Transmitter auskennen und die f
 ür solche Arbeiten ausreichend qualifiziert sind.
- Der M400 Transmitter darf nur unter den angegebenen Betriebsbedingungen (siehe Abschnitt 16 «Technische Daten») betrieben werden.
- Ausser bei Routine-Wartungsarbeiten, Reinigung oder Austausch der Sicherung, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, darf am M400 Transmitter in keiner Weise herumhantiert oder das Gerät verändert werden.
- Befolgen Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen, die auf dem Produkt angegeben sind oder mitgeliefert wurden.
- Installieren Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Befolgen Sie die entsprechenden örtlichen und nationalen Bestimmungen.
- Schutzabdeckungen müssen sich jederzeit während des normalen Betriebs an ihren Plätzen befinden.
- Wird dieses Gerät auf eine Art verwendet, die der Hersteller nicht vorgesehen hat, kann es sein, das die vorhandenen Schutzvorrichtungen beeinträchtigt sind.

WARNHINWEISE:

Bei der Installation von Kabelverbindungen und bei der Wartung dieses Produktes muss auf gefährliche Stromspannungen zugegriffen werden.

Der Netzanschluss, die mit separaten Stromquellen verbunden sind, sind vor Wartungsarbeiten zu trennen.

Schalter und Unterbrecher müssen sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und für den BEDIENER leicht erreichbar sein. Sie müssen als Ausschalter des Geräts gekennzeichnet werden. Der Netzanschluss muss über einen Schalter oder Schutzschalter vom Gerät getrennt werden können. Die elektrische Installation muss den nationalen Bestimmungen für elektrische Installationen und/oder anderen nationalen oder örtlichen Bestimmungen entsprechen.



 \sqrt{r}

HINWEIS: PROZESSSTÖRUNGEN

Da die Prozess- und Sicherheitsbedingungen von einem konstanten Betrieb des Transmitters abhängen können, treffen Sie die notwendigen Voraussetzungen, dass ein fortdauernder Betrieb während der Reinigung, dem Austausch der Sensoren oder der Kalibrierung des Messgeräts gewährleistet ist.

2.2 Richtige Entsorgung des Geräts

Wenn der Transmitter schliesslich entsorgt werden muss, beachten Sie die örtlichen Umweltbestimmungen für die richtige Entsorgung.

2.3 Ex-Anweisungen für Multi-Parameter-Transmitter der M400-Reihe – ATEX/IECEx

Multi-Parameter-Transmitter der M400-Reihe werden von der Mettler-Toledo GmbH hergestellt. Sie haben die Prüfung nach dem IECEx-Schema bestanden und entsprechen den folgenden Normen:

- IEC 60079-0: 2011
 Ausgabe: 6.0 Explosionsgefährdete Bereiche Teil 0: Allgemeine Anforderungen
- IEC 60079-11: 2011
 Ausgabe: 6.0 Explosionsgefährdete Bereiche Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit «i»
- IEC 60079-26: 2006
 Ausgabe: 2 Explosionsgefährdete Bereiche –
 Teil 26: Betriebsmittel mit Geräteschutzniveau (EPL) Ga

Ex-Kennzeichnung:

- Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66

Zertifikat-Nr.:

- IECEX CQM 12.0021X
- SEV 12 ATEX 0132 X

1. Besondere Einsatzbedingungen (X-Kennzeichnung in der Zertifikatsnummer):

- 1. Vermeidung von Entzündungsgefahr durch Schlag- oder Reibfunken, Verhinderung mechanisch erzeugter Funken.
- 2. Vermeidung von elektrostatischen Ladungen auf der Gehäuseoberfläche, zur Reinigung nur feuchte Tücher verwenden.
- 3. In explosionsgefährdeten Bereichen müssen IP66-Kabelverschraubungen (im Lieferumfang enthalten) montiert werden.

2. Achtung:

- 1. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:
 - für Schutzgasatmosphäre: -20~+60 °C
 - für Staubatmosphäre: -20~+57 °C
- 2. Keine Arbeiten an der Upgrade-Schnittstelle in explosionsgefährdeten Bereichen.
- 3. Benutzer dürfen keinen willkürlichen Austausch der inneren elektrischen Bauteile vornehmen.
- Bei der Installation, Verwendung und Wartung sind die Anforderungen nach EN 60079-14 einzuhalten.
- 5. Bei Installation in explosionsgefährdeter Staubatmosphäre
 - 5.1 Kabelverschraubung oder Verschlussstopfen gemäß IEC 60079-0:2011 und IEC 60079-11:2011 mit Kennzeichnung Ex ia IIIC IP66 sind zu verwenden.
 - 5.2 Der Schutzschalter von Multiparameter-Transmittern sind vor Licht zu schützen.
 - 5.3 Hohe mechanische Gefahren am Schutzschalter sind zu vermeiden.
- Warnhinweise beachten: potentielle Gefahr einer elektrostatischen Aufladung siehe Anweisungen, Vermeidung von Entzündungsgefahr durch Schlag- oder Reibfunken bei Ga-Anwendungen.
- 7. Verwenden Sie für Anschlüsse an eigensicheren Stromkreisen die folgenden Höchstwerte:

Terminal	Funktion	Sicherheitsparameter				
10, 11	Stromversorgung (PA) FISCO Feldgerät	U _i = 17,5 V	l _i = 380 mA	P _i = 5,32 W	$L_i = 0$	$C_i = 3 \text{ nF}$
	Lineare Stromversorgung	$U_i = 24 V$	l _i = 200 mA	$P_{i} = 1,2 W$	$L_i = 0$	C _i = 3 nF
P, Q	Analogeingang	$U_i = 24 V$	I _i = 100 mA	P _i = 0,8 W	$L_i = 0$	C _i = 15 nF
N, O	RS485 Sensor	U _o = 5,88 V U _i = 24 V	l _o = 54 mA l _i = 100 mA	$P_{o} = 79 \text{ mW}$ $P_{i} = 0.8 \text{ W}$	$L_o = 1 \text{ mH}$ $L_i = 0$	$C_{o} = 1.9 \ \mu F$ $C_{i} = 0.7 \ \mu F$
L, M	1-Leiter-Sensor	U _o = 5,88 V	$I_o = 22 \text{ mA}$	$P_o = 32 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.8 \ \mu F$
I, J, K	Temperaturfühler	U _o = 5,88 V	l _o = 5,4 mA	$P_o = 8 \text{ mW}$	$L_o = 5 \text{ mH}$	$C_o = 2 \ \mu F$
B, C, D, H	Sensor für gelösten Sauerstoff	U _o = 5,88 V	$I_o = 29 \text{ mA}$	$P_o = 43 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.5 \ \mu F$
A, B, E, G	Leitfähigkeitssensor	U _o = 5,88 V	$I_o = 29 \text{ mA}$	$P_{o} = 43 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.5 \ \mu F$
A, E, G	pH-Sensor	U _o = 5,88 V	l _o = 1,3 mA	$P_{o} = 1.9 \text{ mW}$	$L_o = 5 \text{ mH}$	C _o = 2,1 μF



Etikett M400 PA.

2.4 Ex-Anweisungen für Multiparameter-Transmitter der Reihe M400 – FM-Zulassung

2.4.1 Gemäß FM-Zulassung zu berücksichtigende Bedienungsanweisungen



Multiparameter-Transmitter der Reihe M400 werden von der Mettler-Toledo GmbH hergestellt. Sie sind nach Prüfung durch ein staatlich anerkanntes Prüflabor nach cFMus zugelassen und erfüllen die folgenden Anforderungen:

Die Erdung des Geräts erfolgt innenseitig durch Bond-Verdrahtung und eine freie Zuleitung.

US-Kennzeichnung			
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +60 °C		
Umgebungseinstufung	Gehäusetyp NEMA 4X, IP66		
Eigensicher	 Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D T4A Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G Klasse III 		
Eigensicher	Klasse I, Zone O, AEx ia IIc T4 Ga		
Parameter	Entity: Kontrollzeichnungen 12112601 und 12112602FISCO: Kontrollzeichnungen 12112603 und 12112602		
Nicht zündgefährlich	 Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D T4A Klasse I, Zone 2, Gruppen IIc T4 		
Zertifikats-Nr.	3046275		
Normen	 FM3810:2005 Approval Standard for Electrical Equipment for Measuerement, Control and Laboratory Use ANSI/IEC-60529:2004 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Codes) ANSI/ISA-61010-1:2004 Ausgabe: 3.0 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements ANSI/NEMA 250:1991 Enclosures for Electrical Equipment (1,000 Volts Maximum) FM3600:2011 Approval Standard for Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations – General Requirements FM3610:2010 Approval Standard for Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II & III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations FM3611:2004 Approval Standard for Nonincendive Electrical Equipment for Use in Class I & II, Division 2, and Class III, Division 1 & 2, Hazardous (Classified) Locations ANSI/ISA-60079-0:2013 Ausgabe: 6.0 Explosive Atmospheres – Teil 0: General Requirements ANSI/ISA-60079-11:2012 Ausgabe: 6.0 Explosive Atmospheres – Teil 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i" 		

Kanadische Kennzeichnung	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +60 °C
Umgebungseinstufung	Gehäusetyp NEMA 4X, IP66
Eigensicher	 Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D T4A Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G Klasse III
Eigensicher	Klasse I, Zone O, Ex ia IIc T4 Ga
Parameter	 Entity: Kontrollzeichnungen 12112601 und 12112602 FISCO: Kontrollzeichnungen 12112603 und 12112602
Nicht zündgefährlich	Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D T4A
Zertifikats-Nr.	3046275
Normen	 CAN/CSA-C22.2 No. 60529:2010 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Codes) CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004 Ausgabe: 3.0 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements CAN/CSA-C22.2 No. 94:1976 Special Purpose Exclosures – Industrial Products CAN/CSA-C22.2 No. 213-M1987:2013 Non-Incendive Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous Locations – Industrial Products CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2011 Ausgabe: 2.0 Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: General Requirements CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014 Ausgabe: 2.0 Explosive Atmospheres – Teil 11: Equipement Protection by Intrinsic Safety "i"

2.4.1.1 Allgemeine Hinweise

Die Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA sind geeignet für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre aller brennbaren Stoffe der Explosionsgruppen A, B, C, D, E, F und G in Anwendungen, die Instrumente der Klassen I, II, III, Division 1 erfordern, der Explosionsgruppen A, B, C und D in Anwendungen, die Instrumente der Klasse I, Division 2 erfordern (National Electrical Code[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®]), Article 500; oder Canadian Electrical (CE) Code[®] (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), Appendix F bei Installation in Kanada), der Explosionsgruppen IIC, IIB oder IIA in Anwendungen, die Instrumente der Klasse I, Zone O, AEx/Ex ia IIC T4, Ga erfordern (National Electrical Code[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®]), Article 500; oder Canadian Electrical (CE) Code[®] (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), Appendix F bei Installation in Kanada).

Bei Installation und Betrieb der Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA in Gefahrenbereichen müssen sowohl die allgemeinen Vorschriften für Installationen in Ex-Bereichen sowie die vorstehenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

Die Bedienungsanleitung sowie die Vorschriften und Normen, die den Explosionsschutz bei der Installation elektrischer Systeme regeln, müssen unbedingt beachtet werden.

Die Installation explosionsgefährdeter Systeme darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Für Hinweise zur Montage an bestimmten Ventilen siehe die dem Montagekit beiliegende Montageanleitung. Die Montage hat keinerlei Einfluss auf die Eignung des Ventilstellungsreglers SVI FF für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Das Gerät ist nicht für den Gebrauch als persönliche Schutzausrüstung vorgesehen. Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Betriebsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Wenn Sie Hilfe bei der Übersetzung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner vor Ort oder senden Sie eine E-Mail an process.service@mt.com. Pour la langue de traduction aide, contactez votre représentant local ou envoyez un e-mail process.service@mt.com.

2.4.1.2 Sicherheitshinweise, Warnungen und Kennzeichnungen

Hinweise zu explosionsgefährdeten Bereichen:

- 1. Für Hinweise zu Installationen in den USA siehe ANSI/ISA-RP12.06.01, Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations.
- Installationen in den USA müssen den maßgeblichen Anforderungen des National Electrical Code[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])) entsprechen.
- Installationen in Kanada müssen den maßgeblichen Anforderungen des Canadian Electrical (CE) Code[®] (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1) entsprechen.
- 4. Die Verdrahtung muss allen f
 ür die Installation ma
 ßgeblichen lokalen und nationalen Vorschriften entsprechen und f
 ür Abweichungen um mindestens +10 °C von der h
 öchsten zu erwartenden Umgebungstemperatur ausgelegt sein.
- 5. Wenn die Schutzart die Verwendung von Kabeldurchführungen erforderlich macht, müssen diese Durchführungen für die erforderliche Schutzart sowie für die auf dem Typenschild des Geräts oder des Gesamtsystems angegebene Bereichsklassifizierung zugelassen sein.
- 6. Die innere Erdungsklemme dient als vorrangiges Erdungsmittel, die äußere Erdungsklemme dient lediglich als ergänzende (sekundäre) Potenzialausgleichsverbindung, sofern die lokalen Behörden eine solche Verbindung erlauben oder erfordern.

16

- Bei Installation in leitfähigen und nicht leitfähigen Staubumgebungen der Klasse II sowie in brennbaren Flugstaubumgebungen der Klasse III muss eine staubdichte Leerrohrabdichtung verwendet werden.
- 8. Es sind zugelassene wasser- und staubdichte Dichtungen erforderlich. Um höchsten Eindringschutz zu gewährleisten, sind alle Armaturen mit NPT- oder metrischem Gewinde mit Dichtband oder Gewindedichtmittel abzudichten.
- 9. Wenn das Gerät mit Staubschutzstöpseln aus Kunststoff in den Öffnungen der Leerrohre und Stopfbüchsen geliefert wird, ist der Endkunde für die Bereitstellung entsprechender für die Installationsumgebung geeigneter Stopfbüchsen, Adapter und Blindstopfen verantwortlich. Bei Installation in einem explosionsgefährdeten Bereich müssen die Stopfbüchsen, Adapter und Blindstopfen außerdem für diesen explosionsgefährdeten Bereich sowie für die Produktzertifizierung geeignet und von der für die Installation zuständigen Behörde zugelassen sein.
- Vor Reparaturen muss der Endkunde den Hersteller kontaktieren. Es d
 ürfen nur vom Hersteller gelieferte und zertifizierte Teile wie Verschlussstopfen, Befestigungs- und Deckelverschlussschrauben und Dichtungen verwendet werden. Ersatzteile von Drittanbietern sind nicht erlaubt.
- 11. Ziehen Sie die Deckelschrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 1,8 Nm fest. Ein zu hohes Anzugsdrehmoment kann zu einer Beschädigung des Gehäuses führen.
- 12. Das minimale Anzugsdrehmoment für M4-Klemmschrauben in Schutzleiterklemmen beträgt 1,2 Nm. Abweichende Angaben beachten!
- 13. Bei der Installation ist jegliche Freisetzung von Zündenergie durch Stöße, Schläge oder Reibung zu vermeiden.
- 14. Es dürfen nur Leiter aus Kupfer, kupferbeschichtetem Aluminium oder reinem Aluminium verwendet werden.
- 15. Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Feldverdrahtungsklemmen beträgt 0,8 Nm. Abweichende Angaben beachten!
- 16. Die nicht zündgefährlichen Ausführungen der Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H und M400G/2XH dürfen nur an leistungsbegrenzte Stromkreise gemäß NEC Class 2 (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])) angeschlossen werden. Bei Anschluss der Geräte an eine redundante Stromversorgung (zwei separate Stromversorgungen) müssen beide Stromversorgungen diese Anforderung erfüllen.
- 17. Die Zulassungen für Klasse I, Zone 2 basieren auf der Bereichsunterteilung und der Kennzeichnung nach Artikel 505 des National Electrical Code[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])).
- Die bewerteten Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA erhielten die FM-Zulassungen gemäß einem in ISO-Leitfaden 67 genannten Typ-3-Zertifizierungssystem.
- 19. Unerlaubte Änderungen und die Verwendung von Komponenten anderer Hersteller können den sicheren Einsatz des Systems beeinträchtigen.
- 20. Elektrische Steckverbindungen dürfen erst dann hergestellt oder getrennt werden, wenn der Bereich erwiesenermaßen frei von entflammbaren Dämpfen ist.
- 21. Die Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA sind nicht für Wartung oder Wartungsbetrieb vorgesehen. Fehlerhafte Geräte, die nicht mehr innerhalb der Herstellerspezifikationen funktionieren, sind zu entsorgen und durch neue, einwandfrei funktionierende Geräte zu ersetzen.
- 22. Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.
- 23. Nicht öffnen in explosionsfähiger Atmosphäre.
- 24. Explosionsgefahr: Spannungsführende Stromkreise nur dann trennen, wenn Explosionsgefahr mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
- 25. Explosionsgefahr: Austausch von Komponenten kann die Eignung für Klasse I, Division 2 beeinträchtigen.

Die eigensicheren, Entity/Fieldbus-konformen Multiparameter-Transmitter M400 FF, M400 PA tragen folgende Kennzeichnung:



Etikett des Modells M400 PA

2.4.1.3 Kontrollzeichnungen

Siehe Kapitel "16.6 Kontrollzeichnungen" auf Seite 123.

3 Geräteübersicht

M400 Modelle sind in 1/2 DIN Gehäusegrössen erhältlich. Die Modelle M400 verfügen über ein integriertes IP66/NEMA4X-Gehäuse für Wand- oder Rohrmontage.

3.1 Übersicht 1/2 DIN





- 1: Gehäuse aus hartem Polycarbonat
- 2: Fünf taktile Navigationstasten
- 3: Vierzeilige LCD-Anzeige

1: TB1 – PA

2: TB2 - Sensorsignal

3.2 Steuerung/Navigationstasten

3.2.1 Menüstruktur

In der folgenden Abbildung finden Sie den Aufbau der Menüstruktur des M400:



3.2.2 Navigationstasten



3.2.2.1 Navigation durch die Menüstruktur

Rufen Sie den gewünschten Menübereich mit den Tasten ◀ ► oder ▲ auf. Bewegen Sie sich mit den Tasten ▲ und ▼ durch den ausgewählten Menübereich.

HINWEIS: Um Daten einer Menüseite zu sichern, ohne den Messmodus zu verlassen, bewegen Sie die Pfeiltaste unter das Nach-OBEN-Pfeilsymbol (↑) unten an der rechten Bildschirmseite und klicken Sie auf [ENTER].

20

 $\overline{\Gamma}$

3.2.2.2 Escape (Verlassen)

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ◀ und ► (Escape), um in den Messmodus zurückzukehren.

3.2.2.3 ENTER

Drücken Sie die Taste ← , um einen Befehl oder eine Auswahl zu bestätigen.

3.2.2.4 Menü

Drücken Sie die Taste Jum das Hauptmenü aufzurufen.

3.2.2.5 Justiermodus

Drücken Sie die Taste ►, um in den Justiermodus zu gelangen.

3.2.2.6 Infomodus

Drücken Sie die Taste ▼, um in den Infomodus zu gelangen.

3.2.3 Navigation durch Datenfelder

Gehen Sie innerhalb der veränderbaren Datenfelder im Display mit der Taste ► weiter oder mit der Taste ◄ zurück.

3.2.4 Eingabe von Datenwerten, Auswahl von Datenoptionen

Drücken Sie die Taste \blacktriangle um einen Wert zu erhöhen oder die Taste ∇ , um einen Wert zu verringern. Bewegen Sie sich auch mit diesen Tasten innerhalb der ausgewählten Werte oder Optionen eines Datenfeldes.

HINWEIS: Einige Bildschirme benötigen die Konfiguration verschiedener Werte über das gemeinsame Datenfeld. Vergewissern Sie sich, dass die Taste ► oder ◄ verwendet wird, um zum ersten Feld zurückzukehren und die Taste ▲ oder ▼, um zwischen allen Konfigurationsoptionen hin- und herzuwechseln, bevor die nächste Bildschirmseite aufgerufen wird.

3.2.5 Navigation mit 1 im Display

Falls ein ↑ in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt wird, verwenden Sie die Taste ► oder ◄, um sich dorthin zu bewegen. Mit [ENTER] bewegen Sie sich rückwärts durch das Menü (Sie gehen eine Seite zurück). Dies kann eine sehr nützliche Option sein, um rückwärts durch die Menüstruktur zu gehen ohne das Menü zu verlassen, in den Messmodus zu gehen und das Menü erneut aufzurufen.

3.2.6 Dialogfeld «Änd. speichern?»

Drei Optionen sind für das Dialogfeld «Änd. speichern?» möglich: «Ja &Exit» (Änderungen speichern und in den Messmodus gehen), «Ja & \uparrow » (Änderungen speichern und eine Seite zurück gehen) und «Nein & Exit» (Änderungen nicht speichern und in den Messmodus wechseln). Die Option «Ja & \uparrow » ist sehr nützlich, falls Sie mit der Konfiguration weiterfahren möchten, ohne das Menü erneut aufrufen zu müssen.

3.2.7 Sicherheitspasswort

Verschiedene Menüs des M400 können zur Sicherheit gesperrt werden. Wenn die Sperrfunktion des Transmitters aktiviert wurde, muss ein Sicherheitspasswort eingegeben werden, um auf die entsprechenden Menüs zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 9.3 «Set/Lösche Sperrung».

3.2.8 Anzeige

HINWEIS: Falls ein Alarm oder ein anderer Fehler auftritt, zeigt der M400 Transmitter ein Blinksymbol \triangle in der oberen rechten Ecke der Anzeige. Dieses Symbol wird solange angezeigt, bis die Bedingung, die den Fehler verursacht hat, beseitigt wurde.

HINWEIS: Kanal «A» zeigt an, dass ein analoger Sensor am Transmitter angeschlossen ist. Kanal «B» zeigt an, dass ein (digitaler) ISM-Sensor am Transmitter angeschlossen ist.

HINWEIS: Während der Kalibrierung eines analogen Sensors erscheint ein blinkendes «H» (Hold) in der oberen linken Ecke des Displays. Während der Kalibrierung eines ISM-Sensors erscheint ein blinkendes «H» (Hold). Dieses Symbol bleibt nach Abschluss der Kalibrierung noch 20 Sekunden lang sichtbar. Dieses Symbol bleibt nach Abschluss der Justierung oder Reinigung noch 20 Sekunden lang sichtbar. Das Symbol erlischt auch, wenn Digital In deaktiviert ist.

Der M400 ist ein Einkanal-Transmitter, an den nur ein Sensor angeschlossen werden kann.

4 Installationsanleitung

4.1 Gerät auspacken und prüfen

Den Transportbehälter untersuchen. Falls beschädigt, sofort den Spediteur kontaktieren und nach Anweisungen fragen. Den Behälter nicht entsorgen.

Falls keine wahrnehmbare Beschädigung vorliegt, den Behälter auspacken. Stellen Sie sicher, dass alle auf der Packliste vermerkten Teile vorhanden sind.

Falls Teile fehlen, METTLER-TOLEDO sofort informieren.

4.1.1 Schalttafel-Ausschnitt, Abmessungen – 1/2 DIN-Modelle

Die 1/2 DIN Transmittermodelle sind mit einer eingebauten Rückabdeckung als eigenständige Geräte zur Wandmontage geeignet.

Die Einheit kann auch mit der eingebauten Rückabdeckung an der Wand befestigt werden. Siehe Installationsanleitungen in Abschnitt 4.1.2 «Installation».

In der Abbildung unten finden Sie die notwendigen Ausschnittabmessungen für 1/2 DIN Modelle, wenn innerhalb einer ebenen Schalttafel oder einer ebenen Gehäusetür montiert. Die Schalttafeloberfläche muss flach und glatt sein. Grobe oder raue Oberflächen werden nicht empfohlen und können die Wirkung der Dichtung beeinträchtigen.



Mit optional erhältlichen Zubehörteilen können diese Modelle auch an Schalttafeln oder Rohren befestigt werden.

Siehe Bestellinformationen in Abschnitt 15 «Zubehör und Ersatzteile».

23

4.1.2 Installation

Allgemein:

- Den Transmitter so drehen, dass die Kabelverschraubungen in Richtung Boden zeigen.
- Die in den Kabelverschraubungen installierten Kabel müssen f
 ür nasse Betriebsumgebungen geeignet sein.
- Damit das Gehäuse nach Schutzart IP66 geschützt ist, müssen sämtliche Kabelverschraubungen eingebaut sein. In jeder Kabelverschraubung befindet sich entweder ein Kabel oder ein passender Kunststoffstopfen.

Wandmontage:

- Entfernen Sie die Rückabdeckung vom Gehäuse.
- Lösen Sie zunächst die vier Schrauben in den Ecken der Frontseite des Transmitters. So können Sie die Frontabdeckung vom hinteren Gehäuse wegklappen.
- Entfernen Sie den Scharnierstift, indem Sie den Stift von beiden Seiten zusammendrücken. So kann das Frontgehäuse vom hinteren Gehäuse entfernt werden.
- Hinteres Gehäuseteil an der Wand montieren Das Montageset für den M400 entsprechend der mitgelieferten Anleitungen befestigen. Montieren Sie das hintere Gehäuseteil mit den entsprechenden Befestigungsteilen zur Wandmontage an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse gerade sitzt und sicher befestigt ist und die Installation die erforderlichen Abstände für Wartung und Reparatur des Transmitters aufweist. Den Transmitter so drehen, dass die Kabelverschraubungen in Richtung Boden zeigen.
- Befestigen Sie das Frontgehäuse am hinteren Gehäuseteil. Die Schrauben für die hintere Gehäuseabdeckung ordentlich festziehen, damit das Gehäuse nach Schutzart IP66/NEMA4X auch entsprechend dicht ist. Das Gerät kann nun angeschlossen werden.

Rohrbefestigung:

 Verwenden Sie nur Originalkomponenten zur Rohrmontage des M400 Transmitters und installieren Sie das Gerät nach der mitgelieferten Anleitung. Bestellinformationen finden Sie in Abschnitt 15 «Zubehör und Ersatzteile».

4.1.3 1/2DIN Modell – Aufbau



- 1. 5 Stück M20 x 1,5 Kabelverschraubungen
- 2. 2 Stück Kunststoffstopfen
- 3. 3 Stück Schrauben









Transmitter M400 PA 30 134 635

 $\textcircled{\sc 0}$ 06/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Schweiz Gedruckt in der Schweiz

4.2 Anschluss an das Stromnetz



Alle Anschlüsse des Transmitters befinden sind bei allen Modellen auf der Rückseite.

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr zu allen Drähten unterbrochen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Auf der Rückseite aller M400 Modelle befindet sich ein Anschluss mit zwei Klemmen für die Stromzufuhr. Alle Modelle des M400 PA sind für den Betrieb in nicht-explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt mit einer 9 bis 32 VDC Stromquelle (Lineare Barriere: 9 bis 24 VDC). In den Spezifikationen finden Sie Informationen zum Energiebedarf, den Nenngrößen für die Stromzufuhr und den erforderlichen Leitungsquerschnitten (AWG 16–24, Leitungsquerschnitt 0,2 mm² bis 1,5 mm²).

Der Anschluss für die Stromzufuhr ist mit «PROFIBUS PA» gekennzeichnet und befindet sich auf der Rückseite des Transmitters. Transmitter mit den Anschlussklemmen – **PROFIBUS PA und** + **PROFIBUS PA** verbinden.

An die Klemmleisten können Einzelleitungen und Litzen von 0,2 mm² bis 2,5 mm² angeklemmt werden. (AWG 16 – 24). Die Anschlussklemmen –PROFIBUS PA und +PROFIBUS PA sind zweifach vorhanden. Es gibt keine Erdungsklemme am Transmitter. Daher sind die Stromdrähte im Transmitter doppelt isoliert, was am Produkt mit dem Symbol \Box gekennzeichnet ist.

Weitere Informationen, z.B. zu den Kabelspezifikationen siehe PNO-Richtlinie 2.092 PROFIBUS PA «User and Installation Guideline» und IEC 61158-2 (MBP).



4.2.1 Gehäuse (Wandmontage)

1: TB1 – PROFIBUS PA

2: TB2 – Sensorsignal

4.3 Anschlussbelegung

4.3.1 Anschlussleistenbelegung (TB) (TB = Terminal Block)



Die Anschlüsse sind gekennzeichnet mit +PROFIBUS PA und –PROFIBUS PA für nicht-explosionsgefährdete Bereiche: 9 bis 32 V DC

TB1

1	nicht verfügbar
2	nicht verfügbar
3	nicht verfügbar
4	nicht verfügbar
5	nicht verfügbar
6	nicht verfügbar
7	nicht verfügbar
8	nicht verfügbar
9	nicht verfügbar
10	+PROFIBUS PA
11	PROFIBUS PA
12	+PROFIBUS PA
13	PROFIBUS PA
14	Nicht verwendet
15	<u> </u>

4.3.2 TB2 – analoge 2-Pol- und 4-Pol-Leitfähigkeitssensoren

TB2 – Analoge Sensoren

	4-Pol oder 2-Pol-Leitf.			
Anschlussklemme	Funktion	Farbe		
A	Cnd Innen1*	weiss		
В	Cnd Aussen1*	weiss/blau		
С	Cnd Aussen1	_		
D	Nicht verwendet	_		
E	Cnd Aussen2	_		
F	Cnd Innen2**	blau		
G	Cnd Aussen2 (GND)**	schwarz		
Н	Nicht verwendet	_		
1	RTD Return/GND	abisolierte Abschirmung		
J	RTD-Fühler	rot		
K	RTD	grün		
L	Nicht verwendet	_		
М	Nicht verwendet	_		
Ν	Nicht verwendet	_		
0	Nicht verwendet	-		
Р	Nicht verwendet	-		
Q	Nicht verwendet	-		

* Für 2-Pol-Leitfähigkeitssensoren von Drittanbietern muss eventuell eine Brücke zwischen A und C installiert werden.

** Für 2-Pol-Leitfähigkeitssensoren von Drittanbietern muss eventuell eine Brücke zwischen F und G installiert werden.

4.3.3 TB2 – pH/REDOX Analoge Sensoren

TB2 – Analoge Sensoren

	рH		Redox (ORP)	
Anschlussklemme	Funktion	Farbe*	Funktion	Farbe
Α	Glas	transparent	Platin	transparent
В	Nicht verwendet	-	-	-
С	Nicht verwendet	-	-	-
D	Nicht verwendet	-	-	-
E	Referenz	rot	Referenz	rot
F	Referenz**	-	Referenz**	-
G	Solution GND**	blau***	Solution GND**	-
Н	Nicht verwendet	-	-	-
l	RTD Return/GND	weiss	-	-
J	RTD-Fühler	-	-	-
К	RTD	grün	-	-
L	Nicht verwendet	-	-	_
Μ	Schirm (GND)	grün/gelb	Schirm (GND)	grün/gelb
N	Nicht verwendet	-	-	-
0	Nicht verwendet	-	-	-
Р	Nicht verwendet	-	-	-
Q	Nicht verwendet	-	-	-

* Grauer Draht wird nicht verwendet.

- ** Installieren Sie die Brücke zwischen F und G für Redox-Sensoren und pH-Elektroden wenn ohne Potenzialausgleich verwendet.
- *** Blauer Draht für Elektrode mit SG.

		InPro6800(G)	InPro6900	InPro6950
Anschluss- klemme	Funktion	Farbe	Farbe	Farbe
А	Nicht verwendet	-	_	_
В	Anode	rot	rot	rot
С	Anode	_*	_*	-
D	Referenz	_*	_*	blau
E	Nicht verwendet	-	_	-
F	Nicht verwendet	-	_	_
G	Schutz	-	grau	grau
Н	Kathode	transparent	transparent	transparent
1	NTC Return (GND)	weiss	weiss	weiss
J	Nicht verwendet	-	—	-
К	NTC	grün	grün	grün
L	Nicht verwendet	-	-	-
М	Schirm (GND)	grün/gelb	grün/gelb	grün/gelb
N	Nicht verwendet	-	_	-
0	Nicht verwendet	-	_	-
Р	+ Eingang 4/20 mA-Signal	-	-	_
Q	– Eingang 4/20 mA-Signal	-	_	-

4.3.4 TB2 – analoge Sauerstoff Analoge Sauerstoffsensoren

* Installieren Sie Brücken zwischen C und D, wenn Sie den Sensor InPro 6800(G) und InPro 6900 verwenden.

4.3.5 TB2 – pH, Amp. Sauerstoff, Ozon, 4-Pol-Leitfähigkeit und gelöstes CO₂ (lo) ISM (digitale) Sensoren

	pH, amp. Sauerstoff, Ozon, Leitfähigkeit 4-Pol, gelöstes CO ₂		
Anschluss- klemme	Funktion	Farbe	
А	Nicht verwendet	-	
В	Nicht verwendet	-	
С	Nicht verwendet	-	
D	Nicht verwendet	-	
E	Nicht verwendet	-	
F	Nicht verwendet	-	
G	Nicht verwendet	_	
Н	Nicht verwendet	_	
I	Nicht verwendet	-	
J	Nicht verwendet	-	
К	Nicht verwendet	-	
L	1-Leiter	Transparent (Kabelseele)	
М	GND	Rot (Schirm)	
Ν	RS485-B	_	
0	RS485-A	_	
Р	Nicht verwendet	_	
Q	Nicht verwendet	_	

4.3.6 TB2 – Sauerstoff optisch, CO₂ hi ISM (digitale) Sensoren

	Sauerstoff optisch mit VP8-Kabel*		Sauerstoff optisch mit anderen Kabeln**, CO ₂ hi (InPro 5500i)	
Terminal	Position	Farbe	Position	Farbe
А	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_
В	Nicht verwendet	—	Nicht verwendet	_
С	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	-
D	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_
E	Nicht verwendet	—	Nicht verwendet	_
F	Nicht verwendet	—	Nicht verwendet	_
G	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_
Н	Nicht verwendet	—	Nicht verwendet	_
Ι	Nicht verwendet	—	Nicht verwendet	gelb
J	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_
К	Nicht verwendet	—	Nicht verwendet	_
L	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_
М	D_GND (Schirm)	grün/gelb	D_GND (Schirm)	grau
Ν	RS485-B	braun	RS485-B	blau
0	RS485-A	rosa	RS485-A	weiß
P	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_
Q	Nicht verwendet	_	Nicht verwendet	_

* Graue Leitung +24 DC und blaue Leitung D GND 24 V vom Sensor separat anschließen.

** Braune Leitung +24 DC und schwarze Leitung D GND 24 V vom Sensor separat anschließen.

- 4.4 Anschluss eines (digitalen) ISM-Sensors
- 4.4.1 Anschluss eines ISM-Sensors für pH/REDOX, 4-Pol-Leitfähigkeit und amp. Sauerstoffmessung und gelöstes CO₂ (lo)



HINWEIS: Sensor anschliessen und den Steckkopf im Uhrzeigersinn anziehen (handfest).

4.4.2 TB2 – AK9 Kabelbelegung

- * 1-Leiter Daten (transparent)
- ** Erdung /Abschirmung

Ċ

4.4.3 Anschluss eines ISM-Sensors für optische Sauerstoffmessung und CO₂ hi (InPro 5500 i)



HINWEIS: Sensor anschließen und den Steckkopf im Uhrzeigersinn anziehen (handfest).

HINWEIS: Die Darstellung gilt nicht für optische Sauerstoffsensoren mit ISM und VP8-Kabel.

4.5 Anschluss analoger Sensoren

4.5.1 Anschluss eines analogen Sensors für pH/Redox



 $\langle \mathcal{P} \rangle$

HINWEIS: Kabellängen von > 20 m können die Ansprechzeit während der pH-Messung verschlechtern. Beachten Sie die Sensor-Bedienungsanleitung.

4.5.2 TB2 – Anschlussbeispiel für analogen pH-/Redox-Sensor

4.5.2.1 Beispiel 1

pH-Messung ohne Potenzialausgleich





HINWEIS: Brücke zwischen Klemmen G und F.

Die Kabelfarben gelten nur für den Anschluss mit VP-Kabel, blau und grau werden nicht angeschlossen.

- A: Glas
- E: Referenz
- I: RTD Return/GND
- K: RTD
- M: Schirm/GND

4.5.2.2 Beispiel 2

pH-Messung mit Potenzialausgleich



HINWEIS: Die Kabelfarben gelten nur für den Anschluss mit VP-Kabel, grau wird nicht angeschlossen.

A: Glas

てア

- E: Referenz
- G: Schirm/Lösung GND
- I: GND/RTD Return
- K: RTD
- M: Schirm (GND)

4.5.2.3 Beispiel 3

Redox-Messung (Temperatur optional)



 $\overline{\mathbf{r}}$

HINWEIS: Brücke zwischen Klemmen G und F

- A: Platin
- E: Referenz
- I: RTD Return/GND
- K: RTD
- M: Schirm (GND)
4.5.2.4 Beispiel 4

Redox-Messung mit pH-Potenzialausgleichselektrode (z.B. InPro 3250, InPro 4800 SG).



 $\zeta \mathcal{F}$

HINWEIS: Brücke zwischen Klemmen G und F

- A: Platin
- E: Referenz
- I: RTD Return/GND
- K: RTD
- M: Schirm (GND)

37









4.5.4 TB2 – Anschlussbeispiel für analogen Sensor für amperometrische Sauerstoffmessung



HINWEIS:

Die Kabelfarben gelten nur für den Anschluss mit VP-Kabel, blau wird nicht angeschlossen.

M400-Anschluss:

- B: Anode
- G: Referenz
- H: Kathode
- I: NTC Return/Schutz
- K: NTC
- M: Schirm (GND)

5 In- oder Ausserbetriebnahme des Transmitters



5.1 Inbetriebnahme des Transmitters

ACHTUNG: Nach Anschluss des Transmitters an die Stromnetz wird er aktiviert, sobald der Strom eingeschaltet wird.

5.2 Ausserbetriebnahme des Transmitters

Stromversorgung einschalten. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Trennen Sie alle übrigen elektrischen Verbindungen. Entfernen Sie das Gerät von der Wand/Schalttafel. Verwenden Sie die Installationsanleitung in dieser Betriebsanleitung zum Ausbau der Hardware.

Sämtliche Transmittereinstellungen werden in einem nichtflüchtigen, permanenten Speicher gesichert.

Ć

Ċ C

6 Quick Setup

(PFAD: Menu/Quick Setup)

Wählen Sie Quick Setup und drücken Sie die Taste [ENTER]. Geben Sie wenn nötig das Sicherheitspasswort ein (siehe Abschnitt 9.2 «Passwörter»).

HINWEIS: Die vollständige Beschreibung zum Quick Setup-Programm ist in dem separat beiliegenden Heft «Quick Setup-Leitfaden für Transmitter M400» in der Lieferverpackung enthalten.

HINWEIS: Verwenden Sie das Menü Quick Setup nicht mehr, nachdem der Transmitter konfiguriert wurde, da sonst einige Parameter zurückgesetzt werden.

HINWEIS: Informationen zur Menünavigation finden Sie in Abschnitt 3.2 «Steuerung/Navigationstasten». $\overline{\Gamma}$

7 Sensorjustierung

(PFAD: Cal)

Die Justiertaste ► ermöglicht dem Benutzer einen Zugriff per Knopfdruck auf die Sensorjustierung und die Überprüfungsfunktionen.

HINWEIS: Während der Kalibrierung von Kanal A oder B, blinkt ein «H» (Hold) an der linken Seite des Displays und zeigt an, dass eine Kalibrierung im Gange und die HOLD-Bedingung aktiviert ist. Siehe auch Abschnitt 3.2.8 «Anzeige».

7.1 Justiermodus aufrufen

Drücken Sie im Messmodus die Taste ►. Falls die Anzeige Sie zur Eingabe des Sicherheitscodes für die Justierung auffordert, drücken Sie zur Einrichtung dieses Codes auf die Taste ▲ oder ▼. Drücken Sie anschliessend die Taste [ENTER], um den Sicherheitscode für die Justierung zu bestätigen.

Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Justierart aufzurufen.

7.1.1 Wählen Sie die gewünschte Sensorkalibrierung

Für analoge Sensoren stehen je nach Sensortyp folgende Optionen zur Verfügung:		
Leitfähigkeit	= Leitfähigkeit, spezifischer Widerstand, Temperatur, Editieren, Verifizieren	
Amp. Sauerstoff	= Sauerstoff, Temperatur, Editieren, Verifizieren	
рН	= pH, Redox, mV, Temperatur, Editieren pH, Editieren mV, Verifizieren	

Für (digitale) ISM-Sensoren stehen je nach Sensortyp folgende Optionen zur Verfügung:

Leitfähigkeit	= Leitfähigkeit, spezifischer Widerstand, Verifizieren
Amp. Sauerstoff	= Sauerstoff, Verifizieren
Sauerstoff optisch	= Sauerstoff, Verifizieren
рН	= pH, Redox, Verifizieren
CO ₂	$= CO_2$
Ozon	$= 0_3^{-1}$



7.1.2 Kalibrierung beenden

Nach jeder erfolgreichen Kalibrierung können folgende Optionen gewählt werden.

Nach der Auswahl erscheint auf dem Display die Meldung «Sensor installieren» und «ENTER Drücken». Drücken Sie [ENTER], um in den Messmodus zurückzukehren.

Analoge Sensoren

Justieren: Die Kalibrierwerte werden im Transmitter gespeichert und für die Messung verwendet. Zusätzlich werden die Kalibrierwerte in der Kalibrierdatenbank gespeichert.

Kalibrieren: Die Funktion «Kalibrieren» entfällt für analoge Sensoren.

Abbrechen: Die Kalibrierwerte werden verworfen.

ISM (digitale) Sensoren

Justieren: Die Kalibrierwerte werden im Sensor gespeichert und für die Messung verwendet. Zusätzlich werden die Kalibrierwerte in der Kalibrierhistorie gespeichert.

Kalibrieren: Die Kalibrierwerte werden in der Kalibrierhistorie zur Dokumentation gespeichert, aber nicht für die Messung verwendet. Die Kalibrierwerte der letzten gültigen Kalibrierung werden weiter für die Messung verwendet.

Abbrechen: Die Kalibrierwerte werden verworfen.

7.2 Leitfähigkeitsjustierung für 2-Pol- und 4-Pol-Sensoren

Mit dieser Funktion können Sie eine Einpunkt-, Zweipunkt- oder eine «Sensor»- Prozessjustierung der Leiffähigkeit bzw. des Widerstands bei 2-Pol- oder 4-Pol-Sensoren durchführen. Das unten beschriebene Verfahren ist für beide Justierarten gültig. Bei einem 2-Pol-Leiffähigkeitssensor muss keine Zweipunktjustierung durchgeführt werden.

HINWEIS: Wenn eine Justierung eines Leitfähigkeitssensors durchgeführt wird, variieren die Ergebnisse abhängig von der verwendeten Methode, dem Kalibriergerät bzw. der Qualität des Bezugsnormals.

HINWEIS: Bei Messaufgaben erfolgt die Temperaturkompensation für die Anwendung gemäss der Einstellungen im Menü Widerstand und nicht die Temperaturkompensation, die mit der Justierung gewählt wurde (siehe dazu Abschnitt 8.2.3.1 «Leitfähigkeits-Temperaturkompensation», PFAD: Menu/Configure/Measurement/Resistivity).

Rufen Sie den Sensor-Justiermodus für Leitfähigkeit auf, wie in Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben.

Der nächste Bildschirm fordert Sie auf, den Typ des Temperaturkompensationsmodus zu wählen, der während des Justierprozesses gewünscht wird.

Optionen sind «Keine», «Standard», «Light 84», «Std 75 °C», «Lin 25 °C», «Lin 20 °C», «Glycol.5», «Glycol.1», «Kation», «Alkohol» und «Ammoniak».

Keine bedeutet, dass keine Kompensation des gemessenen Leitfähigkeitswerts erfolgt. Der Wert wird ohne Kompensation angezeigt und weiterverarbeitet.

Die **Standardkompensation** umfasst die Kompensation für nichtlineare Reinheit sowie normale neutrale Salzunreinheiten und entspricht den ASTM-Normen D1125 und D5391.

Light 84 ist eine Kompensation, die bezüglich reinem Wasser den Forschungsergebnissen von Dr. T.S. Light aus dem Jahr 1984 entspricht. Nur verwenden, wenn diese Forschungsarbeiten als Grundlage der Messwertermittlung dienen.

Std 75 °C ist das standardmässige Kompensationsverfahren bezogen auf eine Temperatur von 75 °C. Diese Kompensation eignet sich speziell für Messungen in Reinstwasser bei erhöhter Temperatur (Der spezifische Widerstand von Reinstwasser kompensiert auf eine Temperatur von 75 °C beträgt 2,4818 MΩ-cm.)

Lineare Kompensation 25 °C passt die Anzeige um einen Faktor an, der als %/°C ausgedrückt wird (Abweichung von 25 °C). Nur verwenden, wenn die Messlösung einen bestimmten linearen Temperaturkoeffizienten hat. Werkseinstellung ist 2,0%/°C.

Lineare Kompensation 20 °C passt die Anzeige um einen Faktor an, der als %/°C ausgedrückt wird (Abweichung von 20 °C). Nur verwenden, wenn die Messlösung einen bestimmten linearen Temperaturkoeffizienten hat. Werkseinstellung ist 2,0%/°C.

Kompensation Glykol.5 entspricht den Temperatureigenschaften von 50% Ethylenglykol in Wasser. Mit dieser Lösung kompensierte Messungen können mehr als $18 \text{ M}\Omega$ -cm erreichen.

Kompensation Glykol1 entspricht den Temperatureigenschaften von 100% Ethylenglykol. Kompensierte Messungen können weit über 18 MΩ-cm erreichen.

Kationenkompensation wird in Anwendungen der Energieindustrie benutzt, bei denen die Probe nach einem Kationenaustauscher gemessen wird. Sie berücksichtigt die Wirkungen der Temperatur auf die Dissoziation von reinem Wasser in Gegenwart von Säuren.





Gedruckt in der Schweiz

Alkoholkompensation liefert Temperatureigenschaften einer Lösung mit 75% Isopropylalkohol in reinem Wasser. Mit dieser Lösung kompensierte Messungen können mehr als 18 M Ω -cm erreichen.

Ammoniakkompensation wird in Anwendungen der Energieindustrie benutzt, für spezifische Leitfähigkeit, für Proben bei einer Wasseraufbereitung mit Ammoniak und/oder ETA (Ethanolamin). Sie berücksichtigt die Wirkungen der Temperatur auf die Dissoziation von reinem Wasser in Gegenwart von Basen.

Wählen Sie den Kompensationsmodus, passen Sie den Faktor gegebenenfalls an und drücken Sie [ENTER].

7.2.1 Einpunkt-Sensorjustierung

(Das Display zeigt eine typische Justierung eines Leitfähigkeitssensors)

Rufen Sie den Sensor-Justiermodus für Leitfähigkeit auf, wie im Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben und wählen Sie einen der Kompensationsmodi (siehe Abschnitt 7.2 «Leitfähigkeitsjustierung für 2-Pol- und 4-Pol-Sensoren»).

Wählen Sie Einpunktjustierung und drücken Sie [ENTER]. Bei Leitfähigkeitssensoren erfolgt eine Einpunktjustierung stets als Justierung der Steilheit (Slope).

Tauchen Sie den Sensor in die Referenzlösung.

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschliesslich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird. Drücken Sie [ENTER], wenn dieser Wert für eine Justierung stabil genug ist.

Nach der Justierung wird der Multiplikator oder Steilheitsfaktor «M» d.h. die Zellkonstante und der Additionsfaktor bzw. der Verschiebungsfaktor «A» der Justierung angezeigt.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».



°C



A Point1 = 1.413 uS/cm

7.2.2 Zweipunkt-Sensorjustierung (Nur 4-Pol-Sensoren)

(Das Display zeigt eine typische Justierung eines Leitfähigkeitssensors)

Rufen Sie den Sensor-Justiermodus für Leitfähigkeit auf, wie im Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben und wählen Sie einen der Kompensationsmodi (siehe Abschnitt 7.2 «Leitfähigkeitsjustierung für 2-Pol- und 4-Pol-Sensoren»).

Wählen Sie Zweipunktjustierung und drücken Sie [ENTER].

Tauchen Sie den Sensor in die erste Referenzlösung.

VORSICHT: Spülen Sie die Sensoren mit Reinstwasser zwischen den Justierungen, um eine Verschmutzung der Referenzlösungen zu vermeiden.

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschliesslich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird. Drücken Sie [ENTER], wenn dieser Wert für eine Justierung stabil genug ist und tauchen Sie den Sensor in die zweite Referenzlösung.

Geben Sie den Wert für Punkt 2 ein, einschliesslich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird. Drücken Sie [ENTER], wenn dieser Wert für eine Justierung stabil genug ist.

Nach der Justierung wird der Multiplikator oder Steilheitsfaktor «M» d.h. die Zellkonstante und der Additionsfaktor bzw. der Verschiebungsfaktor «A» der Justierung angezeigt.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.2.3 Prozessjustierung

(Das Display zeigt eine typische Justierung eines Leitfähigkeitssensors)

Rufen Sie den Sensor-Justiermodus für Leitfähigkeit auf, wie im Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben und wählen Sie einen der Kompensationsmodi (siehe Abschnitt 7.2 «Leitfähigkeitsjustierung für 2-Pol- und 4-Pol-Sensoren»).

Wählen Sie Prozessjustierung aus und drücken Sie [ENTER]. Bei Leitfähigkeitssensoren erfolgt eine Prozessjustierung stets als Justierung der Steilheit (Slope).

Nehmen Sie eine Probe und drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um den aktuellen Messwert zu speichern.

Während des laufenden Justierprozesses erscheint in der Anzeige für den jeweiligen Kanal, der gerade justiert wird ein blinkendes «A» oder «B».

Nach der Bestimmung der Leitfähigkeit der Probe drücken Sie die Taste [CAL] erneut, um mit der Justierung fortzufahren.



uS/c

°C

A

A Point2



 $2 = 0.055 \ \mu s/cm$ $C = 0.057 \ \mu s/cm$

	1.25	µS/cM
A	25.0	°C
<u>C</u> M	=0.09712 A=	0.00000

10.00	mS∕cm
25.0	°C

Conductivity Calibration

```
<sup>в</sup> 10.00 м5/см
<sup>в</sup> 25.0 ос
```

Press ENTER to Capture B C = 10.00 mS/cm ↑

° 10.00 м₅/см 25.0 °C	Geben Sie den Wert für die Leitfähigkeit der Probe ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER], um die Ergebnisse für die Justierung zu berechnen.
Point1 = 10_13 mS/cm C = 10.00 mS/cm ↑	
H 10.00 MS/CM	Nach der Justierung wird der Multiplikator oder Steilheitsfaktor «M» und der Additionsfaktor bzw die Verschiebung vom Nullpunkt «A» der Justierung angezeigt.
" 23.0 °C C M=0.10128 A=0.00000 *	Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Ko librierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die
	Kalipheruna zu beenden. Siene Abschnill 7.1.2 «Kalipheruna beenden».

7.3 Justieren amperometrischer Sauerstoffsensoren

Die Justierung amperometrischer Sauerstoffsensoren erfolgt entweder als Einpunkt- oder Prozessjustierung.

HINWEIS: Bevor die Luftkalibrierung erfolgt und um höchste Genauigkeit zu erreichen, ist der Luftdruck und die relative Feuchtigkeit einzugeben, wie in Abschnitt 8.2.3.4 «Parameter für die Sauerstoffmessung mit amperometrischen Sensoren» beschrieben.

7.3.1 Einpunktjustierung für amperometrische Sauerstoffsensoren

Rufen Sie den Sauerstoff-Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».

Eine Einpunktjustierung eines Sauerstoffsensors ist entweder eine Einpunktjustierung (d.h. mit Luft) oder eine Justierung der Nullpunkt-Verschiebung (Offset). Eine Einpunktjustierung der Steilheit wird in Luft und eine Einpunktjustierung der Verschiebung wird bei O ppb Sauerstoff durchgeführt. Eine Einpunktjustierung am Nullpunkt der Sauerstoffjustierung ist verfügbar, aber empfiehlt sich üblicherweise nicht, da der Sauerstoff-Nullpunkt nur sehr schwer zu erreichen ist. Eine Nullpunktjustierung ist nur dann sinnvoll, wenn höchste Präzision bei niedrigem Sauerstoffgehalt (unter 5% Luft) erforderlich ist.

Wählen Sie 1 Punkt als Justierart und anschliessend Steigung oder Null als Justierart. Drücken Sie [ENTER].

Geben Sie die Werte für Justierdruck (CalPres) und relative Feuchtigkeit (RelativeHumid) während der Justierung ein. Drücken Sie [ENTER].

CalPres = 759.8 mmH9 RelativeHumid = 100 % ↑

в

в

в

в

в

в

98.6

25.0

98.6

25.0

98.6

25.0

Calibrate Sensor Channel B Oxygen Zair

°C

%air

°C

%air

<u>ە</u>ر



Tauchen Sie den Sensor in das Kalibriergas (z.B. Luff) bzw. die Kalibrierlösung. Drücken Sie [ENTER].

Je nachdem, welche Werte für die Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe Abschnitt 8.2.3.4 «Parameter für die Sauerstoffmessung mit amperometrischen Sensoren») ist einer der beiden folgenden Modi aktiviert.

7.3.1.1 Automatischer Modus

HINWEIS: Für eine Nullpunktjustierung ist kein automatischer Modus verfügbar. Wenn der automatische Modus konfiguriert wurde (siehe Abschnitt 8.2.3.4 «Parameter für die Sauerstoffmessung mit amperometrischen Sensoren») erfolgt eine Justierung der Verschiebung und der Transmitter führt eine Justierung im manuellen Modus durch.



Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschliesslich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird.

Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays. Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.3.1.2 Manueller Modus

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschliesslich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird. Drücken Sie [ENTER], wenn dieser Wert für eine Justierung stabil genug ist.

Nach der Justierung wird der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

HINWEIS: ISM-Sensoren: Wird eine Einpunktjustierung durchgeführt, sendet der Transmitter die für die Justierung erforderliche Polarisationsspannung an den Sensor. Unterscheiden sich die Polarisationsspannungen für Mess- und Justiermodus, wartet der Transmitter 120 Sekunden, bevor er die Justierung startet. In diesem Fall schaltet der Transmitter nach erfolgter Justierung für 120 Sekunden in den HOLD-Zustand, bevor er in den Messmodus zurückkehrt. (siehe auch Abschnitt 8.2.3.4 «Parameter für die Sauerstoffmessung mit amperometrischen Sensoren»).

в	98.6	%air
н	25.0	°C
A Po A	oint1=100.5 % 02=107.4 %	air . air ↑
в	98.6	%air
в	25.0	

02 S=-77.02nA Z=0.0000nA Save Adjust

7.3.2 Prozessjustierung für amperometrische Sauerstoffsensoren

^B 57.1 ^{%air}	Rufen Sie den Sauerstoff-Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».
^в 25.0 ∞	Eine Prozessjustierung eines Sauerstoffsensors ist entweder eine Justierung der Steilheit oder eine Justierung der Nullpunkt-Verschiebung (Offset).
Calibrate Sensor Channel B Öxy9en 👌	
^B 57.1 _{%air}	Wählen Sie Prozess und anschliessend Steigung oder Null als Justierart. Drücken Sie [ENTER].
^в 25.0 ∞	
02 Calibration Type = Process Slope †	
^B 57.1 _{Xair} B 25.0 •c	Nehmen Sie eine Probe und drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um den aktuellen Messwert zu speichern. Der laufende Justierprozess wird mit einem blinkenden A oder B (je nach Kanal) im Display angezeigt.
Press ENTER to Carture A 02=62.2 %air ↑	Nach der Bestimmung des O_2 -Werts der Probe drücken Sie die Taste \blacktriangleright erneut, um mit der Justierung fortzufahren.
57.1 xair 25.0 °C	Geben Sie den O ₂ -Wert der Probe ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER], um die Ergeb- nisse für die Justierung zu berechnen.
A Point1=100.5 %air A 02=62.2 %air ↑	
^B 57.1 %air	Nach der Justierung wird der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.
[™] 25.0 °C 02 S=-44.63nA Z=0.0000nA Save Adjust ↑	Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Ka- librierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.4 Justierung optischer Sauerstoffsensoren (nur ISM-Sensoren)

Die Justierung optischer Sauerstoffsensoren kann als Zweipunkt-, Prozess- oder, je nachdem, welcher Sensor am Transmitter angeschlossen ist, Einpunktjustierung erfolgen.

7.4.1 Einpunktjustierung optischer Sauerstoffsensoren

Eine Einpunktjustierung erfolgt üblicherweise an Luft. Natürlich können auch andere Gase oder Lösungen dafür verwendet werden.

Die Justierung eines optischen Sensors ist immer eine Justierung des Phasenwinkels des Fluoreszenzsignals gegen die interne Referenz. Bei einer Einpunktjustierung wird der Phasenwinkel in diesem Punkt gemessen und auf den gesamten Messbereich hochgerechnet.

Rufen Sie den Kalibriermodus O₂ Opt auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».

в 99.3 XAIR в 25.0٥C Calibrate Sensor Channel B 02 Opt в 99.3 %AIR Н 25.0٥r 02 Optical Calibration в 99.3Zair 25.0۰c CalPres = 759.8 mmH9 RelativeHumid = 100 % ↑ в 99.3 Zair 25.0٥C Press ENTER when Sensor is in Gas 1(Air)↑

Wählen Sie Einpunktjustierung als Justierart. Drücken Sie [ENTER].

Tauchen Sie den Sensor in das Kalibriergas (z.B. Luff) bzw. die Kalibrierlösung.

Geben Sie die Werte für Justierdruck (CalPres) und relative Feuchtigkeit (RelativeHumid) während der Justierung ein. Drücken Sie [ENTER].

Tauchen Sie den Sensor in das Kalibriergas (z.B. Luff) bzw. die Kalibrierlösung. Drücken Sie [ENTER].

Je nachdem, welche Werte für die Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe dazu Abschnitt 8.2.3.5 «Parameter für die Sauerstoffmessung mit optischen Sensoren») ist einer der beiden folgenden Modi aktiviert.

7.4.1.1 Automatischer Modus

в	99.3 25.0	%AIR °C
B Po B	oint1=100.0 % 02=99.30 %	air …
в	99.3	XAIR
в	25.0	°C
02 F Save	9100=0.00 P0: 9 Adjust	=99.00

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschließlich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird.

Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays. Es werden die Werte für den Phasenwinkel des Sensors bei 100% Luft (P100) und 0% Luft (P0) angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

^в 99.3 илг 25.0 °с в Point1=100.0 %ЛГ ···; в 99.3 илг в 99.3 илг в 25.0 °с 02 P100=0.00 Р0=99.00 ;

7.4.1.2 Manueller Modus

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschließlich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer vorgegebenen Einheiten angezeigt wird.

Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Es werden die Werte für den Phasenwinkel des Sensors bei 100% Luft (P100) und 0% Luft (P0) angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.4.2 Zweipunkt-Sensorjustierung

Die Justierung eines optischen Sensors ist immer eine Justierung des Phasenwinkels des Fluoreszenzsignals gegen die interne Referenz. Eine Zweipunktjustierung ist eine Kombination aus einer Luftjustierung (100%), bei der ein neuer Phasenwinkel P100 gemessen wird und einer anschließenden Justierung in Stickstoff (0%), bei der ein neuer Phasenwinkel P0 gemessen wird. Diese Justiermethode ergibt die präziseste Eichkurve über den gesamten Messbereich.

			····· - ··· - ···· - ···· - ···· - ···· - ···· - ···
в	99.3	%AIR	Rufen Sie den Kalibriermodus O2 Opt auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».
в	25.0	°C	
Cal Cha	ibrate Sensor nnel B 02 Opt	. ↑	
в	99.3	PPb02	Wählen Sie Zweipunktjustierung als Justierart. Drücken Sie [ENTER].
	25.0	°C	
02 Турі	Detical Cali e = 2 point	ibration †	
в	99.3	PPb02	Geben Sie die Werte für Justierdruck (CalPres) und relative Feuchtigkeit (RelativeHumid) während der Justierung ein Drücken Sie [ENTER]
в	25.0	°C	
Cal Rel	Pres = 759.8 ativeHumid =	mmH9 100 % ↑	
в	99.3	PPb02	Tauchen Sie den Sensor in das erste Kalibriergas (z.B. Luft) bzw. die erste Kalibrierlösung.
в	25.0	°C	
Pre Sen	ss ENTER when sor is in Gas	n 5 1(Air)↑	Je nachdem, welche Werte für die Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe dazu Abschnitt 8.2.3.5 «Parameter für die Sauerstoffmessung mit optischen Sensoren») ist einer der beiden
			folgenden Modi aktiviert.

в 99.3PPb02 Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer 25.0 vorgegebenen Einheiten angezeigt wird. °C B Point1=100.0 %AIR ... B 02=99.30 %AIR * Sobald die Driffbedingungen erfüllt sind, ändert sich die Anzeige des Displays und fordert Sie в 99.3 PPb02 auf, das Gas zu wechseln. в 25.0 °C Tauchen Sie die Elektrode in das zweite Kalibriergas und drücken Sie [ENTER], um mit der Justierung fortzufahren. Press ENTER when Gas is changed Geben Sie den Wert für Punkt 2 ein, einschließlich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten в 0.3ppb02 Textzeile erscheint der vom Transmitter bzw. Sensor gemessene Wert. 25.0°C B Point2=0.000 %AIR ... B 02=0.30 %AIR * Sobald die Driffbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays. Es werden die в 0.3PPb02 Werte für den Phasenwinkel des Sensors bei 100% Luft (P100) und 0% Luft (P0) angezeigt. 25.0в ٩C Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden». 02 P100=0.00 P0=99.00 7.4.2.2 **Manueller Modus** Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschließlich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten в 99.3 PPb02 Textzeile erscheint der vom Sensor gemessene Wert, der vom Transmitter in den vom Benutzer 25.0 vorgegebenen Einheiten angezeigt wird. °C Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren. B Point1=100.0 %AIR B 02=99.30 %AIR ↑ Die Anzeige des Displays ändert sich und fordert Sie auf, das Gas zu wechseln. в 99.3PPb02 в 25.0Tauchen Sie die Elektrode in das zweite Kalibrieraas und drücken Sie [ENTER], um mit der Just-°C ierung fortzufahren.

Geben Sie den Wert für Punkt 2 ein, einschließlich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten Textzeile erscheint der vom Transmitter bzw. Sensor gemessene Wert.

Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Es werden die Werte für den Phasenwinkel des Sensors bei 100% Luft (P100) und 0% Luft (PO) angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.4.2.1 Automatischer Modus

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein, einschließlich Dezimalzeichen und Einheiten. In der zweiten

Press ENTER when Gas is changed

в 0.3PPb02 25.0°C

B Point2=0.000 %AIR B 02=0.30 %AIR *



7.4.3 Prozessjustierung

Die Justierung eines optischen Sensors ist immer eine Justierung des Phasenwinkels des Fluoreszenzsignals gegen die interne Referenz. Bei einer Prozessjustierung wird der Phasenwinkel in diesem Punkt gemessen und auf den gesamten Messbereich hochgerechnet.

^B 99.3 %AIR	Ruten Sie den Kalibriermodus O_2 Opt dut, siene Abschnitt 7.1 «Justiermodus dutruten».
25.0 ∞	
B Point1=100.0 %AIR B 02=99.30 %AIR ↑	
^B 99.3 XAIR	Wählen Sie Einpunktjustierung als Justierart. Drücken Sie [ENTER].
^в 25.0 ∘∘	
02 Optical Calibration Type = Process *	
^B 99.3 _{%ain}	Nehmen Sie eine Probe und drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um den aktuellen Messwert zu speichern. Der laufende Justierprozess wird mit einem blinkenden A oder B (je nach Kanal)
∠J.0 °°	
Press ENTER to Capture B 02=99.30 %air ↑	Nach der Bestimmung des O2-Werts der Probe drucken Sie die Taste [CAL] erneut, um mit der Justierung fortzufahren.
97.5 XAIR	Geben Sie den O2-Wert der Probe ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER], um die Justier-
24.7 •	ung zu statten.
B Point1=100.0 %PIR B 02=99.30 %PIR ↑	
97.5 Peb02	Es werden die Werte für den Phasenwinkel des Sensors bei 100% Luft (P100) und 0% Luft
24.7 ∞	(PO) angezeigt.
02 P100=0.00 P0=99.00 Save Adjust ↑	Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.5 pH-Justierung

Für pH-Sensoren verfügt der M400 Transmitter über Einpunkt-, Zweipunkt- (automatischer oder manueller Betrieb) oder Prozessjustierung mit 9 voreingestellten Puffern oder manuellem Puffereintrag. Die Pufferwerte beziehen sich auf 25 °C. Um das Gerät mit automatischer Puffererkennung zu kalibrieren, benötigen Sie eine Standard-pH-Pufferlösung, die einem dieser Werte entspricht. (Siehe Abschnitt 8.2.3.3 «Parameter für pH/Redox» für Konfigurationsmodi und Auswahl der Puffersets.) Wählen Sie die passende Puffertabelle, bevor Sie die automatische Kalibrierung verwenden (siehe Abschnitt 19 «Puffertabellen»).

HINWEIS: Für pH-Elektroden mit Dualmembran (pH/pNa) ist nur der Puffer Na+ 3,9 M (siehe Abschnitt 19.2.1 «Mettler-pH/pNa Puffer (Na+ 3,9 M)») verfügbar.

7.5.1 Einpunktjustierung

Rufen Sie den pH-Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».

Wählen Sie Einpunktjustierung aus. Bei pH-Sensoren erfolgt eine Einpunktjustierung stets als Justierung der Verschiebung (Offset).

Je nachdem, welche Werte für die Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe Abschnitt 8.2.3.3 «Parameter für pH/Redox», ist einer der beiden folgenden Modi aktiviert.

7.5.1.1 Automatischer Modus

Tauchen Sie die Elektrode in die Pufferlösung und drücken Sie die Taste [ENTER], um die Kalibrierung zu starten.

Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert.

Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays. Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

A	25.0	°C	
Cali Char	brate Sensor nel A PH		ŕ
	7.26	РH	
A	25.0	°C	
рН (Туре	alibration		ŧ

7.26

A

A	20.1	°C
Pres Sens	s ENTER when sor is in Buf	fer1 ↑
A	8 29	-11
	0.25	PH
A	20.1	°C
A Po A	pint1 = 9.21 PH = 8.29	рН рН↑
	~ ~~	
	8.29	РH
0	00.4	

PH S=100.0 % Z=7.954PH Save Adjust

8 29 ...



7.5.1.2 Manueller Modus

Tauchen Sie die Elektrode in die Pufferlösung. Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert. Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.5.2 Zweipunktjustierung

Rufen Sie den pH-Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».

Wählen Sie Zweipunktjustierung aus.

Je nachdem, welche Werte für die Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe Abschnitt 8.2.3.3 «Parameter für pH/Redox»), ist einer der beiden folgenden Modi aktiviert.

7.5.2.1 Automatischer Modus

Tauchen Sie die Elektrode in die erste Pufferlösung und drücken Sie die Taste [ENTER].

Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert.

Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays und fordert Sie auf, die Elektrode in die zweite Pufferlösung zu tauchen.

Tauchen Sie die Elektrode in die zweite Pufferlösung und drücken Sie die Taste [ENTER], um mit der Justierung fortzufahren.



7.17

А

Das Display zeigt den zweiten Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 2) und den gemessenen Wert.

A Point2 = 7.00 pH A pH = 7.17 pH *

PН

°C

PH S=49.88 % Z=6.841PH Save Adjust *

8.29

20.1

А

ΡН

٩C

Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays und zeigt den Steilheitsfaktor «S» und den Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung an.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.5.2.2 Manueller Modus

Tauchen Sie die Elektrode in die erste Pufferlösung. Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert. Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Tauchen Sie den Sensor in die zweite Pufferlösung. Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 2) und den gemessenen Wert. Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.5.3 Prozessjustierung

Rufen Sie den pH-Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».

Wählen Sie Prozessjustierung. Bei pH-Sensoren erfolgt eine Prozessjustierung stets als Justierung der Verschiebung (Offset).

Nehmen Sie eine Probe und drücken Sie erneut die Taste [ENTER], um den aktuellen Messwert zu speichern. Der laufende Justierprozess wird mit einem blinkenden A oder B (je nach Kanal) im Display angezeigt.

в	9.68	РH	
в	20.1	°C	
Cali Chan	brate Sensor nel B pH		ŧ
A	9.68	РH	
A	20.1	°C	
рН С. Туре	alibration = Process		¢
в	9.68	РH	
в	20.1	°C	

Press ENTER to Capture B PH = 9.68 PH

Nach der Bestimmung des pH-Werts der Probe drücken Sie erneut die Taste [CAL], um mit der в 9.68 РH Justierung fortzufahren. в 20.1 ۰c Geben Sie den pH-Wert der Probe ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER], um die Ergeb-А 9.68РH nisse für die Justierung zu berechnen. A 20.1 °C A Point1 = 9.220 pH A pH = 9.68 pH ۰ Nach der Justierung wird der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung 9.68ΡН angezeigt. 20.1 °C Für ISM (digitale) Sensoren wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Für analoge Sensoren wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die PH S=100.0 % Z=6.334PH Save Adjust 1 Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.5.4 mV-Justierung (nur für analoge Sensoren)

Rufen Sie den Sie mV-Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen».

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein. Der Verschiebungsfaktor der Justierung wird mit dem Wert von Punkt 1 berechnet, statt mit dem Messwert (Zeile 4, mV = ...) und auf dem nächsten Bildschirm angezeigt.

«Z» ist der neu berechnete Verschiebungsfaktor der Kalibrierung. Der Steilheitsfaktor «S» der Justierung ist immer 1 und wird nicht zur Berechnung herangezogen.

Wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

© 06/2016 Mettler-Toledo Gmb	H, CH-8606 Greifensee	, Schweiz
Gedruckt in der Schweiz		

A	6.49
A	20.5 👓
Cali Chan	brate Sensor nel A mV
н	6.49 _▶
A	20.5 。
A Po A	int1 = 25.00 mV mV = 30.00 mV
	6.49 _▶
A	20.5 👓

mV S=1.00000 Z=-5.0000 Save Adjust *

7.5.5 Redox-Justierung (nur für ISM-Sensoren)

Wenn ein pH-Sensor mit Potenzialausgleich (Solution Ground) und ISM-Technologie am M400 angeschlossen ist, bietet der Transmitter die Option, zusätzlich zur pH-Justierung eine Redox-Justierung vorzunehmen.

HINWEIS: Wird Redox-Justierung gewählt, werden die für pH festgelegten Parameter (siehe Abschnitt 8.2.3.3 «Parameter für pH/Redox», PFAD: Menu/Configure/Measurement/pH) nicht berücksichtigt.

Rufen Sie den Redox-Justiermodus auf wie in Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben.

- Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein. Zusätzlich wird der Redox-Wert angezeigt.
- Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.6 Kalibrierung Kohlendioxid (nur ISM-Sensoren)

Sensoren für gelöstes Kohlendioxid können (CO_2) am Transmitter M400 einer Einpunkt-, Zweipunkt- (automatischer oder manueller Betrieb) oder Prozesskalibrierung unterzogen werden. Für die Einpunkt- oder Zweipunktkalibrierung bei pH = 7,00 und/oder pH = 9,21 kann der Standardpuffer Mettler – 9 verwendet (siehe Abschnitt 8.2.3.8 «Parameter für gelöstes Kohlendioxid»), oder die Pufferwerte per Hand eingegeben werden.

Für die thermische Leitfähigkeit CO_2 (CO_2 hi) schlagen Sie im Handbuch für den Sensor nach (InPro 5500 i).

7.6.1 Einpunktjustierung

Rufen Sie den CO2 Sensor-Justiermodus auf, wie in Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben.

Wählen Sie Einpunktjustierung aus. Bei CO₂-Sensoren erfolgt eine Einpunktkalibrierung stets als Kalibrierung der Verschiebung (Offset).

Je nachdem, welche Werte für Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe Abschnitt 8.2.3.8 «Parameter für gelöstes Kohlendioxid») ist einer der beiden folgenden Modi aktiviert.



58

	1.00	PH
в	25.0	°C
Cal Chai	ibrate Sensor nnel B ORP	
в	7.00	РH
	25.0	°C
B Po B	oint1 = 0.050 m ORP = 0.100 m	Ň
в	7.00	РH
н	25.0	°C

mV S=1.00000 Z=0.00000 Save Adjust

A

A

н

А

180.4 hPa

180.4 hPa

26.1

CO2 Calibration

٥r

٥C

26.1

Calibrate Sensor Channel A CO2

137.5 hPa

Press ENTER when Sensor is in Buffer 1 🛧

154.5 hPa

154.5 hPa

26.1

A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.07 PH

26.1

PH S=100.0 % Z=7.048PH

or

°C

٩C

*

н

A

A

н

А



Tauchen Sie die Elektrode in die Pufferlösung und drücken Sie die Taste [ENTER], um die Kalibrierung zu starten.

Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert.

Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays und zeigt den Steilheitsfaktor «S» und den Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung an.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.6.1.2 Manueller Modus

Tauchen Sie die Elektrode in die Pufferlösung. Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert. Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.6.2 Zweipunktjustierung

Rufen Sie den CO2 Sensor-Justiermodus auf, wie in Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen»

Wählen Sie Zweipunktjustierung aus.

Je nachdem, welche Werte für Drift Kontrolle eingestellt wurden (siehe Abschnitt 8.2.3.8 «Parameter für gelöstes Kohlendioxid») ist einer der beiden folgenden Modi aktiviert.



A	122.4 hPa	
A	26.1 ∘∘	



A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.17 PH

A

A

А

A

A

122.4 hPa

°C

hPa

°C

hPa

٥c

۰. ۲

÷

26.1

A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.17 PH

3.1

26.1

A Point2 = 9.21 PH A CO2 = 8.77 PH

2.8

26.

PH S=74.21 % Z=6.948PH Save Adjust

 н 137.5 ыРа № № 26.1 «с Press ENTER when 	Tauchen Sie die Elektrode in die erste Pufferlösung und drücken Sie die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.
Sensor is in Buffer 1 ↑ 154.5 hPa P 26.1 °C B Point1 = 7:00 FH ↑	Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert.
122.4 hPa P 26.1 oc Press ENTER when Sensor is in Buffer 2 *	Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays und fordert Sie auf, die Elektrode in die zweite Pufferlösung zu tauchen. Tauchen Sie die Elektrode in die zweite Pufferlösung und drücken Sie die Taste [ENTER], um mit der Justierung fortzufahren.
2.8 hPa P 26.1 ∞ B Points2 = \$:\$8 F# ***	Das Display zeigt den zweiten Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 2) und den gemessenen Wert.
2.8 hPa P 26.1 ∘c PH S=74.21 % Z=6.948PH Save Adjust Z=6.948PH	Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays und zeigt den Steilheitsfaktor «S» und den Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung an. Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.6.2.1 Automatischer Modus

7.6.2.2 Manueller Modus

Tauchen Sie die Elektrode in die erste Pufferlösung. Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 1) und den gemessenen Wert. Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Tauchen Sie die Elektrode in die zweite Pufferlösung. Das Display zeigt den Puffer an, den der Transmitter erkannt hat (Punkt 2) und den gemessenen Wert. Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

17.3

27.3

17.3

27.3

17.3

27.3

17.3

27.3

17.3

27.3

PH S=100.0 % Z=7.009PH Save Adjust

A Point1 = 16.90 hPa A CO2 = 17.3 hPa ↑

Press ENTER to Capture A CO2 = 17.3 hPa ↑

CO2 Calibration

Calibrate Sensor Channel A CO2

A

А

А

A

A

А

А

А

A

hPa

°C.

hPa

°C

hPa

°C

hPa

°C

hPa

°C

ŧ

Kalibrierung vo
en Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN hnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden
isplay wird nun der Steilheitsfaktor zeigt.
n Sie den CO ₂ -Wert der Probe ein zu starten.
nen Sie eine Probe und drücken S beichern. Der laufende Justierproze isplay angezeigt. Nach der Bestim It, um mit der Justierung fortzufah

7.6.3 **Prozessjustierung**

Rufen Sie den CO_2 Sensor-Justiermodus auf, wie in Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» beschrieben.

Wählen Sie Prozessjustierung. Bei CO₂-Sensoren erfolgt eine Prozesskalibrierung stets als Kalibrierung der Verschiebung (Offset).

Nehmen Sie eine Probe und drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um den aktuellen Messwert zu speichern. Der laufende Justierprozess wird mit einem blinkenden A oder B (je nach Kanal) im Display angezeigt. Nach der Bestimmung des CO_2 -Werts der Probe drücken Sie die Taste \blacktriangleright erneut, um mit der Justierung fortzufahren.

Geben Sie den CO_2 -Wert der Probe ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.

Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Justierung angezeigt.

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.7 Kalibrierung von Ozon-Sensoren (nur ISM-Sensoren)

Für Ozon-Sensoren bietet der Transmitter M400 eine Einpunkt-, Nullpunkt- oder Prozesskalibrierung.

7.7.1 Einpunkt-Nullkalibrierung für Ozon-Sensoren

 B
 15.0
 PPB03

 B
 25.0
 •C

 Calibrate Sensor Channel B 03
 ↑

 B
 15.0
 PPB03

 B
 25.0
 •C

 B
 25.0
 •C

 03
 Calibration Type = 1 Point ZeroPt ↑

 Rufen Sie den Ozon-Kalibriermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» und wählen Sie Ozon.

Wählen Sie Einpunkt als Kalibrierart und anschließend Steigung oder Null als Kalibrierart. Drücken Sie [ENTER].

B B	15.0 25.0	PPb03 °C	Geben Sie den Wert für Punkt 1 einschließlich Dezimalzeichen ein. Ozon ist der durch Transmit- ter und Sensor gemessene Wert in den durch den Benutzer eingestellten Einheiten. Drücken Sie [ENTER], wenn dieser Wert für eine Kalibrierung stabil genug ist.
B P B	oint1 = 0.000 03 = 15.0	PPb 03 PPb †	
В	15.0 25.0	РРЬ03 °С	Sobald die Driftbedingungen erfüllt sind, wechselt die Anzeige des Displays. Im Display wird nun der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Kalibrierung angezeigt.
			Wahlen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe

03 S=-0.110nA Z=-1.650nA Save Adjust ↑	

Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.7.2 Prozesskalibrierung für Ozon-Sensoren

^в 15.0 _{РР603} в 25.0 «с	Rufen Sie den Ozon-Kalibriermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» und wäh- Ien Sie Ozon.
Calibrate Sensor Channel B 03 1	Eine Prozesskalibrierung des Ozonsensors ist entweder eine Kalibrierung der Steilheit oder des Nullpunkts. Die Steilheitskalibrierung wird immer mit Hilfe eines Vergleichsinstruments oder eines Prüfkits für Kolorimetermessung durchgeführt. Die Nullpunktkalibrierung erfolgt in Luft oder
B 15.0 PPb03	Wählen Sie Prozess und anschließend Steigung oder Null als Justierart. Drücken Sie [ENTER].
25.0 ∞	
03 Calibration Type = Process ZeroPt ↑	
B 15.0 PPb03	Nehmen Sie eine Probe und drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um den aktuellen Messwert zu speichern
^в 25.0 ∞	
Press ENTER to Capture B 03 = 15.0 ppb ↑	Nach der Bestimmung des O ₃ -Wertes der Probe drücken Sie die Taste \blacktriangleright erneut, um mit der Kalibrierung fortzufahren.
^в 15.0	Geben Sie den O3-Wert der Probe ein. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Ergebnisse für die
▶ 25.0 ∞	Kalibrierung zu berechnen.
B Point1 = 0.000 ppb 03 B 03 = 15.0 ppb ↑	
15.0 PPb03	Nach der Kalibrierung wird der Steilheitsfaktor «S» und der Verschiebungsfaktor «Z» der Kalibrie- rung angezeigt.
23.0 °C 03 S=-0.110nA Z=-1.650nA Save Adjust ↑	Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.8 Sensortemperatur-Kalibrierung (nur bei analogen Sensoren)

Rufen Sie den Sensor-Kalibriermodus auf (siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen») und

Einpunkt-Sensortemperatur-Justierung

Wählen Sie Einpunktjustierung aus. Steigung oder Offset können für die Einpunktjustierung ge-

Hinweis: Aufgrund der Nichtlinearität ist eine Einpunkt-Temperaturkalibrierung der Steilheit für

wählt werden. Wählen Sie Steigung, um den Steilheitsfaktor «M» (Multiplikator) neu zu berechnen

oder Offset (Verschiebung), um den Verschiebungsfaktor «A» (Additionsfaktor) neu zu berechnen.





くア



Wählen Sie JUSTIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt uS/cm 7.2.1 «Einpunkt-Sensorjustierung».

wählen Sie Temperatur.

7.8.1

7.8.2 Zweipunkt-Sensortemperatur-Justierung

Hinweis: Aufgrund der Nichtlinearität ist eine Zweipunkt-Temperaturkalibrierung der Steilheit für den NTC22K als Temperaturquelle nicht vorgesehen.

Wählen Sie Zweipunktjustierung als Justierart.

den NTC22K als Temperaturguelle nicht vorgesehen.

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein und drücken Sie [ENTER].



25.00

Temperature Calibration

uS/cm

°C

A

Geben Sie den Wert für Punkt 1 ein und drücken Sie [ENTER].





63

А

A

A

A

A

Geben Sie den Wert für Punkt 2 ein und drücken Sie [ENTER].



25.00 ••

Temp M=0.99994 A=0.00000 Save Adjust. *

1 25

25.00

1.25

25.00

Ap M=0.1000 A=0.0000

Calibrate Sensor Channel A Edit

uS/cm

°C

.

µS/cm

°C

Wählen Sie JUSTIEREN, KALIBRIEREN oder ABBRECHEN, um die Kalibrierung zu beenden. Siehe Abschnitt 7.1.2 «Kalibrierung beenden».

7.9 Justierkonstanten des Sensors editieren (nur bei analogen Sensoren)

Rufen Sie den Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» und wählen Sie Editieren, Editieren pH oder Editieren mV.

Alle Justierkonstanten für den ausgewählten Sensorkanal werden angezeigt. Die Justierkonstanten der ersten Messung (p) werden in Zeile 3 angezeigt. Die Konstanten (s) der zweiten Messung (Temperatur) für den Sensor werden in Zeile 4 angezeigt.

Die Justierkonstanten können in diesem Menü geändert werden.

Wählen Sie Ja, um die neuen Justierwerte zu speichern. Eine erfolgte Justierung wird in der Displayanzeige bestätigt.

HINWEIS: Jedes Mal, wenn ein neuer Sensor an den M400 Transmitter angeschlossen wird, müssen Sie die auf dem Sensoretikett angegebenen Justierdaten (Zellkonstante und Offset) eingeben.

7.10 Sensorüberprüfung

Rufen Sie den Justiermodus auf, siehe Abschnitt 7.1 «Justiermodus aufrufen» und wählen Sie Verifizieren.

Das gemessene Signal der ersten und der zweiten Messung wird in elektrischen Einheiten angezeigt. Die Justierfaktoren des Messgeräts werden zur Berechnung dieser Werte herangezogen.

Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.







64

8 Konfiguration

(PFAD: Menu/Configure)



* Nur in Kombination mit ISM-Sensoren

8.1 Konfigurationsmodus aufrufen

Drücken Sie im Messmodus die Taste ◀. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Menüpunkt Konfiguration zu wählen und drücken Sie [ENTER].

8.2 Messung

(PFAD: Menu/Configure/Measurement)

Rufen Sie den Konfigurationsmodus in Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen» auf.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um diesen Menüpunkt aufzurufen. Die folgenden Untermenüpunkte können nun aufgerufen werden: Setup Kanal, Temperaturquelle, Widerstand /Komp/pH/O₂/CO₂, Konzentrationstabelle und Durchschnittsbildung.

8.2.1 Setup Kanal

(PFAD: Menu/Configure/Measurement/Channel Setup)

Drücken Sie die Taste [ENTER], um den Menüpunkt «Setup Kanal» aufzurufen.

Je nachdem, was für ein Sensor angeschlossen ist (analog oder ISM) kann der Kanal gewählt werden.







8.2.1.1 Analoger Sensor

Wählen Sie Sensortyp Analog und drücken Sie [ENTER].

^в 7.00 ын в 25.0 ∞

Channel Select=Analog Parameter = pH/ORP

Verfügbare	Messarten sin	d (je nach	Transmittertyp):
------------	---------------	------------	------------------

Messparameter	Transmitter
pH/Redox = pH oder Redox	M400 PA
Cond (2) = 2-Pol-Leitfähigkeitssensoren	M400 PA
Cond (4) = 4-Pol-Leitfähigkeitssensoren	M400 PA
O_2 hi = gelöster (ppm) oder gasförmiger Sauerstoff	M400 PA
O_2 lo = gelöster (ppb) oder gasförmiger Sauerstoff	M400 PA
O ₂ Spuren = gelöster Sauerstoff (Spuren) oder gasförmiger Sauerstoff	M400 PA

Die vier Zeilen des Displays können nun mit Sensor-Kanal «A» für jede Displayzeile konfiguriert werden, sowie mit Messungen und Multiplikatoren. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Auswahl für die Zeilen a, b, c und d anzuzeigen.

8.2.1.2 ISM-Sensor

Wählen Sie Sensortyp ISM und drücken Sie [ENTER].



Wird ein ISM-Sensor angeschlossen, erkennt der Transmitter automatisch (Parameter = Auto) den Sensortyp. Sie können den Transmitter auch fest auf einen bestimmten Messparameter einstellen (-Parameter = pH/Redox, pH/pNa, Cond(4), O_2 hi oder O_2 lo, O_2 Spuren, ppm O_2G , O_2 opt., CO_2 (lo)), je nachdem, welchen Transmittertyp Sie haben.

Messparameter	Transmitter
pH/ORP = pH und Redox	M400 PA
pH/pNa = pH und Redox (mit pH/-pNa-Elektrode)	M400 PA
Cond (4) = 4-Pol-Leitfähigkeitssensoren	M400 PA
O_2 hi = gelöster (ppm) oder gasförmiger Sauerstoff	M400 PA
$\overline{O_2 \text{ lo} = \text{gelöster (ppb) oder gasförmiger Sauerstoff}}$	M400 PA
O ₂ Spuren = gelöster Sauerstoff (Spuren) oder gasförmiger Sauerstoff	M400 PA
O_2 opt. = gelöster Sauerstoff optisch	M400 PA
Ozon	M400 PA
$\overline{\text{CO}_2 \text{ hi}} = \text{Wärmeleiffähigkeit CO}_2 (\text{InPro 5500i})$	M400 PA

Die 4 Zeilen des Displays können nun mit Sensor-Kanal «B» für jede Displayzeile konfiguriert werden, sowie mit Messungen und Multiplikatoren. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Auswahl für die Zeilen a, b, c und d anzuzeigen.

HINWEIS: Neben den Messwerten pH, O₂, T, usw. lassen sich auch den ISM-Werten DLI, TTM und ACT bestimmte Zeilen im Display zuweisen und mit dem Analogeingangsblock der PROFIBUS PA-Schnittstelle verbinden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation «PROFIBUS PA Multiparameter-Transmitter M400 PA» auf der Internetseite «http://www.mt.com/m400-2wire».



7.00

7.00

25.00 ∞

Measurement Setup Temperature Source pH

°C

 $\mathbf{\Phi}$

PН

A

A

A

A

A:Auto

8.2.1.3

Nach der Kanaleinstellung, die im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

Änderungen der Kanaleinstellung speichern

8.2.2 Temperaturquelle (nur für analoge Sensoren)

(PFAD: Menu/Configure/Measurement/Temperature Source)

Rufen Sie den Menüpunkt Messung auf (siehe Abschnitt 8.2 «Messung»). Wählen Sie die Temperaturquelle mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie [ENTER].

Folgende Optionen können gewählt werden:

Auto:	Der Transmitter erkennt die Temperaturquelle automatisch.
Verwende NTC22K:	Der Temperatureingang kommt vom angeschlossenen Sensor.
Verwende Pt1000:	Der Temperatureingang kommt vom angeschlossenen Sensor.
Verwende Pt100:	Der Temperatureingang kommt vom angeschlossenen Sensor.
Konstant = 25 °C:	Erlaubt die Eingabe eines spezifischen Temperaturwertes. Muss gewählt
	werden, wenn pH-Sensoren ohne Temperaturguelle verwendet werden.

HINWEIS: Wenn die Temperaturquelle auf Konstant eingestellt ist, kann die entsprechende Temperatur während einer Einpunkt- und/oder Zweipunktjustierung von pH-Elektroden bei der Justierung eingestellt werden. Nach erfolgter Justierung bleibt die in diesem Konfigurationsmenü festgelegte Konstante Temperatur erneut gültig.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen.

Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.



8.2.3 Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter

(PFAD: Menu/Configure/Measurement/pH, O_2 , O_2 optisch, O_2 opt. Messrate, LED-Modus oder Widerstand oder Konzentrationstabelle oder CO_2)

Einstellen weiterer Mess- und Justierparameter für jeden Parameter: Leitfähigkeit, pH, O_2 und CO_2 .

HINWEIS: Verwenden Sie das pH-Menü für Einstellungen der pH/pNa-Elektrode.

Rufen Sie den Justiermodus auf, siehe Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen» und wählen Sie das Menü Messung (siehe Abschnitt 8.2 «Messung»).

Je nach angeschlossenem Sensor kann das Menü pH, O_2 , CO_2 mit der Taste \blacktriangle oder \lor ausgewählt werden. Drücken Sie [ENTER].

Genauere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Erklärungen zu den ausgewählten Parametern.

8.2.3.1 Leitfähigkeits-Temperaturkompensation

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter Leitfähigkeit gewählt wurde, oder ein ISM Leitfähigkeitssensor mit 4-Pol-Messzelle am Transmitter angeschlossen ist, kann der Temperaturkompensationsmodus gewählt werden. Die Temperaturkompensation muss der jeweiligen Anwendung entsprechend eingestellt werden. Der Transmitter berücksichtigt diesen Wert bei der Temperaturkompensation, berechnet die gemessene Leitfähigkeit und zeigt das Ergebnis an.

HINWEIS: Für Justierzwecke wird die Temperaturkompensation wie sie im Menü «Justierungskompensation» vorgegeben ist, für die Puffer bzw. Proben berücksichtigt (siehe Abschnitt 7.2 «Leitfähigkeitsjustierung für 2-Pol- und 4-Pol-Sensoren»).

Um diese Justierung durchführen zu können, muss das Menü Widerstand gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)

Die beiden ersten Messwertzeilen werden auf dem Display angezeigt. In diesem Abschnitt wurden Verfahren für die erste Messwertzeile beschrieben. Mit der Taste ► wählen Sie die zweite Zeile aus. Zur Auswahl der Zeilen 3 und 4 drücken Sie [ENTER]. Das Verfahren selbst arbeitet in jeder Messwertzeile auf die gleiche Weise.

Optionen sind «keine», «Standard», «Light 84», «Std 75 °C», «Lin 25 °C», «Lin 20 °C», «Glycol.5», «Glycol1», «Kation», «Alkohol» und «Ammoniak».

Die **Standardkompensation** umfasst die Kompensation für nichtlineare Reinheit sowie normale neutrale Salzunreinheiten und entspricht den ASTM-Normen D1125 und D5391.

Keine bedeutet, dass keine Kompensation des gemessenen Leitfähigkeitswerts erfolgt. Der Wert wird ohne Kompensation angezeigt und weiterverarbeitet.

Light 84 ist eine Kompensation, die bezüglich reinem Wasser den Forschungsergebnissen von Dr. T.S. Light aus dem Jahr 1984 entspricht. Nur verwenden, wenn diese Forschungsarbeiten als Grundlage der Messwertermittlung dienen.



 $\overline{\overline{r}}$

A

A

A

A

A

A

25

18.4

2.5

a Compensation=Lin 25°C b Compensation=Standard†

a Compensation=Lin 20°C b Compensation=Standard†

2.50

a:Comp= 02.0 %/°C

mS∕cm

mSZGm

mSZcm

°C

٥c

Std 75 °C ist das standardmässige Kompensationsverfahren bezogen auf eine Temperatur von 75 °C. Diese Kompensation eignet sich speziell für Messungen in Reinstwasser bei erhöhter Temperatur (Der spezifische Widerstand von Reinstwasser kompensiert auf eine Temperatur von 75 °C beträgt 2,4818 MΩ-cm.)

Kompensation Glykol.5 entspricht den Temperatureigenschaften von 50% Ethylenglykol in Wasser. Mit dieser Lösung kompensierte Messungen können mehr als $18 \text{ M}\Omega$ -cm erreichen.

Kompensation Glykol1 entspricht den Temperatureigenschaften von 100% Ethylenglykol. Kompensierte Messungen können weit über 18 MΩ-cm erreichen.

Kationenkompensation wird in Anwendungen der Energieindustrie benutzt, bei denen die Probe nach einem Kationenaustauscher gemessen wird. Sie berücksichtigt die Wirkungen der Temperatur auf die Dissoziation von reinem Wasser in Gegenwart von Säuren.

Alkoholkompensation liefert Temperatureigenschaften einer Lösung mit 75% Isopropylalkohol in reinem Wasser. Mit dieser Lösung kompensierte Messungen können mehr als 18 MΩ-cm erreichen.

Ammoniakkompensation wird in Anwendungen der Energieindustrie benutzt, für spezifische Leitfähigkeit, für Proben bei einer Wasseraufbereitung mit Ammoniak und/oder ETA (Ethanolamin). Sie berücksichtigt die Wirkungen der Temperatur auf die Dissoziation von reinem Wasser in Gegenwart von Basen.

Lineare Kompensation 25 °C passt die Anzeige um einen Faktor an, der als%/°C ausgedrückt wird (Abweichung von 25 °C). Nur verwenden, wenn die Messlösung einen bestimmten linearen Temperaturkoeffizienten hat.

Werkseinstellung ist 2,0%/°C.

Lineare Kompensation 20 °C passt die Anzeige um einen Faktor an, der als %/°C ausgedrückt wird (Abweichung von 20 °C). Nur verwenden, wenn die Messlösung einen bestimmten linearen Temperaturkoeffizienten hat.

Werkseinstellung ist 2,0%/°C.

Wurden als Kompensationsmodus «Lin 25 °C» oder «Lin 20 °C» gewählt, dann kann der Faktor zur Anpassung der Messwerte nach Drücken der Taste [ENTER] angepasst werden (in Messzeile 1 oder 2 zweimal [ENTER] drücken).

Den Faktor für die Temperaturkompensation anpassen.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

8.2.3.2 Konzentrationstabelle

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter Leitfähigkeit gewählt wurde, oder ein ISM-Leitfähigkeitssensor mit 4-Pol-Messzelle am Transmitter angeschlossen ist, kann eine Konzentrationstabelle festgelegt werden.

Zur Anpassung an kundenspezifische Lösungen lassen sich bis zu 5 Konzentrationswerte zusammen mit bis zu 5 Temperaturwerten in einer Matrix bearbeiten. Die gewünschten Werte können im Menü für die Konzentrationstabelle bearbeitet werden. Ausserdem lassen sich hier auch die Leiffähigkeitswerte für die entsprechenden Temperatur- und Konzentrationswerte bearbeiten.

Um die Eingaben vornehmen zu können, muss das angezeigte Menü «Konzentrationstabelle» ausgewählt werden (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)

B	2.50 18.4	m5∕cm °C	Gewünschte Einheit festlegen.
Unit	C = %Conc.	٠	Drücken Sie [ENTER].
Û	∍		HINWEIS: Siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal», um die in der Anzeige dargestellte Einheit auszuwählen.
в	2.50	mS∕cm	Geben Sie die Anzahl der gewünschten Temperatur- (Temp Point) und Konzentrationspunkte ein.
в	18.4	°C	Drücken Sie [ENTER].
Temr Cond	> Point = 2 centration Poi	.nt=2 ↑	
в	2.50	mS∕cm	Geben Sie die Werte für die verschiedenen Konzentrationen (ConcentrationX) ein.
в	18.4	°C	Drücken Sie [ENTER].
Cond Cond	centration1 = centration2 =	1.250 7.500 ↑	
B	2.50	mS∕cm	Geben Sie den Wert für die 1. Temperatur (Temp1) ein und den Wert für die Leitfähigkeit, die zur ersten Konzentration und dieser Temperatur gehört.
_	10.4	°C	Drücken Sie [ENTER].
Tem Cond	>1 = 20.00 °C 4_1.250 = 1.10	00µ5∕cm†	Geben Sie den Wert für die Leitfähigkeit ein, der zur zweiten Konzentration und dem ersten Temperaturwert gehört und drücken Sie [ENTER] usw.
			Nach der Eingabe aller zu den verschiedenen Konzentrationen und dem ersten Temperaturpunkt gehörenden Leitfähigkeitswerte geben Sie auf gleiche Weise den Wert für den 2. Temperaturpunkt (Temp2) und den Wert für die Leitfähigkeit ein, die zum zweiten Temperaturpunkt und zum ersten Konzentrationswert gehört. Drücken Sie [ENTER] und fahren Sie in derselben Weise mit dem nächsten Konzentrationspunkt fort, wie für den ersten Temperaturpunkt beschrieben.
			Geben Sie die Werte bei jedem Temperaturpunkt auf diese Weise ein. Nach Eingabe des letzten Wertes drücken Sie erneut [ENTER]. Es erscheint das Dialogfeld Änderungen speichern. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.
Û	D		HINWEIS: Die Werte für die Temperatur müssen beginnend mit Temp1 über Temp2, Temp3 usw. stets grösser werden. Die Werte für die Konzentration müssen, beginnend mit Konzentration1 über Konzentration2, Konzentration3 usw. stets grösser werden.
Ĵ	–		HINWEIS: Die Leiffähigkeitswerte müssen bei den unterschiedlichen Temperaturen grösser oder kleiner werden, beginnend bei Konzentration1 über Konzentration2, Konzentration3 usw. Maxima und/oder Minima sind nicht erlaubt. Wenn die Leiffähigkeitswerte bei Temp1 bei verschiedenen Konzentrationen grösser werden, müssen sie auch bei anderen Temperaturen grösser werden. Wenn die Leiffähigkeitswerte bei Temp1 bei verschiedenen Konzentrationen kleiner werden, müssen sie auch bei anderen Temperaturen kleiner werden, müssen sie auch bei anderen Temperaturen kleiner werden.

8.2.3.3 Parameter für pH/Redox

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter pH/Redox gewählt wurde, oder ein pH-Sensor mit ISM-Technologie am Transmitter angeschlossen ist, können die folgenden Parameter eingestellt bzw. justiert werden: Drift Kontrolle, Puffererkennung, STC, IP, fest vorgegebene Kalibriertemperatur und die angezeigten Einheiten für Steilheit und Nullpunkt.

Um diese Justierungen bzw. Einstellungen vornehmen zu können, muss in der Anzeige das Menü «pH» gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)

Wählen Sie **Drift Kontrolle** für Justierungen als Auto (die Kriterien Abweichung und Zeit müssen erfüllt sein) oder Manual (der Benutzer kann entscheiden, wann ein Signal stabil genug ist, um die Kalibrierung abzuschliessen) und anschliessend wählen Sie die entsprechende Puffertabelle für die automatische Puffererkennung. Bleibt die Drift in einem 19-Sekunden-Intervall unter 0,4 mV sind die Messwerte stabil und die Justierung wird mit dem letzten Messergebnis durchgeführt. Wird das Driftkriterium nicht innerhalb von 300 Sekunden erreicht, wird die Justierung abgebrochen und die Meldung «Justierung abgebrochen Beenden mit ENTER» angezeigt.

Drücken Sie [ENTER].

Für die automatische **Puffererkennung** während der Justierung wählen Sie die zu verwendende Pufferlösung: Mettler-9, Mettler-10, NIST Tech, NIST Std = JIS Std, HACH, CIBA, MERCK, WTW, JIS Z 8802 oder keiner. Siehe Abschnitt 19 «Puffertabellen» für die Pufferwerte. Falls die automatische Puffererkennung nicht verwendet wird, oder wenn die verfügbaren Puffer andere als die oben aufgeführten sind, dann wählen Sie keiner. Drücken Sie [ENTER].

HINWEIS: Für pH-Elektroden mit Dualmembran (pH/pNa) ist nur der Puffer Na+ 3,9 M (siehe Abschnitt 19.2.1 «Mettler-pH/pNa Puffer (Na+ 3,9 M)») verfügbar.

STC (Solution Temperature Coefficient) ist der Koeffizient für die Lösungstemperatur in pH-Einheiten/°C bezogen auf 25 °C (Voreinstellung = 0,000 für die meisten Anwendungen). Für Reinwasser ist dieser Wert auf 0,016 pH/ °C einzustellen. Für Kraftwerkswasserproben mit geringer Leitfähigkeit und einem pH nahe 9 ist ein Wert von 0,033 pH/ °C einzustellen. Diese positiven Koeffizienten kompensieren den negativen Temperatureinfluss auf den pH-Wert bei derartigen Proben. Drücken Sie [ENTER].

IP ist der Wert des Isothermalpunktes (Voreinstellung = 7,000 für die meisten Applikationen). Dieser Wert kann für spezielle Kompensationsanforderungen oder Innenpuffer die nicht Standard sind, angepasst werden. Drücken Sie [ENTER].

STC RefTemp dient zur Einstellung der Referenztemperatur für die Temperaturkompensation für Lösungen. Der angezeigte Wert und das Ausgangssignal beziehen sich auf STC-RefTemp. Die Auswahl «Nein» bedeutet, dass die Temperaturkompensation für Lösungen nicht aktiviert ist. Als Referenztemperatur dient üblicherweise 25 °C. Drücken Sie [ENTER].

Die Einheiten für Steilheit und Nullpunkt, die auf dem Display erscheinen sollen, können gewählt werden. Für die Steilheit ist [%] voreingestellt und kann in [pH/mV] geändert werden. Für den Nullpunkt ist als Einheit [pH] voreingestellt und kann in [mV] geändert werden. Mit der Taste ► in das Eingabefeld wechseln und die Einheit mit der Taste ▲ oder ▼ auswählen.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld zum «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.



7.00 PH

А



° 7.00 ⊧н ° 25.00 ∘

8.2.3.4 Parameter für die Sauerstoffmessung mit amperometrischen Sensoren

	Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») die Parameter O_2 hi, O_2 lo oder O_2 Spuren gewählt wurden oder ein Sauerstoffsensor mit ISM-Technologie am Transmitter angeschlossen ist, können die folgenden Parameter eingestellt bzw. justiert werden: Justierdruck, Prozessdruck, ProzCalPres, Salzgehalt und relative Feuchtigkeit. Wenn ein ISM- Sensor angeschlossen ist, besteht zusätzlich die Option der Spannungseinstellung.
	Um diese Justierungen bzw. Einstellungen vornehmen zu können, muss das Menü « O_2 » gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)
^B 21.7 ^{xair}	Geben Sie den Justierdruck in Zeile 3 ein. Der Vorgabewert für CalDruck ist 759,8 und die vor- eingestellte Einheit mm Hg.
CalPres = 759.8 mmH9 ProcPres= Edit *	Wählen Sie Zeile 4 für die manuelle Eingabe des zugehörigen Prozessdrucks. Wählen Sie Ain, wenn ein Analogeingangssignal für den zugehörigen Prozessdruck verwendet wird. Wählen Sie PA, wenn der Wert für die Druckkompensation über PA zur Verfügung steht. Drücken Sie [ENTER].
B 21.7 %air B 25.0 °C	Wenn Edit ausgewählt wurde, erscheint ein Eingabefeld für die manuelle Eingabe des Wertes. Wenn Ain ausgewählt wurde, muss der Startwert (4 mA) und der Endwert (20 mA) für den Be- reich 4 bis 20 mA Eingangssignal ausgewählt werden.
ProcPres= 759.8 mmH9 ↑	Drücken Sie [ENTER].
в 21.7 _{Хаіг} в 25.0 ос	Für den Algorithmus der Prozessjustierung ist der zugehörige Druck (ProzCalPres) festzulegen. Dafür kann der Wert des Prozessdrucks (ProzDruck) oder des Justierdrucks (CalDruck) einge- setzt werden. Wählen Sie den Druck, der während der Prozessjustierung auftritt bzw. der für den Algorithmus und den Druck einzusetzen ist.
Proclairres= Lairres Drift Control = Auto ↑	Wählen Sie die erforderliche Drift Kontrolle des Messsignals während der Justierung. Wählen Sie manuell, wenn der Benutzer entscheiden will, wann ein Signal stabil genug ist, um die Justie- rung abzuschliessen. Wählen Sie Auto und es erfolgt eine automatische Kontrolle der Stabilität des Sensorsignals während der Justierung durch den Transmitter. Drücken Sie [ENTER]
^B 21.7 zain	Im nächsten Schritt kann der Salzgehalt der Messlösung angepasst werden.
B 25.0 °C Salinity = 0.000 g/Kg RelativeHumid = 100 % +	Zusätzlich kann die relative Feuchtigkeit des Kalibriergases ebenfalls eingegeben werden. Die re- lative Feuchtigkeit darf im Bereich von 0% bis 100% liegen. Wenn kein Messwert für Feuchtig- keit verfügbar ist, 50% einstellen (voreingestellter Wert).
	Drücken Sie [ENTER].
B 21.7 xair B 25.0 ∘c	Wenn ein ISM-Sensor angeschlossen bzw. konfiguriert wurde, besteht zusätzlich die Option, die Polarisationsspannung des Sensors einzustellen. Für Messmodus (Umeaspol) und Justiermo- dus (Ucalpol) können unterschiedliche Werte eingegeben werden. Liegen die eingegebenen Werte im Bereich von 0 mV bis –550 mV, wird der angeschlossene Sensor auf eine Polarisati- onsspannung von –500 mV eingestellt. Liegen die eingegebenen Werte unter –550 mV, wird der angeschlossene Sensor auf eine Polarisationsspannung von –674 mV eingestellt.
Ċ	HINWEIS: Bei einer Prozessjustierung wird die Polarisationsspannung Umeaspol, die für den Messmodus vorgegeben wurde, verwendet.
Ć	HINWEIS: Wird eine Einpunktjustierung durchgeführt, sendet der Transmitter die für die Justie- rung erforderliche Polarisationsspannung an den Sensor. Unterscheiden sich die Polarisations- spannungen für Mess- und Justiermodus, wartet der Transmitter 120 Sekunden, bevor er die Justierung startet. In diesem Fall schaltet der Transmitter nach erfolgter Justierung für 120

Sekunden in den HOLD-Zustand, bevor er in den Messmodus zurückkehrt.
Drücken Sie [ENTER].



в

в

в

в

в

23.0

CalPres = 759.8 mmH9 ProcPres= Edit

23.0

25.0

ProcPres= 759.8 mmH9

23.0

25.0

PPb02

pph02

PPb02

°C

٩C

÷

°C

Im Display wird das Dialogfeld «Änd. speichern?» angezeigt. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

8.2.3.5 Parameter für die Sauerstoffmessung mit optischen Sensoren

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter O₂ Opt gewählt wurde, können die folgenden Parameter eingestellt bzw. kalibriert werden: Kalibrierdruck, Prozessdruck, ProCalPres, Salzgehalt, Drift Kontrolle und relative Feuchtigkeit.

Um diese Einstellungen durchführen zu können, muss das Menü «O₂ optical» im Display gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)

Drücken Sie [ENTER].

Geben Sie den Justierdruck ein (Zeile 3). Der Vorgabewert für CalDruck ist 759,8 und die voreingestellte Einheit mmHg.

Wählen Sie Zeile 4 für die manuelle Eingabe des zugehörigen Prozessdrucks. Wählen Sie Ain, wenn ein Analogeingangssignal für den zugehörigen Prozessdruck verwendet wird. Drücken Sie [ENTER].

Wenn Edit ausgewählt wurde, erscheint ein Eingabefeld für die manuelle Eingabe des Wertes. Wenn Ain ausgewählt wurde, muss der Startwert (4 mA) und der Endwert (20 mA) für den Bereich 4 bis 20 mA Eingangssignal ausgewählt werden.

Drücken Sie [ENTER].

HINWEIS: Siehe Abschnitt 4.3.6 «TB2 – Sauerstoff optisch, CO2 hi ISM (digitale) Sensoren».

Für den Algorithmus der Prozessjustierung ist der zugehörige Druck (ProzCalPres) festzulegen. Dafür kann der Wert des Prozessdrucks (ProzDruck) oder des Justierdrucks (CalDruck) eingesetzt werden. Wählen Sie den Druck, der während der Prozessjustierung auftritt bzw. der für den Algorithmus und den Druck einzusetzen ist.

Wählen Sie Drift Kontrolle für Justierungen als Auto (die Kriterien Abweichung müssen erfüllt sein) oder Manual (der Benutzer kann entscheiden, wann ein Signal stabil genug ist, um die Justierung abzuschließen). Wenn Auto gewählt wurde, prüft der Sensor die Drift. Wird das Driftkriterium nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit erreicht (je nach Sensormodell), wird die Justierung abgebrochen und die Meldung «Justierung abgebrochen Beenden mit ENTER» angezeigt.

Drücken Sie [ENTER].

B 23.0 PPb02 B 25.0 °C Salinity = 0.000 g/Kg RelativeHumid = 100 % ↑ Im nächsten Schritt kann der Salzgehalt der Messlösung angepasst werden.

Zusätzlich kann die relative Feuchtigkeit des Kalibriergases ebenfalls eingegeben werden. Die relative Feuchtigkeit darf im Bereich von 0% bis 100% liegen. Wenn kein Messwert für Feuchtigkeit verfügbar ist, 50% einstellen (voreingestellter Wert).

Drücken Sie [ENTER].

в	23.0	PPb02
в	25.0	°C

ProcCal = Calibration 🛧

Wählen Sie unter ProcCal zwischen den Parametern Skalierung und Kalibrierung für die Prozesskalibrierung. Bei Skalierung bleibt die Justierkurve des Sensors unverändert, aber das Ausgangssignal des Sensors wird skaliert. Bei Justierwerten <1%, wird der Offset des Sensorausgangssignals beim Skalieren verändert. Bei Werten > 1%, wird die Steilheit des Ausgangssignals angepasst. Weitere Informationen zur Skalierung finden Sie in der Anleitung zum Sensor.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

8.2.3.6 Einstellen der Messrate für optische Sensoren

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter O2 Opt gewählt wurde, kann der Parameter O₂ Opt Messrate eingestellt werden.

Um diese Einstellung vornehmen zu können, muss das Menü «O2 opt Messrate» gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)

Das Zeitintervall zwischen zwei Messzyklen des Sensors ist einstellbar d.h. kann an eine Anwendung angepasst werden. Ein größerer Wert verlängert die Lebensdauer der OptoCap des Sensors.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

8.2.3.7 LED-Modus

LED ist dauerhaft ausgeschaltet.

LED ist dauerhaft eingeschaltet.

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter O₂ Opt gewählt wurde, können die Parameter LED, T off, DI 1 LED-Steuerung eingestellt bzw. kalibriert werden.

Um diese Einstellungen vornehmen zu können, muss das Menü «LED-Modus» gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)

Der Betriebsmodus für die LED im Sensor kann gewählt werden. Folgende Optionen stehen zur Wahl.

über den Digitaleingang ausgeschaltet wird (siehe übernächsten Wert).

HINWEIS: Wenn die LED ausgeschaltet ist, erfolgt keine Sauerstoffmessung.

Die LED bleibt solange eingeschaltet, wie die im Messmedium gemessene Temperatur

kleiner ist als Toff (siehe nächsten Wert) oder bis sie durch ein digitales Eingangssignal

- в 23.0PPb02 в 25.0۰c LED:Auto $\mathbf{\Phi}$

в

23.0

Sampling rate 1 sec/measurement †

eeb02



в 23.0eeb02 в on Toff =40.00 ℃

Je nach gemessener Temperatur im Messmedium kann die LED im Sensor automatisch ausgeschaltet werden. Liegt die Temperatur im Messmedium höher als Toff, wird die LED ausgeschaltet. Die LED wird sofort ausgeschaltet, wenn die Temperatur im Medium unter einen Wert von Toff – 3K fällt. Mit dieser Funktion kann die Lebensdauer der OptoCap durch Ausschalten der LED während SIP- oder CIP-Zyklen verlängert werden.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Betriebsmodus der LED auf «Auto» eingestellt ist.

Drücken Sie [ENTER].

Drücken Sie [ENTER].

Aus:

Ein:

Auto:

^в 23.0 ревоз в 25.0 «с	Der Betriebsmodus der LED im Sensor kann auch über ein digitales Eingangssignal DI1 vom Transmitter gesteuert werden. Wenn der Parameter «DI 1 LED control» auf Ja eingestellt ist, wird die LED ausgeschaltet wenn DI1 aktiv ist. Wenn «DI 1 LED control» auf Nein eingestellt ist, be- einflusst das Signal DI1 den Betriebsmodus der Sensor-LED.
DI 1 LED control= Yes 🛧	Dies ist eine nützliche Funktion zur Fernsteuerung des Sensors über eine SPS oder DCS.
() ()	HINWEIS: Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Betriebsmodus der LED auf «Auto» einge- stellt ist.
	Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.
	8.2.3.8 Parameter für gelöstes Kohlendioxid
	Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter CO ₂ gewählt wurde, können die folgenden Parameter eingestellt bzw. kalibriert werden: Drift Kon- trolle, Salzgehalt, HCO ₃ , TotPres und die angezeigten Einheiten für Steilheit und Nullpunkt.
	Um diese Kalibrierung bzw. Einstellungen vornehmen zu können, muss das Menü «CO ₂ » gewählt werden. (siehe Abschnitt 8.2.3 «Einstellungen gemäss vorgegebener Parameter»)
A 2.8 hPa A 26.1 oc Drift Control = Auto PH Buffer= Mettler-9 A	Wählen Sie Drift Kontrolle für die Justierung als Auto (die Kriterien Abweichung und Zeit müssen erfüllt sein) oder Manual (der Benutzer kann entscheiden wann ein Signal stabil genug ist, um die Justierung abzuschließen) und anschließend wählen Sie die entsprechende Puffertabelle für die automatische Puffererkennung. Bleibt die Drift in einem 19-Sekunden-Intervall unter 0,4 mV sind die Messwerte stabil und die Justierung wird mit dem letzten Messergebnis durchgeführt. Wird das Driftkriterium nicht innerhalb von 300 Sekunden erreicht, wird die Justierung abgebrochen und die Meldung «Justierung abgebrochen Beenden mit ENTER» angezeigt.
	Für die automatische Puffererkennung während der Justierung wählen Sie den Puffer Mettler-9. Zur Justierung verwenden Sie bitte die Lösung mit pH = 7,00 und/oder pH = 9,21. Falls die automatische Puffererkennung nicht verwendet wird, oder wenn die verfügbaren Puffer andere als die oben aufgeführten sind, dann wählen Sie keiner. Drücken Sie [ENTER] um fortzufahren.
 A 2.8 hPa A 26.1 oc Salinity = 28.00 9/L 	Der Salzgehalt gibt den Gesamtgehalt gelöster Salze im CO ₂ -Elektrolyt des am Transmitter an- geschlossenen Sensors an. Dieser Parameter ist sensorspezifisch. Der voreingestellte Wert (28,00 g/l) gilt für den Sensor InPro 5000. Diesen Parameter keinesfalls ändern, wenn der In- Pro 5000 verwendet wird.
HCO3 = 0.050 Mol∕L ↑ ↑	Der Parameter HCO₃ gibt die Konzentration des Hydrogencarbonats im CO ₂ -Elektrolyt des am Transmitter angeschlossenen Sensors an. Dieser Parameter ist ebenfalls sensorspezifisch. Der voreingestellte Wert von 0,050 Mol/I gilt für den Sensor InPro 5000. Diesen Parameter keinesfalls ändern, wenn der InPro 5000 verwendet wird.
	Drücken Sie erneut [ENTER] um fortzufahren.
^в 2.8 мРа ^в 26.1 ∝с	Wenn % sat die Einheit für das gemessene gelöste Kohlendioxid ist, muss der Druck während der Justierung bzw. Messung berücksichtigt werden. Dies erfolgt mit der Einstellung des Para- meters TotPress.
TotPres = 750.0 mmH9	Wenn eine andere Einheit als % sat gewählt wurde, wird das Ergebnis von diesem Parameter nicht beeinflusst.



Die Einheiten für Steilheit und Nullpunkt, die auf dem Display erscheinen sollen, können gewählt werden. Für die Steilheit ist [%] voreingestellt und kann in [pH/mV] geändert werden. Für den Nullpunkt ist als Einheit [pH] voreingestellt und kann in [mV] geändert werden. Mit der Taste ► in das Eingabefeld wechseln und die Einheit mit der Taste ▲ oder ▼ auswählen.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld zum «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

8.2.3.9 Parameter für thermische Leitfähigkeit CO₂

Wenn während der Kanaleinstellung (siehe Abschnitt 8.2.1 «Setup Kanal») der Parameter CO₂ hi gewählt wurde, können die Parameter Driftkontrolle, CO₂ Löslichkeit, Temperaturfaktor eingestellt bzw. justiert werden.

Wählen Sie **Driftkontrolle** für Justierungen als Auto (Justierung wird automatisch anhand der Kriterien Drift und Zeit abgeschlossen) oder Manuell (der Benutzer kann entscheiden, wann ein CO₂-Signal stabil genug ist, um die Justierung abzuschließen).

в	5.5	hPa	

hPa

°C

≙

°C

5.5

Drift Control = Auto CO2-solub.=for heer

25.0

Drift Control = Manual CO2-solub.=for beer 1

в

в

Der Sensor ist im Auslieferungszustand bereits für den Einsatz in der Brauerei vorkalibriert.

Der Sensor bietet eine Auswahl an CO₂-Löslichkeiten für Messungen in Bier oder Wasser. Für andere Getränke hat der Benutzer die Möglichkeit, individuelle Werte für CO₂-Löslichkeit und Temperaturfaktor einzugeben.

Standardwerte für die Messung in Bier (Temperaturbereich $-5\ldots 50$ °C): CO_2-Löslichkeit (A): 1,420 g/I Temperaturfaktor (B): 2485

Werte für Reinwasser: CO₂-Löslichkeit (A): 1,471 g/l Temperaturfaktor (B): 2491

Werte für Coke: CO₂-Löslichkeit (A): 1,345 g/l Temperaturfaktor (B): 2370

^в 5.5 № ^в 25.0 ∞ Für Getränke, bei denen dem Benutzer die exakte CO₂-Löslichkeit und der Temperaturfaktor bekannt sind, lassen sich die Werte individuell einstellen. Wenn der Benutzer die Faktoren für Löslichkeit und Temperatur prüfen möchte, kann er das mit den folgenden Formeln:

Drift Control = Manual CO2-solub.=individual †

*	$HCO_2 =$	A x exp (B x (1/T – 1/298,15)
•	$cCO_2 =$	HCO ₂ x pCO ₂
	HCO ₂ :	Berechnete CO ₂ -Löslichkeit (Henry-Konstante) bei gemessener Prozesstemperatur.
	A:	Löslichkeit von CO ₂ (g/I bei 25 °C)
	B:	Temperaturfaktor (gültig für – 5 … 50 °C)
	cCO ₂ :	Berechnete CO ₂ -Konzentration

µS/can °C

.

uS/cm

°C

.

uS/cm

°C

.

A

A

A

A

A

Set Averaging

b Average = High

8.2.4 Durchschnittsbildung

Rufen Sie den Justiermodus auf, siehe Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen» und wählen Sie das Menü Messung (siehe Abschnitt 8.5 «Anzeige»).

Das Menü «Set Durchschnitt » mit der Taste ▲ oder ▼ auswählen. Drücken Sie [ENTER].

Die Durchschnittsbildung (Filterung) kann nun für jede Messwertzeile gewählt werden. Wählbar sind die Optionen Spezial (voreingestellt), Keine, Gering, Mittel und Hoch:

= keine Durchschnittsbildung oder Filterung Keine

Gering = entspricht einem gleitenden Durchschnitt mit 3 Punkten

= entspricht einem gleitenden Durchschnitt mit 6 Punkten Mittel

Hoch = entspricht einem gleitenden Durchschnitt mit 10 Punkten

Spezial = die Durchschnittsbildung hängt von den Signaländerungen ab (normal hoher Durchschnitt, jedoch niedriger Durchschnitt bei grösseren Veränderungen beim Eingangssignal)

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

8.3 Alarm/Clean

(PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean)

Rufen Sie den Konfigurationsmodus auf, siehe Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen».



97

Change Yes & Exit Press ENTER to Exit

77

0.28

А

A	25.0	µ5∕см °С
Setup	Alarm	٨
A	0.28	µS∕cm
A	25.0	°C

No 1

Alarm Power Failure

8.3.1 Alarm

In diesem Menüpunkt können sie die Alarmfunktion für das Display konfigurieren. Über die PRO-FIBUS PA-Schnittstelle können Sie den vom diskreten Eingangsblock übermittelten Alarmzustand auslesen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation «PROFIBUS PA Multiparameter-Transmitter M400 PA» auf der Internetseite «http://www.mt.com/m400-2wire».

Um «Setup Alarm» zu wählen, drücken Sie die Taste \blacktriangle oder \triangledown . Bestätigen Sie die Auswahl mit [ENTER].

Um «Alarm event» zu bestätigen, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼. Drücken Sie die Tasten ◀ und ▶, um den Menüpunkt «No/Yes» zu wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit [ENTER].

Eines der folgenden Ereignisse kann einen Alarm auslösen:

- 1. Stromausfall
- 2. Softwarefehler
- 3. Rg Diagnose Widerstand der pH-Glasmembran (nur bei pH-Sensoren, pH/pNa Rg Diagnose für pH- und pNa Glasmembranen)
- 4. Rr Diagnose Widerstand der pH-Bezugselektrode (nur bei pH-Sensoren, ausgenommen pH/pNa)
- 5. Leitfähigkeits-Messzelle offen (nur bei analogen 2-Pol- und 4-Pol-Leitfähigkeitssensoren)
- Leitfähigkeits-Messzelle kurzgeschlossen (nur bei analogen 2-Pol- und 4-Pol-Leitfähigkeitssensoren)
- 7. Kanal B nicht angeschlossen (nur ISM-Sensoren)
- 8. Shaft Fehler (nur bei optischen Sensoren)
- 9. Signal Fehler (nur bei optischen Sensoren)
- 10. Hardware Fehler (nur bei optischen Sensoren)
- 11. Dry Cond sensor (nur ISM-Leitfähigkeitssensoren)
- 12. Cell deviation (nur ISM-Leitfähigkeitssensoren)
- 13. Elektrolyt muss nachgefüllt werden (nur amperometrische ISM-Sauerstoffsensoren)



Wenn eines dieser Ereignisse auf Ja eingestellt ist und die Alarmbedingungen erfüllt sind, wird das blinkende Symbol \triangle im Display angezeigt und eine Alarmmeldung gespeichert (siehe Abschnitt 11.1 «Meldungen»).

Über die PROFIBUS PA-Schnittstelle können Sie den vom diskreten Eingangsblock übermittelten Alarmzustand auslesen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation «PROFIBUS PA Multiparameter-Transmitter M400 PA» auf der Internetseite «http://www.mt.com/m400-2wire».

Alarmbedingungen sind:

- 1. Stromausfall oder Ein- und Ausschalten
- 2. Software-Überwachung (Watchdog) führt einen Reset durch
- 3. Rg liegt ausserhalb der Toleranz z. B. zerbrochene Messelektrode (nur bei pH-Sensoren, pH/pNa Rg Diagnose für pH- und pNa Glasmembranen)
- 4. Rg liegt ausserhalb der Toleranz z. B. zugesetzte oder verbrauchte Referenzelektrode (nur bei pH-Sensoren, ausgenommen pH/pNa)
- 5. Wenn der Leitfähigkeitssensor der Luft ausgesetzt ist (z.B. in einer leergelaufenen Rohrleitung) (gilt nur für Widerstands-Leitfähigkeitssensoren)
- 6. Wenn der Leitfähigkeitssensor einen Kurzschluss aufweist (gilt nur für induktive Leitfähigkeitssensoren)
- 7. Kein Sensor am Kanal B angeschlossen ist (nur ISM-Sensoren)
- Wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs liegt, zu viel Streulicht vorhanden ist (z.B. weil eine Glasfaser gebrochen ist) oder der Schaft entfernt wurde (siehe Abschnitt 10.1 «Diagnose», PFAD: Menu/Service/Diagnostics/O₂ optical) (nur für optische Sensoren)
- 9. Wenn das Signal oder der Temperaturwert außerhalb des Bereichs liegt (siehe Abschnitt 10.1 «Diagnose», PFAD: Menu/Service/Diagnostics/O₂ optical) (nur für optische Sensoren)

- 10. Wenn ein Hardwarefehler aufgetreten ist (siehe Abschnitt 10.1 «Diagnose», PFAD: Menu/ Service/Diagnostics/O₂ optical) (nur für optische Sensoren)
- 11. Wenn der Leitfähigkeitssensor der Luft ausgesetzt ist (z.B. in einer leergelaufenen Rohrleitung) (gilt nur für ISM-Leitfähigkeitssensoren)
- 12. Wenn die Zellkonstante (Multiplikator) ausserhalb des Toleranzbereichs liegt, d.h. zu stark vom werksseitigen Justierwert abweicht (gilt nur für ISM-Leitfähigkeitssensoren)
- Der Elektrolyt im Membrankörper erreicht einen Tiefstand, sodass die Verbindung zwischen Kathode und Referenz unterbrochen ist. Sofortmassnahmen sind zu ergreifen und der Membrankörper ist auszutauschen oder mit Elektrolyt aufzufüllen.

Bei 1 und 2 wird die Alarmanzeige abgeschaltet, wenn die Alarmmeldung gelöscht wird. Sie erscheint erneut, wenn der Strom weiterhin unterbrochen wird oder wenn die Überwachung (Watchdog) das System erneut zurücksetzt (Reset).

Nur bei pH-Sensoren

Bei 3 und 4 geht die Alarmanzeige aus, wenn die Meldung gelöscht wird und der Sensor ausgetauscht oder repariert wurde, sodass die Werte Rg und Rr innerhalb der Spezifikationen liegen. Wird die Rg- oder Rr-Meldung gelöscht und Rg oder Rr liegen weiterhin ausserhalb der Spezifikationen, bleibt der Alarm bestehen und die Meldung erscheint erneut. Der Rg- und Rr-Alarm können abgeschaltet werden, indem Sie diesen Menüpunkt aufrufen und die Einstellung für Rg-Diagnose und/oder Rr-Diagnose auf Nein stellen. Die Meldung kann dann gelöscht werden und die Alarmanzeige ist aus, auch wenn Rg oder Rr ausserhalb des Toleranzbereichs liegen.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte als aktuelle Werte zu übernehmen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es weitere Alarmmeldungen gibt, die im Display angezeigt werden. Informieren Sie sich im Abschnitt 14 «Fehlersuche» über die verschiedenen Listen mit Warnungen und Alarmen.

8.3.2 Reinigen

In diesem Menüpunkt können sie die Funktion Reinigen konfigurieren für das Display.

A 0.28 pS/cm A 25.00 °C CleanInterval= 0.000 hrs Clean Time = 0000 sec A

0.28

25.0

µS/cm

<u>ە</u>ر



Das Reinigungsintervall kann auf 0,000 bis 999,9 Stunden eingestellt werden. Die Einstellung 0 bedeutet, dass der Reinigungszyklus ausgeschaltet ist. Die Reinigungszeit kann von 0 bis 9999 Sekunden eingestellt werden und muss kleiner als das Reinigungsintervall sein.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

Hinweis: Die Funktion Reinigen ist auch über PA verfügbar.



```
\widehat{\mathcal{T}}
```

A

A

8.4 ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sauerstoff und gelöstes Kohlendioxid)

(PFAD: Menu/Configure/ISM Setup)

Rufen Sie den Konfigurationsmodus auf (siehe Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen») und wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Menü «ISM-Einstellungen» aus. Drücken Sie [ENTER].

8.4.1 Sensorüberwachung

Wählen Sie den Menüpunkt «Sensorüberwachung» und drücken Sie [ENTER].

Die Optionen für die Sensorüberwachung können ein- oder ausgeschaltet werden. Über die PRO-FIBUS PA-Schnittstelle lassen sich die über den diskreten Eingangsblock übermittelten Überwachungswerte des Sensors auslesen. Folgende Option kann gewählt werden:

Standzeit Indikator: Die dynamische Anzeige der Lebensdauer ermöglicht eine Abschätzung der noch verbleibenden Nutzungsdauer von pH-Sensoren oder des Innenkörpers eines amperometrischen Sauerstoffsensors auf Basis der tatsächlichen Belastung, welcher der Sensor ausgesetzt ist. Der Sensor berücksichtigt ständig die durchschnittliche Belastung der vergangenen Tage und kann aufgrund dieser Daten die zu erwartende Lebensdauer entsprechen herauf- bzw. herabsetzen.

«YES/NO»

«YES/NO»

Anzeige der Lebensdauer Alarm

Die folgenden Parameter beeinflussen die Anzeige der Lebensdauer:

- Dynamische Parameter:
- Temperatur
- pH- oder Squerstoffwert
- Glasimpedanz (nur pH-Sensor)
- Bezugsimpedanz (nur pH-Sensor)
- Statische Parameter: - Kalibrierprotokoll
- Nullpunkt und Steilheit
- CIP/SIP/ Autoklavier-Zyklen

Der Sensor speichert diese Informationen in seiner integrierten Elektronik, die über den Transmitter oder die iSense Asset Management Suite ausgelesen werden kann.

Der Alarm wird zurückgesetzt, wenn die Anzeige der Lebensdauer nicht mehr O Tage beträgt (z. B. nachdem ein neuer Sensor angeschlossen, oder Änderungen bei den Messbedingungen vorgenommen wurden).

Bei amperometrischen Sauerstoffsensoren bezieht sich die Anzeige der Lebensdauer auf den Innenkörper des Sensors. Nach dem Austausch des Innenkörpers kann der Standzeit Indikator im Menü Abschnitt 8.4.5 «Reset ISM Zähler/Timer» zurückgesetzt werden.

Ist die Anzeige der Lebensdauer eingeschaltet, erscheint der Wert im Messmodus automatisch im Display in Zeile 3.

Drücken Sie [ENTER].

7 00 PН в ٩C ISM Setup Sensor Monitoring

в

в	7.00	РH
в	25.0	°C

Lifetime Indicator No Alarm No

^в 7.00 _{РН} ^в 25.0 ∘с	Restzeit Wartung: Dieser Timer bestimmt optimale Messleistung gewährleistet ist. De Parameter.	den Zeitpunkt der nächsten Wartung, damit immer die er Timer reagiert auf bedeutende Änderungen der DLI-
Time to Maint No Alarm No 🕈	Nächste Wartung Alarm	«YES/NO» «YES/NO»
	Die Restzeit Wartung kann auf den Ausgar ISM-Zähler/Timer» (siehe Abschnitt 8.4.5 Sauerstoffsensoren bedeutet die Restzeit W Innenkörper und Elektrolyt des Sensors.	ngswert zurückgesetzt werden im Menü «Reset «Reset ISM Zähler/Timer»). Bei amperometrischen /artung einen Wartungszyklus für Membran,
	Drücken Sie [ENTER].	
^в 7.00 _{РН} ^в 25.0 ∘с	Aktivieren des Adapt Kal Timer: Dieser Tin damit immer die optimale Messleistung ge derungen der DLI-Parameter.	ner bestimmt den Zeitpunkt der nächsten Justierung, ewährleistet ist. Der Timer reagiert auf bedeutende Än-
Adapt Cal Timer No Alarm No 🕈	Adapt Kal Timer Alarm	«YES/NO» «YES/NO»
	Der Adaptive Kalibriertimer wird nach erfol setzt. Nach erfolgter Justierung wird auch eingeschaltet, erscheint der Wert automatis	gter Justierung auf seinen Ausgangswert zurückge- der Alarm zurückgesetzt. Ist der Adaptive Kalibriertimer sch im Display in Zeile 4.
	Drücken Sie [ENTER].	
^в 7.00 _{вн} в 25.0 _∝ [▲]	Der Ausgangswert für die Restzeit Wartung Erfahrungswerte der jeweiligen Anwendung	j sowie den Adaptiven Kalibriertimer lässt sich an die g anpassen.
Time to Maint 020.0d Adart Cal Timer 007d ↑		
ت	HINWEIS: Beim Anschliessen eines Senso den Adaptiven Kalibriertimer vom Sensor o	rs werden die Werte für Restzeit Wartung und/oder usgelesen und übernommen.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen und zum Messdisplay zurückzukehren. Mit Ja speichern Sie die Änderungen.

в	7.00	РH
в	25.0	°C
ISM CIP	Setup Cycle Limit	٠
в	7.00	РH
в	25.0	°C
CIP Ala	Max 000 Te rm Yes	mp 055 ↑

в

в

в

7.00

25.0

7.00

ISM Setup SIP Cycle Limit

SIP Max 000

РH

°C

РH

115

8.4.2 CIP Zyklus Limite

Drücken Sie die Tasten \blacktriangle und \triangledown , um den Menüpunkt «CIP Zyklus Limite» zu wählen und drükken Sie [ENTER].

Der CIP-Zyklenzähler zählt die Anzahl der CIP-Zyklen. Ist der Grenzwert erreicht (benutzerdefiniert), wird ein Alarm im Display angezeigt. Über die PROFIBUS PA-Schnittstelle lässt sich der über den diskreten Eingangsblock übermittelte Grenzwert des Autoklavierzyklus-Zählers auslesen. Folgende Option kann gewählt werden:

CIP Max 000	Temp. 055
Alarm	«YES/NO»

Bei der Einstellung Max 000 ist der Zähler abgeschaltet. Nach Austausch des Sensors wird der Alarm zurückgesetzt. Bei Sauerstoffsensoren kann der Alarm zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt 8.4.5 «Reset ISM Zähler/Timer»).

CIP-Eigenschaften: CIP-Zyklen werden vom Sensor automatisch erkannt. Da CIP-Zyklen ja nach Anwendung in unterschiedlicher Intensität (Dauer und Temperatur) erfolgen, erkennt der Algorithmus des Zählers einen Anstieg der Messtemperatur über eine einstellbare Grenze (Parameter **Temp** in °C). Sinkt die Temperatur nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten nach Erreichen der Temperatur, zählt der betreffende Zähler eine Stelle hoch und ist für die nächsten 2 Stunden gesperrt. Sollte der CIP-Zyklus länger als eine Stunde dauern, zählt der Zähler eine weitere Stelle hoch.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte als aktuelle Werte zu übernehmen.

8.4.3 SIP Zyklus Limite

Drücken Sie die Tasten \blacktriangle und \triangledown , um den Menüpunkt «SIP Zyklus Limite» zu wählen und drükken Sie [ENTER].

Der SIP-Zyklenzähler zählt die Anzahl der SIP-Zyklen. Ist der Grenzwert erreicht (benutzerdefiniert), kann ein Alarm im Display angezeigt werden. Über die PROFIBUS PA-Schnittstelle lässt sich der über den diskreten Eingangsblock übermittelte Grenzwert des Autoklavierzyklus-Zählers auslesen. Folgende Option kann gewählt werden:

SIP Max 000	Temp. 115
Alarm	«YES/NO»

Bei der Einstellung Max 000 ist der Zähler abgeschaltet. Nach Austausch des Sensors wird der Alarm zurückgesetzt. Bei Sauerstoffsensoren kann der Alarm zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt 8.4.5 «Reset ISM Zähler/Timer»).

SIP-Eigenschaften: SIP-Zyklen werden vom Sensor automatisch erkannt. Da SIP-Zyklen ja nach Anwendung in unterschiedlicher Intensität (Dauer und Temperatur) erfolgen, erkennt der Algorithmus des Zählers einen Anstieg der Messtemperatur über eine einstellbare Grenze (Parameter **Temp** in °C). Sinkt die Temperatur nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten nach Erreichen der Temperatur, zählt der betreffende Zähler eine Stelle hoch und ist für die nächsten 2 Stunden gesperrt. Sollte der SIP-Zyklus länger als eine Stunde dauern, zählt der Zähler eine weitere Stelle hoch.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte als aktuelle Werte zu übernehmen.

8.4.4 Autoklavierzyklus Limit

HINWEIS: Der Transmitter erkennt den angeschlossenen ISM-Sensor und aktiviert dieses Menü erst, wenn ein autoklavierbarer Sensor angeschlossen ist.

Drücken Sie die Taste ▲ und ▼, um den Menüpunkt «AutoKlav. Zykl Limite» zu wählen und drücken Sie [ENTER].

Der Autoklavierzyklus-Zähler zählt die Anzahl der Autoklavierzyklen. Ist der Grenzwert erreicht (benutzerdefiniert), kann ein Alarm im Display angezeigt werden. Über die PROFIBUS PA-Schnittstelle lässt sich der über den diskreten Eingangsblock übermittelte Grenzwert des Autoklavierzyklus-Zählers auslesen. Folgende Option kann gewählt werden:

Autoclave Max 000 Alarm «YES/NO»

Bei der Einstellung Max 000 ist der Zähler abgeschaltet. Nach Austausch des Sensors wird der Alarm zurückgesetzt. Bei Sauerstoffsensoren kann der Alarm auch manuell zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt 8.4.5 «Reset ISM Zähler/Timer»).

Autoklavieren Eigenschaften: Da während des Autoklavierzyklus der Sensor nicht mit dem Transmitter verbunden ist, werden Sie nach jedem Anschliessen des Sensors danach gefragt, ob dieser autoklaviert wurde oder nicht. Entsprechend Ihrer Eingabe wird der Zähler um eine Stelle hoch gesetzt oder nicht.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte als aktuelle Werte zu übernehmen.

```
B 7.00 PH
B 25.0 °C
ISM Setup
Autoclave Cycle Limit ↑
```

В 7.00 рн В 25.0 ос Rutoclave Max 000 л

7.00

25.0

7.00

25.0

DLI Stress Adjustment Process Stress Medium

в

в

ISM Setup DLI Stress Adjustment 🛧

РH

РH

°C

*

8.4.5 Reset ISM Zähler/Timer

In diesem Menüpunkt können Sie Zähler- und Timerfunktionen zurücksetzen, bei denen dies nicht automatisch erfolgt. Der adaptive Kalibriertimer wird nach der Kalibrierung zurückgesetzt.

 B 71.5 %sat B 25.0 ∞c ISM Seture 	Drücken Sie die Taste ▲ und ▼, um den Menüpunkt «Reset ISM Zähler/Timer» zu wählen und drücken Sie [ENTER].
Reset ISM Counter/Timer↑ B 71.5 %sat B 25.0 °C	Wenn ein pH-Sensor oder amperometrischer Sauerstoffsensor angeschlossen ist, wird das Menü zum Zurücksetzen der Restzeit Wartung angezeigt. Restzeit Wartung muss nach den folgenden Arbeiten zurückgesetzt werden.
Reset Time to Maint No \uparrow	pH-Sensoren: manueller Wartungszyklus des Sensors. Sauerstoffsensor: manueller Wartungszyklus des Sensors oder Austausch des Sensor-Innenkörpers.
	Drücken Sie [ENTER].
^в 71.5 _{×set} ^в 25.0 ∞	Wenn ein Sauerstoffsensor angeschlossen ist, wird das Menü zum Zurücksetzen der CIP- und SIP-Zähler angezeigt. Diese Zähler müssen nach folgenden Arbeiten zurückgesetzt werden.
	Amperometrischer Sensor: Austausch des Sensor-Innenkörpers.
Reset CIP No Reset SIP No 🕈	Drücken Sie [ENTER]

8.4.6 DLI Einstellen der Beanspruchung (nur ISM-Sensoren für pH)

In diesem Menü lassen sich die Berechnungen der Diagnosedaten DLI, TTM und ACT den Anforderungen der Anwendung und/oder den Erfahrungswerten entsprechend anpassen.

HINWEIS: Die Funktion ist nur bei ISM-Sensoren für pH mit entsprechenden Firmwareversionen verfügbar.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt «DLI Einstellen der Beanspruchung» und drücken Sie [ENTER].

Nehmen Sie die Anpassung der Prozessparameter für die Beanspruchung auf Basis der speziel-Ien Anwendung und/oder der Anforderungen vor.

Niedrig: DLI, TTM und ACT werden um etwa 25% erhöht im Vergleich zu «Mittel».

Mittel: Vorgabewert (gleich DLI, TTM und ACT Werte basieren auf früheren Firmwareversionen des Transmitters).

Hoch: DLI, TTM und ACT werden um etwa 25% verringert im Vergleich zu «Mittel».

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um den eingegebenen Wert zu verwerfen, wählen Sie Ja, um die Eingaben zu übernehmen.

8.5 Anzeige

(PFAD: Menu/Configure/Display)

A 0.28uS/cn A 25.00 °C Configur Display .



0.28

0.28

Line 3 = c Line 4 = d

0.28

25.00

Error Display Off

-00

Line 2

Display Setup

Measurement

µS/cm

°C

.

µS/cm

°C

.

11S/cm

°C

.

b

A

A

A

A

A

A

Line 1 =

8.5.1 Messung

Das Display ist 4-zeilig. Zeile 1 befindet sich oben, Zeile 4 unten.

Wählen Sie die Werte (Messung a, b, c oder d), die in jeder Zeile des Displays angezeigt werden sollen.

Die Auswahl der Werte für a, b, c, d erfolgt unter Configuration/Measurement/Channel Setup.

Rufen Sie den Konfigurationsmodus auf, siehe Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen».

In diesem Menü können die angezeigten Werte sowie das Display selbst konfiguriert werden.

Wählen Sie den Modus «Fehleranzeige». Ist dieser nach Auslösen eines Alarms auf «Ein» eingestellt, dann erscheint die Meldung «Fehler – ENTER drücken» in Zeile 4, wenn im normalen Messmodus ein Alarm ausgelöst wird.

Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte als aktuelle Werte zu übernehmen.



8.5.2 Auflösung

In diesem Menüpunkt können Sie die Auflösung der angezeigten Werte einstellen.

Die Messgenauigkeit wird durch diese Einstellung nicht beeinträchtigt.



Mögliche Einstellungen sind 1/0,1/0,01/0,001 oder Auto.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen.



Α

A

Name

A

A

A

A

B METTLER

B TOLEDO

0.28

0.28

25.00

0.28

25.00

Name 1= METTLER Name 2= TOLEDO

Display Setup

uS/cm

°C

.

uS/cm

°C

.

µS/can

°C

7.00 pH 25.00 °C

8.5.3 Hintergrundbeleuchtung

In diesem Menüpunkt können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

Mögliche Einstellungen sind Ein, Ein 50% oder Autom. Aus 50%. Wird Backlight Auto aus 50% gewählt, schaltet die Beleuchtung nach 4 Minuten auf 50%, wenn keine Taste gedrückt wird. Die Beleuchtung schaltet automatisch wieder ein, wenn eine Taste gedrückt wird.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen.

8.5.4 Bezeichnung

In diesem Menüpunkt können Sie eine alphanumerische Bezeichnung eingeben, deren ersten 9 Zeichen in den Zeilen 3 und 4 des Displays erscheinen. Voreingestellt ist kein Text (leer).

Wenn in die Zeilen 3 und/oder 4 eine Bezeichnung eingegeben wurde, kann die Messung weiterhin in derselben Zeile angezeigt werden.

Mit den Tasten ◀ und ▶ wechseln Sie zwischen den zu ändernden Ziffern. Mit den Tasten ▲ und ▼ ändern Sie das anzuzeigende Zeichen. Sobald Sie alle Ziffern beider angezeigten Kanäle eingegeben haben, drücken Sie [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen.

Die Anzeige im Messmodus erscheint in den Zeilen 3 und 4 nach den Messwerten.



Sensor Monitorin9 Line3 Life Indicator 1 8.5.5 ISM-Sensorüberwachung (nur verfügbar bei angeschlossenem ISM Sensor)

Mit der Sensorüberwachung können Einzelheiten der Überwachung in den Zeilen 3 und 4 im Display angezeigt werden. Folgende Optionen können gewählt werden:

Linie 3 Aus/Standzeit Indik./Restzeit Wartung/Adapt Kal Timer Linie 4 Aus/Standzeit Indik./Restzeit Wartung/Adapt Kal Timer

8.6 Hold Ausgänge

(PFAD: Menu/Configure/Hold Outputs)

Rufen Sie den Konfigurationsmodus auf, siehe Abschnitt 8.1 «Konfigurationsmodus aufrufen».

Die Funktion **«Hold Ausgänge»** gilt während der Justierung. Wenn für «Hold Ausgänge» während der Kalibrierung Ja gewählt wurde, dann befindet sich der entsprechende Analogeingang der PA-Schnittstelle im Hold-Zustand. Der Hold-Zustand richtet sich nach den Einstellungen. Die möglichen Zustände enthält die nachfolgende Liste. Folgende Optionen können gewählt werden:

Hold Ausgänge? «YES/NO»





A

A

MENU

Syste

0.28

25.00

µS/cm

°C

.

9 System



Drücken Sie im Messmodus die Taste ◀. Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲ , um den Menüpunkt «System» zu wählen und drücken Sie [ENTER].

9.1 Sprache einstellen

(PFAD: Menu/System/Set Language)

In diesem Menüpunkt können Sie die Display-Sprache konfigurieren.

Folgende Sprachen können gewählt werden:
 Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch (Katakana).

Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen.

9.2 Passwörter

(PFAD: Menu/System/Passwords)



In diesem Menüpunkt können Sie das Bedienerpasswort und das Administratorpasswort festlegen sowie eine Liste der erlaubten Menüs für den Bediener definieren. Der Administrator hat Zugriffsrechte auf alle Menüs. Alle voreingestellten Passwörter für neue Transmitter lauten «00000».

Das Menü Passwörter ist geschützt. Geben Sie das Administrator-Passwort ein, um das Menü aufzurufen.







9.2.1 Passwörter ändern

In Abschnitt 9.3 «Set/Lösche Sperrung» wird beschrieben, wie Sie den Menüpunkt Passwörter aufrufen können. Wählen Sie Administrator ändern oder Bediener ändern und geben Sie das neue Passwort ein.

Bestätigen Sie das neue Passwort mit [ENTER]. Drücken Sie die Taste [ENTER] erneut, um «Änd. speichern?» aufzurufen.

9.2.2 Menüzugriffsrechte für den Benutzer konfigurieren

In Abschnitt 9.3 «Set/Lösche Sperrung» wird beschrieben, wie Sie den Menüpunkt Passwörter aufrufen können. Wählen Sie Bediener konfigurieren, um die Zugriffsliste für den Bediener zu definieren. Sie können Rechte für die folgenden Menüpunkte vergeben/verweigern: CAL Taste, Quick Setup, Konfiguration, System, PID Setup und Wartung.

Wählen Sie entweder Ja oder Nein, um den Zugriff auf den jeweiligen Menüpunkt zu erlauben oder zu verweigern und drücken Sie [ENTER], um mit dem nächsten Punkt fortzufahren. Drükken Sie die Taste [ENTER], nachdem Sie alle Punkte festgelegt haben, um «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte zu übernehmen.

9.3 Set/Lösche Sperrung

(PFAD: Menu/System/Set/Clear Lockout)



Enable Lockout = Yes

In diesem Menüpunkt können Sie die Sperrfunktion des Transmitters aktivieren/deaktivieren. Der Bediener wird bei eingeschalteter Sperrfunktion nach seinem Passwort gefragt, bevor er Zugriff auf die Menüs erhält.

Der Menüpunkt Sperrung ist geschützt: Geben Sie das Administrator- oder Bediener-Passwort ein und wählen Sie Ja zur Aktivierung oder Nein zur Deaktivierung der Sperrfunktion. Drücken Sie die Taste [ENTER], um das Dialogfeld «Änd. speichern?» aufzurufen. Wählen Sie Nein, um den eingegebenen Wert zu verwerfen, wählen Sie Ja, um den eingegebenen Wert als aktuellen Wert anzunehmen.



.

Cal Key Yes

Quick Setup Yes

Gedruckt in der Schweiz

© 06/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Schweiz

9.4 Reset

(PFAD: Menu/System/Reset)

A

A

HINWEIS: Ein über das Display durchgeführter Reset setzt auch die entsprechenden PROFIBUS PA-Parameter auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation «PROFIBUS PA Multiparameter-Transmitter M400 PA» auf der Internetseite «http:// www.mt.com/m400-2wire».



In diesem Menüpunkt können Sie folgende Optionen einstellen:

Reset System, Reset Gerätekal., Reset Analog Kal.

9.4.1 **Reset System**

In diesem Menüpunkt können Sie das Messgerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Kalibrierung des Geräts bleibt dabei erhalten.

Drücken Sie nach erfolgter Auswahl [ENTER], um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Mit der Auswahl Nein kehren Sie ohne Änderungen in den Messmodus zurück. Mit der Auswahl Ja wird das Messgerät zurückgesetzt.

9.4.2 Reset Gerätejustierung

In diesem Menüpunkt können Sie die Justierfaktoren des Messgeräts auf die letzten voreingestellten Justierwerte zurücksetzen.



Press ENTER to Continue

Drücken Sie nach erfolgter Auswahl [ENTER], um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Mit der Auswahl Nein kehren Sie ohne Änderungen in den Messmodus zurück. Mit der Auswahl Ja werden die Justierfaktoren des Messgeräts zurückgesetzt.

Datum und Zeit einstellen 9.5

в 7.00 вH в 25.0°C System Set Date&Time

Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Folgende Optionen können gewählt werden. Diese Funktion wird bei jedem Einschalten aktiviert.

Datum (YY-MM-DD): Zeit (HH:MM:SS):





Press ENTER to ContinueA



90

A

A

A

MENU Service

0.28

25.00

µS/cm

°C

.

10 Service

(PFAD: Menu/Service)



Drücken Sie im Messmodus die Taste ◀. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Menüpunkt «Service» zu wählen und drücken Sie [ENTER]. Die Optionen zur Systemkonfiguration werden nachfolgend beschrieben.

10.1 Diagnose

(PFAD: Menu/Service/Diagnostics)

Dieser Menüpunkt ist ein wertvolles Hilfsmittel zur Fehlersuche und bietet Diagnosefunktionen für folgende Punkte: Model/Software Revision, Display, Tastatur, Speicher, lese analoge Eingänge, O₂ optisch.

10.1.1 Model/Software Revision



Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

10.1.2 Anzeige

A 0.28 µs/cm A 25.00 °c Diagnostics Display A Alle Pixel der Anzeige werden für 15 Sekunden beleuchtet, um eine Fehlersuche in der Anzeige zu ermöglichen. Nach 15 Sekunden kehrt der Transmitter in den normalen Messmodus zurück oder drücken Sie [ENTER], um den Menüpunkt schneller zu verlassen.

A 0.28 μs/cm A 25.00 °c Service Diagnostics A



0.28



Key press = (MENU) Press ENTER to Continue

10.1.3 Tastatur

Für die Tastatur-Diagnostik zeigt das Display an, welche Taste gedrückt wird. Wenn Sie [ENTER] drücken, kehrt der Transmitter wieder in den normalen Messmodus zurück.

10.1.4 Memory



Wenn Sie «Memory» (Speicher) wählen, führt der Transmitter einen RAM- und ROM-Speichertest durch. Testmuster werden von allen RAM-Speicherorten geschrieben und gelesen. Die ROM-Prüfsumme wird neu berechnet und mit dem gespeicherten Wert im ROM verglichen.

10.1.5 Lese analoge Eingänge





Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.



10.1.6 0₂ Optisch

Dieses Menü zeigt den Zustand des optischen O₂ Sensors an. Mit der Taste ▲ oder ▼ navigieren Sie durch dieses Menü und erhalten zusätzliche Informationen. Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

10.2 Justieren

(PFAD: Menu/Service/Calibrate)

A 0.28 μ5/cm A 25.00 °c Service Calibrate A



Rufen Sie das Servicemenü auf, siehe Abschnitt 10 «Service», wählen Sie Justieren und drücken Sie die Taste [ENTER].

In diesem Menüpunkt finden Sie Optionen zur Kalibrierung des Transmitters und der Analogeingänge. Außerdem kann hier die Kalibrierfunktion entsperrt werden.

10.2.1 Justieren Gerät (nur Kanal A)

Der M400 Transmitter ist werksseitig innerhalb des Toleranzbereichs kalibriert. Es ist normalerweise nicht erforderlich, eine erneute Justierung des Messgeräts durchzuführen, es sei denn, aussergewöhnliche Bedingungen machen einen Betrieb ausserhalb der eingestellten Bereiche in der «Calibration Verifization» (Verifiziere Justierung) notwendig. Regelmässige Überprüfung/erneute Justierung kann notwendig sein, um QS-Anforderungen zu erfüllen. Die Kalibrierung des Messgeräts kann als Strom ausgewählt werden (für gelösten Sauerstoff, Spannung, Rg-Diagnose, Rr-Diagnose (für pH) und Temperatur (für alle Messungen).

10.2.1.1 Widerstand

Das Messgerät ist für jeden Kanal mit fünf (5) internen Messbereichen ausgestattet. Jeder Widerstandsbereich und jede Temperatur wird einzeln justiert. Jeder Widerstandsbereich erhält eine Zweipunktjustierung.

Weiter unten finden Sie eine Tabelle, welche die Widerstandswerte für alle Justierbereiche zeigt.

Bereich	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 4
Spezifischer Widerstand 1	1,0 ΜΩ	10,0 ΜΩ	_
Spezifischer Widerstand 2	100,0 kΩ	1,0 ΜΩ	_
Spezifischer Widerstand 3	10,0 kΩ	100,0 kΩ	_
Spezifischer Widerstand 4	1,0 ΜΩ	10,0 kΩ	_
Spezifischer Widerstand 5	100 Ω	1,0 ΜΩ	_
Temperatur	1000 Ω	3,0 kΩ	66 kΩ

Es wird empfohlen, dass sowohl die Kalibrierung als auch die Verifizierung mit dem als Zubehör erhältlichen M400 Kalibriermodul durchgeführt wird (siehe Zubehörliste in Abschnitt 15 «Zubehör und Ersatzteile»). Anweisungen zur Verwendung dieses Zubehörs werden mit dem Kalibriermodul geliefert.



A Point1 = 1.0000 MΩ A R1 = 0.0000 Ω Wechseln Sie zum Bildschirm Justieren Gerät und wählen Sie Kanal «A» oder «B» und Widerstand 1: der Transmitter zeigt an, dass er bereit ist, den Widerstand des ersten Bereichs zu justieren. Der Widerstand kann geändert werden: Widerstandsbereich 1 bis 5 wählen. Jeder Widerstandsbereich beruht auf einer Zweipunktkalibrierung.

Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.

Die erste Textzeile fragt nach dem Widerstandswert für Punkt 1 (dieser entspricht dem Wert für Widerstand 1: siehe Kalibriermodul-Zubehör). Die zweite Zeile zeigt den gemessenen Widerstandswert. Wenn sich der Wert stabilisiert, drücken Sie [ENTER] für die Justierung.



A

A

A

A

A

A

A

A

0.28

25.00

Channel A Temperature

0.28

25.00

A Point1 = 1.0000 KΩ T = 1.0000 KQ

0.28

25.00

A Point2 = 3.0000 KO

T = 3.0000 KΩ

Calibrate Meter

uS/cm

°C

.

µS/can

°C

.

uS/cm

°C

.



Wählen Sie Ja, um die Justierwerte zu speichern. Eine erfolgreiche Justierung wird im Display bestätigt. Der Transmitter kehrt in circa 5 Sekunden in den Messmodus zurück.

Sobald Punkt 1 und Punkt 2 kalibriert sind, zum Bildschirm Messgeräte Kalibrieren zurückkehren. Bewegen Sie den Cursor, um auf Widerstand 2 zu wechseln. Der zweite Justierbereich wird angezeigt. Führen Sie nun, wie für den ersten Bereich, eine Zweipunktjustierung durch. Wiederholen Sie dasselbe Verfahren, um die Widerstandsjustierung aller 5 Bereiche abzuschließen.

10.2.1.2 Temperatur

Für Temperatur wird eine Dreipunktjustierung verwendet. In der Tabelle oben sind die Widerstandswerte für diese drei Punkte aufgeführt.

Wechseln Sie zum Bildschirm «Justieren Gerät» und wählen Sie die Temperaturjustierung für Kanal A.

Drücken Sie [ENTER], um die Temperaturjustierung zu starten.

Die erste Zeile fragt nach dem Temperatur-Widerstandswert für Punkt 1 (dieser entspricht dem vom Kalibriermodul angezeigten Wert für Temperatur 1). Die zweite Zeile zeigt den gemessenen Widerstandswert. Wenn sich der Wert stabilisiert, drücken Sie [ENTER] für die Justierung.

Der Transmitter-Bildschirm fordert den Benutzer auf, den Wert für Punkt 2 einzugeben. T2 zeigt den gemessenen Widerstandswert. Wenn sich dieser Wert stabilisiert, drücken Sie [ENTER] für die Justierung dieses Bereiches.

Wiederholen Sie diese Schritte für Punkt 3.

Drücken Sie [ENTER], um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Ja, um die Justierwerte zu speichern. Eine erfolgreiche Justierung wird im Display bestätigt.



A 0.2811S/cm A 25.00°C Calibration Successful

Der Transmitter kehrt in circa 5 Sekunden in den Messmodus zurück.

A

A

A

A

A

A

 \sqrt{r}

A Point2

A Point1

10.2.1.3 Strom

Die Stromjustierung erfolgt als Zweipunktjustierung.

Wechseln Sie zum Bildschirm «Justieren Gerät» und wählen Sie Kanal «A».

Geben Sie in Punkt 1 für die an den Eingang angeschlossene Stromquelle den Wert in Milliampere ein. Die zweite Zeile zeigt den gemessenen Strom. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.

Geben Sie in Punkt 2 für die an den Eingang angeschlossene Stromquelle den Wert in Milliampere ein. Die zweite Zeile zeigt den gemessenen Strom.

Drücken Sie die Taste [ENTER], nachdem Sie Punkt 2 eingegeben haben, um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Ja, um die Justierwerte zu speichern. Eine erfolgreiche Justierung wird im Display bestätigt. Der Transmitter kehrt in circa 5 Sekunden in den Messmodus zurück.

Hinweis: Je nach Bereich des gemessenen Stroms des angeschlossenen Sauerstoffsensors wählen Sie den zu kalibrierenden Eingangsbereich. Wählen Sie Current1 für ein Eingangssignal von 0 bis etwa –750 nA und Current2 für ein Eingangssignal von 0 bis etwa –7500 nA.



= 0.0000 nA

I = 0.0248 nA

00

I = 776.36 nA

675.00 nA

µS/cm

°C

.

uS/cm

°C

.

0.28

25.00

0.28





°C

10.2.1.4 Spannung

Die Spannungsjustierung erfolgt als Zweipunktjustierung.

Wechseln Sie zum Bildschirm «Justieren Gerät» und wählen Sie Kanal «A» und Spannung.

Geben Sie in Punkt 1 den Wert in Volt für die angeschlossene Spannungsquelle ein. Die zweite Zeile zeigt die gemessene Spannung an. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.

Geben Sie in Punkt 2 den Wert in Volt für die angeschlossene Spannungsquelle ein. Die zweite Textzeile zeigt die gemessene Spannung an.

Drücken Sie die Taste [ENTER], nachdem Sie Punkt 2 eingegeben haben, um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Ja, um die Justierwerte zu speichern. Eine erfolgreiche Justierung wird im Display bestätigt. Der Transmitter kehrt in circa 5 Sekunden in den Messmodus zurück.

10.2.1.5 Rg-Diagnose

Die Rg-Diagnose erfolgt als Zweipunktjustierung. Wechseln Sie zum Bildschirm «Justieren Gerät», wählen Sie Kanal A und Rg-Diagnose.

Geben Sie den Wert für Punkt 1 der Justierung ein, entsprechend dem angeschlossenen Widerstand über den Messeingang der pH-Glaselektrode. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.

Geben Sie den Wert für Punkt 2 der Kalibrierung ein, entsprechend dem angeschlossenen Widerstand über den Messeingang der pH-Glaselektrode.

Drücken Sie die Taste [ENTER], nachdem Sie Punkt 2 eingegeben haben, um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Ja, um die Justierwerte zu speichern. Eine erfolgreiche Justierung wird im Display bestätigt. Der Transmitter kehrt in circa 5 Sekunden in den Messmodus zurück.



Save Calibration Yes Press ENTER to Exit







0.28

25.00

Calibrate Meter

uS/cm

°C

A

A





0.28

25.0

0.28

25.0

Point1 = 4.000 mA Ain1 = 4.000 mA

0.28

25.0

Point2 = 20.00 mA Ain1 = 20.00 mA

0.28

25.0

Save Calibration Yes Press ENTER to Exit

Calibrate Analog Analog Input µS∕cm

µS∕cm

uSZCM

uS/cm

°C

÷

۰c

°C

Ť

°C.

A

A

н

А

A

A

A

A

10.2.1.6 Rr-Diagnose

Die Rr-Diagnose erfolgt als Zweipunktjustierung. Wechseln Sie zum Bildschirm «Justieren Gerät», wählen Sie Kanal A und Rr-Diagnose.

Geben Sie den Wert für Punkt 1 der Kalibrierung ein, entsprechend dem angeschlossenen Widerstand über den Messeingang der pH-Referenz. Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Justierung zu starten.

Geben Sie den Wert für Punkt 2 der Justierung ein, entsprechend dem angeschlossenen Widerstandüber den Messeingang der pH-Referenz.

Drücken Sie die Taste [ENTER], nachdem Sie Punkt 2 eingegeben haben, um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Ja, um die Justierwerte zu speichern. Eine erfolgreiche Justierung wird im Display bestätigt. Der Transmitter kehrt in circa 5 Sekunden in den Messmodus zurück.

10.2.1.7 Kalibrieren des analogen Eingangssignals

Der Analogeingang kann mit zwei Stromwerten kalibriert werden, z.B. 4 mA und 20 mA.

An die Klemmen des Analogeingangs ein genaues Milliamperemeter anschließen. Geben Sie den Wert für Punkt 1, z.B. 4 mA ein. Die zweite Zeile zeigt den gemessenen Strom.

Drücken Sie [ENTER] um fortzufahren.

Geben Sie den Wert für Punkt 2 ein, z.B. 20 mA.

Drücken Sie die Taste [ENTER], nachdem Sie Punkt 2 eingegeben haben, um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Nein, um die eingegebenen Werte zu verwerfen. Wählen Sie Ja, um die eingegebenen Werte als aktuelle Werte zu übernehmen.

10.2.2 Justieren freigeben





ζŗ

Wählen Sie diesen Menüpunkt, um das Kalibriermenü zu konfigurieren (siehe Abschnitt 7 «Sensorjustierung»).

Wählen Sie Ja, um auf die Justiermenüs für Messgerät und Analogausgang im Menü CAL zugreifen können. Wenn Sie Nein wählen, haben Sie im Menü CAL nur auf den Menüpunkt Justieren Sensor Zugriff. Drücken Sie nach erfolgter Auswahl [ENTER], um einen Bestätigungsbildschirm aufzurufen.

10.3 Erweiterte Wartung

(PFAD: Menu/Tech Service)

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur für Servicemitarbeiter von Mettler Toledo bestimmt.

11 Info

(PFAD: Info)



A 0.28 μs/cm A 25.00 °c INFO Messages A

Wenn Sie die Taste ▼ drücken, wird das Info-Menü mit den Optionen Meldungen, Justierdaten und Model/Software Revision angezeigt.

11.1 Meldungen

(PFAD: Info/Messages)





Die letzte Meldung wird angezeigt. Mit den Pfeilen nach oben und nach unten können Sie durch die letzten vier angezeigten Meldungen blättern.

«Meldungen löschen» löscht alle Meldungen. Meldungen werden zur Liste der Meldungen hinzugefügt, wenn die Bedingung für das Ausgeben einer Meldung zum ersten Mal auftritt. Werden alle Meldungen gelöscht und eine Meldebedingung besteht immer noch, begann aber vor dem Löschen, so erscheint die Meldung nicht in der Liste. Damit diese Meldung wieder in der Liste erscheint, muss die Bedingung zunächst verschwinden und dann wieder auftreten.

Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

11.2 Justierungsdaten

(PFAD: Info/Calibration Data)

Die Auswahl «Justierungsdaten» zeigt die Kalibrierkonstanten für jeden Sensor an.



0.28

uS/cm

°C

A

A

P = Kalibrierkonstanten für die primäre Messung

S = Kalibrierkonstanten für die sekundäre Messung

Drücken Sie die Taste ▼ für die Redox-Justierdaten von ISM pH-Elektroden.

Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

99

11.3 Model/Software Revision

(PFAD: Info/Model/Software Revision)

Wenn Sie «Model/Software Revision» auswählen, erscheinen in der Anzeige Bestellnummer, Model und Seriennummer des Transmitters.

Mit der Taste ▼ bewegen Sie sich vorwärts durch das Menü und können zusätzliche Informationen wie etwa die aktuelle Firmwareversion des Transmitters (Master V_XXXX und Comm V_XXXX) abfragen und – wenn ein ISM-Sensor angeschlossen ist – die Version der Sensor-Firmware (FW V_XXX) und Sensor-Hardware (HW XXXX).

Die angezeigte Information ist für jeden Service-Anruf wichtig. Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

11.4 Sensor Information (nur verfügbar bei angeschlossenem ISM Sensor)

(PFAD: Info/ISM Sensor Info)

Nach dem Anschliessen eines ISM-Sensors navigieren Sie mit der Taste \blacktriangle oder \triangledown durch das Menü «Sensor Information».

Drücken Sie [ENTER], um diesen Menüpunkt aufzurufen.

In diesem Menü werden folgende Informationen über den Sensor angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um sich im Menü zu bewegen. Typ: Sensortyp (z. B. InPro 3250)

Kal Dat: Datum der letzten Kalibrierung

Serial-No.: Seriennummer des angeschlossenen Sensors

Part-No.: Bestellnummer des angeschlossenen Sensors

Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

11.5 ISM Diagnose (nur verfügbar bei angeschlossenem ISM Sensor)

(PFAD: Info/ISM Diagnostics)

Nach dem Anschliessen eines ISM-Sensors bewegen Sie sich mit der Taste ▲ oder ▼ durch das Menü «ISM Diagnose».

Drücken Sie [ENTER], um diesen Menüpunkt aufzurufen.

Wählen Sie eines der in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs und drücken Sie die Taste [ENTER].



XXXXXXXX VX.XX

SN xxxxxxxxx

A

^в 7.00 ⊧н в 25.0 ∘с

INFO ISM Sensor Info

в	7.00	РH
в	25.0	°C

ChB Type: InPro3250 ChB Cal Date:08/01/01 1





µS/can °C

	Kal Historie		
^в 7.00 н в 25.0 ∞	Das Kalibrierprotokoll ist mit einem Zeitstempel im ISM-Sensor gespeichert und wird vom Trans- mitter angezeigt. Das Kalibrierprotokoll enthält folgende Informationen:		
ISM Diagnostics ChB Cal History +	Fabr (Werksseitige Kalibrierung): Dies sind die werksseitig ermittelten Originaldaten. Diese Da- ten bleiben als Bezugswerte im Sensor abgespeichert und können nicht überschrieben werden.		
^в 7.00 _₽	Akt (aktuelle Justierung): Dies ist die aktuelle Justierung eines Sensors, die für die Messung verwendet wird. Nach der nächsten Justierung rückt dieser Datensatz an die Position Kal-2.		
Fact 08/01/01 Z=0.00PH Fact 08/01/01 S=0.00%	 Jus (erste Kalibrierung/Justierung): Dies ist die erste Kalibrierung nach der werksseitigen Justierung. Diese Daten bleiben als Bezugswerte im Sensor abgespeichert und können nicht überschrieben werden. 		
	Kal-1 (letzte Kalibrierung/Justierung): Dies ist die letzte erfolgte Kalibrierung. Nach der nächsten Kalibrierung rückt dieser Datensatz an die Position Kal-2 und weiter an Kal-3, sobald eine neue Kalibrierung/Justierung erfolgt. Danach ist der Datensatz nicht mehr vorhanden.		
	Kal2 und Kal3 funktionieren auf dieselbe Weise wie Kal1.		
	Definition: Kalibrierung: Die Kalibrierung ist abgeschlossen und die Kalibrierwerte werden für die Messung übernommen (Akt) und in Kal-1 angegeben. Die aktuellen Werte von Akt werden nach Kal2 ver- schoben.		
	Justierung: Die Justierung ist abgeschlossen, aber die Justierwerte werden nicht für die Messung übernommen und die Messungen erfolgen weiterhin mit dem letzten gültigen Justierdatensatz (Akt). Der Datensatz wird unter Kal1 gespeichert.		
	Das Kalibrierprotokoll wird zur Abschätzung der Anzeige der Lebensdauer der ISM Sensoren hei angezogen.		
	Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.		
\frown	Hinweis: Diese Funktion erfordert die korrekte Einstellung von Datum und Zeit beim Kalibrieren und / oder Justieren (siehe Abschnitt 9.5 «Datum und Zeit einstellen»).		
 В 7.00 рн В 25.0 °С ISM Diagnostics 	Sensorüberwachung (nicht verfügbar für 4-Pol-Leitfähigkeitssensoren) Die Sensorüberwachung zeigt die unterschiedlichen Diagnosefunktionen, die für ISM Sensoren verfügbar sind. Folgende Informationen stehen zur Verfügung:		
B 7.00 PH	Standzeit Indikator: Zeigt eine Schätzung der noch verbleibenden Lebensdauer und sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit der Messungen. Die verbleibende Lebensdauer wird in Tagen (d) und Pro-		
B 25.0 °C	zent (%) angegeben. Eine Beschreibung der Anzeige der Lebensdauer siehe Abschnitt 8.4 «ISM- Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sauerstoff und gelöstes Kohlendioxid)». Bei Sauerstoffsenso- ren bezieht sich die Anzeige der Lebensdauer auf den Innenkörper des Sensors. Wenn Sie die Balkenanzeige auf dem Display anzeigen lassen wollen, sehen Sie in Abschnitt 8.5.5 «ISM-Sen- sorüberwerbung (auf vorfügbar bei angeschlossenem ISM Sensor)» nach um die ISM Sensor		
	funktionen zu aktivieren.		
^в 7.00 нн в 25.0 с	Adapt Kal Timer: Dieser Timer bestimmt den Zeitpunkt der nächsten Justierung, damit immer die optimale Messleistung gewährleistet ist. Der adaptive Kalibriertimer wird in Tagen (d) und Pro- zent (%) angegeben. Eine Beschreibung des adapitven Kalibriertimers siehe Abschnitt 8.4 «ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH. Squerstoff und gelöstes Kohlendioxid)»		
Adart Cal Timer 250.0d 99%†			

В 7.00 рн В 25.0 °C	Restzeit Wartung: Dieser Timer bestimmt den Zeitpunkt der nächsten Wartung und wann der nächste Reinigungszyklus erfolgen soll, damit immer die optimale Messleistung gewährleistet ist. Die verbleibende Zeit bis zur nächsten Wartung wird in Tagen (d) und Prozent (%) angegeben. Eine Beschreibung des Timers, der den Zeitpunkt der nächsten Wartung angibt, siehe Abschnitt 8.4 «ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sauerstoff und gelöstes Kohlendioxid)». Bei Sauerstoffsensoren bedeutet die nächste Wartung einen Wartungszyklus für Membran und Elektrolyt des Sensors. Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.
· 7 00	Max. Temperatur
B 25.0 °C ISM Diagnostics ChB Max. Temperature 1	Die Höchsttemperatur zeigt die höchste Temperatur an, die dieser Sensor jemals ausgesetzt war, zusammen mit einem Zeitstempel der angibt, wann dieses Maximum aufgetreten ist. Dieser Temperaturwert ist im Sensor abgespeichert und kann nicht geändert werden. Beim Autoklavie- ren wird die maximale Temperatur nicht aufgezeichnet.
	Max. Temperatur Tmax XXX °C JJ/MM/TT
	Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.
Ċ	Hinweis: Diese Funktion erfordert die korrekte Einstellung von Datum und Zeit am Transmitter (siehe Abschnitt 9.5 «Datum und Zeit einstellen»).
В 7.00 рн В 25.0 ос	CIP-Zyklen Zeigt die Anzahl CIP-Zyklen an, denen der Sensor ausgesetzt war. Eine Beschreibung der CIP- Zyklen-Anzeige siehe Abschnitt 8.4 «ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sauerstoff und gelö- stes Kohlendioxid)».
ChB CIP Cycles 1	CIP-Zyklen xxx von xxx
	Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.
 В 7.00 рн В 25.0 ос ISM Diagnostics 	SIP-Zyklen Zeigt die Anzahl SIP-Zyklen an, denen der Sensor ausgesetzt war. Eine Beschreibung der SIP- Zyklen-Anzeige siehe Abschnitt 8.4 «ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sauerstoff und gelö- stes Kohlendioxid)».
ChB SIP C⊍cles ↑	SIP-Zyklen xxx von xxx
	Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.
 В 7.00 рн В 25.0 ∘с ISM Diagnostics 	Autoklavierzyklen Zeigt die Anzahl der Autoklavierzyklen an, denen der Sensor ausgesetzt war. Eine Beschreibung der Autoklavierzyklen-Anzeige siehe Abschnitt 8.4 «ISM-Einstellung (ISM-Sensoren für pH, Sau- erstoff und gelöstes Kohlendioxid)».
CHB AutoClave Cycles 🛧	Autoklavierzyklen xxx von xxx
	Drücken Sie [ENTER], um die Anzeige zu verlassen.

12 PROFIBUS PA Schnittstelle

12.1 Allgemein

12.1.1 Systemarchitektur

Das Schema zeigt typische Beispiele eines PROFIBUS PA-Netzwerks mit den dazugehörigen Komponenten.



- 1 PC mit PROFIBUS-Schnittstellenkarte und PROFIBUS-Konfigurationsprogramm (Klasse-2-Master)
- 2 PLC (Klasse-1-Master)
- 3 Segmentkoppler DP/PA
- 4 M400 PA Transmitter mit angeschlossenem Sensor (Sensor nicht dargestellt)
- 5 PROFIBUS PA Abschlusswiderstand

HINWEIS: Weitere Informationen zu PROFIBUS PA finden Sie in der PNO-Richtlinie und Normen IEC 61158, IEC 61784, EN 50170/DIN 19245 und EN 50020 (FISCO-Modell).

12.2 M400 PA Blockmodell

Bei PROFIBUS PA werden alle Geräteparameter ihren Funktionseigenschaften und Aufgaben gemäß in drei verschiedene Blöcke eingeordnet.

Ein PROFIBUS PA-Gerät verfügt über folgende Blöcke:

Einen Ressourcenblock (RB)

Der Ressourcenblock enthält alle gerätespezifischen Eigenschaften des Geräts.

Einen Analayser Transducerblock (Sensorblock)

Der «Sensorblock» enthält die Messprinzipien und die sensorspezifischen Parameter.

Einen oder mehrere Funktionsblöcke (FB)

Funktionsblöcke enthalten die Automationsfunktionen des Geräts. Es stehen verschiedene Funktionsblöcke zur Verfügung, wie der Analogeingangsblock oder der diskrete Eingangsblock. Jeder dieser Funktionsblöcke dient zur Steuerung verschiedener Anwendungsfunktionen.

Die Funktionsblöcke lassen sich entsprechend der Automatisierungsaufgabe mit einem PROFI-BUS-Konfigurationsprogramm verbinden.

Der M400 PA verfügt über folgende Blöcke:

- 1 Ressourcenblock (Geräteblock)
- 1 Analyzer Transducerblock (Sensorblock)
- 9 Funktionsblöcke: 4 Analogeingangsblöcke (AI), 1 Analogausgangsblock (AO),
 - 2 diskrete Eingangsblöcke (DI), 2 diskrete Ausgangsblöcke (DO)

12.2.1 Blockkonfiguration



* Standardeinstellung

HINWEIS: Erfolgt mit dem Parameter RESTART ein Neustart, wird die Option «Default» im Ressourcenblock ausgeführt. Alle Verbindungen zwischen den Blöcken werden gelöscht. Die PA-Parameter werden auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.

12.3 Inbetriebnahme

12.3.1 Netzwerkkonfiguration

- 1. Kopieren Sie die GSD-Datei in das GSD-Verzeichnis des Konfigurationsprogramms. GSD-Datei: METTOE8A.gsd
- 2. Hardwarekatalog aktualisieren.
- 3. Integrieren des Transmitters M400 PA in das Master-System.
- 4. PROFIBUS-Adresse des M400 einstellen.
- 5. Werkseinstellung: 126, Eingabebereich: 0 ... 125.
- 6. Sie können die Parametereinstellungen direkt vor Ort über das Display oder das PROFIBUS-Konfigurationsprogramm vornehmen.

Nach erfolgreicher Integration des Transmitters M400 PA in das PROFIBUS-System erscheint das Symbol «PA» in der Anzeige.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Integration des Geräts in ein PROFIBUS-System finden sich in der Bedienungsanleitung der verwendeten Konfigurationssoftware. Die Schritte 1 bis 4 schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Konfigurationsprogramms nach.

12.3.2 PROFIBUS Adresse einstellen

Jedes Gerät im PROFIBUS-Netzwerk muss eine eigene eindeutige Adresse zugewiesen bekommen, um kommunizieren zu können.

Die ab Werk voreingestellte Adresse «126» kann zu Testzwecken für das Gerät und zum Anschluss an ein im Betrieb befindliches PROFIBUS-Netzwerk verwendet werden. Diese Adresse ist beim Anschließen weiterer Geräte am Netzwerk zu ändern.

Die PROFIBUS-Adresse lässt sich mithilfe eines PROFIBUS-Konfigurationsprogramms ändern.

12.3.3 Gerätestammdaten (GSD-Datei)

Um Feldgeräte in ein Bussystem integrieren zu können, benötigt das PROFIBUS PA System eine Gerätebeschreibung mit Geräteidentifikation, Identnummer, unterstützte Kommunikationsfunktionen, Modulstruktur (Kombination von zyklischen Ein- und Ausgangstelegrammen) und Bedeutung der Diagnosebits. Diese Daten sind in der Datei mit den Gerätestammdaten enthalten (Device Master File, GSD-Datei). Die als Symbole im Netzwerkbaum erscheinenden Geräte-Bitmaps können ebenfalls integriert werden.

Die GSD-Datei und die entsprechenden Bitmaps sind für die Projektierung eines PROFIBUS-DP-Netzwerks erforderlich. Jedes Gerät erhält von der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) eine Identnummer. Die Bezeichnung der GSD-Datei ist davon abgeleitet. Die folgenden Versionen der GSD-Datei sind möglich, wenn es sich um Geräte handelt, die das Profil «PA devices» unterstützen:

- Herstellerspezifische GSD, Identnummer: 0x0E8A (Werkseinstellung):
 Diese GSD garantiert die unbegrenzte Funktionalität des Feldgeräts. Alle gerätespezifischen
 - Prozessparameter und Funktionen stehen zur Verfügung.
- Profil GSD:

Als Alternative zur Herstellerspezifischen GSD stellt die PNO eine allgemeine Datenbankdatei mit der Bezeichnung PA139750.gsd zur Verfügung.

Name	Kommentare	ID-Nummer	GSD	Bitmap
M400 PA	Herstellerspezifi- sche GSD	0x0E8A	METTOE8A.gsd	METTOE8A.bmp
	Profil-GSD	0x9750	PA139750.gsd	-

Die GSD-Datei ist auf der mitgelieferten CD-ROM «METTLER TOLEDO M400 PA Transmitter Series, Operation Documentation» enthalten.

Die Dateien für den M400 FF können auch wie folgt bezogen werden:

- Internet METTLER TOLEDO: http://www.mt.com/m400-2wire

- Internet PNO: http://www.profibus.com

13 Wartung

13.1 Reinigung der Frontplatte

Reinigen Sie die Frontplatte mit einem weichen, feuchten Lappen (nur Wasser, keine Lösungsmittel). Wischen Sie vorsichtig über die Oberfläche und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch ab.
14 Fehlersuche

Falls die Ausrüstung in einer Weise benutzt wird, die durch Mettler Toledo nicht zugelassen ist, können die vorgesehenen Schutzfunktionen beeinträchtigt werden. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Liste möglicher Ursachen allgemeiner Probleme:

Problem	Mögliche Ursache
Anzeige bleibt leer.	 M400 ist ohne Netzanschluss. Kontrast der LCD-Anzeige falsch eingestellt. Hardwarefehler.
In der Anzeige erscheint kein Sym- bol «PA». Wenn die Verbindung zum PROFIBUS-System aufgebaut ist, erscheint das Symbol «PA». Der Transmitter muss sich im Messmodus befinden.	 Transmitter falsch verdrahtet. Für den Transmitter ist eine falsche Busadresse eingestellt. Falsche Integration des Transmitters in das PROFIBUS-System.
Falsche Messwerte.	 Der Sensor wurde nicht richtig installiert. Es wurden falsche Multiplizierer gewählt. Die Temperaturkompensation falsch eingestellt oder deaktiviert. Sensor oder Transmitter müssen justiert werden. Sensor oder Verbindungskabel defekt oder länger als empfohlen. Hardwarefehler.
Messwertanzeige nicht stabil.	 Sensoren oder Kabel wurden zu dicht am Gerät installiert, was zu starkem elektrischem Rauschen führt. Die empfohlene Kabellänge wurde überschritten. Die Durchschnittsbildung ist zu niedrig eingestellt. Sensor- oder Verbindungskabel sind defekt.
Das Symbol A blinkt in der Anzeige.	 Grenzwert löst Alarmbedingung aus (Sollwert überschritten). Alarm wurde ausgewählt (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm») und ausgelöst.
Menüeinstellungen können nicht geändert werden.	– Zugriff für Benutzer aus Sicherheitsgründen gesperrt.

14.1 Cond (resistive) Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen für analoge Sensoren

Alarme	Bezeichnung
Watchdog time-out*	Software-/Systemfehler
Leitfähigkeits-Messzelle offen*	Zelle läuft trocken (keine Messlösung) oder Kabel sind durchtrennt
Leitfähigkeits-Messzelle Kurzschluss*	Kurzschluss in Sensor oder Kabel

* Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.2 Cond (resistive) Fehlermeldungen/Cond (resistive) Liste mit Warnungen und Alarmen für ISM-Sensoren

Alarme	Bezeichnung
Watchdog time-out*	Software-/Systemfehler
Dry Cond sensor*	Zelle läuft trocken (keine Messlösung)
Cell deviation*	Zellkonstante ausserhalb Toleranzbereich** (je nach Sensormodell).

* Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

** Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Sensor.

14.3 pH Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen

14.3.1 pH-Elektroden, ausgenommen pH-Elektroden mit Dualmembran

Warnhinweise	Beschreibung
Warnung pH-Steilheit > 102 %	Steilheit zu groß
Warnung pH-Steilheit < 90 %	Steilheit zu klein
Warnung pH-Null ±0,5 pH	Außerhalb des Wertebereichs
Warnung pH-GIs Änd. <0,3**	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 0,3 geändert.
Warnung pH-Gls Änd. >3**	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 3 geändert.
Warnung pH-Ref Änd. <0,3**	Der Widerstand der Bezugselektrode hat sich um mehr als Faktor 0,3 geändert.
Warnung pH-Ref Änd. >3**	Der Widerstand der Bezugselektrode hat sich um mehr als Faktor 3 geändert.

Alarme	Beschreibung
Watchdog time-out*	Software-/Systemfehler
Fehler pH-Steilheit > 103 %	Steilheit zu groß
Fehler pH-Steilheit < 80 %	Steilheit zu klein
Fehler pH-Null ±1,0 pH	Außerhalb des Wertebereichs
Fehler pH-Ref-Widerstand > 150 k Ω^{**}	Widerstand der Bezugselektrode zu groß (Bruch)
Fehler pH-Ref-Widerstand <2.000 Ω^{**}	Widerstand der Bezugselektrode zu klein (Kurzschluss)
Fehler pH-GIs-Widerstand > 2.000 M Ω^{**}	Widerstand der Glaselektrode zu groß (Bruch)
Fehler pH-GIs-Widerstand <5 $M\Omega^{**}$	Widerstand der Glaselektrode zu klein (Kurzschluss)

* Nur ISM-Sensoren

** Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

111

14.3.2 pH-Elektroden mit Dualmembran (pH/pNa)

Warnhinweise	Beschreibung
Warnung pH-Steilheit > 102 %	Steilheit zu groß
Warnung pH-Steilheit < 90 %	Steilheit zu klein
Warnung pH-Null ± 0.5 pH	Außerhalb des Wertebereichs
Warnung pH-GIs Änd. <0,3*	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 0,3 geändert.
Warnung pH-GIs Änd. >3*	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 3 geändert.
Warnung pNa-GIs Änd. <0,3*	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 0,3 geändert.
Warnung pNa-GIs Änd. >3*	Der Widerstand der Bezugselektrode hat sich um mehr als Faktor 3 geändert.

Alarme	Beschreibung
Watchdog time-out	Software-/Systemfehler
Fehler pH-Steilheit > 103 %	Steilheit zu groß
Fehler pH-Steilheit < 80 %	Steilheit zu klein
Fehler pH-Null ±1,0 pH	Außerhalb des Wertebereichs
Fehler pNa-GIs-Widerstand > 2.000 $M\Omega^*$	Widerstand der Glaselektrode zu groß (Bruch)
Fehler pNa-Gls-Widerstand $< 5 M\Omega^*$	Widerstand der Glaselektrode zu klein (Kurzschluss)
Fehler pH-GIs-Widerstand > 2.000 M Ω^*	Widerstand der Glaselektrode zu groß (Bruch)
Fehler pH-Gls-Widerstand $< 5 M\Omega^*$	Widerstand der Glaselektrode zu klein (Kurzschluss)

* Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.3.3 Redox Fehlermeldungen

Warnmeldungen*	Bezeichnung
Warnung Redox Null >30 mV	Nullpunkt-Verschiebung zu gross
Warnung Redox Null <-30 mV	Nullpunkt-Verschiebung zu klein

Alarme*	Bezeichnung
Watchdog time-out	Software-/Systemfehler
Fehler Redox Null >60 mV	Nullpunkt-Verschiebung zu gross
Fehler Redox Null <-60 mV	Nullpunkt-Verschiebung zu klein

* Nur ISM-Sensoren

14.4 Amperometrisch O₂ Fehlermeldungen/ Liste mit Warnungen und Alarmen

14.4.1 Sensoren für hohen Sauerstoffgehalt

Warnmeldungen	Bezeichnung
Warnung O ₂ -Steilheit <-90 nA	Steilheit zu gross
Warnung O_2 -Steilheit >-35 nA	Steilheit zu klein
Warnung O_2 Null > 0,3 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu gross
Warnung O_2 Null <-0,3 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu klein

Alarme	Bezeichnung
Watchdog time-out*	Software-/Systemfehler
Fehler O ₂ -Steilheit <-110 nA	Steilheit zu gross
Fehler O_2 -Steilheit >-30 nA	Steilheit zu klein
Fehler O_2 Null > 0,6 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu gross
Fehler O_2 Null <-0,6 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu klein
Elektrolytstand niedrig*	Elektrolytstand zu niedrig, muss nachgefüllt werden

* Nur ISM-Sensoren

14.4.2 Sensoren für geringen Sauerstoffgehalt

Warnmeldungen	Bezeichnung
Warnung O ₂ -Steilheit <-460 nA	Steilheit zu gross
Warnung O_2 -Steilheit >-250 nA	Steilheit zu klein
Warnung O_2 Null > 0,5 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu gross
Warnung O_2 Null <-0,5 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu klein

Alarme	Bezeichnung		
Watchdog time-out*	Software-/Systemfehler		
Fehler O ₂ , Brücke fehlt	Bei Verwendung eines Sensors InPro 6900 ist eine Brücke zu setzen (siehe Abschnitt: 4.3.5 «TB2 – pH, Amp. Sauerstoff, Ozon, 4-Pol-Leitfähigkeit und gelös- tes CO_2 (Io) ISM (digitale) Sensoren»)		
Fehler O ₂ -Steilheit <-525 nA	Steilheit zu gross		
Fehler O_2 -Steilheit > -220 nA	Steilheit zu klein		
Fehler O_2 Null > 1,0 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu gross		
Fehler O_2 Null <- 1,0 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu klein		
Elektrolytstand niedrig*	Elektrolytstand zu niedrig, muss nachgefüllt werden		

* Nur ISM-Sensoren

WarnmeldungenBezeichnungWarnung O2-Steilheit <-5000 nA</td>Steilheit zu grossWarnung O2-Steilheit >-3000 nASteilheit zu kleinWarnung O2 Null >0,5 nANullpunkt-Verschiebung zu grossWarnung O2 Null <-0,5 nA</td>Nullpunkt-Verschiebung zu klein

Sensoren für Sauerstoffspuren

Alarme	Bezeichnung
Watchdog time-out	Software-/Systemfehler
Fehler O ₂ -Steilheit <-6000 nA	Steilheit zu gross
Fehler O ₂ -Steilheit >-2000 nA	Steilheit zu klein
Fehler O_2 Null > 1,0 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu gross
Fehler O_2 Null <-1,0 nA	Nullpunkt-Verschiebung zu klein
Elektrolytstand niedrig*	Elektrolytstand zu niedrig, muss nachgefüllt werden

* Nur ISM-Sensoren

14.4.3

14.5 Liste mit Fehlermeldungen/Warnungen und Alarmen für O₂ optisch

Warnmeldungen	Bezeichnung
Chx Just erforderlich*	ATC = 0 oder Messwerte außerhalb des Bereichs
Chx CIP Zähler ueberl.	Höchstgrenze der CIP-Zyklen erreicht
Chx SIP Zähler ueberl.	Höchstgrenze der SIP-Zyklen erreicht
Chx AutoKlav Zähler Überl.	Höchstgrenze der Autoklavierzyklen erreicht

* Wenn diese Warnung angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen zur Ursache unter Menu/Service/Diagnostics/O₂ optical

Alarme	Bezeichnung		
Watchdog time-out	Software-/Systemfehler		
Chx Signalfehler**	Signal oder Temperatur außerhalb des Bereichs		
Chx Schafffehler**	Temperatur außerhalb des Bereichs oder zu viel Streu- licht (z.B. weil eine Glasfaser gebrochen ist) oder der Schaft entfernt wurde		
Chx Hardwarefehler**	Elektronikbauteile ausgefallen		

** Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, finden Sie weitere Informationen zur Ursache unter Menu/Service/Diagnostics/O_2 optical

Г

14.6Gelöstes CO2 Fehlermeldungen/Liste mit Warnungen und Alarmen

Warnhinweise	Beschreibung	
Warnung pH-Steilheit > 102 %	Steilheit zu groß	
Warnung pH-Steilheit < 90 %	Steilheit zu klein	
Warnung pH-Null ±0.5 pH	Außerhalb des Wertebereichs	
Warnung pH-GIs Änd. <0,3*	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 0,3 aeändert.	
Warnung pH-GIs Änd. >3*	Der Widerstand der Glaselektrode hat sich um mehr als Faktor 3 geändert.	
Alarme	Beschreibung	

	Alarme	Beschreibung		
	Watchdog time-out*	Software-/Systemfehler		
	Fehler pH-Steilheit > 103 %	Steilheit zu groß		
Fehler pH-Steilheit < 80 %		Steilheit zu klein		
Fehler pH-Null ±1,0 pH		Außerhalb des Wertebereichs		
	Fehler pH-GIs-Widerstand > 2.000 M Ω^*	Widerstand der Glaselektrode zu groß (Bruch)		
	Fehler pH-GIs-Widerstand $< 5 \text{ M}\Omega^*$	Widerstand der Glaselektrode zu klein (Kurzschluss)		

* Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters (siehe Abschnitt 8.3.1 «Alarm», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm).

14.7 Wärmeleitfähigkeitssensor für CO₂/ Warn- und Alarmmeldungen

Warnhinweise	Beschreibung
ChX Fehler CO_2 Steilheit > xx mV	Steilheit zu groß
ChX Fehler CO ₂ Steilheit < yy mV	Steilheit zu klein
ChX BL Bereichsüberschreitung	Basislinie Bereichsüberschreitung (Fehler in Spülgas, Membran oder Elektronik)

Alarme	Beschreibung		
ChX CO ₂ Bereichsüberschreitung	CO ₂ Eingangssignal Bereichsüberschreitung		
ChX CO ₂ Bereichsunterschreitung	CO ₂ Eingangssignal Bereichsunterschreitung		
ChX Temp. Bereichsüberschreitung	Temperatur Bereichsüberschreitung		
ChX Temp. Bereichsunterschreitung	Temperatur Bereichsunterschreitung		
ChX TC-Sensor kein Signal	Messung des TC-Sensors wurde unterbrochen (aus Schutzgründen)		
ChX Platinenfehler	Ausfall einer Elektronikkomponente		
CHX TC-Sensorausfall	Wärmeleitfähigkeitssensor ausgefallen		
CHX Ventil offen	Spülgasventil dauerhaft geöffnet		
ChX SW Fehler	Softwarefehler		
ChX Membranfehler	Membranfehler		
ChX nicht angeschlossen	Sensor nicht angeschlossen		
ChX Temp. nicht zuverlässig	Temperaturwert nicht zuverlässig		
ChX CO ₂ nicht zuverlässig	CO ₂ Messwerte nicht zuverlässig		

14.8 Im Display angezeigte Warnungen und Alarme

14.8.1 Warnungen

Wenn Bedingungen herrschen, unter denen eine Warnung ausgelöst wird, dann wird diese Warnmeldung gespeichert und kann über den Menüpunkt Meldungen aufgerufen werden (PFAD: Info/Messages, siehe Kapitel 11.1 «Meldungen»). Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters erscheint in Zeile 4 des Displays der Hinweis «Fehler – ENTER drücken» nach Auslösen einer Warnung oder eines Alarms (siehe Abschnitt 8.5 «Anzeige», PFAD: Menu/ Configure/Display/Measurement).

14.8.2 Alarm

Alarme werden im Display mit einem blinkenden Symbol A angezeigt und über den Menüpunkt Meldungen gespeichert (PFAD: Info/Messages, siehe Kapitel 11.1 «Meldungen»).

Ausserdem kann die Feststellung von Alarmen aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Abschnitt 8.3 «Alarm/Clean», PFAD: Menu/Configure/Alarm/Clean) für eine Anzeige auf dem Display. Wenn einer dieser Alarme vorkommt und ausgelöst wird, erscheint ein blinkendes Symbol ▲ im Display und die Meldung wird über den Menüpunkt Meldungen gespeichert (siehe Abschnitt 11.1 «Meldungen», PFAD: Info/Messages).

Entsprechend den Parametereinstellungen des Transmitters erscheint in Zeile 4 des Displays der Hinweis «Fehler – ENTER drücken» nach Auslösen einer Warnung oder eines Alarms (siehe Abschnitt 8.5 «Anzeige», PFAD: Menu/Configure/Display/Measurement).

15 Zubehör und Ersatzteile

Wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Mettler Toledo Händler oder Ihre Vertretung für Informationen über zusätzliche Zubehör- und Ersatzteile.

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Kit für Rohrmontage für 1/2 DIN-Modelle	52 500 212
Kit für Schalttafeleinbau für 1/2 DIN-Modelle	52 500 213
Schutzhaube für 1/2 DIN Modelle	52 500 214

116

16 Technische Daten

16.1 Allgemeine Daten

Leitfähigkeit 2-Pol/4-Pol-Sensor

Messparameter	Leitfähigkeit/Widerstand und Temperatur			
Leitfähigkeitsbereiche	0,02 bis 2.000 $\mu\text{S/cm}$ (500 Ω x cm bis 50 M Ω x cm)			
2-Pol-Sensor	C = 0,01	0,002 bis 200 $\mu\text{S/cm}$ (5000 Ω x cm bis 500 M Ω x cm)		
	C = 0,1	0,02 bis 2.000 $\mu\text{S/cm}$ (500 Ω x cm bis 50 M Ω x cm)		
	C = 1	50 bis 4.000 µS/cm		
	C = 3	15 bis 12.000 µS/cm		
	C = 10	10 bis 40.000 $\mu\text{S/cm}$ (25 Ω x cm bis 100 k Ω x cm)		
Leitfähigkeitsbereiche 4-Pol-Sensor	0,01 bis 650 mS/cm (1,54 Ω x cm bis 0,1 M Ω x cm)			
Messbereich für 2-Pol-Sensor	0 bis 40.000 r	nS/cm (25 Ω x cm bis 100 M Ω x cm)		
Messbereich für 4-Pol-Sensor	0,01 bis 650 r	nS/cm (1,54 Ω x cm bis 0,1 M Ω x cm)		
Konzentrationskurven Chemi- kalien	NaCl: $0-26\% \text{ bei} 0^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-28\% \text{ bei} +100^{\circ}\text{C}$ NaOH: $0-12\% \text{ bei} 0^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-16\% \text{ bei} +40^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-6\% \text{ bei} +100^{\circ}\text{C}$ HCl: $0-18\% \text{ bei} -20^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-18\% \text{ bei} 0^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-5\% \text{ bei} +50^{\circ}\text{C}$ HNO ₃ : $0-30\% \text{ bei} -20^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-30\% \text{ bei} 0^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-8\% \text{ bei} +50^{\circ}\text{C}$ H ₂ SO ₄ : $0-26\% \text{ bei} -12^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-26\% \text{ bei} +5^{\circ}\text{C} \text{ bis } 0-9\% \text{ bei} +100^{\circ}\text{C}$ H ₃ PO ₄ : $0-35\% \text{ bei} +5^{\circ}\text{C} \text{ bis } +80^{\circ}\text{C}$ Benutzerdefinierte Konzentrationstabelle (5 x 5-Matrix)			
TDS-Bereiche	NaCl, CaCO ₃			
Messgenauigkeit Leitf./Widerst.1)	¹⁾ Analog: ± 0.5 % des Messwerts oder 0,25 Ω, je nachdem, was größer ist, Bis zu 10 MΩ-cm			
Reproduzierbarkeit Leitf./ Widerst. ¹⁾	Analog: $\pm 0,25$ % des Messwerts oder 0,25 Ω , je nachdem, was größer ist			
Auflösung Leitf./Widerst.	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)			
Temperatureingang	Pt1000/Pt100	/NTC22K		
Temperaturmessbereich	-40 bis +200	°C		
Temperaturauflösung	Auto/0,001/0,	,01/0,1/1 (wählbar)		
Temperaturgenauigkeit	 ISM: ±1 Stell Analog: ±0,2 -30 bis +15 ±0,50 °C au 	e 25 °C innerhalb 50 °C, ßerhalb		
Reproduzierbarkeit Temperatur ¹⁾	r ¹⁾ ±0,13 °C			
Max. Kabellänge zum Sensor	– ISM: 80 m – Analog: 61 m, mit 4-Pol-Sensoren: 15 m			
Kalibrierung	Einpunkt-, Zwei	ipunkt-, Prozesskalibrierung		

1) ISM-Eingangssignal erzeugt keinen zusätzlichen Fehler.

117

118

D	Н	/F	26	ed	٥
۲	•••			~~	

pH/Redox	
Messparameter	pH, mV und Temperatur
oH-Anzeigebereich	-2,00 bis +20,00 pH
oH-Auflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)
Messgenauigkeit pH ¹⁾	Analog: ±0,02 pH
mV-Bereich	-1.500 bis +1.500 mV
mV-Auflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 mV (wählbar)
Genauigkeit mV ¹⁾	Analog: ±1 mV
Temperatureingang ²⁾	Pt1000/Pt100/NTC30K
Temperaturmessbereich	–30 bis 130 °C
Temperaturauflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)
Temperaturgenauigkeit ¹⁾	Analog: $\pm 0,25$ °C im Bereich von -10 bis $+ 150$ °C
Reproduzierbarkeit Temperatur ¹⁾	±0,13 °C
Temperaturkompensation	Automatisch/manuell
Max. Kabellänge zum Sensor	– Analog: 10 bis 20 m, je nach Sensor – ISM: 80 m
Kalibrierung	Einpunkt- (Offset), Zweipunkt- (Steilheit oder Offset) oder Prozesskalibrierung (Offset)

ISM-Eingangssignal erzeugt keinen zusätzlichen Fehler.
 Nicht erforderlich bei ISM-Sensoren

Verfügbare Puffersets

MT-9 Puffer, MT-10 Puffer, NIST technische Puffer,
NIST, Standardpuffer (DIN 19266:2000-01),
JIS Z 8802 Puffer, Hach-Puffer, CIBA (94) Puffer,
Merck Titrisols, Reidel Fixanals, WTW Puffer
Mettler-pH/pNa Puffer (Na+ 3,9 M)

Amperomentsche Suderstohmes	soung	
Messparameter	 Gelöster Sauerstoff: Sättigung oder Konzentration und Temperatur Sauerstoff in der Gasphase: Konzentration und Temperatur 	
Messstrom	Analog: 0 bis – 7000 nA	
Messbereiche Sauerstoff, gelöster Sauerstoff	– Sättigung: 0 bis 500 % Luft, 0 bis 200 % O_2 – Konzentration: 0 ppb (µg/l) bis 50,00 ppm (mg/l)	
Messbereiche Sauerstoff, Sauerstoff in der Gasphase	0 bis 9999 ppm $\rm O_2$ gasförmig, 0 bis 100 Vol $\%~\rm O_2$	
Sauerstoffgenauigkeit, gelöster Sauerstoff ¹⁾	 Sättigung: ±0,5 % des Messwerts oder ±0,5 %, je nachdem, was größer ist Konzentration bei hohen Werten: ±0,5 % des Messwerts oder ±0,050 ppm/±0,050 mg/l, je nachdem, was größer ist Konzentration bei niedrigen Werten: ±0,5 % des Messwerts oder ±0,001 ppm/±0,001 mg/l, je nachdem, was größer ist Konzentration bei Spurenwerten: ±0,5 % des Messwerts oder ±0,100 ppb/±0,1 µg/l, je nachdem, was größer ist 	
Sauerstoffgenauigkeit, Sauerstoff in der Gasphase ¹⁾	 ±0,5 % des Messwerts oder ±5 ppb, je nachdem, was größer ist für ppm O₂ Gas ±0,5 % des Messwerts oder ±0,01 %, je nachdem, was größer ist für Vol % O₂ 	
Auflösung Strom ₁₎	Analog: 6 pA	
Polarisationsspannung	– Analog: –1.000 bis 0 mV – ISM: –550 mV oder –674 mV (konfigurierbar)	
Temperatureingang	NTC 22 kΩ, Pt1000, Pt100	
Temperaturkompensation	Automatisch	
Temperaturmessbereich	-10 bis +80 °C	
Temperaturgenauigkeit	\pm 0,25 K im Bereich von –10 bis +80 °C	
Max. Kabellänge zum Sensor	– Analog: 20 m – ISM: 80 m	
Kalibrierung	Einpunkt- (Steilheit und Offset) oder Prozesskalibrierung (Steilheit und Offset)	

Amperometrische Sauerstoffmessung

1) ISM-Eingangssignal erzeugt keinen zusätzlichen Fehler.

Optische Sauerstoffmessung

Messparameter	Sättigung gelöster Sauerstoff oder Konzentration und Temperatur		
Konzentrations-Messbereich gelöster Sauerstoff	0,1 ppb (µg/l) bis 50,00 ppm (mg/l)		
Sättigungsbereich gelöster Sauerstoff	0 bis 500 % Luft, 0 bis 100 % 02		
O2-Auflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)		
Messgenauigkeit gelöster Sauerstoff	±1 Stelle		
Temperaturmessbereich	−30 bis +150 °C		
Temperaturauflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)		
Temperaturgenauigkeit	±1 Stelle		
Reproduzierbarkeit Temperatur	±1 Stelle		
Temperaturkompensation	Automatisch		
Max. Kabellänge zum Sensor	15 m		
Kalibrierung	Einpunkt- (je nach Sensormodell), Zweipunkt- oder Prozesskalibrierung		

Gelöstes Kohlendioxid	
Messparameter	Gelöstes Kohlendioxid und Temperatur
CO ₂ Messbereiche	– 0 bis 5000 mg/l
	– 0 bis 200 % Sätt.
	– 0 bis 1500 mm Hg
	– 0 bis 2000 mbar
	– 0 bis 2000 hPa
Messgenauigkeit CO ₂	±1 Stelle
CO ₂ -Auflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)
mV-Bereich	-1.500 bis + 1.500 mV
mV-Auflösung	Auto/0,01/0,1/1 mV
mV-Genauigkeit	±1 Stelle
Gesamtdruck-Bereich (TotPres)	0 bis 4.000 mbar
Temperatureingang	Pt1000/NTC22K
Temperaturmessbereich	0 bis + 60 °C
Temperaturauflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)
Temperaturgenauigkeit	±1 Stelle
Reproduzierbarkeit Temperatur	±1 Stelle
Max. Kabellänge zum Sensor	80 m
Kalibrierung	Einpunkt- (Offset), Zweipunkt- (Steilheit oder Offset) oder
	Prozesskalibrierung (Offset)

Verfügbare Puffersets

Puffer	MT-9 Pufferlösungen pH = 7,00 und pH = 9,21 bei 25 °C

Thermische Leitfähigkeit CO₂ (InPro 5500i)

CO ₂ Messbereiche	- 0 bis 10 bar p (CO ₂) - 0 bis 15 g/l - 0 bis 7 V/V CO ₂	
Messgenauigkeit in Fluiden ¹⁾	$-\pm1\%$ des Messwerts (innerhalb $\pm5\%$ der Kalibriertemperatur) $-\pm2\%$ des Messwerts im Temperaturbereich von 0 bis 50 °C	

Gelöstes Ozon

Messparameter	Konzentration und Temperatur
Messbereich Strom	0 bis -900 nA
Ozon-Messbereich	Konzentration 0,1 ppb (μ g/I) bis 5,00 ppm (mg/I) 0 ₃
Messgenauigkeit Ozon	±1 Stelle
Auflösung Strom	±1 Stelle
Temperaturkompensation	Automatisch
Temperaturmessbereich	0 bis + 50 °C
Temperaturauflösung	Auto/0,001/0,01/0,1/1 (wählbar)
Temperaturgenauigkeit	±1 Stelle
Max. Kabellänge zum Sensor	80 m
Kalibrierung	Nullpunktkalibrierung oder Prozesskalibrierung (Nullpunkt oder Steilheit)

16.2 Elektrische Spezifikationen

Anzeige	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 4 Zeilen
Laufleistung	ca. 4 Tage
Tastatur	5 taktile Feedback-Tasten
Sprachen	8 (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Japanisch)
Anschlussklemmen	Anschlussklemmen mit Federhülsen für Leitungsquerschnitte von 0,2 mm ² bis 1,5 mm ² (AWG 16 – 24)
Analogeingang	4 bis 20 mA (für Druckkompensation)

16.3 **PROFIBUS PA Schnittstellenspezifikation**

Stromversorgung	 Nicht explosionsgefährdeter Bereich (Non-IS): 9 bis 32 V DC Lineare Barriere: 9 bis 24 V DC FISCO: 9 bis 17,5 V DC
Stromaufnahme	22 mA
Max. Fehlerstrom	<28 mA
Anzahl Stromeingänge	1 für Druckkompensation
Profil	PROFIBUS PA 3.02
PA-Kommunikationsmodell	 1 Ressourcenblock 1 Physical Block 1 Analyzer Transducerblock (Sensorblock) 4 Analogeingangsblöcke 1 Analogausgangsblock 2 diskrete Eingangsblöcke 2 diskrete Ausgangsblöcke

16.4 Mechanische Daten

Abmessungen	Gehäuse – Höhe x Breite x Tiefe	144 x 144 x 116 mm (5,7 x 5,7 x 4,6 Zoll)
	Frontblende –	150 x 150 mm
	Höhe x Breite	(5,9 x 5,9 Zoll)
	Max. Tiefe – Schalttafeleir	nbau 87 mm (ohne Steckverbindungen)
Gewicht		1,50 kg
Material		Aluminiumdruckguss
Schutzart		IP66/NEMA4X

16.5 Umgebungsbedingungen

Lagerungstemperatur	−40 bis + 70 °C
Umgebungstemperatur Betriebsbereich	−20 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 % nicht kondensierend
EMV (engl. EMC)	Gemäß EN 61326-1 (allgemeine Anforderungen) Störaussendungen: Klasse B, Immunität: Klasse A
Zulassungen und Zertifikate	– ATEX/IECEx Zone 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb – cFMus Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D T4A – NEPSI Ex Zone
CE-Kennzeichnung	Das Messsystem entspricht den gesetzlichen Vorgaben gemäß EG-Richtlinien. METTLER TOLEDO bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der CE-Kennzeichnung.

16.6 Kontrollzeichnungen

16.6.1 Installation, Wartung und Inspektion

- 1. Eigensichere Geräte können eine Zündquelle darstellen, wenn interne Abstände überbrückt oder Anschlüsse geöffnet werden.
- 2. Eigensichere Stromkreise sind zwar an sich energiearm, aufgrund der Betriebsspannung besteht dennoch die Gefahr von Stromschlägen.
- 3. Vor Arbeiten an zugehörigen Betriebsmitteln sind die schriftlichen Herstelleranweisungen zu beachten.
- 4. Um sicherzustellen, dass die Eigensicherheit nicht beeinträchtigt wurde, sind regelmäßige Inspektionen durchzuführen. Bei diesen Inspektionen sind die Geräte auf unerlaubte Änderungen, Korrosion, Beschädigungen, Veränderungen brennbarer Materialien und Alterungserscheinungen zu überprüfen.
- 5. Durch den Benutzer austauschbare Teile eines eigensicheren Systems dürfen nur gegen gleichartige Teile desselben Herstellers ausgetauscht werden.
- 6. Unter folgenden Bedingungen sind Wartungsarbeiten an eingeschalteten Geräten in Gefahrenbereichen zulässig:
 - Freischalten und Ausbauen oder Austauschen von Komponenten elektrischer Geräte und Verkabelung, sofern diese Ma
 ßnahmen nicht dazu f
 ühren, dass verschiedene eigensichere Stromkreise kurzgeschlossen werden
 - Justieren von Steuer- und Regeleinrichtungen, sofern dies f
 ür die Kalibrierung des elektrischen Ger
 äts oder Systems erforderlich ist
 - Es d
 ürfen nur die in den schriftlichen Anweisungen genannten Pr
 üfger
 äte verwendet werden.
 - Sonstige Wartungsma
 ßnahmen, sofern diese ausdr
 ücklich durch die ma
 ßgeblichen Kontrollzeichnungen und Bedienungsanleitungen erlaubt sind
- 7. Die Wartung zugehöriger Geräte und Teile eigensicherer Stromkreise in nicht klassifizierten Bereichen ist auf die oben genannten Maßnahmen derart zu beschränken, dass elektrische Geräte oder Teile von Stromkreisen mit Teilen eigensicherer Systeme in Gefahrenbereichen verbunden bleiben. Masseverbindungen von Sicherheitsbarrieren dürfen erst nach Freischalten der Stromkreise der Gefahrenbereiche entfernt werden.
- 8. Sonstige Wartungsarbeiten an zugehörigen Betriebsmitteln oder Teilen eines eigensicheren Stromkreises in einem nicht klassifizierten Bereich dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn das betreffende elektrische Betriebsmittel oder der betreffende Teil eines Stromkreises von dem im Gefahrenbereich befindlichen Teil des Stromkreises getrennt wurde.
- 9. Die Klassifizierung des Einbauortes und die Eignung des eigensicheren Systems f
 ür diese Klassifizierung sind zu pr
 üfen. Hierzu geh
 ört die Pr
 üfung, ob Klasse, Gruppe und Temperatureinsatzgrenzen der eigensicheren Ger
 äte und der zugeh
 örigen Betriebsmittel der tats
 ächlichen Klassifikation des Einbauortes entsprechen.

- 10. Vor dem Einschalten eines eigensicheren Systems ist durch Inspektion Folgendes sicherzustellen:
 - Die Installation entspricht der Dokumentation.
 - Eigensichere Stromkreise sind ordnungsgemäß von nicht eigensicheren Stromkreisen getrennt.
 - Kabel und Leitungsabschirmungen sind entsprechend der Installationsdokumentation geerdet.
 - Änderungen wurden genehmigt.
 - Kabel und Verdrahtung sind nicht beschädigt.
 - Potenzialausgleich und Masseverbindungen sind fest.
 - Potenzialausgleich und Masseverbindungen sind frei von Korrosion.
 - Die Widerstände von Schutzleitern, einschlie
 ßlich des Abschlusswiderstands zwischen Nebenwiderstand und Erder, d
 ürfen 1
 Ω nicht
 überschreiten.
 - Die Schutzwirkung wurde nicht durch Umgehung aufgehoben; und
 - Geräte und Anschlüsse weisen keinerlei Anzeichen von Korrosion auf.
- 11. Sämtliche Mängel sind zu beseitigen.

16.6.2 Kontrollzeichnung für die allgemeine Installation

Control Installation Drawing







16.6.3 Hinweise

- Nach dem Entity-Konzept der Eigensicherheit ist die Verknüpfung mehrerer FM-zugelassener, eigensicherer Geräte mit nicht gesondert untersuchten Entity-Parametern zu einem System unter folgenden Bedingungen zulässig: Voc (Uo) oder Vt ≤ Vmax, Isc (Io) oder It ≤ Imax, Ca (Co) ≥ Ci + Ckabel, La (Lo) ≥ Li + Lkabel, Po ≤ Pi
- Nach dem Feldbus-Konzept der Eigensicherheit ist die Verknüpfung mehrerer FM-zugelassener eigensicherer Geräte mit nicht gesondert untersuchten Fieldbus-Eigensicherheitsparametern zu einem System unter folgenden Bedingungen zulässig: Voc (Uo) oder Vt < Vmax, lsc (lo) oder It ≤ Imax, Po ≤ Pi
- 3. Die Konfiguration der zugehörigen Betriebsmittel muss eine FM-Zulassung gemäß Entity-Konzept aufweisen.
- 4. Bei der Installation dieser Betriebsmittel ist die Installationszeichnung des Herstellers der zugehörigen Betriebsmittel zu beachten.
- 5. Die Konfiguration des Feldgerätesensors muss eine FM-Zulassung gemäß Entity-Konzept aufweisen.
- Die Installation muss den Anforderungen des National Electrical Code (ANSI/NFPA 70 (NEC.)), Artikel 504 und 505, sowie ANSI/ISA-RP12.06.01, bzw. bei Installation in Kanada des Canadian Electrical (CE) Code (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), Anhang F, sowie ANSI/ISARP12.06.01 entsprechen.
- 7. Bei Installation in Umgebungen der Klassen II und III muss eine staubdichte Leerrohrabdichtung verwendet werden.
- 8. Die an die zugehörigen Betriebsmittel angeschlossenen Steuer- und Regeleinrichtungen dürfen nicht mehr als die maximal zulässige Spannung für nicht klassifizierte Einbauorte Um = 250 VAC/DC verwenden oder erzeugen.
- 9. Der Widerstand zwischen eigensicherer Erde und Erdung muss weniger als 1 Ω betragen.
- Die Installation der Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA in Umgebungen der Klasse I, Zone 0 und Division 1 muss den Anforderungen nach ANSI/ISA RP12.06.01 "Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations" und des National Electrical Code (ANSI/ NRPA 70) bzw. bei Installation in Kanada dem Canadian Electrical (CE) Code (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1) entsprechen.
- Die Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA besitzen FM-Zulassungen für Anwendungen in Umgebungen der Klasse I, Zone 0 und Division 1. Bei Anschluss zugehöriger Betriebsmittel vom Typ AEx ib oder Ex ib an die Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA ist das oben genannte System lediglich für Umgebungen der Klasse I, Zone 1 geeignet, jedoch nicht für explosionsgefährdete Einbauorte der Klasse I, Zone 0 oder Division 1.
- 12. Bei Installationen in Umgebungen der Division 2 ist für die zugehörigen Betriebsmittel keine FM-Zulassung nach Entity-Konzept erforderlich, sofern die Installation der Multiparameter-Transmitter M400/2(X)H, M400G/2XH gemäß den Anforderungen des National Electrical Code (ANSI/NFPA 70), Artikel 504 und 505 bzw. Canadian Electrical (CE) Code., CAN/CSA-C22.1, Teil 1, Anhang F, an Verdrahtungsverfahren für Umgebungen der Division 2 (ausgenommen nicht zündgefährliche Verdrahtung) erfolgt.
- 13. Li darf größer sein als La und die induktivitätsbedingten (Lkabel) Beschränkungen der Kabellänge können außer Acht gelassen werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: La/Ra (oder Lo/Ro) > Li/Ri; La/Ra (oder Lo/Ro) > Lkabel/Rkabel
- Wenn die elektrischen Parameter des verwendeten Kabels unbekannt sind, können die folgenden Werte verwendet werden: Kapazität: 197 pF/m; Induktivität: 0,66 μH/m
- 15. Ein einfaches Gerät ist definiert als ein Gerät, das nicht mehr als 1,5 V, 0,1 A oder 25 mW erzeugt.
- 16. Änderungen der Installationskontrollzeichnung ohne vorherige Genehmigung durch FM Approvals sind unzulässig.

17Tabelle Voreinstellungen

Allgemein

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
	Stromausfall	Nein	
Messung	Softwarefehler	Nein	
	Kanal B getrennt	Ja	
Painigan	Intervalldauer	0	Std.
Kenngen	Clean Zeit	0	Sek.
Sprache		Englisch	
Daeowärter	Administrator	00000	
	Bediener	00000	
Sperrfunktion ein-/ausschalten		Nein	
Hold Ausgänge		Ja	
	Zeile1	α	
	Zeile2	b	
Anzeige	Zeile3	С	
	Zeile4	d	
		Ein	
Name1	leer		
Name2	leer		
	Temperatur	0,1	°C
	Leitfähigkeit	0,01	S/cm(Auto)
	Widerstand	0,01	Ω-cm(Auto)_
Auflösung	pH-Wert	0,01	pH-Wert
	Redox	1,0	mV
	O ₂ ppb	1.	ppb
	O ₂ ppm	0,1	ppm
CIP Max		100	
CIP Temp		55 (30–100)	°C
SIP Max		100	
SIP Temp		115 (90–130)	°C
AutoKlav. Max		0	
ACT Anfang		0	
TTM Anfang		0	

pH-Wert

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
	α	pH-Wert	pH-Wert
Kanal X	b	Temperatur	°C
	C	Keine	
	d	Keine	
Temperaturquelle (analoger Sensor)		Auto	
pH-Puffer		Mettler-9	
Drift Kontrolle		Auto	
IP		7,0 (ISM Messwert vom Sensor)	pH-Wert
STC		0,000	pH/°C
Fix JustTemp		Nein	
Kalibriarkanatan (für anglagan Sanaar)	pH-Wert	S = 100,0%, Z = 7,000 pH	
	Temperatur	M = 1,0, A = 0,0	
Kalibrierkonstanten (für ISM-Sensor)		Messwert vom Sensor	
Auflösung	pH-Wert	0,01	pH-Wert
	Temperatur	0,1	°C
Alarm	Rg-Diagnose	Ja	
Alarm	Rr-Diagnose	Ja	

pH/pNa

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
	a	pH-Wert	pH-Wert
Kanal X	b	Temperatur	°C
	С	Keine	
	d	Keine	
Temperaturquelle (analoger Sensor)		Auto	
pH-Puffer		Na+ 3,9 M	
Drift Kontrolle		Auto	
IP		Messwert vom Sensor	pH-Wert
STC		0,000	pH/°C
Fix JustTemp		Nein	
Kalibrierkonstanten		Messwert vom Sensor	
	pH-Wert	0,01	pH-Wert
Autosuty	Temperatur	0,1	°C
Alarm	Rg-Diagnose	Ja	

Sauerstoff

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
Kanal X	α	02	%Luft - O_2 hi ppb - O_2 lo, Spuren ppm - MecSens
	b	Temperatur	°C
	С	Keine	
	d	Keine	°C
Temperaturquelle (analoger Sensor)		NTC22K verwenden	
CalDruck		759,8	mmHg
ProzDruck		759,8	mmHg
ProzDruck		CalDruck	
Abweichungskontrolle		Auto	
Salinität		0,0	g/Kg
Luftfeuchtigkeit		100	%
Umeaspol		ISM: Messwert vom Sensor Analog: -674 für O ₂ hi, sonstige: $-500,0$	
Ucalpol		-674	mV
	O ₂ hoch	S = -70,00 nA, Z = 0,00 nA	
Kalibriarkonstanton (für anglogon Sonsor)	O ₂ niedrig	S = -350,00 nA, Z = 0,00 nA	
	O ₂ Spuren	S = -4000,0 nA ,Z = 0,00 nA	
	Temperatur	M = 1,0, A = 0,0	
Kalibrierkonstanten (für ISM-Sensor)		Messwert vom Sensor	
	02	0,1	%Luft
Auflösung		1	ppb
	Temperatur	0,1	0°
Alarm	Elektrolytstand niedrig (ISM-Sensor)	Ja	

Widerstand/Leitfähigkeit

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
	a	Leitfähigkeit	mS/cm
	b	Temperatur	°C
	С	Keine	
	d	Keine	
Temperaturquelle (analoger Sensor)		Auto	
Entschädigung		Standard	
Kalibriarkanatan (für anglagan Sanaar)	Leitf./Widerst.	M = 0, 1, A = 0, 0	
Kulibherkonsidhien (lur dhulogen Sensor)	Temperatur	M = 1,0, A = 0,0	
Kalibrierkonstanten (für ISM-Sensor)		Messwert vom Sensor	
Auflösung	Leitfähigkeit	0,01	mS/cm
	Temperatur	0,1	°C
	Leitfähigkeits-Messzelle Kurzschluss	Nein	
Alarm	Leitfähigkeits-Messzelle trocken	Nein	
	Leitfähigkeits-Messzelle Abweichung (ISM-Sensor)	Nein	

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
	a	%CO ₂	%CO ₂
Kanal X	b	Temperatur	°C
	C		
	d		
Temperaturquelle (analoger Sensor)		Auto	
pH-Puffer		Mettler-9	
Drift Kontrolle		Auto	
Salinität		28,0	g/l
HCO ₃		0,05	mol/l
TotPres		750,1	mmHg
Kalibrierkonstanten	CO ₂	Messwert vom Sensor	
Auflögung	CO ₂	0,1	hPa
Autosung	Temperatur	0,1	°C
Alarm	Rg-Diagnose	Nein	

Ozon

Parameter	Untergeordnete Parameter	Wert	Einheit
	a	03	ppb
Kanal X	b	Temperatur	°C
	С		
	d		
SAN max. Zyklen		Messwert vom Sensor	
Konz. Max.		Messwert vom Sensor	
Konz. Min.		Messwert vom Sensor	
Zykluszeit		Messwert vom Sensor	
Auflösung	03	1	ppb
	Temperatur	0,1	°C
Alarm	Rg-Diagnose	Nein	

18 Garantie

METTLER TOLEDO garantiert, dass dieses Produkt keine erheblichen Veränderungen in Material und Verarbeitung über den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum aufweist. Wenn eine Reparatur innerhalb der Garantiezeit notwendig wird und nicht durch einen Missbrauch oder falschen Gebrauch verursacht wurde, schicken Sie das Gerät frei ein, damit die Reparatur kostenlos durchgeführt werden kann. Das Kundendienstzentrum von METTLER TOLEDO entscheidet darüber, ob das Problem durch Materialfehler oder falsche Anwendung durch den Kunden entstanden ist. Geräte, deren Garantiezeit abgelaufen ist, werden gegen Entgelt auf Austauschbasis repariert.

Die vorliegende Garantie ist die einzige von METTLER TOLEDO ausgestellte Garantie, die alle anderen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Garantien ersetzt. Uneingeschränkt eingeschlossen sind hierbei auch implizite Garantien der Marktgängigkeit und Gebrauchseignung für den jeweiligen Einsatzzweck. METTLER TOLEDO haftet nicht für Verluste, Ansprüche, Kosten oder Schäden, die durch fahrlässige oder sonstige Handlung oder Unterlassung des Käufers oder eines Dritten verursacht bzw. mitverursacht werden oder hieraus entstehen. Auf keinen Fall haftet METTLER TOLEDO für Ansprüche, welche die Kosten des Geräts überschreiten, ob basierend auf Vertrag, Gewährleistung, Entschädigung oder Schadenersatz (einschliesslich Fahrlässigkeit).

19 Puffertabellen

Der M400 Transmitter verfügt über eine automatische pH-Puffererkennung. Die folgenden Tabellen listen die verschiedenen Standardpuffer auf, die automatisch erkannt werden.

19.1 pH-Standardpuffer

19.1.1 Mettler-9

Temp (°C)	pH der Pufferlösungen				
0	2,03	4,01	7,12	9,52	
5	2,02	4,01	7,09	9,45	
10	2,01	4,00	7,06	9,38	
15	2,00	4,00	7,04	9,32	
20	2,00	4,00	7,02	9,26	
25	2,00	4,01	7,00	9,21	
30	1,99	4,01	6,99	9,16	
35	1,99	4,02	6,98	9,11	
40	1,98	4,03	6,97	9,06	
45	1,98	4,04	6,97	9,03	
50	1,98	4,06	6,97	8,99	
55	1,98	4,08	6,98	8,96	
60	1,98	4,10	6,98	8,93	
65	1,98	4,13	6,99	8,90	
70	1,99	4,16	7,00	8,88	
75	1,99	4,19	7,02	8,85	
80	2,00	4,22	7,04	8,83	
85	2,00	4,26	7,06	8,81	
90	2,00	4,30	7,09	8,79	
95	2,00	4,35	7,12	8,77	

Temp (°C)	pH der Pufferlösungen				
0	2,03	4,01	7,12	10,65	
5	2,02	4,01	7,09	10,52	
10	2,01	4,00	7,06	10,39	
15	2,00	4,00	7,04	10,26	
20	2,00	4,00	7,02	10,13	
25	2,00	4,01	7,00	10,00	
30	1,99	4,01	6,99	9,87	
35	1,99	4,02	6,98	9,74	
40	1,98	4,03	6,97	9,61	
45	1,98	4,04	6,97	9,48	
50	1,98	4,06	6,97	9,35	
55	1,98	4,08	6,98		
60	1,98	4,10	6,98		
65	1,99	4,13	6,99		
70	1,98	4,16	7,00		
75	1,99	4,19	7,02		
80	2,00	4,22	7,04		
85	2,00	4,26	7,06		
90	2,00	4,30	7,09		
95	2,00	4,35	7,12		

19.1.2 Mettler-10

19.1.3 NIST, technische Puffer

Temp (°C)	Temp (°C) pH der Pufferlösungen				
0	1,67	4,00	7,115	10,32	13,42
5	1,67	4,00	7,085	10,25	13,21
10	1,67	4,00	7,06	10,18	13,01
15	1,67	4,00	7,04	10,12	12,80
20	1,675	4,00	7,015	10,07	12,64
25	1,68	4,005	7,00	10,01	12,46
30	1,68	4,015	6,985	9,97	12,30
35	1,69	4,025	6,98	9,93	12,13
40	1,69	4,03	6,975	9,89	11,99
45	1,70	4,045	6,975	9,86	11,84
50	1,705	4,06	6,97	9,83	11,71
55	1,715	4,075	6,97		11,57
60	1,72	4,085	6,97		11,45
65	1,73	4,10	6,98		
70	1,74	4,13	6,99		
75	1,75	4,14	7,01		
80	1,765	4,16	7,03		
85	1,78	4,18	7,05		
90	1,79	4,21	7,08		
95	1,805	4,23	7,11		

Temp (°C)	pH der Pufferlösungen				
0					
5	1,668	4,004	6,950	9,392	
10	1,670	4,001	6,922	9,331	
15	1,672	4,001	6,900	9,277	
20	1,676	4,003	6,880	9,228	
25	1,680	4,008	6,865	9,184	
30	1,685	4,015	6,853	9,144	
37	1,694	4,028	6,841	9,095	
40	1,697	4,036	6,837	9,076	
45	1,704	4,049	6,834	9,046	
50	1,712	4,064	6,833	9,018	
55	1,715	4,075	6,834	8,985	
60	1,723	4,091	6,836	8,962	
70	1,743	4,126	6,845	8,921	
80	1,766	4,164	6,859	8,885	
90	1,792	4,205	6,877	8,850	
95	1,806	4,227	6,886	8,833	

19.1.4 NIST Standardpuffer (DIN und JIS 19266: 2000–01)

HINWEIS: Die pH(S)-Werte der Einzelchargen des sekundären Referenzmaterials werden mit einem Zertifikat eines akkreditierten Prüflabors dokumentiert. Das Zertifikat wird zusammen mit den Puffermaterialien geliefert. Nur diese pH(S)-Werte dürfen als Standardwerte für die sekundären Referenzpuffermaterialien verwendet werden. Entsprechend liegt diesem Standard keine Tabelle mit praktisch verwendbaren Standard-pH-Werten. Die Tabelle oben enthält nur Beispiele für pH(PS)-Werte zur Orientierung.

19.1.5 Hach-Puffer

Pufferwerte bis 60 °C wie in Bergmann & Beving Process AB angegeben.

Temp (°C)	pH der Pufferlösungen			
0	4,00	7,14	10,30	
5	4,00	7,10	10,23	
10	4,00	7,04	10,11	
15	4,00	7,04	10,11	
20	4,00	7,02	10,05	
25	4,01	7,00	10,00	
30	4,01	6,99	9,96	
35	4,02	6,98	9,92	
40	4,03	6,98	9,88	
45	4,05	6,98	9,85	
50	4,06	6,98	9,82	
55	4,07	6,98	9,79	
60	4,09	6,99	9,76	

Temp (°C)	pH der Pufferlösu	ngen		
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07*	4,10*	6,92*	9,61*
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04*	4,13*	6,92*	9,54*
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03*	4,17*	6,95*	9,47*
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05*	4,22*	6,99*	9,38*

19.1.6 Ciba (94) Puffer

* hochgerechnet

19.1.7 Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale

Temp (°C)	pH der Pufferlösungen				
0	2,01	4,05	7,13	9,24	12,58
5	2,01	4,05	7,07	9,16	12,41
10	2,01	4,02	7,05	9,11	12,26
15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,10
20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
25	2,00	4,01	6,98	8,95	11,88
30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,72
35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,67
40	2,00	4,01	6,95	8,85	11,54
45	2,00	4,01	6,95	8,82	11,44
50	2,00	4,00	6,95	8,79	11,33
55	2,00	4,00	6,95	8,76	11,19
60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,04
65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,97
70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,90
75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,80
80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,70
85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,59
90	2,01	4,00	7,00	8,64	10,48
95	2,01	4,00	7,02	8,64	10,37

Temp (°C)	pH der Pufferlösungen				
0	2,03	4,01	7,12	10,65	
5	2,02	4,01	7,09	10,52	
10	2,01	4,00	7,06	10,39	
15	2,00	4,00	7,04	10,26	
20	2,00	4,00	7,02	10,13	
25	2,00	4,01	7,00	10,00	
30	1,99	4,01	6,99	9,87	
35	1,99	4,02	6,98	9,74	
40	1,98	4,03	6,97	9,61	
45	1,98	4,04	6,97	9,48	
50	1,98	4,06	6,97	9,35	
55	1,98	4,08	6,98		
60	1,98	4,10	6,98		
65	1,99	4,13	6,99		
70		4,16	7,00		
75		4,19	7,02		
80		4,22	7,04		
85		4,26	7,06		
90		4,30	7,09		
95		4,35	7,12		

19.1.8 WTW Puffer

19.1.9 JIS Z 8802 Puffer

Temp (°C)	pH der Pufferlösu	ngen		
0	1,666	4,003	6,984	9,464
5	1,668	3,999	6,951	9,395
10	1,670	3,998	6,923	9,332
15	1,672	3,999	6,900	9,276
20	1,675	4,002	6,881	9,225
25	1,679	4,008	6,865	9,180
30	1,683	4,015	6,853	9,139
35	1,688	4,024	6,844	9,102
38	1,691	4,030	6,840	9,081
40	1,694	4,035	6,838	9,068
45	1,700	4,047	6,834	9,038
50	1,707	4,060	6,833	9,011
55	1,715	4,075	6,834	8,985
60	1,723	4,091	6,836	8,962
70	1,743	4,126	6,845	8,921
80	1,766	4,164	6,859	8,885
90	1,792	4,205	6,877	8,850
95	1,806	4,227	6,886	8,833

19.2 Puffer für pH-Elektroden mit Dualmembran

19.2.1 Mettler-pH/pNa Puffer (Na+ 3,9 M)

	1			
Temp (°C)	pH der Pufferlösungen			
0	1,98	3,99	7,01	9,51
5	1,98	3,99	7,00	9,43
10	1,99	3,99	7,00	9,36
15	1,99	3,99	6,99	9,30
20	1,99	4,00	7,00	9,25
25	2,00	4,01	7,00	9,21
30	2,00	4,02	7,01	9,18
35	2,01	4,04	7,01	9,15
40	2,01	4,05	7,02	9,12
45	2,02	4,07	7,03	9,11
50	2,02	4,09	7,04	9,10

METTLER TOLEDO Markt-Organisationen

Verkauf und Service:

Australien

Mettler-Toledo Limited 220 Turner Street Port Melbourne, VIC 3207 Australia Tel. +61 1300 659 761 E-Mail info.mtaus@mt.com

Brasilien

Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda. Avenida Tamboré, 418 Tamboré BR-06460-000 Barueri/SP Tel. +55 11 4166 7400 E-Mail mtbr@mt.com

China

Mettler-Toledo International Trading (Shanghai) Co. Ltd. 589 Gui Ping Road Cao He Jing CN - 200233 Shanghai Tel. +86 21 64 85 04 35 E-Mail ad@mt.com

Dänemark

Mettler-Toledo A/S Naverland 8 DK-2600 Glostrup Tel. +45 43 27 08 00 E-Mail info.mtdk@mt.com

Deutschland

Mettler-Toledo GmbH Prozeßanalytik Ockerweg 3 DE-35396 Gießen Tel. +49 641 507 444 E-Mail prozess@mt.com

Frankreich

Mettler-Toledo Analyse Industrielle S.A.S. 30, Boulevard de Douaumont FR-75017 Paris Tel. +33 1 47 37 06 00 E-Mail mtpro-f@mt.com

Grossbritannien

Mettler-Toledo LTD 64 Boston Road, Beaumont Leys GB-Leicester LE4 1AW Tel. +44 116 235 7070 E-Mail enguire.mtuk@mt.com

Indien

Mettler-Toledo India Private Limited Amar Hill, Saki Vihar Road Powai IN-400 072 Mumbai Tel. +91 22 2857 0808 E-Mail sales.mtin@mt.com

(F

Indonesien

PT. Mettler-Toledo Indonesia GRHA PERSADA 3rd Floor JI. KH. Noer Ali No.3A, Kayuringin Jaya Kalimalang, Bekasi 17144, ID Tel. +62 21 294 53919 E-Mail mt-id.customersupport@mt.com

mi-la.cusiomersuppon@mi.com

Italien

Mettler-Toledo S.p.A. Via Vialba 42 IT-20026 Novate Milanese Tel. +39 02 333 321 E-Mail customercare.italia@mt.com

Japan

Mettler-Toledo K.K. Process Division 6F Ikenohata Nisshoku Bldg. 2-9-7, Ikenohata Taito-ku JP-110-0008 Tokyo Tel. +81 3 5815 5606 E-Mail helpdesk.ing.jp@mt.com

Kanada

Mettler-Toledo Inc. 2915 Argentia Rd #6 CA-ON L5N 8G6 Mississauga Tel. +1 800 638 8537 E-Mail ProInsideSalesCA@mt.com

Kroatien

Mettler-Toledo d.o.o. Mandlova 3 HR-10000 Zagreb Tel. +385 1 292 06 33 E-Mail mt.zagreb@mt.com

Malaysia

Mettler-Toledo (M) Sdn Bhd Bangunan Electroscon Holding, U1-01 Lot 8 Jalan Astaka U8/84 Seksyen U8, Bukit Jelutong MY-40150 Shah Alam Selangor Tel. +60 3 78 44 58 88 E-Mail

MT-MY.CustomerSupport@mt.com

Mexiko

Mettler-Toledo S.A. de C.V. Ejército Nacional #340 Polanco V Sección C.P. 11560 MX-México D.F. Tel. +52 55 1946 0900 E-Mail mt.mexico@mt.com

Norwegen

Mettler-Toledo AS Ulvenveien 92B NO-0581 Oslo Norway Tel. +47 22 30 44 90 E-Mail info.mtn@mt.com

Österreich

Mettler-Toledo Ges.m.b.H. Laxenburger Str. 252/2 AT-1230 Wien Tel. +43 1 607 4356 E-Mail prozess@mt.com

Polen

Mettler-Toledo (Poland) Sp.z.o.o. ul. Poleczki 21 PL-02-822 Warszawa Tel. +48 22 545 06 80 E-Mail polska@mt.com

Russland

Mettler-Toledo Vostok ZAO Sretenskij Bulvar 6/1 Office 6 RU-101000 Moskau Tel. +7 495 621 56 66 E-Mail inforus@mt.com

Schweden

Mettler-Toledo AB Virkesvägen 10 Box 92161 SE-12008 Stockholm Tel. +46 8 702 50 00 E-Mail sales.mts@mt.com

Schweiz

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH Im Langacher, Postfach CH-8606 Greifensee Tel. +41 44 944 47 60 E-Mail ProSupport.ch@mt.com

Singapur

Mettier-Toledo (S) Pte. Ltd. Block 28 Ayer Rajah Crescent #05-01 SG-139959 Singapore Tel. +65 6890 00 11 E-Mail mt.sg.customersupport@mt.com

Slowakei

Mettler-Toledo s.r.o. Hattalova 12/A SK-83103 Bratislava Tel. +42124441220-2 E-Mail predaj@mt.com

Slowenien

Mettler-Toledo d.o.o. Pot heroja Trtnika 26 SI-1261 Ljubljana-Dobrunje Tel. +386 1 530 80 50 E-Mail keith.racman@mt.com

Spanien

Mettler-Toledo S.A.E. C/Miguel Hernández, 69-71 ES-08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel. +34 902 32 00 23 E-Mail mtemkt@mt.com

Südkorea

Mettler-Toledo (Korea) Ltd. 1 & 4 F, Yeil Building 21 Yangjaecheon-ro 19-gil SeoCho-Gu Seoul 06753 Korea Tel. +82 2 3498 3500 E-Mail Sales_MTKR@mt.com

Tschechische Republik

Mettler-Toledo s.r.o. Trebohosticka 2283/2 CZ-100 00 Praha 10 Tel. +420 2 72 123 150 E-Mail sales.mtcz@mt.com

Thailand

Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. 272 Soi Soonvijai 4 Rama 9 Rd., Bangkapi Huay Kwang TH-10320 Bangkok Tel. +66 2 723 03 00 E-Mail MT-TH.CustomerSupport@mt.com

Türkei

Mettier-Toledo Türkiye Haluk Türksoy Sokak No: 6 Zemin ve 1. Bodrum Kat 34662 Üsküdar-Istanbul, TR Tel. +90 216 400 20 20 E-Mail sales.mttr@mt.com

Ungarn

Meittler-Toledo Kereskedelmi KFT Teve u. 41 HU-1139 Budapest Tel. +36 1 288 40 40 E-Mail mthu@axelero.hu

USA

METTLER TOLEDO Process Analytics 900 Middlesex Turnpike, Bld. 8 Billerica, MA 01821, USA Tel. +1 781 301 8800 Zollfrei +1 800 352 8763 E-Mail mtprous@mt.com

Vietnam

Mettler-Toledo (Vietnam) LLC 29A Hoang Hoa Tham Street, Ward 6 Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam Tel. +84 8 35515924 E-Mail MT-VN.CustomerSupport@mt.com



Management-System zertifiziert nach ISO 9001 / ISO 14001
 Technische Änderungen vorbehalten
 Me

 © Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics
 Im

 06/2016 Gedruckt in der Schweiz. 30 134 635
 Tel.

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Schweiz Tel. +41 44 729 62 11, Fax +41 44 729 66 36

www.mt.com/pro