Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d'utilisation

Transmitter Cond Ind 7100 PA





Mettler-Toledo GmbH Process Analytics Im Hackacker 15, P.O. Box CH-8902 Urdorf Switzerland Phone: +41-1-736 22 11 Fax: +41-1-736 26 36 www.mbro.com

Gewährleistung

Innerhalb von 1 Jahr ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Softwareversion: 2.x

Stand Bedienungsanleitung: 06.06.2005

#### Warranty

Defects occurring within 1 year from delivery date shall be remedied free of charge at our plant (carriage and insurance paid by sender).

Software release: 2.x Date of issue: June 6, 2005

#### Garantie

Tout défaut constaté dans les 1 an à dater de la livraison sera réparé gratuitement dans notre usine à réception franco de l'appareil.

Version logiciel : 2.x Version du mode d'emploi : 06.06.2005

#### TA-194.360-MTX02



## Inhalt

1	Hinweise zur BedienungsanleitungD-3 KennzeichnungenD-3
2	SicherheitshinweiseD-4 Unbedingt lesen und beachten!D-4
3	PROFIBUS-Technik
4	Beschreibung       D-7         Bestimmungsmäßiger Gebrauch       D-7         Technischer Aufbau       D-7         Kommunikationsmodell       D-8         Geräteprofil für Analysengeräte (Auszug)       D-9
5	Montage
6	Installation und Beschaltung

7	Inbetriebnahme D-21
	Checkliste D-21
8	Bedienung D-22
	Bedienungsmöglichkeiten D-22
	Bedienung über die Tastatur am Gerät D-23
	Modus-Code
	Sicherheitsfunktionen D-25
	Statusanzeigen D-26
	Konfigurierung
	Kalibrierung D-30
	Bedientool
	Messung D-36
9	Diagnose D-37
	Sensoface, Sensocheck
	PROFIBUS-PA Grenzwertmeldung D-37
	FehlermeldungD-38
	Displaymeldungen und PROFIBUS-Kommunikation D-40
	Diagnosefunktionen D-42
10	Wartung und Reinigung D-45
	Wartung D-45
	Reinigung D-45
11	Anhang D-46
	LieferprogrammD-46

Technische Daten D-46
ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung D-52
KonformitätserklärungD-54
FM Control Drawing D-55
Sensoren D-56
Konformitätsbescheinigung Reihe InPro 7250 D-58
Kalibrierlösungen D-61
Konzentrationsverläufe D-62
FachbegriffeD-68
Index D-69

12

## 1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

#### 1.1 Kennzeichnungen



Der Gefahrenhinweis enthält Anweisun gen, die der Benutzer zu seiner eigenen Sicherheit unbedingt befolgen muß. Eine Mißachtung kann zu Verletzungen führen.



Hinweise geben dem Benutzer wichtige Informationen, auf die er bei der Handhabung des Gerätes unbedingt achten sollte.



Für abgebildete Tasten erhält der Benutzer eine entsprechende Funktionsbeschreibung.



Für abgebildete Displayfunktionen erhält der Benutzer eine entsprechende Information oder Handlungsanweisung.

#### Handlungsanweisungen

 Jeder Handlungsanweisung ist ein rundes Satzanfangszeichen vorangestellt.

#### Aufzählungen

- Jeder Aufzählung ist ein Bindestrich vorangestellt.

#### Gerätebezeichnung

Die Gerätebezeichnung Transmitter Cond Ind 7100 PA wird in der Bedienungsanleitung zur Vereinfachung durch den Begriff Transmitter ersetzt. Urheberrechtlich geschützte Begriffe

Die folgenden Begriffe sind urheberrechtlich geschützt und werden zur Vereinfachung in der Bedienungsanleitung ohne Auszeichnung aufgeführt.

- Warenzeichen
  - Sensocheck<sup>®</sup>
  - Sensoface<sup>®</sup>
  - GainCheck<sup>®</sup>
  - · InPro<sup>®</sup>

## 2 Sicherheitshinweise

#### 2.1 Unbedingt lesen und beachten!

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei seiner Verwendung können unter Umständen dennoch Gefahren für den Benutzer bzw. Beeinträchtigungen für das Gerät entstehen.



Ist ein gefahrloser Betrieb nicht möglich, darf das Gerät nicht eingeschaltet bzw. muß das Gerät vorschriftsmäßig ausgeschaltet und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden.

Gründe hierfür sind:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwereTransportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN 61010, Teil 1 durchzuführen. Diese Prüfung sollte beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.



Der Transmitter darf in den Bereichen ATEX, FM Zone 1 mit Messung in Zone 0, und FM Class I Div 1 errichtet werden. Die induktiven Leitfähigkeitssensoren der InPro 7250 Serie sind zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.



Vor Inbetriebnahme ist der Nachweis der Eigensicherheit bei der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln, z. B. Segmentkoppler und Kabel zu führen.



Der Transmitter darf beim Ex-Einsatz nur an Ex-geprüfte Segmentkoppler, Speisegeräte, ... angeschlossen werden.

Der Transmitter darf nach dem FISCO-Modell betrieben werden.



Bei der Einrichtung sind die Bestimmun gen EN 60079 - 10: 1996ff einzuhalten.



Im Ex-Bereich darf zum Schutz gegen elek trostatische Aufladung nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## 3 PROFIBUS-Technik

#### 3.1 Allgemein

PROFIBUS ist ein digitales Kommunikationssystem, das dezentral installierte Feldgeräte über ein Kabel miteinander vernetzt und in ein Leitsystem integriert. PROFIBUS löst damit langfristig die 4-20 mA-Technik ab, die nur reine Meßwerte liefert.

Vorteile der PROFIBUS-Technik sind:

- einfache und kostensparende Verkabelung
- komfortable Bedienmöglichkeit über zentrales Leitsystem
- Übertragung, Auswertung und Steuerung größerer Datenmengen vom Gerät zur Leitstelle

 Parametrierung und Wartung der in explosionsgefährdeten Bereichen installierten Geräte von der Leitstelle aus

PROFIBUS ist das führende offene Feldbussystem in Europa. Sein Anwendungsbereich umfaßt Fertigungs-, Prozeß- und Gebäudeautomatisierung. Als offener Feldbusstandard nach der Feldbusnorm EN 50170 garantiert PROFIBUS die Kommunikation von verschiedenen Geräten an einer Busleitung.

Die PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) sorgt für Weiterentwicklung und Pflege der PROFIBUS-Technologie. Sie vereint die Interessen von Nutzern und Herstellern.

#### 3.2 Varianten und grundlegende Eigenschaften

PROFIBUS legt die technischen und funktionellen Merkmale eines seriellen Bussystems fest.

Es gibt drei PROFIBUS-Varianten:

- PROFIBUS-FMS (FMS-Protokoll)
- PROFIBUS-DP (Dezentrale Peripherie)
  - ist speziell f
    ür die Kommunikation von Automatisierungssystemen und dezentralen Peripherieger
    äten zugeschnitten. Er arbeitet nach dem RS 485 Standard mit 
    Übertragungsraten bis 12 MBit/s
- PROFIBUS-PA (Prozess-Automation)
  - ist speziell f
    ür die Verfahrenstechnik konzipiert und erlaubt den Anschlu
    ß von Sensoren und Aktoren auch im explosionsgef
    ährdeten Bereich an eine gemeinsame Busleitung. PROFI-BUS-PA hat eine Übertragungsrate von 31,25 kBit/s.

PROFIBUS unterscheidet zwei Arten von Geräten:

- Master-Geräte
  - bestimmen den Datenverkehr auf dem Bus. Sie versenden Nachrichten ohne externe Aufforderung.
- Slave-Geräte
  - sind Peripheriegeräte wie z.B. Ventile, Antriebe, Meßumformer und Analysengeräte. Sie können azyklisch auf Fernwartungs-, Parametrierungs- und Diagnoseanweisungen des Masters reagieren. Meßdaten mit Status werden zyklisch von der Leitstelle abgefragt.

### 3.3 Festlegungen für PROFIBUS-PA

Das Busprotokoll legt Art und Geschwindigkeit des Datenaustausches zwischen Master- und Slave-Geräten fest und bestimmt das Übertragungsprotokoll des jeweiligen PROFIBUS-Systems.

PROFIBUS-PA ermöglicht zyklische und azyklische Dienste.

- Zyklische Dienste dienen zur Übertragung von Meßdaten und Stellbefehlen mit Statusinformation
- Azyklische Dienste dienen zur Geräteparametrierung, Fernwar-

tung und Diagnose während des Betriebes

Das Geräteprofil legt die Geräteklasse, typische Funktionalitäten durch Parameter, Meßbereiche und Grenzwerte verbindlich fest.

Das für den explosionsgefährdeten Bereich entwickelte FISCO-Modell der PTB erlaubt die Zusammenschaltung mehrerer Geräte an eine gemeinsame Busleitung und legt zulässige Grenzen für Geräte- und Kabelparameter fest.

#### 3.4 PROFIBUS-PA mit dem Transmitter



Abb. 3.1 Prinzipieller Aufbau einer PROFIBUS-Anlage mit dem Transmitter

## 4 Beschreibung

#### 4.1 Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Der Transmitter ist ein PROFIBUS-PA-Analysengerät. Er wird zur Leitfähigkeitsmessung mit induktivem Sensor in der Wasser-/Abwassertechnik, Galvanik, Biotechnologie, Lebensmittel-, Pharma-, Papierund chemischen Industrie eingesetzt.

Das robuste Kunststoffgehäuse gestattet den Schalttafeleinbau oder die Wandmontage. Eine Mastmontage ist ebenfalls möglich. Das Schutzdach bietet einen zusätzlichen Schutz vor direkten Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung.

Das Gerät ist einfach austauschbar, da alle Anschlüsse als steckbare Klemmen ausgeführt sind.

Das Gerät ist für die Konzentrationsbestimmung der Stoffe NaCl, HCl, NaOH,  $H_2SO_4$ , HNO<sub>3</sub> ausgelegt.

#### 4.2 Technischer Aufbau

Die Kommunikation zwischen Meßstelle und Meßwarte erfolgt über PROFIBUS-PA. Der Datenaustausch, zyklisch und azyklisch, wird nach dem Protokoll PROFIBUS-DP/V1 abgewickelt.



Abb. 4.1 System-Funktionen (Hardware)

#### 4.3 Kommunikationsmodell

Nach dem PNO-Profil für Analysengeräte wird die Funktionalität des Gerätes durch Funktionsblöcke beschrieben.

Die jeweiligen Blöcke enthalten bestimmte, zusammengehörige Parameter und Funktionen.



Abb. 4.2 Kommunikationsmodell Transmitter Cond Ind 7100 PA nach dem PNO-Profil

# Deutsch

## 4.4 Geräteprofil für Analysengeräte (Auszug)

Blocktyp	Blockinhalt (generell)	Blockinhalt (detailliert)
Physical Block	Beschreibung	Meßverfahren, Geräte-Konfiguration
(PB)	des Gerätes	Geräte-Nummer, Hersteller-Name
		Betriebszustand (Run, Wartung,)
		Globalstatus, Diagnose-Information
Transducer	Meßverfahren	Meßgröße (Klartext und Dimension)
Block (TB)	und dessen Inter- pretation	Zahl der Meßbereiche (MB), Anfang- und Endwert der MB, aktiver MB
	pretation	Ein/Aus der Funktion Autorange
		Frequenz der Meßwerterneuerung
		Unkorrigierter Meßwert mit Status
Control	Steuerung der	Status der Funktionsbearbeitung betroffener Transducer-Blöcke
Transducer Gerätefunktion Block		Steigung Sensor-Kennlinie (Zellfaktor)
Transfer Trans-	Vorverarbeitung	Meßwertvorverarbeitung
ducer Block	eines Meßwertes	Temperaturkompensation
		Auswahl der Vorverarbeitungsfunktion
Transducer Limit	Überwachung von Grenzwerten	Block (TB) für Grenzwertbildung (Eingangsgröße wählen)
Block		Schwellwert, Wirkrichtung, Hysterese
		Meldeverzögerung, Abfallverzögerung
		Rücksetzverhalten, Rücksetzbestätigung
		Grenzwertzustand (aktiv, nicht aktiv)

[				
Blocktyp	Blockinhalt (generell)	Blockinhalt (detailliert)		
Analog Input (AI)	Meßwert	Aktueller Meßwert mit Status und Skalierung		
Function Block		Anstiegszeit, Hysterese der Al-Grenzen		
		Obere/untere Alarmgrenze		
		Obere/untere Warngrenze		
		Umschaltung Hand/Automatik-Betrieb, Meßwertsimulation		
		Fail-safe-Verhalten		
Discrete Input (DI) Function Block	Digitaler Eingang	Umschaltung Hand/Automatik-Betrieb		
		Signalinvertierung		
		Fail-safe-Verhalten		
		Grenzwertmeldung/Status		
Transducer	Meldung von	Wartungsbedarf, Funktionskontrolle, Fehler, Grenzwerte inkl. Summenmeldung		
Alarm Block	Zuständen und Ereignissen	Binäre Meldungen (Fehlermeldungen)		
Logbook	Registratur von Zuständen und Ereignissen	Einschalten, Ausschalten, Rücksetzen		
Function Block		Zustand der Bearbeitung (Logbuch-Status)		
		Anzahl der Einträge		
		Navigation durch die Einträge		

Tab. 4.1: Geräteprofil Analysengeräte (Funktionsinhalt)

## 5 Montage

#### 5.1 Lieferumfang und Auspacken des Gerätes

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und auf Vollständigkeit.

Zum Lieferumfang gehören:

- Fronteinheit Transmitter
- Untergehäuse

- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung
- Diskette mit GSD-Datei Mett7533.GSD
- Kleinteilebeutel:



Abb. 5.1 Montage der Gehäusekomponenten

- 1 Kurzschlußbrücke (1 Stück)
- 2 Scheibe (1 Stück): für Conduit-Montage: Scheibe zwischen Gehäuse und Mutter
- 3 Kabelbinder (3 Stück)
- 4 Scharnierstift (1 Stück): von beiden Seiten steckbar
- 5 Gehäuseschrauben (4 Stück)
- 6 Verschlußpfropfen (3 Stück)
- 7 Reduziergummi (1 Stück)
- 8 Kabelverschraubungen (3 Stück)
- 9 Blindstopfen (3 Stück)
- 10 Dichtringe (3 Stück)
- 11 Sechskantmuttern (3 Stück)
- 12 Dichtstopfen (2 Stück): zur Abdichtung bei Wandmontage

#### 5.2 Montageplan



/+

3

- 1 Kabelverschraubungen (3 Stück)
- 2 Bohrungen für Kabelverschraubung oder Conduit 1/2", ø = 21,5 mm (2 Bohrungen)

Conduits sind nicht im Lieferumfang enthalten!

- 3 Bohrungen für Mastmontage (4 Bohrungen)
- 4 Bohrungen für Wandmontage (2 Bohrungen)

2



6.2.5

4



- 1 Schrauben (4 Stück)
- 2 Dichtung (1 Stück)
- 3 Schalttafel
- 4 Riegel (4 Stück)
- 5 Gewindehülsen (4 Stück)

<u>1...22</u> 3 Schalttafel-Montagesatz ZU 0275, Schalttafelausschnitt 138 x 138 mm (DIN 43700)



- 1 Schutzdach ZU 0276 (nach Bedarf)
- 2 Schlauchschellen mit Schneckentrieb nach DIN 3017 (2 Stück)
- 3 Mastmontageplatte (1 Stück)
- 4 Wahlweise für senkrechte oder waagerechte Mastanordnung
- 5 Schneidschrauben (4 Stück)

Abb. 5.4 Mastmontagesatz ZU 0274

Abb. 5.3

#### 1 Schutzdach



Abb. 5.5 Schutzdach ZU 0276 für Wand- und Mastmontage

## 6 Installation und Beschaltung

#### 6.1 Installationshinweise



Die Installation des Transmitters darf nur durch ausgebildete Fachkräfte (VBG 4) unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.



Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.



Nach dem PTB-FISCO-Modell ist beim Anschluß im Ex-Bereich auf die Einhaltung des gültigen Parameterbereiches zu achten.

Siehe PROFIBUS Technische Richtlinien PNO-Best.-Nr.: 2.091



Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.

Zur einfachen Installation sind die Klemmenleisten steckbar ausgeführt. Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet.

Als Buskabel wird ein spezielles verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel verwendet (z. B. Siemens).



Division 2 siehe englische Bedienungsan - leitung.



- 1 Anschlußleitungen PROFIBUS-PA
- 2 Ansatzfläche zum Abziehen der Anschlußklemmen
- 3 Abdeckung der Anschlußklemmen für Sensor und Temperaturfühler
- 4 Abziehen der Anschlußklemmen mit Schraubendreher
- 5 Empfohlene Abisoliermaße für mehradrige Kabel
- 6 Empfohlene Abisoliermaße für Koaxialkabel
- 7 Kabelverlegung im Gerät

Abb. 6.1 Installationshinweise

#### 6.2 Klemmenbelegung



Abb. 6.2 Klemmenbelegung des Transmitters

#### 6.3 Der Transmitter im Überblick



- 1 Eingang für induktiven Leitfähigkeitssensor
- 2 Eingang für Temperaturfühler
- 3 Busanschluß

Abb. 6.3 Ein- und Ausgänge

#### 6.4 Beschaltungsbeispiele

Leitfähigkeitsmessung mit dem induktiven Leitfähigkeitssensor InPro 7250 ST



Abb. 6.4 Leitfähigkeitsmessung mit dem induktiven Leitfähigkeitssensor InPro 7250 ST

Der induktive Leitfähigkeitssensor dient zur Messung geringer bis höchster Leitfähigkeitswerte.

Leitfähigkeitsmessung mit dem induktiven Leitfähigkeitssensor InPro 7250 HT



Abb. 6.5 Leitfähigkeitsmessung mit dem induktiven Leitfähigkeitssensor InPro 7250 HT

Der induktive Leitfähigkeitssensor dient zur Messung geringer bis höchster Leitfähigkeitswerte.

## 7 Inbetriebnahme

#### 7.1 Checkliste



Die Inbetriebnahme muß vom Fachpersonal durchgeführt werden.



Vor der Inbetriebnahme des Transmitters müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Gerät darf keine Beschädigungen aufweisen.
- Wenn das Gerät nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen wird, ist zuvor eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN 61010 Teil 1 durchzuführen.
- Es ist der Nachweis der Eigensicherheit bei der Zusammenschaltung des Gerätes mit allen anderen Betriebsmitteln zu führen.
- Es mu
  ß sichergestellt werden, da
  ß das Ger
  ät entsprechend der angeschlossenen Peripherie konfiguriert ist.
- Alle angeschlossenen Spannungs- und Stromquellen müssen den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Das Gerät darf nur an Ex-geprüfte Segmentkoppler, Speisegeräte, ... angeschlossen werden.

## 8 Bedienung

#### 8.1 Bedienungsmöglichkeiten





Das Gerät bietet folgende Bedienungsmöglichkeiten:

- über Tastatur am Gerät
- über Bedientool in der Wartungsstation

#### 8.2 Bedienung über die Tastatur am Gerät



Abb. 8.2 Frontansicht des Transmitters





- Modus-Code Eingabe
- Anzeige Meßgröße
- Temperatur 3
- nicht belegt 4
- 5 Grenzwerte
- 6 Alarm
- Sensocheck 7
- Kalibrierung
- 9 Intervall/Einstellzeit

- 10 nicht belegt
- 11 Meßwertzeichen
- 12 weiter mit enter
- 13 Balken für Gerätestatus
- 14 manuelle Temperaturvorgabe
- 15 Hold-Zustand aktiv
- 16 Warten
- 17 Sensordaten
- 18 Sensoface



#### Tastaturfunktionen



Meßbetrieb





Kalibrierung



Konfigurierung



Ziffernstelle auswählen ausgewählte Stelle blinkt



enter



Aufforderung im Display: Weiter im Programmablauf Kalibrierung/Konfigurierung: Eingaben bestätigen, nächster Arbeitsschritt



Weitere Tastenkombinationen werden in den entsprechenden Sachgebieten erläutert.

#### 8.3 Modus-Code

co

| meas

Mit den Tasten meas bzw. cal und Eingabe eines Modus-Codes werden folgende Modi aktiviert:

ſ ≁ —	_	con
L cal		con

f, 0000 Error-Info f, 1200 Konfiguriermodus

l cal	
	/

cal, 0000	Cal-Info
cal, 1001	Kalibrierung Nullpunkt
cal, 1015	Abgleich Temperaturfühler
cal, 1100	Kalibriermodus
cal, 1125	Eingabe/Abgleich Übertragungs faktor
cal. 2222	Test-Mode

#### 8.4 Sicherheitsfunktionen

Sensorüberwachung Sensocheck, Sensoface Sensocheck überwacht kontinuierlich den Sensor. Sensocheck ist abschaltbar.

$\mathbf{C}$	)
$\epsilon$	•
$\epsilon$	•

Sensoface gibt Hinweise über den Zustand des Leitfähigkeitssensors.

Es werden Sendespule und deren Leitungen auf Kurzschluß sowie Empfangsspule und deren Leitungen auf Unterbrechung untersucht.

#### Manueller Geräteselbsttest GainCheck

Es werden ein Displaytest durchgeführt, die Softwareversion angezeigt sowie Speicher und Meßwertübertragung überprüft. Der Gain-Check gewährleistet die Funktionstüchtigkeit des Gerätes.



Manuellen Geräteselbsttest GainCheck starten Automatischer Geräteselbsttest

Der automatische Geräteselbsttest überprüft Speicher und Meßwertübertragung. Er läuft in einem festen Intervall automatisch im Hintergrund ab.

#### Hold-Zustand

Der Hold-Zustand ist ein Sicherheitszustand, der sich bei Bedieneingriffen wie Konfigurieren und Kalibrieren einstellt. Der Transmitter friert den letzten gültigen Meßwert ein und liefert eine Statusmeldung an das Leitsystem.



Symbol signalisiert den Gerätezustand "Hold".

Der Hold-Zustand ist nach Eingabe folgender Modus-Codes aktiv:

- Kalibrierung
  - Modus-Code 1001
  - Modus-Code 1015
  - Modus-Code 1100
  - Modus-Code 1125
  - Modus-Code 2222

#### 8.5 Statusanzeigen

eßmodus		Die Ansprechzeit des	Alarms ist fest auf 10 s eingestellt.
	Gerät befindet sich im Meßmodus.	PROFIBUS-PA-Komm	nunikation
alibriermodus	Kalibriermodus ist aktiv.	20	Der Transmitter kommuniziert über PROFI- BUS-PA und kann von der Wartungsstation konfiguriert werden. Meßwerte, Meldungen und Geräteidentifikation sind jederzeit abruf- bar. Dies ermöglicht die Einbindung in vollau- tomatische Prozeßabläufe.
larm		Konfiguriermodus	
шC	Während einer Fehlermeldung blinkt die Alarm-Anzeige im Statusfeld.	conf 🖍	Das Gerät befindet sich im Konfiguriermodus.
larm	Kalibriermodus ist aktiv. Während einer Fehlermeldung blinkt die Alarm-Anzeige im Statusfeld.	Konfiguriermodus	und Geräteidentifikation sind jederz bar. Dies ermöglicht die Einbindung tomatische Prozeßabläufe. Das Gerät befindet sich im Konfigur

- Modus-Code 1200

Meßwert und Hold werden abwechselnd angezeigt.

 gemessenen Wert auf Plausibilität überprüfen



Hold-Zustand beenden

Nach 20 s (Meßwertstabilisierung) geht das Gerät wieder in den Meßmodus.

#### 8.6 Konfigurierung

Im Konfiguriermodus werden die Einstellungen der Geräteparameter vorgenommen.

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:







Modus-Code "1200" eingeben



13

Frr

Die Konfigurierparameter werden bei der Eingabe überprüft.

Bei unzulässigen Eingaben wird für ca. 3 s "Err" eingeblendet. Die Übernahme der unzulässigen Parameter ist unmöglich. Die Eingabe muß wiederholt werden.

· Konfigurierung beenden

Meßwert und Hold werden abwechselnd angezeigt.



 Eingabe bestätigen Begrüßungstext 3 s



· Hold-Zustand beenden / Konfigurierung akzeptieren oder

Konfigurierung wiederholen



enter

Während der Konfigurierung bleibt das Gerät aus Sicherheitsgründen im Hold-Zustand.



| meas

📥 cal

Hold-Zustand beenden

1-25

Die Menüs sind umlaufend angelegt.





Parameter anwählen bzw. verändern



Eingaben bestätigen

Alle einstellbaren Parameter sind der Tabelle "Konfigurierparameter" (siehe Seite 27) zu entnehmen

#### Konfigurierparameter

Piktogramm/Anzeige	Parameter	Auswahl/Eingabe	Kommentar	Werks- einstellung
88	Meßgröße	00.00 mS / 000.0 mS / 0000 mS 000.0 % 000.0 SAL	Die gewählte Meßgröße wird auf dem Display angezeigt.	000.0 mS
	Konzentration	-01- NaCl -02- HCl -03- NaOH -04- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (0 35 Gew.%) -05- HNO <sub>3</sub> -06- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (95 99 Gew.%)	nur bei %	-01-
	Temperatur	°C °F	Auswahl Temperaturanzeige	°C
	Temperaturfühler	Pt 100 Pt 1000 NTC 30 NTC 100	Auswahl Temperaturfühler	Pt 1000
		BUS EXT	Externe Temperaturerfassung Temperaturwert gelangt über PROFI- BUS zum Gerät.	
	Temperatur- kompensation (Schritt entfällt bei % und SAL.)	OFF LIN NLF	Auswahl Temperaturkompensation: linear nichtlinear, natürliche Wässer	OFF
	l emperaturkoef- fizient	xx.xx %/K	Lingabe Temperaturkoeffizient Nur bei Temperaturkompensation LIN	02.00 %/K

Piktogramm/Anzeige	Parameter	Auswahl/Eingabe	Kommentar	Werks- einstellung
s.	Sensocheck	ON OFF	Sensorüberwachung ein-/ausschalten	OFF
€d (£	PROFIBUS- Geräte-adresse	0001 0126	Eingabe der PROFIBUS-Adresse des Geräts. Das Gerät darf nicht gleichzeitig über PROFIBUS kommunizieren.	0126

Tab. 8.1: Konfigurierparameter

#### 8.7 Kalibrierung

Kalibriermöglichkeiten (konfigurierbar)

- Kalibrierung durch Vorgabe des Zellfaktors des verwendeten Sensors (siehe Seite 31)
- Nullpunktkalibrierung an der Luft (siehe Seite 32)
- Kalibrierung mit Kalibrierlösung (siehe Seite 33)
- Eingabe und Abgleich des Übertragungsfaktors (siehe Seite 34)
- Abgleich des Temperaturfühlers (siehe Seite 35)

#### Hinweise zur Kalibrierung



Die Kalibrierung erfolgt durch die Eingabe des Zellfaktors oder durch die Ermittlung des Zellfaktors mit einer bekannten Kalibrierlösung unter Berücksichtigung der Temperatur.

Erfolgt der Einsatz des Sensors in Querschnitten A < 110 mm, ist der gleiche Querschnitt bei der Kalibrierung vorzusehen.

B

Alle Kalibriervorgänge dürfen nur vom Fachpersonal ausgeführt werden.



Bei Verwendung anderer Sensoren muß vor der Kalibrierung der Übertragungsfaktor des Sensors eingegeben werden (siehe "Eingabe und Abgleich des Übertragungsfaktors" Seite 34).



1-25

Falsch eingestellte Parameter bleiben unter Umständen unbemerkt, verändern jedoch die Meßeigenschaften.

Die Kalibrierung wird direkt am Gerät durchgeführt.

Eine Kalibrierung über PROFIBUS-PA ist nicht vorgesehen.



Frr

Während der Kalibrierung bleibt das Gerät aus Sicherheitsgründen im Hold-Zustand.

Bei unzulässigen Eingaben wird für ca. 3 s "Err" eingeblendet. Die Übernahme der unzulässigen Parameter ist unmöglich. Die Eingabe muß wiederholt werden.



Zur Funktion der Tasten siehe "Tastaturfunktionen" S. 24. Kalibrierung durch Vorgabe des Zellfaktors Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:



Kalibrierung anwählen



Modus-Code "1100" eingeben

enter

Eingabe bestätigen



Begrüßungstext 3 s



Zellfaktor eingeben
In der unteren Anzeige wird der Leitfähigkeitsmeßwert angezeigt.



Nach Änderung des Zellfaktors verändert sich sofort der Leitfähigkeitsmeßwert.



Erfolgt 6 s lang keine Eingabe, werden in der unteren Anzeige abwechselnd Leitfähigkeitsmeßwert und Temperatur angezeigt.



· Zellfaktor bestätigen



· Hold-Zustand beenden

Nach 20 s (Meßwertstabilisierung) geht das Gerät wieder in den Meßmodus.

Nullpunktkalibrierung an der Luft



Eine Nullpunktkalibrierung ist insbesondere dann erforderlich, wenn geringe Leitfähigkeitswerte gemessen werden sollen.



Vor der Kalibrierung den Sensor aus dem Prozeß nehmen, reinigen und abtrocknen.

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:



Kalibrierung anwählen



Modus-Code "1001" eingeben



Eingabe bestätigen



Begrüßungstext 3 s



 Nullpunkt ändern, bis in der unteren Anzeige 0 µS angezeigt wird



Ggf. muß das Vorzeichen beim Nullpunkt verändert werden.



Erfolgt 6 s lang keine Eingabe, werden in der unteren Anzeige abwechselnd Meßwert mit Nullpunktkorrektur und Temperatur angezeigt.



- Nullpunkt bestätigen
- Hold-Zustand beenden

Nach 20 s (Meßwertstabilisierung) geht das Gerät wieder in den Meßmodus.

Deutsch

Kalibrierung mit Kalibrierlösung

R

Bei der Kalibrierung werden bekannte Kalibrierlösungen mit den zugehörigen temperaturrichtigen Werten der Leitfähigkeit verwendet (siehe "Kalibrierlösungen" Seite 61)



Die Temperatur muß während des Kalibriervorganges stabil gehalten werden.



Die Einstellzeit des Temperaturfühlers beachten.

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:



Kalibrierung anwählen



Modus-Code "1100" eingeben

B

Erfolgt 6 s lang keine Eingabe, werden in der unteren Anzeige abwechselnd Leitfähigkeitsmeßwert und Temperatur angezeigt.

- den der angezeigten Temperatur zugehörigen Leitfähigkeitswert aus der Tabelle der verwendeten Kalibrierlösung ablesen (siehe "Kalibrierlösungen" Seite 61)
- Zellfaktor ändern, bis der Leitfähigkeitswert aus der Tabelle angezeigt wird



**02.17**5 c

A 1118m5

· Zellfaktor bestätigen



· Hold-Zustand beenden

Nach 20 s (Meßwertstabilisierung) geht das Gerät wieder in den Meßmodus.

enter

Eingabe bestätigen



Begrüßungstext 3 s



Sensor in die Kalibrierlösung tauchen

Eingabe und Abgleich des Übertragungsfaktors

Das Gerät wird mit einem voreingestellten Übertragungsfaktor ausgeliefert.

Werden andere Sensoren verwendet, muß ein anderer Übertragungsfaktor eingegeben werden.



Bei nicht vorhandenem Übertragungsfaktor muß dieser im Test-Mode mit Hilfe eines Ersatzwiderstandes ermittelt werden (siehe "Test-Mode").



- Leitfähigkeits-Ersatzwiderstand (Simulator) durch die Meßöffnung des induktiven Sensors einschleifen
- · Übertragungsfaktor des Sensors abgleichen

Übertragungsfaktor ändern, bis in der

unteren Anzeige der entsprechende

Widerstandswert (ohne Einrechnung des

Empfohlener Widerstandswert für den Abgleich ist R = 100  $\Omega$ .



Wird der Übertragungsfaktor nach einer Zellfaktor-Kalibrierung geändert, muß diese Kalibrierung wiederholt werden.

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:



Kalibrierung anwählen



Zellfaktors) angezeigt wird Übertragungsfaktor bestätigen



Modus-Code "1125" eingeben

- Hold-Zustand beenden

Nach 20 s (Meßwertstabilisierung) geht das Gerät wieder in den Meßmodus.



D-34

Eingabe bestätigen



Begrüßungstext 3 s



Bedienuna

Übertragungsfaktor des Sensors eingeben bzw.


Abgleich des Temperaturfühlers



Ein Temperaturabgleich ist besonders bei Pt100-Temperaturfühlern zu empfehlen.

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:



Kalibrierung anwählen



Modus-Code "1015" eingeben



Eingabe bestätigen

Begrüßungstext 3 s



025.3 m

25.0 °C 🖂

- Temperatur des Meßgutes mit einem externen Thermometer ermitteln
- ermittelten Temperaturwert in die Hauptanzeige eingeben



In der unteren Displayanzeige wird die gemessene Temperatur ohne Abgleich angezeigt. Wird dieser Wert in die obere Anzeige ohne Änderung übernommen, so hat der Abgleich keine Auswirkung.



Temperaturwert bestätigen



Hold-Zustand beenden

Nach 20 s (Meßwertstabilisierung) geht das Gerät wieder in den Meßmodus.

#### 8.8 **Bedientool**

Zur Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose des Transmitters via PROFIBUS werden Bedientools wie z.B. SIMATIC-PDM ab Version 5 empfohlen.

Die aktuelle Device Description wird mitgeliefert. DTM für Tools mit FDT-Schnittstelle auf Anfrage.

#### 8.9 Messung

#### Meßmodus

Im Meßmodus zeigt die Hauptanzeige die konfigurierte Meßgröße und die untere Anzeige die Temperatur.



Das Gerät schaltet in den Meßmodus, auch aus dem Konfigurier- oder Kalibriermodus (ggf. nach Wartezeit zur Meßwertstabilisierung).

#### Cal-Info

Die "Cal-Info" zeigt den aktuellen Zellfaktor und den Nullpunkt an.



· Funktion "Cal-Info" anwählen



Modus-Code .



bestätigen

Der aktuelle Zellfaktor und der Nullpunkt werden für ca. 20 s angezeigt.



Cal-Info<sup>#</sup> beenden .

# Die "Error-Info" zeigt die letzte aufgelaufene Fehlermeldung an.

I ca

Frror-Info

meas

Funktion "Error-Info" anwählen





bestätigen

Die letzte Fehlermeldung wird für ca. 20 s angezeigt. Anschließend wird die Meldung gelöscht.



Frror-Info" beenden

# 9 Diagnose

# 9.1 Sensoface, Sensocheck

Sensocheck überwacht kontinuierlich den Sensor. Sensocheck ist abschaltbar.



Nur bei eingeschaltetem Sensocheck erscheint eine freundliche Sensoface-Anzeige im Display.



Sensoface gibt Hinweise über den Zustand des Leitfähigkeitssensors.

Es werden Sendespule und deren Leitungen auf Kurzschluß sowie Empfangsspule und deren Leitungen auf Unterbrechung untersucht.

# 9.2 PROFIBUS-PA Grenzwertmeldung

Der Transmitter ist mit zwei Grenzwertblöcken ausgestattet, die individuell auf die Meßgrößen Leiffähigkeit, spezifischer Widerstand, Salinität oder Temperatur geschaltet werden können.

Die Konfigurierung erfolgt nur über den Bus.

Die Grenzwertzustände werden zyklisch übertragen.

Hysterese, Wirkrichtung, Ansprech-, Abfallverzögerungszeit können parametriert werden.



Die Grenzwertmeldung und Parametrierung erfolgen über PROFIBUS-PA.



Erscheint das abgebildete Symbol im Display, ist der Grenzwertblock 1 aktiv.



Erscheint das abgebildete Symbol im Display, ist der Grenzwertblock 2 aktiv.



Das Gerät zeigt unabhängig vom Sensoface-Status die Meßgröße an.

# 9.3 Fehlermeldung

R\$

Beim Auftreten folgender Fehlermeldungen kann das Gerät die Meßgröße nicht mehr korrekt ermitteln.

Während einer Fehlermeldung blinkt die

Alarm-Anzeige (rote LED) im Statusfeld.

Die Ansprechzeit des Alarms ist fest auf 10 s eingestellt.

IS .

Die Fehlermeldungen auf dem Display sind nach Priorität sortiert. Eine höher eingestufte Fehlermeldung überdeckt eine geringer eingestufte.

Fehler-Nr.	Display (blinkend)	Problem	Mögliche Ursachen		
Err 01	<b>{ { ] ] ]</b> _m5	Sensor	<ul> <li>falscher Zellfaktor</li> <li>Meßbereich überschritten</li> <li>SAL &gt; 45 ‰</li> <li>Sensoranschluß oder Kabel defekt</li> </ul>		
Err 02	Meßwert	Sensor	- ungeeigneter Sensor		
Err 03		Temperaturfühler	<ul> <li>außerhalb des Temperaturmeßbereiches</li> <li>außerhalb des Temperaturbereiches für TK</li> <li>außerhalb des Temperaturbereiches für SAL</li> <li>außerhalb des Temperaturbereiches für Konzentration</li> </ul>		
Err 33	s s	Sensocheck Sendespule	Kurzschluß der Sendespule     Kurzschluß der Zuleitungen		
Err 34	s s	Sensocheck Emp- fangsspule	Unterbrechung der Empfangsspule     Unterbrechung der Zuleitungen		
Err 98	EonF	Systemfehler	<ul> <li>Speicherfehler im Geräteprogramm</li> <li>Meßwertübertragung defekt</li> <li>Konfigurations- oder Kalibrierdaten defekt</li> <li>Gerät komplett neu konfigurieren und kalibrieren</li> </ul>		

Fehler-Nr.	Display (blinkend)	Problem	Mögliche Ursachen
Err 99		Abgleichdaten	- EEPROM oder RAM defekt
	FRIL		- Fehler in den Geräteabgleichdaten
			Diese Fehlermeldung tritt nur bei komplettem Defekt auf, da die Daten ansonsten durch mehrere Sicherheitsfunktionen vor Verlust geschützt sind.
			Gerät zur Reparatur und Neuabgleich einschicken

Tab. 9.1: Fehlermeldungen

# 9.4 Displaymeldungen und PROFIBUS-Kommunikation

Bedienoberfläche / Display des Gerätes Ursache			Kommunikation über PROFIBUS						
Display-Piktogramm	Display-Meldung	Sensoface	LED	nähere Erläuterungen siehe Seite 38	Nr. der binären Meldung (Logbuch)	Analog Input Status	Physical Block (PB) Globalstatus	Text der binären Medung (Werkseinstellung)	Logbucheintrag (Werkseinstellung)
FRIL	Err 99		Х	Abgleichdaten defekt	1	0000 11xx	Failure	ERR SYSTEM	Х
[onF	Err 98		x	Konfigurier- daten defekt, Gaincheck	2	0000 11xx	Failure	ERR PARAMETERS	х
EonF	Err 98		X	Memory-Error (RAM, ROM, EPROM)	3	0000 11xx	Failure	ERR MEMORY	Х
<b>   79</b> "5	Err 01		x	Meßbereich LF, Konz, Sal unter-/ überschritten	4	0101 01xx	Failure	ERR MEAS VALUE	Х
<b>1 179</b> "s	Err 02		X	Meßbereich Leitwert unter-/ überschritten	5	0100 0111 0100 1111	Failure	ERR COND VALUE	Х
	Err 03		x	Meßbereich Temp. unter- / überschritten Temperaturfühler	6	0100 0111 0100 1111	Failure	ERR TEMP VALUE	Х
s	Err 33	:	x	Sensocheck Sendespule	7	0100 0111 0100 1111	Failure	CHK SENSOR	Х

Bedienoberfläche / Display des Gerätes Ursache		Ursache	Kommunikation über PROFIBUS						
Display-Piktogramm	Display-Meldung	Sensoface	LED	nähere Erläuterungen siehe Seite 38	Nr. der binären Meldung (Logbuch)	Analog Input Status	Physical Block (PB) Globalstatus	T ext der binären Meldung (Werkseinstellung)	Logbucheintrag (Werkseinstellung)
s	Err 34	:	х	Sensocheck Empfangsspule	8	0100 0111 0100 1111	Failure	CHK SENSOR	Х
• SLOPE ZERO •		:		Nullpunkt	9	1010 01xx	Maintenance req.	CHK ZERO	Х
• SLOPE ZERO •		:		Zellfaktor	10	1010 01xx	Maintenance req.	CHK SLOPE	Х
cal 🦯				Kalibrierung	11	0100 0111 0100 1111	Function Check	CAL RUNNING	Х
conf 🔑				Konfigurierung	12	0100 0111 0100 1111	Function Check	CONF RUNNING	Х
				HOLD (Device state = Maintenance)	13	0100 0111 0100 1111	Function Check	HOLD	Х
				HI_HI_LIM FB Analyse Cond/Conc/SAL	14	1000 1110	Limit 1 Bit 1	HI_HI_LIMIT COND HI_HI_LIMIT CONC HI_HI_LIMIT SAL	
				HI_LIM FB Analyse Cond/Conc/SAL	15	1000 1010	Limit 1 Bit 2	HI_LIMIT COND HI_LIMIT CONC HI_LIMIT SAL	

Deutsch

Bedienoberfläche / Display des Gerätes Ursache		Ursache	Kommu	nikation über F	ROFIBUS				
Display- Piktogramm	Display-Meldung	Sensoface	LED	nähere Erläuterungen siehe Seite 38	Nr. der binären Meldung (Logbuch)	Analog Input Status	Physical Block (PB) Globalstatus	Text der binären Meldung (Werkseinstellung)	Logbucheintrag (Werkseinstellung)
				LO_LIM FB Analyse Cond/Conc/SAL	16	1000 1001	Limit 1 Bit 3	LO_LIMIT COND LO_LIMIT CONC LO_LIMIT SAL	
				LO_LO_LIM FB Analyse Cond/Conc/SAL	17	1000 1101	Limit 1 Bit 4	LO_LO_LIMIT COND LO_LO_LIMIT CONC LO_LO_LIMIT SAL	
				HI_HI_LIM FB Temperatur	18	1000 1110	Limit 2 Bit 1	HI_HI_LIMIT TEMP	
				HI_LIM FB Temperatur	19	1000 1010	Limit 2 Bit 2	HI_LIMIT TEMP	
				LO_LIM FB Temperatur	20	1000 1001	Limit 2 Bit 3	LO_LIMIT TEMP	
				LO_LO_LIM FB Temperatur	21	1000 1101	Limit 2 Bit 4	LO_LO_LIMIT TEMP	
				Logbuch leer	22		Function Check	EMPTY LOGBOOK	

# 9.5 Diagnosefunktionen

Cal-Info

Die "Cal-Info" zeigt den aktuellen Zellfaktor und den Nullpunkt an.



· Funktion "Cal-Info" anwählen



Modus-Code

bestätigen

Error-Info

Die "Error-Info" zeigt die letzte aufgelaufene Fehlermeldung an.

Der aktuelle Zellfaktor und der Nullpunkt werden für ca. 20 s angezeigt.



· "Cal-Info" beenden



bestätigen

Die letzte Fehlermeldung wird für ca. 20 s angezeigt. Anschließend wird die Meldung gelöscht.



enter

"Error-Info" beenden

#### Test-Mode

Im Test-Mode kann die Meßeinrichtung mit einem Widerstand für die Leitfähigkeitsmessung und die Temperatur überprüft werden.



Funktion "Test-Mode" anwählen



Modus-Code eingeben

Eingabe bestätigen





 Leitfähigk tor) durch Sensors

•

Leitfähigkeits-Ersatzwiderstand (Simulator) durch die Meßöffnung des induktiven Sensors einschleifen

Der Leitfähigkeits-Ersatzwiderstand wird

- ohne Einrechnung der Zellfaktors (c = 1) und
- ohne Temperaturkompensation
- in der Hauptanzeige in  $\Omega$  angezeigt.

KS-

Voraussetzung für eine exakte Ermittlung des Widerstandswertes ist ein korrekt vorgegebener Übertragungsfaktor (siehe "Eingabe und Abgleich des Übertragungsfaktors").



Test-Mode beenden

Das Gerät geht in den HOLD-Zustand.

Manueller Geräteselbsttest GainCheck

Es werden ein Displaytest durchgeführt, die Softwareversion ange-

zeigt sowie Speicher und Meßwertübertragung überprüft.



Manuellen Geräteselbsttest GainCheck starten

Automatischer Geräteselbsttest

Der automatische Geräteselbsttest überprüft Speicher und Meßwertübertragung. Er läuft in einem festen Intervall automatisch im Hintergrund ab.

# 10 Wartung und Reinigung

# 10.1 Wartung

Der Transmitter ist wartungsfrei.

# 10.2 Reinigung

Staub, Schmutz und Flecken werden von den Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch entfernt.

Bei starken Verschmutzungen kann ein milder Haushaltsreiniger verwendet werden.

# 11 Anhang

# 11.1 Lieferprogramm

#### Geräte

Gerätebezeichnung	Bestell-Nr.
Transmitter Cond Ind 7100 PA zum Ein- satz im Ex-Bereich und im nicht-Ex- Bereich	52121273

#### Montagezubehör

Zubehör	Bestell-Nr.
Mastmontagesatz ZU 0274	52120741
Schalttafel-Montagesatz ZU 0275	52120740
Schutzdach ZU 0276	52120739

# 11.2 Technische Daten

#### Allgemeine Angaben

# Hersteller Mettler-Toledo GmbH / METT Gerätebezeichnung / Identnummer Transmitter Cond Ind 7100 PA / 7533

#### Anwendungsbereich

Leitfähigkeits- und Temperaturmessung

#### Sensoren

Mettler-Toledo GmBH, Process Analytics bietet eine große Auswahl an induktiven Sensoren für folgende Bereiche an:

- chemische Prozeßindustrie
- pharmazeutische Industrie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Wasser/Abwasser

Aktuelle Informationen zu unserem Sensoren- und Armaturenprogramm können im Internet abgerufen werden:

http://www.mtpro.com

# Eingang

-						
Meßgröße	Cond Ind-	Anzeige-/Meßbereich	Leitfähigkeit	00,00 99,99 mS/cm		
Eingang	Eingang			000,0 999,9 mS/cm		
				0000 1999 mS/cm		
			Konzentration	0,0 100,0 Gew%		
Temperaturein- gang		Salinität	0,0 45,0 ‰ (0 35 °C)			
	Temperaturein- gang	Temperatursensor <sup>a)</sup>	Pt100 / Pt1000 / NTC 30 kΩ / NTC 100 kΩ (Anschluß 2-Leiter, abgleichbar)			
		Meßbereich	Pt100 / Pt1000	-20,0 +150,0 °C / -4 +302 °F		
			NTC 30 kΩ / NTC 100 kΩ	-20,0 +130,0 °C / -4 +266 °F		
		Auflösung	0,1 °C / 1 °F			
		Temperatur-	lineare Kennlinie (LIN)	00,00 19,99 %/K		
		ratur 25 °C)	nichtlineare Temperaturkompensation (NLF) für natürliche Wässer nach EN 27888 (DIN 38 404.8) (0 36 °C)			

a) konfigurierbar

Meßabweichung (± 1 Digit)

Leitfähigkeitswert	< 1 % v.M. +0,02 mS/cm
Temperatur	$<$ 0,5 K (bei Pt 100 $\pm$ 1 K, bei NTC: Temp. $>$ 100 $^{\circ}C <$ 1 K)

Überwachungsfunktion

Sensor	Sensocheck	Überwachung der Sendespule und deren Leitungen auf Kurzschluß
	(abschaltbar)	Überwachung der Empfangsspule und deren Leitungen auf Unterbrechung

### Konzentrationsbestimmung

Betriebsarten	Konzentrationsbe- stimmung	-01- NaCl	0 26 Gew% (0 °C)	0 28 Gew% (100 °C)	
		-02- HCI	0 18 Gew% (-20 °C)	0 18 Gew% (50 °C)	
		-03- NaOH	0 13 Gew% (0 <sup>-</sup> C)	0 24 Gew% (100 °C)	
		-04- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0 26 Gew% (-17 °C)	0 37 Gew% (110 °C)	
		-05- HNO <sub>3</sub>	0 30 Gew% (-20 °C)	0 30 Gew% (50 °C)	
		-06- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	94 99 Gew% (-17 °C)	89 99 Gew% (115 °C)	
Anpassung	Sensoranpassung	zulässiger Zellfaktor	00,100 19,999		
		zulässiger Übertra- gungsfaktor	01,00 99,99		
		zulässige Nullpunktab- weichung	± 0,5 mS/cm		

### Einsatzbedingungen

Temperatur	Betrieb / Umgebung	-20 +55 °C	
	Transport / Lagerung	-20 +70 °C	
Elektromagnetische Verträglichkeit	Funkentstörung	EN 50 081-1, EN 61 326-1	
	Störfestigkeit	EN 50 082-2, EN 61 326-1	
Schutzart	Gehäuse	IP65	
Explosionsschutz	ATEX	II 2(1) G EEx ia IIC T4, FISCO	
	FM	IS, Class I Div1, Group A, B, C, D T4 FISCO I / 1[0] / AEx ib [ia] / IIC / T4 FISCO NI, Class I Div2, Group A, B, C, D T4 NIFW	
Datenerhaltung	enerhaltung Parameter- und Kalibrierdaten > 10 Jahre		EEPROM

### Konstruktiver Aufbau

Abmessung	Höhe	144 mm		
	Breite	144 mm		
	Tiefe	105 mm		
Gewicht	·	ca. 1 kg		
Werkstoff		PBT (Polybutylen Terephtalat)		
Farbe	Blaugrau	RAL 7031		
Montage	Wandmontage			
Mastbefestigung am Rohr mit Durchmesser 40 60 mm am 4-Kant-Mast 30 45 mm		chmesser 40 60 mm 30 45 mm		
	Schalttafeleinbau	Ausschnitt nach DIN 43 700		
		Abdichtung zur Schalttafel		
Elektrischer Anschluß	Kabeldurchführung	3 Durchbrüche	für mitgelieferte Kabelverschraubungen	
		2 Durchbrüche	für NPT 1/2" bzw. Rigid Metallic Conduit oder Kabelverschraubungen	

### Anzeige- und Bedienoberfläche

Anzeige	LC-Display, 7-Segment	Meßwertanzeige Leitfähigkeitswert, Temperatur	
		3 Sensoface-Zustände	gut / mittel / schlecht
		5 Statusbalken	meas / cal / alarm / online / conf
	Alarm-LED	Fehlermeldung	
Bedienung	5 Tasten	meas / cal / up / right / enter	
Bedientool		Gerätebeschreibung (DD) implementiert in SIMATIC PDM	

### Schnittstelle

PROFIBUS-PA Kom- munikation	Digitale Kommunikation über Strommodulation des Versorgungsstromes Geräteidentifikation, Meßwerte, Status und Meldung lesen Parameter- und Konfigurationsdaten schreiben und lesen		
	Protokoll	PROFIBUS-PA (DPV 1)	
	Anschaltung	über Segmentkoppler an SPS, PC, PLS	
	Profil	PNO-Richtlinie: PROFIBUS-PA, Profile for Process Control Devices, Version 3.0	
	physikalische Schnittstelle	nach IEC 1158-2	
	Adreßbereich	1 126, Werkseinstellung: 126	
	Speisespannung	Busspeisung FISCO: 9 17,5 V Lineare Barriere: 9 24 V	
	Stromaufnahme	< 16,1 mA	
	max. Strom im Fehlerfall (FDE)	≤ 21,8 mA	





	The Contract of Co	"" ((Ex))
~~}p	ZELM CX	
(13)	Anlage	
(14) EG-Baumusterp	rüfbescheinigung ZELM 00 ATE)	K 0038
(15) Beschreibung des Gerätes		
Der Conductivity Transmitte zugsweise zum Erfassen u Eingang für induktive Leitfät	r Typ Cond I 7100 PA dient als eigensix nd Vararbeiten von elektrochemischen G nigkeits-Messung und einem Temperatum	cheres Betriebsmittel vor- rrößen und ist mit einem neßeingang ausgestattet.
Die höchstzulässige Umgeb	ungstemperatur beträgt 55 °C.	
Elektrische Daten		
Bus- / Speisestromkreis (Klemmen 11 und 10)	in Zündschutzart Eigensicherheit bzw.	EEx is IIC/IIB EEx is IIC/IIB
	nur zum Anschluß an einen beschein Stromkreis (z.B. FISCO Spelsegerät ten:	tigten eigensicheren ) mit folgenden Höchstwer
	FISCO-Speisegerät	Lineare Barriere
	U <sub>prax</sub> 17,5 V	24 V 200 mA
	Portez 4,9 W	1,2 W
	wirksame innere Kapazitäl: wirksame innere Induktivität:	C,≤ 1 nF L,≤10 µH
Leitfähigkeits- Meßstromkreis (induktiv)	in Zündschutzart Eigensicherheit bzw.	EEx ia IIC/IIB EEx ib IIC/IIB
(Kiemmen 1 tils 5)	Höchstwerte:	U <sub>0</sub> = 6,9 V
		L = 63,5 mA
	ņ	rapezfórmige Kennlinie)
	wirksame innere Kapazität wirksame innere Induktivität ist verna	C, ≤ 3 nF achtássigbar klein
		IIC bzw. IIB
	höchstzulässige außere Induktivität höchstzulässige außere Kapazität	10 mH 25 m 168 nF 600 ni
	oder	IIC bzw. IIR
	höchstzulässige äußere induktivität	5 mH 10 m
	höchstzulässige äußere Kapazität	300 nF 1,5 µF
		Seite 2/3
		acité 2/3

# 11.4 Konformitätserklärung



# 11.5 FM Control Drawing



# 11.6 Sensoren

#### Technische Daten

Induktiver Leitfähigkeitssensor InPro 7250

Leitfähigkeit	Meßbereich	0 2000 mS/cm	
	Auflösung	0,01 mS/cm	
	Meßfehler InPro 7250 ST	± (0.5 % ν.Μ. + 25 μS)	
	Meßfehler InPro 7250 HT	± (0,5 % v.M. + 1 μS)	
Temperatur	Temperaturfühler	Pt 1000	
InPro 7250 S I	Prozeßtemperatur	-20 +100 °C (-4 212 °F)	
Temperatur	Temperaturfühler	Pt 1000	
InPro 7250 HT	Prozeßtemperatur	-20 +180 °C (-4 392 °F)	
	Prozeßtemperatur (Ex-Bereich)	-20 +130 °C (-4 +266 °F)	
Druck <sup>a)</sup>	Prozeßdruck InPro 7250 ST	max. 8 bar	
	Prozeßdruck InPro 7250 HT	max. 20 bar	
Grundeinstel-	Zellfaktor	2.175 <sup>b)</sup>	
lungen	Übertragungsfak- tor	120 <sup>c)</sup>	

a) Abhängig von den Einbauverhältnissen.

b) Typischer Wert, unterliegt Exemplarstreuungen und ist abhängig von den Einbauverhältnissen. Der genaue Wert muß durch eine Kalibrierung ermittelt werden.

c) Typischer Wert, unterliegt Exemplarstreuungen. Der genaue Wert muß durch eine Kalibrierung ermittelt werden.

#### Konstruktiver Aufbau

Abmessung	Gesamtlänge	185,5 mm (inkl. Befestigungs- gewinde)	
	Schaftlänge	125,5 mm	
	Durchmesser	ø = 47 mm	
	Sensorbohrung	ø = 15 mm	
Befestigung		G 3/4"	
Werkstoff	Sensor (prozeßberührt) <sup>a)</sup>	Glasgefülltes PEEK (GF30)	
	Befestigungsge- winde (G 3/4")	Edelstahl (1,4435)	
	O-Ring	Viton®	
Kabel	Sensor InPro 7250 ST	Koaxkabel	
	Sensor InPro 7250 HT	Doppel-Koaxkabel	
	Erhältliche Kabel- längen	3, 5 und 10 m, (9,80, 16,40 und 32,80 ft)	
Explosions- schutz	ATEX	SEV 05 ATEX 0106 X II 1/2G EEx ia IIC T6/T5/T4/T3	
Inpro 7250 HT	FM	I.S. Cl. 1, Div 1, GR ABCD / T6	

a) Dieser Werkstoff ist nicht FDA-gelisted.



#### Abb. 11.1 Maßzeichnung induktiver Leitfähigkeitssensor InPro 7250

# 11.7 Konformitätsbescheinigung Reihe InPro 7250

222	W Veffand Vo Dektor, Tompe und h W Association poor Telectrospical in W Association for Dectrical Engineerin W Association for Dectrical Engineerin	termaturetactive Init belirvingen de l'energie et de l'interne Missio elegantes e l'enternation gi Philee and Internation Rectinologies	electr	osuisse
		(Ex)		
(1)	EG-I	Baumusterprüfb	escheinigu	ng
(2)	Geräte und Schutzsyst	eme zur bestimmungsgemär	isen Verwendung	
m	Prifberchainigungenur	en bereichen - Pachainie 94	WEG.	
(3)	Proidescheinigungsnui	SEV 05 ATEX 010	x	
(4)	Gerät	Leitfähinkeits-Sens	or InPro725X (*/*/*	
(5)	Hersteller	Mettlec-Toledo Gmi	hH Process Analytic	-
(6)	Anschrift	Im Hackacker 15.0	H-R902 Lindorf	
(7)	Die Bauart dieses Gert Anlage zu dieser Prüfb	ites sowie die verschiedener escheinigung festgelegt.	zulässigen Ausfüh	rungen sind in der
(8)	Die SEV bescheinigt al Europäischen Gemeins Sicherheits- und Gesur Schutzsystemen zur be Bereichen gemäss Ant	s benannte Stelle Nr. 1258 r ichaften vom 23. März 1994 häheltsanforderungen für die estimmungsgemässen Verwe hang II der Richtlinien.	ach Artikel 9 der Ri (94/9/EG) die Erfüll Konzeption und der endung in explosion	chtlinie des Rates der ung der grundlegende n Bau von Geräten ur sgefährdeten
	Die Ergebnisse der Prü	utung sind in dem vertrauliche	en Prüfbericht 04-I	K-0212.01 festgele
(9)	Die grundlegenden Sic Übereinstimmung mit	herheits- und Gesundheitsar	nforderungen werde	n erfüllt durch
	EN 1127-1:1997 E	N 50014:1997 + A1 A2	EN 50020:2002	EN 50284:199
(10)	Falls das Zeichen «X» Bedingungen für die sin hingewiesen.	hinter der Bescheinigungsnu chere Anwendung des Gerät	mmer steht, wird au es in der Anlage zu	if besondere dieser Bescheinigun
(11)	Diese Baumusterprüfb Gerätes gemäss Richti Herstellung und das In	escheinigung bezieht sich nu inie 94/9/EG. Weitere Anford verkehrbringen des Gerätes	r auf Konzeption un ferungen dieser Rich	d Bau des festgelegt htlinie gelten für die
(12)	Die Kennzeichnung der	s Gerätes muss die folgende	n Angaben enthalte	
( in )	(B)	1 1/2G EEx ia IIC T6 / T5 /	174/73	
	Electrosuisse Konformitätsbewertung	asstelle ATEX	Fehra	ltorf, 15.04.2005
1	Jürg Relistab Leiter Zertifizierung Pro	odukte		
				Seite 1/3



SE SE	V Association pour (Vestigation) de la campa V Associatione per l'Vestigationne, les tech V Associatione per Destigationne : a technica V Association for Destigationne : Pour	ratoges as Finergel at the Fintermation - mangenese a Fintermatics r and Information Technologies	electrosuisse
	Anlage zu	r Konformitätsaussage	SEV 05 ATEX 0106 X
(16)	Prüfbericht	04-IK-0212.01	
(17)	Besondere Bedingungen 1. Die maximal zulässigen I der folgenden Tabelle zu	Prozesstemperaturen sind e entnehmen:	ntsprechend der Temperaturklass
	Temperaturklasse	Maximal zulässige Prozesstemperatur	
	T6	68 °C	-
	T5	80 °C	
	T4	108 °C	
	Т3	130 °C	
(18)	<ol> <li>Der für den Einbau der L muss mit dem Potentiala</li> <li>Der für den Einbau der L ist gegebenenfalls in die</li> <li>Die minimale Leitfähigke Bereich muss immer grö- Grundlegende Sicherheits- Durch die angewandten No</li> </ol>	elifähigkeitssensoren verwe usgleichssystem der Anlage elifähigkeitssensoren verwe wiederkehrende Druckprüft t der Medien für sicheres A seer 1 nS/cm sein. und Gesundheitsenfordenur men erfüllt.	ndete unabhängige Prozessansch keitend verbunden sein. ndete unabhängige Prozessansch ng der Anlage einzubszlehen. rbeiten im explosionsgefährdeten gen
	Electrosuisse Konformitätsbewertungsstel Jurg Relstab Leiter Zertifizierung Produkt	e ATEX	Fehraltort, 15.04.2005
			Seite 3/3

# 11.8 Kalibrierlösungen

Temperatur	Konzentration a)		
['C]	0,01 mol/l	0,1 mol/l	1 mol/l
0	0,776	7,15	65,41
5	0,896	8,22	74,14
10	1,020	9,33	83,19
15	1,147	10,48	92,52
16	1,173	10,72	94,41
17	1,199	10,95	96,31
18	1,225	11,19	98,22
19	1,251	11,43	100,14
20	1,278	11,67	102,07
21	1,305	11,91	104,00
22	1,332	12,15	105,94
23	1,359	12,39	107,89
24	1,386	12,64	109,84
25	1,413	12,88	111,80
26	1,441	13,13	113,77
27	1,468	13,37	115,74
28	1,496	13,62	
29	1,524	13,87	
30	1,552	14,12	
31	1,581	14,37	
32	1,609	14,62	
33	1,638	14,88	
34	1,667	15,13	
35	1,696	15,39	
36		15,64	

 a) Datenquelle: K. H. Hellwege (Hrsg.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., Band 2, Teilband 6

Tab. 11.1: Kaliumchlorid-Lösungen, Leitfähigkeit in mS/cm

Temperatur	Konzentration		
['C]	gesättigt <sup>a)</sup>	0,1 mol/l <sup>b)</sup>	0,01 mol/l <sup>b)</sup>
0	134,5	5,786	0,631
1	138,6	5,965	0,651
2	142,7	6,145	0,671
3	146,9	6,327	0,692
4	151,2	6,510	0,712
5	155,5	6,695	0,733
6	159,9	6,881	0,754
7	164,3	7,068	0,775
8	168,8	7,257	0,796
9	173,4	7,447	0,818
10	177,9	7,638	0,839
11	182,6	7,831	0,861
12	187,2	8,025	0,883
13	191,9	8,221	0,905
14	196,7	8,418	0,927
15	201,5	8,617	0,950
16	206,3	8,816	0,972
17	211,2	9,018	0,995
18	216,1	9,221	1,018
19	221,0	9,425	1,041
20	226,0	9,631	1,064
21	231,0	9,838	1,087
22	236,1	10,047	1,111
23	241,1	10,258	1,135
24	246,2	10,469	1,159
25	251,3	10,683	1,183
26	256,5	10,898	1,207
27	261,6	11,114	1,232
28	266,9	11,332	1,256
29	272,1	11,552	1,281
30	277,4	11,773	1,306
31	282,7	11,995	1,331
32	288,0	12,220	1,357
33	293,3	12,445	1,382
34	298,7	12,673	1,408
35	304,1	12,902	1,434
36	309,5	13,132	1,460

 a) Datenquelle: K. H. Hellwege (Hrsg.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., Band 2, Teilband 6

b) Datenquelle: Prüflösungen gemäß DIN IEC 746, Teil 3 berechnet

Tab. 11.2: Natriumchlorid-Lösungen, Leitfähigkeit in mS/cm

# 11.9 Konzentrationsverläufe



Abb. 11.2 Konzentrationsverläufe NaCl (Konfigurierung Konzentration -01-)

**Jeutsch** 



Abb. 11.3 Konzentrationsverläufe HCI (Konfigurierung Konzentration -02-)



Abb. 11.4 Konzentrationsverläufe NaOH (Konfigurierung Konzentration -03-)

Deutsch



Abb. 11.5 Konzentrationsverläufe H 2SO4 (Konfigurierung Konzentration -04-)



Abb. 11.6 Konzentrationsverläufe HNO 3 (Konfigurierung Konzentration -05-)

Deutsch



Abb. 11.7 Konzentrationsverläufe H 2SO4 (Bereich 95 ... 99 Gew.%), (Konfigurierung Konzentration -06-)

# 11.10 Fachbegriffe

#### DTM (Device Type Manager)

Ermöglicht den Zugriff auf das Feldgerät (azyklische Dienste) über Systeme mit FDT-Schnittstelle.

#### FDT (Field Device Tool)

Standardisierte Schnittstelle zum Datenaustausch u. a. mit Feldgeräten.

#### FISCO-Modell (Fieldbus Intrinsically Safe Concept)

Erlaubt die Zusammenschaltung mehrerer Geräte an eine gemeinsame Busleitung und legt zulässige Grenzen für Geräte- und Kabelparameter fest. Das von der PTB entwickelte Modell geht davon aus, daß nur ein "aktives" Gerät, das Busspeisegerät, am Feldbus angeschlossen ist. Alle übrigen Geräte sind in bezug auf die Leistungseinspeisung in den Bus "passiv". Die Eigenschaften der Leitung beeinflussen innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen nicht die Eigensicherheit.

#### GSD-Datei (Gerätestammdaten-Datei)

Enthält die Kommunikationsparameter von Slave-Geräten. Sie wird bei Inbetriebnahme in das Prozeßleitsystem geladen.

#### Leitfähigkeit

Leitfähigkeit  $\kappa$  [S/cm] = G [S]  $\cdot$  c [1/cm]

#### Leitwert

Leitwert G [S] =1 / R [Ω]

#### PROFIBUS-PA (Prozeß-Automation)

Offener Feldbusstandard speziell für die Verfahrenstechnik. Er nutzt die für den eigensicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Zonen zugelassene Übertragungstechnik nach IEC 1158-2, die gleichzeitig auch die Speisung der Geräte über den Bus erlaubt.

#### PROFIBUS-DP (Dezentrale Peripherie)

Genormte Spezifikation (EN 50 170) eines offenen Feldbussystems für binäre und analoge Signale von Sensoren und Aktoren. Er wurde für den schnellen Datenaustausch in der Feldebene konzipiert.

#### SIMATIC-PDM

Von Siemens entwickeltes Tool zur Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose von intelligenten Prozeßgeräten. Im SIMATIC-PDM ist die Transmitter -Gerätebeschreibung (DD) implementiert.

#### Temperaturkoeffizient

Bei eingeschalteter Temperaturkompensation wird der Meßwert mit dem Temperaturkoeffizienten auf den Wert bei der Bezugstemperatur umgerechnet.

#### Temperaturkompensation

Dient zur Umrechnung des Leitfähigkeitsmeßwertes auf eine Bezugstemperatur.

# 12 Index

### A

Abgleich Temperaturfühler, D-35 Abisoliermaße, D-16 Anschließen, Leitungen, D-16 Anwendungsbereiche, D-46 Auspacken des Gerätes, D-11

#### В

Baumusterprüfbescheinigung, D-52 Bedienoberfläche, D-23 Bedientool, D-36 Bedienungsmöglichkeiten, D-22 Befestigungsplan, D-12 Beschaltung, Beispiel, D-18, D-19 Beschreibung des Gerätes, D-7 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, D-7

#### C Cal-Info, D-36, D-42

#### D

Diagnosefunktionen, D-42 Display, D-24 Displaymeldungen und PROFIBUS-Kommunikation, D-40

#### Е

Einsatzbedingungen Transmitter, D-48 Error-Info, D-36, D-43 Errormeldung, D-38 Ex-Bescheinigung, D-52 Sensoren InPro 7250, D-58 Explosionsschutz Sensoren InPro 7250, D-4 Transmitter, D-4

F

Fehlermeldung, D-38 FISCO-Modell, D-4, D-6, D-15, D-68 FM Control Drawing, D-55

#### G

GainCheck, D-25, D-44 Gerätebeschreibung, D-7 Geräteselbsttest automatisch, D-25, D-44 manuell, D-25, D-44 Grenzwertmeldung PROFIBUS-PA, D-37

#### Н

Hinweise Bedienungsanleitung, D-3 Installation, D-15 Kalibrierung, D-30 Sicherheit, D-4 Hold-Zustand, D-26 Inbetriebnahme, D-21 Installation, D-15

#### Κ

Kalibrierlösungen Kaliumchlorid, D-61 Natriumchlorid, D-61 Kalibrierung, D-30 Abgleich Temperaturfühler, D-35 Eingabe und Abgleich des Übertragungsfaktors, D-34 Nullpunktkalibrierung an der Luft, D-32 Übersicht, D-30 Vorgabe des Zellfaktors, D-31 Vorgabe einer Kalibrierlösung, D-33 Klemmenbelegung, D-17 Konfigurierparameter, D-27 Konfigurierung, D-27 Konformitätserklärung, D-54 Konstruktiver Aufbau Sensoren InPro 7250. D-56 Transmitter, D-49 Konzentrationsbestimmung, D-48

Konzentrationsverläufe Chlorwasserstoff, D-63 Natriumchlorid, D-62 Natriumhydroxid, D-64 Salpetersäure, D-66 Schwefelsäure, D-65 Schwefelsäure (95 ... 99 Gew.%), D-67

# .......

L

Leitfähigkeitsmessung, D-18, D-19 Lieferprogramm Geräte, D-46 Montagezubehör, D-46 Sensoren InPro 7250, D-46 sonstiges Zubehör, D-46 Lieferumfang, D-11 Loqbook, D-10

#### Μ

Mastmontagesatz ZU 0274, D-13 Meßabweichung, D-47 Meßanpassung, D-48 Meßmodus, D-36 Messung, D-36 Modus-Code, D-25, D-73
### Montage

Gerät, D-12 Gerätekomponenten, D-11 Mastmontagesatz ZU 0274, D-13 Schalttafelmontagesatz ZU 0275, D-13 Schutzdach ZU 0276, D-14

### Ρ

PROFIBUS, Varianten, D-5 PROFIBUS-PA Festlegungen, D-6 Grenzwertmeldung, D-37 PROFIBUS-Technik, D-5

#### R Poinigung C

Reinigung, Gerät, D-45

# S

Schalttafelmontagesatz ZU 0275, D-13 Schutzdach ZU 0276, D-14 Sensocheck, D-25, D-37 einschalten, ausschalten, D-29 Sensorae, D-25, D-37 Sensoren InPro 7250 Maßzeichnung, D-57 Sensorüberwachung, D-25 Sicherheitsfunktionen, D-25 Sicherheitshinweise, D-4 Statusanzeige, D-26

### Т

Tastaturfunktionen, D-24 Technische Daten Sensoren InPro 7250, D-56 Transmitter, D-46 Technischer Aufbau, D-7 Temperaturfühler, Abgleich, D-35 Temperaturkompensation konfigurieren, D-28 Test-Mode, D-44 Transmitter, Überblick, D-17

U Übertragungsfaktor, Kalibrierung, D-34

W Wartung, Gerät, D-45

### Z Zellfaktor, Kalibrierung, D-31

# Modus-Code



conf, 0000 Error-Info conf, 1200

Konfiguriermodus



- cal, 0000 Cal-Info
- cal, 1001 Kalibrierung Nullpunkt
- cal, 1015 Abgleich Temperaturfühler
- cal, 1100 Kalibriermodus
- cal, 1125 Eingabe/Abgleich des Übertra
  - gungsfaktor
- Test-Mode cal, 2222

BR Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda.,

Alameda Araguaia, 451 - Alphaville BR - 06455-000 Barueri/SP, Brasilien Tel. +55 11 4166 74 00 Fax +55 11 4166 74 01

## CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG,

Im Langacher, CH - 8606 Greifensee, Schweiz Tel. +41 44 944 45 45 Fax +41 44 944 45 10

### D Mettler-Toledo GmbH, Prozeßanalytik,

Ockerweg 3, D-35396 Gießen, Deutschland Tel. +49 641 507-333 Fax +49 641 507-397

### F Mettler-Toledo Analyse Industrielle Sàrl,

30 Bld. de Douaumont, BP 949, F - 75829 Paris Cedex 17, Frankreich Tel. +33 1 47 37 06 00 Fax +33 1 47 37 46 26

# USA Mettler-Toledo Ingold, Inc.,

36 Middlesex Turnpike, USA - Bedford, MA 01730, USA Tel. +1 781 301-88 00 Fax +1 781 271-06 81





Technische Änderungen vorbehalten. © Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics 06/05 Gedruckt in der Schweiz. 52 121 066 Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Schweiz Tel. + 41 44 736 22 11, Fax +41 44 736 26 36

www.mtpro.com