

Sorunlu Sıvılar – Sorun Değil

Ergonomik Pozitif Yer Değiştirme



Kontaminasyon içermez

Piston numuneyle doğrudan temas ettiği için, hiç hava boşluğu yoktur ve aerosollerin oluşma şansı yoktur. Tek kullanımlık pistonlar ve kapillerler numuneleri enstrümanın kirlenmesine karşı korur.



Elinize rahatça oturur

Pos-D'nin ergonomik olarak tasarlanmış sapı doğal bir his verir ve elinize rahatça oturur. Parmak kancası pipeti destekler ve sıkıca tutmanıza gerek kalmaz.



Önceden monte edilmiş tek kullanımlık ürünler

Kapillerler ve pistonlar, insan temasını ortadan kaldıran bir robotik işleme monte edilir ve rafa yerleştirilir, daha sonra e-ışın radyasyonu ile sterilize edilir. Montaj gerektirmez – takmaya ve kullanmaya hazırdır.



Pos-D™ Pozitif Yer Değiştirmeli Pipet

Çapraz kirlenmeyi ortadan kaldırır

Özellikle yüksek yoğunluk, viskozite ve buhar basıncına sahip sıvılar için uygundur. Tek kullanımlık özel uçlar ve pistonlar ile pozitif yer değiştirme sayesinde aerosollerden, numunelerden veya pipetlerden çapraz kontaminasyon riski ortadan kalkar. Pistonun uç duvarına karşı pozitif silme eylemi damlama olmadan eksiksiz dağıtım sağlar. Pistonlar ve kapillerler kullanıma hazırdır: önceden monte edilmiş ve sterilize edilmiştir.

Rainin Pos-D

Ergonomik Pozitif Yer Değiřtirmeli Pipet

Standart ekipman

- Yüksek yoğunluklu, viskoziteli veya buhar basınçlı numuneleri (boya, tufkal, yağ, alkol gliserol, serum) pipetlemek için idealdir
- Rahat parmak kancalı ergonomik tutma yeri tasarımı elinize doğal olarak oturur ve tutması kolaydır
- Kolay hacim ayarı: Ayarlamak veya hacmi okumak için pipeti döndürmeye gerek yoktur
- Altı pipet hacmi 0,5 µl – 1000 µl aralığını kapsar

Pistonlar ve kapilerler

- Kontaminasyonsuz bir performans için e-ışın ile önceden sterilize edilmiştir
- Hızlı montaj için önceden montajlı ve raflı
- 10, 25, 50, 100, 250 ve 1000 µl hacimler
- Pos-D ve Microman® pipetleriyle kullanım için

Teknik Veriler

Sipariş Bilgileri

Pos-D Pipetler

Kat. No.	MT Sipariş No.	Hacim Aralığı
MR-10	17008575	0,5 – 10 µl
MR-25	17008576	3 – 25 µl
MR-50	17008577	20 – 50 µl
MR-100	17008578	10 – 100 µl
MR-250	17008579	50 – 250 µl
MR-1000	17008580	100 – 1000 µl

Piston ve Kapilerler

MT Sipariş No.	Tanım
17008604	10 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17008605	25 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17008606	50 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17008607	100 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17008608	250 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17008609	1000 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17012264	10 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17012265	25 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17012266	50 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17012267	100 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17012268	250 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş
17012135	1000 µl Her biri 60'tan 3 raf, önceden sterilize edilmiş

Teknik Özellikler

Model	Hacim µl	Artış µl	Doğruluk % µl (±)	Hassasiyet % µl (≤)
10 µl	1	0,02	9,0 0,09	3,0 0,03
	5		2,0 0,10 0,6	0,03
	10		1,5 0,15 0,6	0,06
25 µl	3	0,02	8,3 0,25	2,7 0,08
	10		2,7 0,27 0,8	0,08
	25		1,2 0,30 0,4	0,10
50 µl	20	0,02	1,7 0,34	1,0 0,20
	50		1,4 0,70 0,6	0,30
100 µl	10	0,2	5,0 0,50	2,0 0,20
	50		1,5 0,75 0,6	0,30
	100		1,0 1,00 0,4	0,40
250 µl	50	0,2	3,0 1,50	0,6 0,30
	100		1,7 1,70 0,3	0,30
	250		1,0 2,50 0,2	0,50
1000 µl	100	2	3,0 3,00	1,6 1,60
	500		1,0 5,00 0,5	2,50
	1000		0,8 8,00 0,4	4,00

Rainin, Pos-D ve Pipetting 360° Mettler - Toledo Rainin, LLC'nin ticari markalarıdır. Microman, Gilson S.A.S'nin tescilli ticari markasıdır.



Renklerle kodlanmıştır

Kolaylık sağlamak için Pos-D pipetlerin her modelindeki piston düğmeleri ilgili kapiler piston kutusunun ara rengiyle uyumludur.



Mettler-Toledo Rainin, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Telefon +1 510 564 1600
Faks +1 510 564 1604

Teknik değişikliklere tabidir

© 12/2017 Mettler-Toledo Rainin, LLC

Online içerikten talep üzerine basılmıştır. 17701556 Rev F

www.mt.com/rainin

Daha fazla bilgi için