

LabX Direct 软件的注册方法

LabX Direct Balance / Moisture 软件是将称量数据从天平/卤素水份仪传输到开放式的活动窗口（例如 MS-Excel 工作表）的一种极其简单的软件。


重要：

天平：当按下天平的打印键，所需的数据才能传输至指定活动单元格内。

卤素水份测定仪：可自动将各设置时间点的样品称量值自动传输至指定活动单元格内。

注册方法：

正确安装了 LabX Direct 软件后，当第一次打开软件时，会出现注册提示信息（见下图）。您需要登陆网站来进行产品的注册，并获取序列号。具体步骤如下：

The image shows a Windows-style dialog box titled "Product Registration - LabX direct balance". It contains the following elements: a text field for "PC Hardware Serial No." with the value "1626178352" (marked with a circled 2); a text field for a URL with the value "www.mt.com/register-LabX" (marked with a circled 1); a button labeled "Register by Fax"; a text field for "Enter Registration Key:" (marked with a circled 3); and "Ok" and "Cancel" buttons at the bottom. The text inside the dialog includes: "Please visit www.mt.com/register-LabX for product registration. You will get your personal registration key by e-mail" and "You can also generate a Fax form here:". The dialog box has a blue title bar and a red 'X' close button in the top right corner.

1. 点击 www.mt.com/register-labX 或在 IE 地址栏内直接输入该网址，出现注册页面。并选择需要注册的软件。
2. 填写各种所需信息（带*号为必填项目），并在“**电脑硬件序列号**”一栏中输入提示信息框中②处的数字。填写完毕后按确定键递交。
3. 十分钟后，系统便会将软件的序列号发送至刚才您注册的 E-Mail 邮箱中。请将序列号输入提示信息框的③处，并按 OK 确定。软件即可正常使用。

梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
天平部
2007.3

附录：注册页面

* E-mail address	E-Mail地址	<input type="text"/>	(The registration key will be sent to this e-mail address)
* Confirm e-mail address	E-Mail地址确认	<input type="text"/>	(Please confirm your e-mail address)
Salutation	称呼	<input type="radio"/> Ms. <input type="radio"/> Mr.	
* First Name	名	<input type="text"/>	
* Family Name	姓	<input type="text"/>	
Position		<input type="text"/>	
* Company	公司名称	<input type="text"/>	
Address		<input type="text"/>	
Further address details		<input type="text"/>	
* Zip/Postal code	邮政编码	<input type="text"/>	
State		<input type="text"/>	(mandatory for USA and Canada)
* City/Town	城市	<input type="text"/>	
* Country	国家	<input type="text" value="Please select"/>	
Phone number		<input type="text"/>	(e.g. 0041441234567)
Fax number		<input type="text"/>	
* Balance serial number	天平/水份仪序列号	<input type="text"/>	(Help)
* LabX PC Hardware Serial Number	电脑硬件序列号	<input type="text"/>	(Help)
Work in a regulated environment?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Get the METTLER TOLEDO communication electronically?		<input type="checkbox"/> Yes, I would like to stay informed about new products and services per e-mail	
<input type="button" value="Submit"/> 确定			