

世界上首选的便携式天平

梅特勒-托利多PL-S系列



- 瑞士全新设计并精心打造新一代紧凑型传感器。传感器元件与补偿线路集成一体，使称量更加精确、稳定、可靠、快速。
- 采用最新流线体设计，外观造型新颖，结构灵巧坚固。
- 超大的秤盘、全新的操作键盘布局与大而清晰的显示屏，符合人体工程学原理，使操作更加舒适便捷。
- 拥有多种称量工作方式，可根据称量物类别设定称量模式，从而得到最理想的称量结果。自动过载显示与保护功能将令天平安全、稳定。
- 具有多种称量单位转换、计件称量、百分比称量、动态称量、加减称量和自由因子（乘、除）/ 选择显示刻度称量等附加功能，方便各种称量需求。
- 通过选择通讯接口可与外围设备连接，输出详细数据报告使称量工作符合GLP标准。
- 除使用交流主电源外，天平还可使用普通碱性电池或充电电池（另选配内置电池充电器），轻便易携带，适用于任何场合。

- 应用普通电池工作

- 全新操作键盘分布
- 大而清晰的显示屏

METTLER TOLEDO

PL-S系列电子天平

	PL202-S	PL601-S	PL1501-S	PL6000-S
可读性	0.01g	0.1g	0.1g	1g
最大称量范围	210g	610g	1510g	6100g
重复性 (S)	0.008g	0.08g	0.08g	0.8g
线性-/+	0.02g	0.2g	0.2g	2g
敏感漂移 ppm/°C	10	10	10	10
典型稳定时间 (秒)	1.5	1	1.5	1
校准砝码外部 (选件)	200g	500g	1000g	5000g
天平外观尺寸 (W/D/H) mm	194×225×67	194×225×67		194×225×67
包装外观尺寸 (W/D/H) mm	350×270×135	350×270×135		350×270×135
秤盘尺寸 mm	φ 120	φ 160		φ 160
净重 (总重) kg	1.0 (2.1)	1.2 (2.2)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)

标准配置

- 符合当地国家要求的交流电源适配器。天平电源输入：6-14.5伏、50/60赫、4伏安或7-20伏，4瓦
- 所有型号的天平均具有下挂称量功能

原材料

- 底座与上盖：塑料 (ABS/PC)
- 秤盘：18/10铬镍钢

普通电池、充电电池 (袖珍型)

- 普通电池：4XAA (LR6) 1.5伏碱性锰电池，工作时间25小时 (2.9安时电池)
- 内置电池充电器 (选件)：4节镍氢电池，工作时间15小时 (1.5安时电池)

环境条件

天平的技术数据在下列条件下有效：

- 环境温度 10°C...30°C
- 相对空气湿度 15%...80%
无凝结
- 海拔高度 4000米 (上限)

保证可以在5-40°C的环境温度范围内使用

保护等级

- 防尘、防水
- 防污染等级：2级
- 过电压类别：II级
- EMC: 参见合格证



梅特勒-托利多仪器 (上海) 有限公司
地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
<http://www.mtchina.com>
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn
维修专线：021-64852350

北京办事处/北京维修处
电话：010-68045557
传真：010-68018022

西安办事处/西安维修处
电话：029-87203500
传真：029-87203501

成都办事处/成都维修处
电话：028-87711295
传真：028-87711294

广州办事处/广州维修处
电话：020-87672621
传真：020-87605243

武汉联络处/武汉维修处
电话：027-85712292
传真：027-85712292-35

昆明联络处
电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

乌鲁木齐联络处
电话：0991-3736253
传真：0991-3719404

杭州维修处
电话：0571-85271808
传真：0571-85271858

青岛联络处
电话：0532-5768231
传真：0532-5766382

天津联络处
电话：022-23268844
传真：022-23268484

哈尔滨办事处
电话：0451-53009858
传真：0451-53000855

厦门办事处
电话：0592-2070609
传真：0592-2072086