

超越系列称量解决方案



易巧称量组件(ErgoClips) 独一无二的定量加样

易巧称量组件(ErgoClips)实现将样品直接加入去皮容器的简单称量



无需浪费您的时间和曾经使用的称量纸说“再见”。



安全放置位置
易巧称量组件(ErgoClips)确保安全放置各种不同的去皮容器。



安全定量加样
可调节加样窗口的最小称量防风门(MinWeigh Door), 实现快速安全的定量加样。




准确称量
易巧称量组件(ErgoClips)帮助您避免由于样品转移所产生的误差。

METTLER TOLEDO

易巧称量组件(ErgoClips)概观

XP26/56
微量天平



名称 ErgoClip Basket micro
尺寸 最大 $\varnothing$ 23 mm
适用去皮容器 (举例) 小玻璃瓶、试管、离心管
订货号 11107889



名称 ErgoClip Flask micro
尺寸 1-10 ml
适用去皮容器 (举例) 容量瓶
订货号 11107879




名称 MinWeigh Door micro
尺寸 可调节加样窗口的内部防风门
订货号 11107869



名称 微量易巧称量组件支架
尺寸 可放置3个易巧称量件的支架
订货号 11140175


XP/XS
分析天平



名称 ErgoClip Weighing Boat
尺寸 LxW: 60x45 mm
适用去皮容器 (举例) 称量舟
订货号 11106748



名称 ErgoClip Titration Basket
尺寸 最大 $\varnothing$ 50 mm
适用去皮容器 (举例) 滴定杯、试管
订货号 11106883



名称 ErgoClip Basket small
尺寸 LxW: 32x32 mm
适用去皮容器 (举例) 试管、离心管、小塑料管
订货号 11106747




名称 ErgoClip Tube
尺寸 $\varnothing$ 8 / 12 mm
适用去皮容器 (举例) PCR管、Eppendorf® 离心管、反应管
订货号 11106784



名称 ErgoClip Filter Holder
尺寸 $\varnothing$ 110-150 mm
适用去皮容器 (举例) 滤纸
订货号 11140185



名称 ErgoClip Quantos and vial adapters
尺寸 $\varnothing$ 10.3-21 mm
适用去皮容器 (举例) HPLC管、小玻璃瓶
订货号 11141570



名称 ErgoClip Round Bottom Flask
尺寸 最小 $\varnothing$ 46 mm
适用去皮容器 (举例) 圆底烧瓶
订货号 11106746



名称 ErgoClip Flask
尺寸 20-100 ml
适用去皮容器 (举例) 容量瓶
订货号 11106764



名称 ErgoClip Small Flask
尺寸 1-10 ml
适用去皮容器 (举例) 容量瓶
订货号 11140180



名称 MinWeigh Door
尺寸 可调节加样窗口的防风门
订货号 11106749



名称 易巧称量组件支架
尺寸 可放置3个易巧称量件的支架
订货号 11140170

梅特勒·托利多
实验室 / 过程检测 / 产品检测设备
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业 / 商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com



www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息



梅特勒·托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
11796304 Printed in Switzerland 2009/04