

NewClassic ML

ML天びん (外部分銅モデル)



バッテリーオペレーション

ML 天びんは、AC アダプタに加え、乾電池でもご使用いただけます。単 4 電池 8 本で 8 時間使用でき、屋外でのフィールドワークや電源のない場所での使用に最適です。



RS232C コネクタ搭載

RS232C コネクタにより、PC に接続可能です。(PC への接続には LabXDirect をご使用ください)



バックライト付液晶ディスプレイ

明るいバックライト付液晶ディスプレイにより、計量値や記号を簡単に読み取れます。また暗い環境下でもご使用いただけます。



豊富なアプリケーション

個数計算、パーセント計量、動物計量、統計機能など豊富なアプリケーションプログラムが、標準搭載されています。ディスプレイ上のアイコンから簡単操作できます。



簡単操作が可能な低価格のポータブル天びん

簡単な操作性や精度に妥協はありません。メトラートレド NewClassic 天びん ML シリーズはお求め安い価格でさまざまな用途に対応します。見やすいバックライト付液晶ディスプレイ、直感的なユーザーインターフェイス、さまざまな内蔵アプリケーションプログラム、ポータブル使用のための乾電池オペレーション、そしてもちろん最高の計量性能と堅牢性、などベーシック天びんに必要とされるすべてを備えています。長年にわたって一貫性のある精度をお約束します。

New Classic ML天びん (外部分銅モデル)



| 最小表示 | モデル名 | ひょう量 | 計量セル | 繰り返し性 | 直線性 | 計量皿寸法 (mm) | 天びん外形寸法 (奥行き×幅×高さ) | 価格 |
|---------|---------|--------|----------|---------|---------|------------|--------------------|----------|
| 0.001 g | ML203E | 220 g | モノブロック | 0.001 g | 0.002 g | Ø 120 | 290x184x187 | ¥98,000 |
| | ML303E | 320 g | モノブロック | 0.001 g | 0.002 g | Ø 120 | 290x184x187 | ¥122,000 |
| 0.01 g | ML802E | 820 g | ストレインゲージ | 0.01 g | 0.02 g | Ø 160 | 290x184x86 | ¥77,000 |
| | ML1502E | 1520 g | ストレインゲージ | 0.01 g | 0.02 g | Ø 160 | 290x184x86 | ¥85,000 |
| | ML3002E | 3200 g | モノブロック | 0.01 g | 0.02 g | 170 x 190 | 290x184x86 | ¥122,000 |
| | ML4002E | 4200 g | モノブロック | 0.01 g | 0.02 g | 170 x 190 | 290x184x86 | ¥142,000 |
| 0.1 g | ML6001E | 6200 g | ストレインゲージ | 0.1 g | 0.2 g | Ø 160 | 290x184x86 | ¥97,000 |

特長

| | | |
|---|---|---|
|  MonoBloc 計量セル 高速で信頼性の高い計量結果を |  外部分銅による調整 |  自己診断機能 キーボードテスト、繰り返し性テストなどを天びんが自己診断 |
|  バッテリーオペレーション 乾電池で最大8時間ご使用いただけます |  SmartTrac 残りのひょう量範囲をアナログ表示 |  接続性 RS232C インターフェイス付。PCやプリンタへの接続が可能です |
|  過負荷防止機構 ひょう量以上の荷重をかけても計量セルのパフォーマンスを維持 |  各種設定保護 天びん操作による設定変更をプロテクト可能です |  プロテクトカバー 天びん本体を汚れや傷から守ります |

アプリケーション

個数計数、パーセント計量、動物計量、統計、調合、合計、チェック計量、任意計数

アクセサリ



RS-P25, RS-P26, RS-P28 プリンタ
計量データを印字できます。



盗難防止キット
盗難防止ワイヤで天びんの盗難を防ぎます。特に屋外でのフィールドワークに便利です。



調整、校正用分銅
メトラー・トレドでは、調整、校正に使用する分銅を各種取り揃えています。
▶www.mt.com/weights



www.mt.com/newclassic

For more information

メトラー・トレド株式会社 科学機器事業部
 東京 TEL:03-3222-7111 FAX:03-3222-7115
 大阪 TEL:06-6266-1187 FAX:06-6266-1379
 E-mail:sales.admin.jp@mt.com

代理店名

©06/2009 Mettler-Toledo K.K.,
 Printed in Japan 96100450

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
 ●表示価格に消費税は含まれておりません