



BioClean Ultra™

Гарантия чистоты

Штатив с шарнирной крышкой

Компактные сменные блоки

LTS™ и универсальные

Чистота и качество Наконечники Rainin BioClean Ultra

Высокие стандарты чистоты

Гарантированное качество



...новый стандарт чистоты и качества наконечника

Торговая марка BioClean уже давно считается эталоном высокой степени чистоты и отсутствия биологических загрязнений у наконечников Rainin. BioClean Ultra делает этот ведущий в отрасли стандарт чистоты еще более универсальным. Специально для исследователей в области протеомики в регламент тестирования были добавлены белок и протеаза.

Параллельно с разработкой методики контроля качества BioClean Ultra мы переработали внешний дизайн штативов для наконечников под марками Green-Pak™ и Green-Pak SpaceSaver™. Результат — комбинированный штатив со сменным блоком, который обеспечивает более высокую производительность и простоту использования, повышенную чистоту и меньшее воздействие на окружающую среду.

Обновлена цветовая гамма продуктов StableRak™ и StableStak™ double-96 в соответствии с новым дизайном других моделей штативов для наконечников Rainin.

Почему Rainin?

Не будет преувеличением сказать, что ни один наконечник, штатив и сменный блок других торговых марок не сравнятся с продуктами Rainin в отношении чистоты, производительности и внимания к деталям.



**BioClean Ultra =
Исключительная чистота**
Наконечники МЕТТЛЕР ТОЛЕДО производятся в помещениях с классом чистоты 100 000. Их тщательно проверяют на наличие различных загрязняющих веществ, включая белок и протеазу, и тщательно упаковывают для сохранения чистоты.



Съемная шарнирная крышка
Благодаря продуманной и технологически проработанной конструкции шарнир фиксирует открытую крышку под углом 120°, что очень удобно для полной или частичной установки наконечников на 8- или 12-канальные пипетки. Надавлив посильнее, крышку можно аккуратно снять.



Открывается одной рукой
Предохранительная защелка в передней части штатива предотвращает случайный разлив содержимого наконечников. Защелка открывается легким нажатием большого и указательного пальцев.

Комбинированный штатив со сменным блоком



Green-Pak SpaceSaver™ (GPS)

Штатив с шарнирной/съемной крышкой (RT)

Green-Pak™ (GP)

Блок сдвоенных штативов по 96 наконечников

Идеальный вариант для многоканальных пипеток



Штатив StableRak (SR)

Штатив StableStak (SS)



Для многоканальных пипеток

Наклонные стенки коробки упрощают полную или частичную установку наконечников под любым углом. Даже в открытом зафиксированном положении крышка не препятствует доступу ко всем наконечникам.

Четкая маркировка

Четкая маркировка на передней стенке содержит всю необходимую информацию. Края окрашенной платформы с наконечниками выступают по всему периметру коробки, что помогает быстро определить объем наконечников.

Меньше отходов пластика

Платформа с наконечниками и основание выполнены как единое целое, что повышает прочность и устойчивость. Благодаря этому объем пластмассы, используемой для производства штатива, сократился в среднем на 20 %. Это означает уменьшение массы изделия и, следовательно, количества отходов.

Выдерживает автоклавируание

Новые модели штативов подходят для автоклавируания и выдерживают много циклов обработки в автоклаве. Они заполняются с помощью отдельного сменного блока Green-Pak или многоярусного сменного блока SpaceSaver.

Наконечники системы LTS LiteTouch

Стандартные, с фильтром, малоадгезивные, с широким отверстием и увеличенной длиной

LTS

	Кат. №	Описание	Макс. объем
	Штативы с шарнирной крышкой RT		
20	30389200	RT LTS, 20 мкл, 960A/10	960 наконечников LTS в 10 штативах
	30389228	RT LTS, 20 мкл, S 960A/10	960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные
	30389225	RT LTS, 20 мкл, F 960A/10	960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389227	RT LTS, 20 мкл, L 960A/10	960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 штативах
	30389229	RT LTS, 20 мкл, LS 960A/10	960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 штативах, стерильные
	30389226	RT LTS, 20 мкл, FL 960A/10	960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
200/250	30389243	RT LTS, 250 мкл, 960A/10	960 наконечников LTS в 10 штативах
	30389245	RT LTS, 250 мкл, S 960A/10	960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные
	30389239	RT LTS, 250 мкл, F 960A/10	960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389244	RT LTS, 250 мкл, L 960A/10	960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 штативах
	30389246	RT LTS, 250 мкл, LS 960A/10	960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 штативах, стерильные
	30389240	RT LTS, 250 мкл, FL 960A/10	960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389247	RT LTS, 250 мкл, W 960A/10	960 наконечников LTS с широким отверстием, в 10 штативах
	30389249	RT LTS, 250 мкл, WS 960A/10	960 наконечников LTS с широким отверстием, в 10 штативах, стерильные
	30389248	RT LTS, 250 мкл, LW 960A/10	960 наконечников LTS с широким отверстием и малой адгезией, в 10 штативах
	30389250	RT LTS, 250 мкл, LSW 960A/10	960 наконечников LTS с широким отверстием и малой адгезией, в 10 штативах, стериль-
	30389241	RT LTS, 250 мкл, FLW 960A/10	960 наконечников LTS с широким отверстием и малой адгезией, в 10 штативах, стериль-
	30389251	RT LTS, 250 мкл, X 768A/8	768 удлиненных наконечников LTS в 8 штативах
	30389252	RT LTS, 250 мкл, SX 768A/8	768 удлиненных наконечников LTS в 8 штативах, стерильные
	30389242	RT LTS, 250 мкл, FX 768A/8	768 удлиненных наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром
300	30389253	RT LTS, 300 мкл, 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах
	30389255	RT LTS, 300 мкл, S 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные
	30389254	RT LTS, 300 мкл, F 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром
	30389160	RT LTS, 300 мкл, L 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах
	30389161	RT LTS, 300 мкл, LS 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах, стерильные
	30389162	RT LTS, 300 мкл, FL 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах, стерильные, с фильтром
1000	30389211	RT LTS, 1000 мкл, 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах
	30389215	RT LTS, 1000 мкл, S 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные
	30389212	RT LTS, 1000 мкл, F 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром
	30389214	RT LTS, 1000 мкл, L 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах
	30389216	RT LTS, 1000 мкл, LS 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах, стерильные
	30389213	RT LTS, 1000 мкл, FL 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах, стерильные, с фильтром
	30389217	RT LTS, 1000 мкл, W 768A/8	768 наконечников LTS с широким отверстием, в 8 штативах
	30389220	RT LTS, 1000 мкл, SW 768A/8	768 наконечников LTS с широким отверстием, в 8 штативах, стерильные
	30389219	RT LTS, 1000 мкл, LW 768A/8	768 наконечников LTS с широким отверстием и малой адгезией, в 8 штативах
	30389221	RT LTS, 1000 мкл, LSW 768A/8	768 наконечников LTS с широким отверстием и малой адгезией, в 8 штативах, стериль-
	30389218	RT LTS, 1000 мкл, FLW 768A/8	768 наконечников LTS с широким отверстием и малой адгезией, в 8 штативах, стериль-
	30389222	RT LTS, 1000 мкл, X 768A/8	768 удлиненных наконечников LTS в 8 штативах
	30389224	RT LTS, 1000 мкл, SX 768A/8	768 удлиненных наконечников LTS в 8 штативах, стерильные
	30389223	RT LTS, 1000 мкл, FX 768A/8	768 удлиненных наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром
1200	30389230	RT LTS, 1200 мкл, 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах
	30389234	RT LTS, 1200 мкл, S 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные
	30389231	RT LTS, 1200 мкл, F 768A/8	768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром
	30389233	RT LTS, 1200 мкл, L 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах
	30389235	RT LTS, 1200 мкл, LS 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах, стерильные
	30389232	RT LTS, 1200 мкл, FL 768A/8	768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 штативах, стерильные, с фильтром
2 мл	30389236	RT LTS, 2000 мкл, 480A/8	480 наконечников LTS в 8 штативах
	30389238	RT LTS, 2000 мкл, S 480A/8	480 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные
	30389237	RT LTS, 2000 мкл, F 480A/8	480 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром
5 мл	30389256	RT LTS, 5000 мкл, 192A/8	192 наконечника LTS в 8 штативах
	30389257	RT LTS, 5000 мкл, S 192A/8	192 наконечника LTS в 8 штативах, стерильные

Системы доливки LTS для штативов с шарнирной крышкой

LTS

Кат. №	Описание	Макс. объем
Многорусные сменные блоки GreenPak SpaceSaver для штативов RT с шарнирной крышкой (пустые штативы не входят в комплект)*		
20	30389291 GPS LTS, 20 мкл, 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках	20 мкл
	30389297 GPS LTS, 20 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках, стерильные	20 мкл
	30389296 GPS LTS, 20 мкл, L 960A/10 960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 сменных блоках	20 мкл
	30389298 GPS LTS, 20 мкл, LS 960A/10 960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 сменных блоках, стерильные	20 мкл
250	30389299 GPS LTS, 250 мкл, 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках	200 мкл
	30389301 GPS LTS, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках, стерильные	200 мкл
	30389300 GPS LTS, 250 мкл, L 960A/10 960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 сменных блоках	200 мкл
	30389302 GPS LTS, 250 мкл, LS 960A/10 960 наконечников LTS с малой адгезией в 10 сменных блоках, стерильные	200 мкл
300	30389303 GPS LTS, 300 мкл, 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках	300 мкл
	30389304 GPS LTS, 300 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках, стерильные	300 мкл
1000	30389292 GPS LTS, 1000 мкл, 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках	1000 мкл
	30389294 GPS LTS, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках, стерильные	1000 мкл
	30389293 GPS LTS, 1000 мкл, L 768A/8 768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 сменных блоках	1000 мкл
	30389295 GPS LTS, 1000 мкл, LS 768A/8 768 наконечников LTS с малой адгезией в 8 сменных блоках, стерильные	1000 мкл
Отдельные сменные блоки GreenPak для штативов RT с шарнирной крышкой		
10	30389270 GP LTS, 20 мкл, 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках	20 мкл
	30389275 GP LTS, 20 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках, стерильные	20 мкл
	30389274 GP LTS, 20 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	20 мкл
	30389277 GP LTS, 250 мкл, 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках	200 мкл
200/250	30389278 GP LTS, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках, стерильные	200 мкл
	30389276 GP LTS, 200 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	200 мкл
1000	30389271 GP LTS, 1000 мкл, 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках	1000 мкл
	30389273 GP LTS, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках, стерильные	1000 мкл
	30389272 GP LTS, 1000 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 сменных блоках, стерильные, с фильтром	1000 мкл
Пустые штативы RT с шарнирной крышкой для использования со сменными блоками GreenPak и GreenPak SpaceSaver*		
	30389354 GPR LTS, 20 мкл, 0/10 Пустые штативы для наконечников 20 мкл, красные, 10 шт./уп.**	
	30389353 GPR XXX, 250 мкл, 0/10 Пустые штативы для наконечников 200/250 мкл, зеленые, 10 шт./уп.	
	30397667 GPR XXX, 300 мкл, 0/8 Пустые штативы для наконечников 300 мкл, желтые, 8 шт./уп.	
	30389351 GPR XXX, 1000 мкл, 0/8 Пустые штативы для наконечников 1000 мкл, синие, 8 шт./уп.	

* В комплект сменного блока SpaceSaver больше не входит дополнительный штатив. При первом заказе наконечников BioClean Ultra можно заказать пустые штативы или наконечники подходящего размера в штативе для использования с данным сменным блоком.

** Может также использоваться с наконечниками UNV ShaffGard 10 мкл.

Наконечники LTS в штативе Double-96

LTS

Кат. №	Описание	Макс. объем
Штативы StableRak double-96		
20	17005862 SR LTS, 20 мкл, 960A/5 960 наконечников LTS в 5 штативах	20 мкл
	17005861 SR LTS, 20 мкл, S 960A/5 960 наконечников LTS в 5 штативах, стерильные	20 мкл
	17005860 SR LTS, 20 мкл, F 960A/5 960 наконечников LTS в 5 штативах, стерильные, с фильтром	20 мкл
250	17005864 SR LTS, 250 мкл, 960A/5 960 наконечников LTS в 5 штативах	200 мкл
	17005863 SR LTS, 250 мкл, S 960A/5 960 наконечников LTS в 5 штативах, стерильные	200 мкл
	17005859 SR LTS, 200 мкл, F 960A/5 960 наконечников LTS в 5 штативах, стерильные, с фильтром	200 мкл
300	17005867 SR LTS, 300 мкл, 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах	300 мкл
	17005866 SR LTS, 300 мкл, S 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах, стерильные	300 мкл
	17005865 SR LTS, 300 мкл, F 768A/4 768 наконечников LTS в 5 штативах, стерильные, с фильтром	300 мкл
1000	17007083 SR LTS, 1000 мкл, 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах	1000 мкл
	17007082 SR LTS, 1000 мкл, S 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах, стерильные	1000 мкл
	17007081 SR LTS, 1000 мкл, F 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах, с фильтром	1000 мкл
1200	17007086 SR LTS, 1200 мкл, 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах	1200 мкл
	17007085 SR LTS, 1200 мкл, S 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах, стерильные	1200 мкл
	17007084 SR LTS, 1200 мкл, F 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах, с фильтром	1200 мкл
Многорусные штативы StableStak double-96		
20	17005873 SS LTS, 20 мкл, 960A/5 960 наконечников LTS в 5 сменных блоках	20 мкл
	17005872 SS LTS, 20 мкл, S 960A/5 960 наконечников LTS в 5 сменных блоках, стерильные	20 мкл
250	17005875 SS LTS, 250 мкл, 960A/5 960 наконечников LTS в 5 сменных блоках	200 мкл
	17005874 SS LTS, 250 мкл, S 960A/5 960 наконечников LTS в 5 сменных блоках, стерильные	200 мкл
300	17005877 SS LTS, 300 мкл, 768A/4 768 наконечников LTS в 4 сменных блоках	300 мкл
	17005876 SS LTS, 300 мкл, S 768A/4 768 наконечников LTS в 4 сменных блоках, стерильные	300 мкл
1000	17007090 SS LTS, 1000 мкл, 768A/4 768 наконечников LTS в 4 сменных блоках	1000 мкл
	17007089 SS LTS, 1000 мкл, S 768A/4 768 наконечников LTS в 4 сменных блоках, стерильные	1000 мкл

Онлайн-инструмент для подбора наконечников Rainin к пипетке LTS:

► www.mt.com/TipFinder



Универсальные наконечники

Стандартные, с фильтром, малоадгезивные, с широким отверстием

Кат. №	Описание	Макс. объем
Штативы RT с шарнирной крышкой		
10	30389163 RT UNV, 10 мкл, 960A/10	960 наконечников в 10 штативах
	30389181 RT UNV, 10 мкл, S 960A/10	960 наконечников в 10 штативах, стерильные
	30389172 RT UNV, 10 мкл, F 960A/10	960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389180 RT UNV, 10 мкл, L 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах
	30389182 RT UNV, 10 мкл, LS 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах
	30389173 RT UNV, 10 мкл, FL 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389174 RT UNV, 10 мкл, G 960A/10	960 наконечников ShaftGuard в 10 штативах
	30389178 RT UNV, 10 мкл, GS 960A/10	960 наконечников ShaftGuard в 10 штативах, стерильные
	30389175 RT UNV, 10 мкл, FG 960A/10	960 наконечников ShaftGuard в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389177 RT UNV, 10 мкл, GL 960A/10	960 наконечников ShaftGuard с малой адгезией в 10 штативах
10 — ShaftGuard (G)	30389179 RT UNV, 10 мкл, GLS 960A/10	960 наконечников ShaftGuard с малой адгезией в 10 штативах, стерильные
	30389176 RT UNV, 10 мкл, FGL 960A/10	960 наконечников ShaftGuard с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
30/100/200/250	30389189 RT UNV, 20 мкл, F 960A/10	960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389190 RT UNV, 20 мкл, FL 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389170 RT UNV, 100 мкл, F 960A/10	960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389171 RT UNV, 100 мкл, FL 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389191 RT UNV, 250 мкл, 960A/10	960 наконечников в 10 штативах
	30389193 RT UNV, 250 мкл, S 960A/10	960 наконечников в 10 штативах, стерильные
	30389186 RT UNV, 200 мкл, F 960A/10	960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389192 RT UNV, 250 мкл, L 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах
	30389194 RT UNV, 250 мкл, LS 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах, стерильные
	30389187 RT UNV, 200 мкл, FL 960A/10	960 наконечников с малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
300	30389195 RT UNV, 250 мкл, W 960A/10	960 наконечников с широким отверстием в 10 штативах
	30389196 RT UNV, 250 мкл, LW 960A/10	960 наконечников с широким отверстием и малой адгезией в 10 штативах
	30389197 RT UNV, 250 мкл, LSW 960A/10	960 наконечников с широким отверстием и малой адгезией в 10 штативах, стерильные
	30389188 RT UNV, 200 мкл, FLW 960A/10	960 наконечников с широким отверстием и малой адгезией в 10 штативах, стерильные, с фильтром
	30389058 RT UNV, 300 мкл, 768A/8	768 наконечников в 8 штативах
	30389059 RT UNV, 300 мкл, S 768A/8	768 наконечников в 8 штативах, стерильные
	30389136 RT UNV, 300 мкл, F 768A/8	768 наконечников в 8 штативах, стерильные, с фильтром
	30389137 RT UNV, 300 мкл, L 768A/8	768 наконечников с малой адгезией в 8 штативах
	30389138 RT UNV, 300 мкл, LS 768A/8	768 наконечников с малой адгезией в 8 штативах, стерильные
	30389139 RT UNV, 300 мкл, FL 768A/8	768 наконечников с малой адгезией в 8 штативах, стерильные, с фильтром
1000	30389164 RT UNV, 1000 мкл, 768A/8	768 наконечников в 8 штативах
	30389168 RT UNV, 1000 мкл, S 768A/8	768 наконечников в 8 штативах, стерильные
	30389165 RT UNV, 1000 мкл, F 768A/8	768 наконечников в 8 штативах, стерильные, с фильтром
	30389167 RT UNV, 1000 мкл, L 768A/8	768 наконечников с малой адгезией в 8 штативах
	30389169 RT UNV, 1000 мкл, LS 768A/8	768 наконечников с малой адгезией в 8 штативах, стерильные
	30389166 RT UNV, 1000 мкл, FL 768A/8	768 наконечников с малой адгезией в 8 штативах, стерильные, с фильтром
2 мл	30389183 RT UNV, 2000 мкл, 480A/8	480 наконечников в 8 штативах
	30389185 RT UNV, 2000 мкл, S 480A/8	480 наконечников в 8 штативах, стерильные
	30389184 RT UNV, 2000 мкл, F 480A/8	480 наконечников в 8 штативах, стерильные, с фильтром
5 мл	30389198 RT UNV, 5000 мкл, 192A/8	192 наконечника в 8 штативах
	30389199 RT UNV, 5000 мкл, S 192A/8	192 наконечника в 8 штативах, стерильные

Универсальные наконечники Rainin для высочайшего качества и эффективности

Универсальные наконечники Rainin демонстрируют превосходные эксплуатационные характеристики при работе с пипетками Rainin без LTS и с пипетками многих других марок, включая Gilson®, Eppendorf®, Sartorius® (BioHit®), ThermoFisher® (Finnpipette®) и VWR®.



Универсальные сменные блоки для штативов с шарнирной крышкой



Кат. №	Описание	Макс. объем
Многоразовые сменные блоки Green-Pak SpaceSaver для штативов RT с шарнирной крышкой (пустые штативы не входят в комплект!)*		
10 (G)	30389283 GPS UNV, 10 мкл, G 960A/10 960 наконечников ShaffGard в 10 сменных блоках	10 мкл
	30389285 GPS UNV, 10 мкл, GS 960A/10 960 наконечников ShaffGard в 10 сменных блоках, стерильные	10 мкл
	30389284 GPS UNV, 10 мкл, GL 960A/10 960 наконечников ShaffGard с малой адгезией в 10 сменных блоках	10 мкл
	30389286 GPS UNV, 10 мкл, GLS 960A/10 960 наконечников ShaffGard с малой адгезией в 10 сменных блоках, стерильные	10 мкл
250	30389287 GPS UNV, 250 мкл, 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках	250 мкл
	30389289 GPS UNV, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные	250 мкл
	30389288 GPS UNV, 250 мкл, L 960A/10 960 наконечников с малой адгезией в 10 сменных блоках	250 мкл
	30389290 GPS UNV, 250 мкл, LS 960A/10 960 наконечников с малой адгезией в 10 сменных блоках, стерильные	250 мкл
300	30397665 GPS UNV, 300 мкл, 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках	300 мкл
	30397666 GPS UNV, 300 мкл, S 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках, стерильные	300 мкл
1000	30389279 GPS UNV, 1000 мкл, 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках	1000 мкл
	30389281 GPS UNV, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках, стерильные	1000 мкл
	30389280 GPS UNV, 1000 мкл, L 768A/8 768 наконечников ShaffGard с малой адгезией в 8 сменных блоках	1000 мкл
	30389282 GPS UNV, 1000 мкл, LS 768A/8 768 наконечников ShaffGard с малой адгезией в 8 сменных блоках, стерильные	1000 мкл
Отдельные сменные блоки Green-Pak для штативов RT с шарнирной крышкой		
10 (G)/10	30389258 GP UNV, 10 мкл, 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках	10 мкл
	30389265 GP UNV, 10 мкл, S 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные	10 мкл
	30389263 GP UNV, 10 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	10 мкл
	30389264 GP UNV, 10 мкл, FG 960A/10 960 наконечников ShaffGard в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	10 мкл
20/100/200/250	30389267 GP UNV, 20 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	20 мкл
	30389262 GP UNV, 100 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	100 мкл
	30389266 GP UNV, 200 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные, с фильтром	200 мкл
	30389268 GP UNV, 250 мкл, 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках	250 мкл
	30389269 GP UNV, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников в 10 сменных блоках, стерильные	250 мкл
	30389259 GP UNV, 1000 мкл, 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках	1000 мкл
1000	30389261 GP UNV, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках, стерильные	1000 мкл
	30389260 GP UNV, 1000 мкл, F 768A/8 768 наконечников в 8 сменных блоках, стерильные, с фильтром	1000 мкл
Пустые штативы RT с шарнирной крышкой со сменными блоками Green-Pak и Green-Pak SpaceSaver*		
	30389350 GPR UNV, 10 мкл, 0/10 Пустые штативы для наконечников 10 мкл, фиолетовые, 10 шт./уп.	
	30389354 GPR LTS, 10 мкл, 0/10 Пустые штативы для наконечников 20 мкл, красные, 10 шт./уп.**	
	30389353 GPR XXX, 250 мкл, 0/10 Пустые штативы для наконечников 200/250 мкл, зеленые, 10 шт./уп.	
	30397667 GPR XXX, 300 мкл, 0/8 Пустые штативы для наконечников 300 мкл, желтые, 8 шт./уп.	
	30389351 GPR XXX, 1000 мкл, 0/8 Пустые штативы для наконечников 1000 мкл, синие, 8 шт./уп.	

Универсальные наконечники в штативе Double-96

Кат. №	Описание	Макс. объем
Штативы StableRak double-96		
17005857	SR UNV, 300 мкл, 768A/4 768 наконечников LTS в 4 штативах	300 мкл

TerraRack

Самый экологичный штатив

- Сокращение отходов: при изготовлении используется на 50 % меньше пластмассы, чем для обычных штативов.
- Изготовлен из ПЭТЭ — полностью пригоден для вторичной переработки.
- Все наконечники TerraRack™ стерилизованы.
- Имеются наконечники типа LTS и универсальные.



Наконечники LTS TerraRack

Кат. №	Описание	Макс. объем
LTS	TerraRack — самые экологичные штативы для наконечников	
20	17014960 TR LTS, 20 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, сте-	20 мкл
	17014961 TR LTS, 20 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стериль-	20 мкл
250	17014962 TR LTS, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, сте-	200 мкл
	17014963 TR LTS, 200 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стериль-	200 мкл
300	17014964 TR LTS, 300 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	300 мкл
	17014965 TR LTS, 300 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	300 мкл
1000	17014966 TR LTS, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1000 мкл
	17014967 TR LTS, 1000 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1000 мкл
1200	17014968 TR LTS, 1200 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1200 мкл
	17014969 TR LTS, 1200 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1200 мкл

Универсальные наконечники в штативах TerraRack

Кат. №	Описание	Макс. объем
UNV	TerraRack — самые экологичные штативы для наконечников	
10	17014970 TR UNV, 10 мкл, S 960A/10 960 наконечников UNV в 10 штативах,	10 мкл
	17014971 TR UNV, 10 мкл, F 960A/10 960 наконечников UNV в 10 штативах, сте-	10 мкл
	17014972 TR UNV, 10 мкл, GS 960A/10 960 наконечников UNV в 10 штативах,	10 мкл
	17014973 TR UNV, 10 мкл, GF 960A/10 960 наконечников UNV в 10 штативах,	10 мкл
20/100/250	17014974 TR UNV, 20 мкл, F 960A/10 960 наконечников UNV в 10 штативах, сте-	20 мкл
	17014975 TR UNV, 100 мкл, F 960A/10 960 наконечников UNV в 10 штативах, сте-	100 мкл
200	17014977 TR UNV, 200 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стериль-	200 мкл
250	17014976 TR UNV, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах,	200 мкл
300	17014978 TR UNV, 300 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	300 мкл
	17014979 TR UNV, 300 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	300 мкл
1000	17014980 TR UNV, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1000 мкл
	17014981 TR UNV, 1000 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1000 мкл
1200	17014968 TR LTS, 1200 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1200 мкл
	17014969 TR LTS, 1200 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стериль-	1200 мкл

www.mt.com/rainin

Дополнительная информация

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ

Laboratory Division

Адреса местных представительств: www.mt.com/contacts

Возможны изменения технических характеристик.

© 04/2020 МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ Все права защищены.

17700914, ред. В

Rainin MarCom

Rainin, Pipetting 360° и логотип Pipetting 360°, BioClean Ultra, LTS, LiteTouch, Green-Pak, SpaceSaver, TerraRack, ShafftGard и FinePoint являются торговыми марками компании Mettler-Toledo Rainin, LLC.

Gilson, Eppendorf, Sartorius, BioHit, ThermoFisher, Finnpipe и VWR являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.