

# Pesi di prova linea Standard

## OIML F1, F2, M1



### Struttura robusta

I pesi della linea Standard sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità. Tutti i pesi a foglia e con manopola sono forniti in una custodia in plastica resistente agli urti, conforme ai requisiti FDA.



### Cavità di aggiustaggio

Ciascun peso con manopola è dotato di cavità di aggiustaggio che semplifica la regolazione del peso senza richiedere l'uso di strumenti speciali.



### Ampia idoneità

I pesi della linea Standard vanno da 1 mg fino a 20 kg per soddisfare le esigenze di verifica di routine di un'ampia gamma di bilance. Sono ideali per garantire una verifica ed una regolazione accurate tra un servizio e l'altro.



### Pesi di prova robusti e durevoli con cavità di aggiustaggio

I pesi di prova della linea Standard sono ideali per la verifica di routine della bilancia in ambienti di laboratorio, produzione e industriali. Sia i pesi con manopola, sia i pesi a foglia sono in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione e garantire un'eccellente stabilità a lungo termine. La fabbricazione avviene conformemente a ISO 9001 e soddisfa i requisiti OIML R111. I pesi con manopola ad avvitamento sono progettati per resistere all'intrusione di polvere e umidità offrendo durata per gli anni a venire. Conformemente ai requisiti della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, i pesi possono essere facilmente puliti con alcol o solventi.

Grazie agli efficienti processi di fabbricazione di pesi di METTLER TOLEDO è possibile avere pesi di qualità a un prezzo conveniente.

## Pesi di prova OIML Standard

I pesi di prova della linea Standard vanno da 1 mg a 20 kg, sottostando ai massimi errori consentiti delle classi OIML F1, F2 e M1. Tutti i singoli pesi vengono forniti in una custodia in plastica solida e resistente agli urti.



Acciaio inox  
Densità: 7,9 kg/dm<sup>3</sup>



Peso e custodia



Peso e custodia,  
**con certificato**



Peso a foglia



Peso a foglia marchiato



Peso cilindrico con manopola



Peso cilindrico con manopola  
contrassegnato

### Pesi singoli

Valore nominale	Forma	F1		F2		M1	
		Numero materiale		Numero materiale		Numero materiale	
1 mg	<input type="checkbox"/>	30402662	30406245	30402648	30406415	30402184	30406452
2 mg	<input type="checkbox"/>	30402629	30406246	30402649	30406416	30402510	30406453
5 mg	<input type="checkbox"/>	30402630	30406247	30402650	30406417	30402355	30406454
10 mg	<input type="checkbox"/>	30402631	30406388	30402651	30406418	30402585	30406455
20 mg	<input type="checkbox"/>	30402632	30406389	30402652	30406419	30402586	30406456
50 mg	<input type="checkbox"/>	30402633	30406390	30402653	30406420	30402587	30406457
100 mg	<input type="checkbox"/>	30402634	30406391	30402654	30406421	30402638	30406458
200 mg	<input type="checkbox"/>	30402635	30406392	30402655	30406422	30402639	30406459
500 mg	<input type="checkbox"/>	30402636	30406393	30402656	30406423	30402640	30406460
1 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402637	30406394	30402657	30406424	30402641	30406371
2 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402688	30406395	30402658	30406425	30402642	30406372
5 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402689	30406396	30402659	30406426	30402643	30406373
10 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402690	30406397	30402603	30406427	30402644	30406374
20 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402691	30406398	30402604	30406428	30402645	30406375
50 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402574	30406399	30402660	30406429	30402646	30406376
100 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402783	30406400	30402661	30406430	30402647	30406377
200 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402698	30406401	30402577	30406431	30402576	30406478
500 g	<input checked="" type="checkbox"/>	30402701	30406402	30402700	30406432	30402699	30406479
1 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	30402664	30406403	30402663	30406433	30402702	30406480
2 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	30402667	30406404	30402666	30406434	30402665	30406481
5 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	30402710	30406405	30402709	30406435	30402708	30406482
10 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	30402714	30406406	30402712	30406436	30402711	30406483
20 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	30402782	30406407	30402781	30406437	30402780	30406484

Set di pesi	1 mg - 500 mg	1 mg - 200 g	1 mg - 1 kg	1 mg - 2 kg	1 mg - 5 kg	1 g - 50 g	1 g - 500 g
1 mg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 mg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5 mg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10 mg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20 mg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
50 mg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
100 mg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
200 mg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
500 mg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
200 g		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
500 g			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1 kg			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 kg				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5 kg					<input checked="" type="checkbox"/>		
N. di pesi	12	23	25	27	28	8	12

Set di pesi	F1		F2		M1	
1 mg - 500 mg	30402723	30406408	30402722	30406438	30402721	30406445
1 mg - 200 g	30402717	30406409	30402716	30406439	30402715	30406446
1 mg - 1 kg	30402735	30406410	30402734	30406440	30402732	30406447
1 mg - 2 kg	30402684	30406411	30402683	30406441	30402682	30406448
1 mg - 5 kg	30402687	30406412	30402686	30406442	30402685	30406449
1 g - 50 g	30402681	30406413	30402680	30406443	30402679	30406450
1 g - 500 g	30402730	30406414	30402729	30406444	30402728	30406451



### Gruppo METTLER TOLEDO

Pesata in laboratorio  
Contatti locali: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Soggetto a modifiche tecniche  
© 07/2017 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati  
30425896A  
Global MarCom 2284 LK/DK

[www.mt.com/weights](http://www.mt.com/weights)

Per ulteriori informazioni