

Dla czystości i wygody

Końcówki do zastosowań specjalnych



Ultraczyste

Końcówki BioClean Ultra są produkowane w pomieszczeniu czystym klasy 100 000, rygorystycznie testowane pod kątem obecności rozmaitych zanieczyszczeń oraz starannie pakowane w celu zachowania i ochrony ich czystości aż do momentu użycia.



Zdejmowana/Otwierana pokrywa

Pokrywa wielofunkcyjna zapewnia pełną elastyczność. Specjalny zawias umożliwi całkowite otwarcie pokrywy o 120°. Po dalszym dociśnięciu pokrywa odcepi się od pudełka. Stojaki są solidne, można je układać piętrowo i sterylizować w autoklawie.



Przyjazne dla pipet wielokanałowych

Ścianki pojemnika na końcówki są stożkowe, co umożliwi pełne lub częściowe zakładanie końcówek bez względu na to, czy pipeta posiada 8 czy 12 kanałów.



Otwieranie jedną ręką

W przypadku zrzucenia pojemnika Rainin ze zwykłego stołu, bez względu na to, jak twarda jest powierzchnia podłogi, zatrzask pozostaje zamknięty, zapewniając ochronę końcówek. Pomimo tego zatrzask można otworzyć bez wysiłku – wystarczy delikatny nacisk palcem wskazującym i kciukiem.



Końcówki do pipet BioClean Ultra o wyższej czystości; nowe opakowanie

Standard BioClean™ od dawna zapewnia klientom wysoką jakość i brak zanieczyszczeń biologicznych w końcówkach Rainin. Dzięki BioClean Ultra dodatkowo zwiększyliśmy rygor i kompleksowość tego standardu poprzez poszerzenie poziomów wykrywania o białka i proteazę.

BioClean Ultra™ Wprowadzając standard BioClean Ultra, wprowadziliśmy nowy stojak i wymienne wkłady, które charakteryzują się wyjątkową łatwością i wygodą użycia, zwłaszcza dla tych badaczy, którzy wolą otwieraną pokrywę na zawiasach.

Uwaga: Nowe opakowanie końcówek na stojakach RT, Green-Pak™ i SpaceSaver™. Stojaki TerraRack™, StableRak™ i StableStak™ nie uległy zmianie.

Stojak z wieloma funkcjami i wymienne wkłady

Wreszcie są: stojak i wymienne wkłady, które będą z Tobą współpracować.



Lżejsze

Integracja tacy na końcówki z podstawą zwiększa wytrzymałość i stabilność. Rezultat: zmniejszyliśmy ilość plastiku użytego do produkcji każdego z tych elementów średnio o 20%. Mniej plastiku oznacza mniejszą masę i mniej odpadów z tworzyw sztucznych.



Możliwość piętrowego przechowywania

Nasze nowe stojaki można ustawiać piętrowo, aby dbać o porządek i oszczędzać miejsce. Oznakowanie z przodu stojaka zawiera łatwe do odczytania szczegóły produktu. Kolorowe tace na końcówki sięgają obwodu pojemnika, dzięki czemu wyraźnie widać zawartość.



Do sterylizacji w autoklawie

Nasze nowe stojaki można w pełni sterylizować w autoklawie i wytrzymują wiele cykli sterylizacji. Można je napełniać wkładami z jedną warstwą lub wkładami pakowanymi warstwowo.

BioClean Ultra™

Nowy standard czystości końcówek

Aby uzyskać dokładne wyniki, należy mieć pewność, że końcówki pipet są wolne od zanieczyszczeń biologicznych. Rygorystyczne procedury testowe BioClean Ultra firmy Rainin gwarantują, że używasz najlepszych i najczystszych końcówek.

Testowane zanieczyszczenia	Poziomy skuteczności wykrywania
RNaza	$\leq 10^{-9}$ jednostek Kunitza/ μ l
DNaza	$\leq 10^{-7}$ jednostek Kunitza/ μ l
DNA człowieka	< 0,32 pg
DNA bakterii	< 1 pg
Endotoksyny	$\leq 0,001$ EU/ml
ATP	< 2×10^{-12} mg/ μ l
Białka	< 2 ng/tor (bez widocznego zakresu)
Proteazy	≤ 500 ng/ml
Inhibitory PCR	Nie wykryto

Rainin, Pipetting 360°, LTS, BioClean i BioClean Ultra, Green-Pak, SpaceSaver, TerraRack, StableStak i StableRak są znakami towarowymi firmy Mettler-Toledo Rainin, LLC.



Grupa METTLER TOLEDO

Dział laboratoryjny

Kontakt: www.mt.com/contacts

Dane techniczne mogą ulec zmianie.

© 02/2018 METTLER TOLEDO. Wszelkie prawa zastrzeżone

17701526 ver. A

Rainin MarCom

www.mt.com/rainin

Więcej informacji