

Accesorios para la Línea de farmacia



Impresora LC-P45

Ref. 00229119

Aplicaciones:

- Funciones estadísticas
- Suma de resultados
- Multiplicación y división



Impresora RS-P26

Ref. 12120788

Aplicaciones:

- Teclas de función de diseño ergonómico: cero, fecha/hora, papel, impresión



Kit de densidad

Ref. 00033360

Para la determinación de densidades de sólidos.



Cable USB-232

Ref. 11103691

El convertidor de USB a RS-232 es un módulo de ampliación inteligente que permite conectar la balanza a un puerto USB de un PC. Admite velocidades de transmisión de 1.200 a 115,2 K.



Dispositivo antirrobo

Ref. 00590101

Un cable de acero con mecanismo de bloqueo protege la balanza.



Pantalla aux. RS/LC-BLD

Ref. 00224200

Pantalla LC con retroiluminación y soporte para banco.



LabX direct balance

Ref. 11120340

Fácil entrada de datos mediante la conexión de la balanza a un PC.



Pantalla aux. RS232

Ref. 12120057

El display auxiliar retroiluminado puede colocarse en cualquier sitio.



B-S AccuPac

Ref. 21254691

Para el funcionamiento portátil de la balanza. Fuente de alimentación externa recargable que ofrece una autonomía de hasta 18 horas.



Pesas

Pesas para pruebas y ajustes. Trazabilidad garantizada. Para más información: www.mt.com/weights

Red de servicio mundial

Calidad suiza

ServiceXXL®

Tailored Services

Servicio internacional

Nuestra red mundial de servicio garantiza la máxima fiabilidad de los equipos y la absoluta precisión de los resultados en todo momento.



Calidad suiza

Confiar en la tecnología suiza.

www.mt.com/pharmacy

Para más información

Mettler-Toledo AG

Im Langacher
P.O. Box LabTec
8606 Greifensee
Suiza

Sujeto a modificaciones técnicas
© 03/2007 Mettler-Toledo AG
Impreso en Suiza 11795720



Certificado de calidad.

Desarrollo, producción y pruebas conformes a la norma ISO 9001. Sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.



"Comunidad Europea".

Esta marca garantiza que nuestros productos cumplen las últimas directrices.

Línea farmacia



Línea farmacia

Precisión

Facilidad de uso

Específica

Guía de selección

Para la correcta elección de su balanza de la línea farmacia

METTLER TOLEDO

| Línea farmacia | Principales características | Resolución | Línea farmacia | Precio | Rango de pesada | Plato de pesada (mm) |
|----------------|--|------------|--|--------|--|----------------------|
| | MonoBloc. Tecnología de pesada para unos resultados rápidos y precisos | 0.0001 g | AB104-S/MPH AB204-S/MPH | | 50 g 100 g 200 g 300 g 600 g 1500 g 3000 g 4000 g 6000 g 110 g 210 g | ø80 |
| | FACT. Ajuste interno totalmente automático. | 0.001 g | PB303-S/MPH PB503-S/MPH PB503-SDR/MPH | | 310 g 510 g 510 g 60 g | ø100 |
| | Aplicaciones integradas. Aplicaciones de fácil uso incluidos de serie: • Cuenta piezas con selección simple de referencia • Formula de pesada para una fácil formulación de recetas | 0.01 g | PB3002-S/MPH PB3002-SDR/MPH | | 3100 g 3100 g 600 g | ø180 |
| | Unidades. Resultados de pesada en diferentes unidades: kg, g, mg. | 0.1 g | PB6001-S/MPH | | 6100 g | 180x180 |
| | Adaptador de vibración. Minimiza el efecto de las vibraciones y los pequeños golpes. | 0.001 g | PG1003-S/MPH | | 1010 g | 128x128 |
| | Funda protectora. Protege toda la carcasa y evita que se produzcan daños en la balanza. | 0.01 g | PG4002-S/MPH PG4002-SDR/MPH PG6002-S/MPH PG6002-SDR/MPH | | 4100 g 4100 g 6100 g 6100 g | 165x165 |
| | Retroiluminación. • Pantalla brillante retroiluminada para todos modelos AB-S/PH y PB-S/PH • Pantalla VFD fluorescente para todos modelos PG-S/PH | | | | | |
| | Carcasa resistente a productos químicos. | | | | | |
| | Protección para el viento. Protección de vidrio con puertas deslizantes. Libre acceso por la derecha, por la izquierda y desde arriba (solo disponible para los modelos de 0.1 mg). | | | | | |

- Delta Range.** Resolución diez veces mayor en todo el rango de pesada con solo pulsar un botón. Dependiendo del modelo, el rango cubre hasta el 20% de la amplitud del rango.
- Interfaz.** Interfaz RS232C estándar para la conexión a un PC o a una impresora.
- Pesaje debajo de la balanza.** Gancho para pesada debajo de la balanza.
- Software LabX PC Direct.** Gestión de datos electrónica.

Todos los modelos son versiones verificadas. Versiones no verificadas a disposición.

- Corta-aíres funcional**
- Fácil limpieza
 - El vidrio del lado se puede desmontar y guardar detrás

- Software Adecuado**
- Las funciones del menú tienen todas las aplicaciones importantes para el trabajo diario de los farmacéuticos:
- Medicamentos con fórmulas
 - Cuenta pastillas
 - Resultados estables fiables con el Adaptador Vibrador

Diseño personalizado para farmacias
El símbolo Aesculap es conocido a nivel mundial: teniendo en cuenta que esta balanza está diseñada para farmacéuticos

- Legible desde cualquier ángulo**
- Pantalla retroiluminada
 - Pantalla VFD fluorescente



Calibración FACT