



## Étalonnage et maintenance

Pièces de constructeur et caractéristiques techniques

Techniciens formés en usine

Gouvernance mondiale des données

Des plans adaptés à tous les besoins

Rainin 360+

## Étalonnage des pipettes

Une expérience de maintenance digne de confiance

**METTLER TOLEDO**

# Les performances des pipettes comptent

## Faites confiance à METTLER TOLEDO

**Votre travail est trop important pour risquer d'obtenir des données inexactes ou incohérentes à cause des mauvaises performances des pipettes. Le service de maintenance des pipettes de METTLER TOLEDO est rigoureux et complet. Il est assuré par des techniciens hautement qualifiés et expérimentés qui connaissent vos pipettes. Assurez-vous que ces outils de recherche essentiels offrent la fiabilité et la reproductibilité dont dépend votre travail - grâce au service METTLER TOLEDO.**

La fiabilité de la maintenance des pipettes fait partie du système Rainin 360+™ pour optimiser les résultats en matière de manipulation de liquides. Les pipettes de précision, les cônes haute pureté et les services d'experts s'appuient sur des outils, des logiciels et des formations innovants pour garantir des performances exceptionnelles dans tous vos flux de travail. Consultez le verso pour en savoir plus.

Grâce à des normes de mesure internationales sûres et à la plus vaste équipe de maintenance au monde, METTLER TOLEDO est le seul à offrir la profondeur, l'étendue et le niveau d'intégrité et de contrôle des processus que vos pipettes exigent.



### L'équipe de maintenance la plus vaste du monde

Nous avons mis en place la plus grande organisation de maintenance de pipettes au monde - notamment le plus grand réseau de laboratoires de maintenance et d'équipes de maintenance sur site accrédités ISO 17025 - pour garantir des performances de service constantes et fiables dans plus de 40 pays.



### Techniciens formés en usine

Chaque technicien d'étalonnage de pipettes est formé en usine et dispose de balances METTLER TOLEDO de pointe pour garantir la précision des mesurages gravimétriques et offrir une expérience complète et fiable en matière de maintenance des pipettes.



### Gouvernance mondiale des données

Notre solution exclusive de maintenance mondiale des pipettes (GPSS) enregistre en toute sécurité les données de mesure directement à partir de la balance pour éliminer tout risque d'enregistrement de résultats imprécis. Adhérant à une norme unique et mondiale, elle est également directement reliée à PipetteX pour la délivrance de certificats d'étalonnage électroniques. Conformité à 21 CFR Part 11.

► Demandez un étalonnage de pipette dès maintenant ! [www.mt.com/pipette-service](http://www.mt.com/pipette-service)





### Pièces de constructeur et caractéristiques techniques

La maintenance et les réparations sont réalisées conformément aux caractéristiques techniques de chaque grand fabricant de pipettes - des pièces d'origine aux lubrifiants recommandés - afin de garantir la précision et l'exactitude de vos instruments.



### Des plans adaptés à vos besoins

Que vous préfériez une maintenance sur site ou par courrier, nous proposons une large gamme de plans de maintenance. Grâce à sa rapidité d'exécution et à sa capacité à répondre aux besoins de tout laboratoire, y compris le service d'étalonnage ISO 8655, METTLER TOLEDO est en mesure de répondre à vos besoins les plus exigeants.



### Votre partenaire en maintenance de pipettes

Nous mettons à votre disposition une équipe de techniciens de maintenance expérimentés qui vous aideront à définir la fréquence d'étalonnage et les tests intermédiaires de vérification de pipettes les mieux adaptés à vos besoins et à vos flux de travail.

# Rainin 360+

Optimisez les performances de votre système de pipetage Rainin grâce à une plateforme de suivi des pipettes et de gestion de l'étalonnage, tout en vérifiant les performances de n'importe quelle marque de pipette directement sur la paillasse. Et assurez-vous que toute votre équipe manipule les pipettes selon une technique appropriée, quel que soit le flux de travail, grâce à la formation sur les pipettes de METTLER TOLEDO.



## SmartCheck™

Le SmartCheck de Rainin permet à tout utilisateur de vérifier rapidement et facilement qu'une pipette fonctionne correctement. Grâce à ses trois volumes de test à l'eau déionisée, le SmartCheck fournit un résultat positif/négatif en moins de 60 secondes.

► [www.mt.com/SmartCheck](http://www.mt.com/SmartCheck)



## Logiciel de gestion des actifs PipetteX™

Téléchargez et stockez les certificats d'étalonnage, et rationalisez le suivi et la gestion de l'étalonnage des pipettes au quotidien. Vous passerez beaucoup moins de temps à suivre et à gérer l'étalonnage des pipettes et disposerez d'enregistrements plus complets et plus précis. Conformité à 21 CFR Part 11.

► [www.mt.com/PipetteX](http://www.mt.com/PipetteX)



## Good Pipetting Practice™

Améliorez la qualité de vos données grâce à GPP™ - notre approche complète et systématique pour maximiser la précision et la répétabilité du pipetage.

► [www.mt.com/GPP](http://www.mt.com/GPP)

Rainin 360+, Global Pipette Service Solution, GPSS, PipetteX, SmartCheck, Good Pipetting Practice et GPP sont des marques commerciales de Mettler Toledo Rainin, LLC.

[www.mt.com/pipette-service](http://www.mt.com/pipette-service)

Pour plus d'informations

**Mettler-Toledo Rainin, LLC**  
Division laboratoire  
Contact local : [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Sous réserve de modifications techniques  
© 07/2026 Mettler-Toledo Rainin, LLC. Tous droits réservés.

30812030 Rév. B