



Taratura e assistenza

Parti e specifiche OEM

Tecnici formati in fabbrica

Governance globale dei dati

Piani per ogni esigenza

Rainin 360+

Taratura delle pipette

Un'esperienza di assistenza affidabile

METTLER TOLEDO

Le prestazioni delle pipette sono importanti

Affidatevi a METTLER TOLEDO

Il vostro lavoro è troppo importante per rischiare dati inaccurati o incoerenti a causa delle scarse prestazioni delle pipette. La manutenzione pipette offerta da METTLER TOLEDO è rigorosa e completa, eseguita da tecnici altamente qualificati ed esperti che conoscono le vostre pipette. Assicuratevi che questi importanti strumenti di ricerca offrano l'affidabilità e la riproducibilità da cui dipende il vostro lavoro con l'assistenza METTLER TOLEDO.

L'affidabile manutenzione delle pipette fa parte del sistema Rainin 360+™ per risultati ottimali di manipolazione dei liquidi. Pipette di precisione, puntali ad alta purezza e assistenza specializzata sono tutti supportati da strumenti innovativi, software e formazione per garantire prestazioni eccezionali in tutti i flussi di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere la copertina posteriore.

Con standard di misura globali sicuri e il più grande team di assistenza al mondo, solo METTLER TOLEDO offre la profondità, l'ampiezza e il livello di integrità del processo e di controllo delle esigenze legate alle pipette.



Il team di assistenza più grande del mondo

Abbiamo costruito la più grande organizzazione di assistenza per pipette al mondo, con la più grande rete di laboratori accreditati ISO 17025 e team di assistenza in loco, per garantire prestazioni di assistenza coerenti e affidabili in oltre 40 paesi.



Tecnici formati in fabbrica

Ogni tecnico della taratura delle pipette è formato in fabbrica e dotato delle bilance METTLER TOLEDO all'avanguardia per garantire misure gravimetriche accurate e fornire un'esperienza di manutenzione delle pipette accurata e affidabile.



Governance globale dei dati

La nostra soluzione di assistenza per pipette GPSS (Global Pipette Service Solution) registra in modo sicuro i dati di misura direttamente dalla bilancia per eliminare qualsiasi potenziale rischio di registrazione di risultati inaccurati. Conforme a un unico standard globale, si collega direttamente a PipetteX per la consegna del certificato di taratura elettronico. Conformità allo standard CFR 21 parte 11.

► Richiedete subito la taratura delle pipette! www.mt.com/pipette-service



Parti e specifiche OEM

La manutenzione e le riparazioni vengono eseguite secondo tutte le specifiche dei principali produttori di pipette, dai componenti OEM ai lubrificanti consigliati, per garantire che gli strumenti continuino a funzionare con precisione e accuratezza.



Piani per soddisfare le vostre esigenze

Sia che preferiate un'assistenza in loco o per posta, offriamo un'ampia gamma di piani di assistenza. Grazie alla rapidità di esecuzione e alla capacità di soddisfare qualsiasi esigenza del laboratorio, compreso il servizio di taratura ISO 8655, METTLER TOLEDO dispone della capacità e dell'esperienza necessarie per soddisfare le vostre esigenze specifiche.



Il vostro partner per l'assistenza delle pipette

Offriamo un team esperto di professionisti dell'assistenza in grado di aiutarvi a determinare gli intervalli di taratura e i test di verifica delle pipette intermedi più adatti alle vostre esigenze e ai vostri flussi di lavoro.

Rainin 360+

Ottimizzate le prestazioni del vostro sistema di pipettaggio Rainin con una piattaforma che vi consentirà di monitorare e gestire la taratura delle pipette e di verificarne le prestazioni direttamente sul banco di lavoro. E assicuratevi che tutto il vostro team gestisca le pipette con la tecnica corretta, per qualsiasi flusso di lavoro, con la formazione sulle pipette di METTLER TOLEDO.



SmartCheck™

Con il nuovo Rainin SmartCheck qualsiasi utente può verificare in modo semplice e veloce se una pipetta funziona correttamente o meno: con tre volumi di test che utilizzano acqua deionizzata, SmartCheck fornisce un risultato positivo/negativo in meno di 60 secondi.

► www.mt.com/SmartCheck



Software di gestione risorse PipetteX™

Scaricate e archiviate i certificati di taratura e semplificate la tracciabilità e la gestione quotidiana delle pipette. Potrete dedicare molto meno tempo al tracciamento e alla gestione della taratura delle pipette e disporre di record più completi e accurati. Conformità allo standard CFR 21 parte 11.

► www.mt.com/PipetteX



Good Pipetting Practice™

Migliorate la qualità dei dati con GPP™, il nostro approccio completo e sistematico grazie al quale è possibile ottenere la massima accuratezza e ripetibilità di pipettaggio.

► www.mt.com/GPP

Rainin 360+, Global Pipette Service Solution, GPSS, PipetteX, SmartCheck, Good Pipetting Practice e GPP sono marchi registrati di Mettler-Toledo Rainin, LLC.

www.mt.com/pipette-service

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo Rainin, LLC
Divisione Laboratory
Contatto locale: www.mt.com/contacts

Documento soggetto a modifiche tecniche
© 07/2026 Mettler-Toledo Rainin, LLC. Tutti i diritti riservati.

30812032 Rev B