







İlaç sektöründe tutarlı kalite, regülasyonlarla uyum ve denetimlerden başarıyla geçmek son derece önemlidir. METTLER TOLEDO, tüm dünyadaki ilaç şirketleri için önemli tartım çözümleri sunar.


Profesyonel hizmetlerimiz, tartım ekipmanınızdan altı adımda en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu da kalitenin artmasını ve toplam işletme maliyetinin düşmesini sağlar.


- 

Profesyonel kurulumla başlayın
- 

Garanti kapsamınızı genişletin
- 

Doğru tartım uygulamanızı doğrulayın
- 

En güncel yazılım çözümlerinden haberdar olun
- 

Düzenli bakım planlayın
- 

Kalite ve uyumluluk için kalibrasyon yapın

Tüm ayrıntılar için arka tarafa bakın.

1. AccuracyPac'i kullanarak profesyonel kurulumla başlayın



- Regülasyonlarla uyumluluk ve izlenebilirlik için profesyonel IQ/OQ/PQ/MQ dokümanları, tehlikeli alanlar için de geçerlidir
- İlk kalibrasyon ve amaca uygunluk durumunun doğrulanması

2. Extended Care ile garanti kapsamınızı genişletin



- İki yıllık önleyici bakım ve onarım kapsamı, maksimum verimlilik ve bütçe kontrolü sağlar

3. Good Weighing Practice (GWP) Verification sayesinde, zaman geçtikçe de doğruluk seviyesini koruyun



- Gerçekleştirilecek testleri, kullanılacak ağırlıkları ve minimum çabayla maksimum verimliliğin ne sıklıkla kontrol edileceğini belirten bir test planı için profesyonel rehberlik

4. Software Care sayesinde, veri toplama ve izleme yazılımı konusunda güncel kalın



- Yeni yazılım sürümleri için bildirimler ve bunlara erişim olanağı
- Yazılım güncellemelerinin elektronik olarak planlı, kontrollü ve etkili dağıtımı

5. Güvenlik ve daha az duruş süresi için bakım planlama



- Tam önleyici bakım planları, kesintisiz çalışmayı sağlamak ve beklenmedik duruş sürelerini azaltmak için kapsamlı bir inceleme, işlevsel test ve aşınan parçaları* proaktif şekilde değiştirme olanağı sunar

* Tüm ürün modelleri için geçerli değildir

- Cihaz durum kontrol raporları, performansı iyileştirmek için profesyonel önerilerle birlikte mevcut durumun tam bir değerlendirmesini ve dokümantasyonunu sunar

6. Kalite ve uyumluluk için kalibrasyon yapın



Masaüstü Terazi ve Yer Kantarı: ACC Kalibrasyon Sertifikası

- Tartım aralığının tamamında, kullanım sırasındaki ölçüm belirsizliğini değerlendiren profesyonel kalibrasyon sertifikaları
- Opsiyonel ekler, amaca uygunluk (GWP), OIML R76, HB44 veya diğer düzenlemeler gibi yürürlükteki belirli tolerans değer aralıkları için net bir geçti/kaldı sonucu sağlar
- Hatalı partileri, israfı ve ürün geri çağırma riskini önlemek için tutarlı ürün kalitesi

Tank tartım: RapidCal

- Alternatif yöntemlere göre 3 kata kadar daha hızlı kalibrasyon
- %0,1 doğrulukla 32 tona kadar kalibrasyon
- Hareket malzeme kullanılmaması, kontaminasyon riskini ortadan kaldırır

Araç Kantarı: İleri Seviye Araç Kalibrasyonu

- Araç kantarı sisteminizin eksiksiz şekilde değerlendirilmesi ve daha uzun bir kullanım ömrü için uzman önerileri
- Köşe yükü, doğrusalılık, tekrarlanabilirlik ve gerilim yükünü içeren kapsamlı test