

Solutions de pesée de filtres

Une mesure d'une précision inégalée

Les balances Excellence équipées d'un kit de pesée de filtres fournissent une solution de pointe dans le cadre de la détermination des émissions. Le système de mesure METTLER TOLEDO permet une pesée rapide et précise à 0,1 μg près, ce qui satisfait aux normes de l'automobile et environnementales strictes.

METTLER TOLEDO


Solutions de pesée de filtres

Microbalances et ultra-microbalances XP




Pièce	Kit de pesée de filtres	Écran de protection XP-W5 (en option)	Kit de pesée de grands filtres
Diamètre du filtre	Ø 30-70 mm		Ø máx. 110 mm
Balances	Microbalances et ultra-microbalances XP	Microbalances et ultra-microbalances XP	Microbalances et ultra-microbalances XP/XS
Références n°	11122136	11116043	00211227

Balances analytiques XP/XS



Pièce	Kit de pesée de filtres pour balances analytiques	Support pour filtres ErgoClip
Diamètre du filtre	Ø máx. 110 mm	Ø máx. 150 mm
Balances	Balances analytiques XP/XS	Balances analytiques XP/XS
Références n°	11140000	11140185



Kit antistatique

Équipez vos solutions de pesée de filtres d'un kit antistatique. L'électrode en U décharge automatiquement votre échantillon avant de le peser afin que vous puissiez le manipuler en toute sécurité.

Mettler-Toledo AG

Laboratory & Weighing Technologies
CH-8606 Greifensee, Suisse
Téléphone : +41 44 944 22 11
Fax : +41 44 944 30 60

Sous réserve de modifications techniques.

© 11/2009 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse 11796348
MCG MarCom Greifensee

www.mt.com/filter

Pour plus d'informations