

Bequeme Bedienung auf Knopfdruck Nutzung mit geringem Kraftaufwand




Variable Geschwindigkeit, geringe Kräfte

Leicht einstellbare Aufnahme-/Abgabegeschwindigkeiten bieten größere Flexibilität bei verschiedenen Lösungen und Medien sowie Schutz für empfindliche Zellen.



Leicht und einfach zu handhaben

Das ergonomische Design macht sie leicht, gut ausbalanciert und einfach zu halten. Der mitgelieferte Stützrahmen ermöglicht es, das Instrument zwischen den Einsätzen auf dem Labortisch abzustellen.



Breites Spektrum

Funktioniert mit allen Arten von serologischen und Mikropipetten von 1 ml bis 100 ml und kann Flüssigkeiten von 0,1 ml bis 100 ml übertragen.



Leistungsstarker Akku

Bietet bis zu 15 Stunden Betriebsdauer bei voller Ladung und bis zu einer Stunde Betriebsdauer schon nach 10 Minuten Ladezeit.



Rainin SP Pipetten Controller Leichtgewichtig, außergewöhnlich einfach zu handhaben

Die Rainin SP verbindet auf elegante Weise überragende Ergonomie mit moderner Technologie und einer schnellen Aufladezeit, um Ihre anspruchsvollen Anforderungen im Liquid Handling Bereich schnell und einfach zu bewältigen.

Rainin SP Pipetten Controller

Rainin SP hilft Kosten zu senken, indem Flüssigkeitsvolumina von 0,1 ml bis 100 ml übertragen werden. Er funktioniert mit jeder serologischen Pipette (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml und 100 ml).

Spezielle Anwendungen

- Zellkulturen
- Bakterien- und Hefekulturen
- Probenvorbereitung (DNA/RNA/Proteinextraktion)

Flüssigkeitstransfer

- Puffer
- Chemikalien
- Medien

Umgebung

- Am Labortisch
- In Abzugshauben für Biosicherheit und Chemikalien



Bestellinformationen

Produkt	Beschreibung	Materialnummer
Rainin SP Pipetten Controller (China)	Rainin SP Pipetten Controller (China)	30671413
Rainin SP Pipetten Controller	Rainin SP Pipetten Controller	30671414
Magnetischer Hang-Up™	Magnetischer Hang-Up	30671310
Aufnahmerahmen	Aufnahmerahmen	30621248
Netzadapter	Netzadapter	30671311
Ansaugkegel	Ansaugkegel	30621241
Filter (nicht sterilisiert)	Filter (nicht sterilisiert) (1 Stück)	30621244
Filter (sterilisiert)	Filter (sterilisiert) (1 Stück)	30695285
Pipettenadapter	Pipettenadapter	30621247

Rainin, Pipetting 360 und Hang-Up™ sind Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.

METTLER TOLEDO Group

Laboratory Division

Ihr Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

mt.com/Rainin-SP

Hier finden Sie weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten

© 11/2021 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.

30743875B

Rainin MarCom