

Einfache, ergonomische Handhabung Wenig Kraft bei Aufnahme/Abgabe



Variable Geschwindigkeit, geringe Kräfte

Leicht einstellbare Ansaug-/Dosiergeschwindigkeiten bieten größere Flexibilität bei verschiedenen Lösungen und Medien sowie Schutz für empfindliche Zellen.



Teleskopkopf

Der Teleskopkopf des SP+ bietet bis zu 45 mm zusätzliche Höhe, um die Ermüdung der Arme zu verringern - besonders nützlich in Abzügen, wo die Schiebefür den Bewegungsspielraum einschränken kann.



Einfach zu handhaben

Dank des ergonomischen Designs ist er gut ausbalanciert und einfach zu halten. Der mitgelieferte Stützrahmen ermöglicht es, das Instrument zwischen den Einsätzen auf dem Labortisch abzustellen.



Leistungsstarker Akku

Die Quick-Charge-Technologie ermöglicht 15 Stunden Betrieb mit einer einzigen Ladung und bis zu einer Stunde Betrieb nach nur 10 Minuten. Eine LED-Anzeige zeigt den Ladezustand an.



Rainin SP+ Pipetten Controller Außergewöhnlich einfach zu handhaben

Der Rainin SP+ verbindet auf elegante Weise herausragende Ergonomie und modernste Technologie mit einer Vielzahl praktischer Funktionen. Der einzigartige, ausziehbare Kopf steigert die Flexibilität und verbessert die Ergonomie, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, z. B. unter einer Abzugshaube. Der SP+ kann verwendet werden, während das Ladekabel angeschlossen ist, oder sich im praktischen Hang-Up™ befindet, das einen Ladeanschluss enthält. Ein eingebautes Rückschlagventil und ein austauschbarer hydrophober 0,22-Mikron-Membranfilter schützen die internen Komponenten. Das Adaptergehäuse und der Pipettenadapter sind autoklavierbar.

Rainin SP+ Pipetten Controller

Der Rainin SP+ hilft Kosten zu senken, indem Flüssigkeitsvolumina von 0,1 bis 100 ml übertragen werden. Er funktioniert mit jeder serologischen Pipette (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml und 100 ml).

Spezielle Anwendungen

- Zellkulturen
- Bakterien- und Hefekulturen
- Probenvorbereitung (DNA/RNA/ Proteinextraktion)

Flüssigkeitstransfer

- Puffer
- Chemikalien
- Medien

Umgebung

- Am Labortisch
- In Abzugshauben für Biosicherheit und Chemikalien



Bestellinformationen

Produkt	Beschreibung	Materialnummer
Rainin SP+ Pipetten Controller	Rainin SP+ Pipetten Controller	30671415
Magnetischer Hang-Up™	Magnetischer Hang-Up	30671310
Aufnahmerahmen	Aufnahmerahmen	30621248
Netzadapter	Netzadapter	30671311
Ansaugkegel	Ansaugkegel	30621241
Filter (nicht sterilisiert)	Filter (nicht sterilisiert) (1 Stück)	30621244
Filter (sterilisiert)	Filter (sterilisiert) (1 Stück)	30695285
Pipettenadapter	Pipettenadapter	30621247



METTLER TOLEDO Group
Laboratory Division
Ihr Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

mt.com/Rainin-SPplus

Hier finden Sie weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten
© 1/2022 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten
Rainin und Hang-up sind Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.
30743926B
Auf Anforderung gedruckter Online-Inhalt.
Rainin MarCom