

## Controllo semplice ed ergonomico

### Aspirazione e dosaggio a forza ridotta



#### Velocità variabile, forze ridotte

Le velocità di aspirazione/dosaggio facilmente regolabili offrono una maggiore flessibilità con varie soluzioni e mezzi e protezione per celle sensibili.



#### Testa telescopica

La testa telescopica del modello SP+ offre un'altezza aggiuntiva fino a 45 mm per ridurre la fatica del braccio, particolarmente utile nelle cappe aspiranti in cui la porta scorrevole può limitare il raggio di movimento.



#### Facilità d'uso

Il design ergonomico lo rende ben bilanciato e facile da maneggiare. Il telaio di supporto incluso consente di appoggiare lo strumento sul banco tra un utilizzo e l'altro.



#### Batteria di lunga durata

La tecnologia di ricarica rapida garantisce 15 ore di funzionamento con una singola carica e fino a un'ora di funzionamento dopo soli 10 minuti. Un indicatore LED indica il livello di carica.



### Controller per pipette Rainin SP+ Straordinariamente facile da usare

Rainin SP+ combina in modo elegante ergonomia superiore e tecnologia all'avanguardia con una serie di pratiche funzionalità. L'esclusiva testa estensibile offre una maggiore flessibilità e migliora l'ergonomia, in particolare in spazi ristretti, come sotto una cappa a flusso. L'SP+ può essere utilizzato quando è collegato al cavo di ricarica o inserito nel pratico supporto da parete/ripiano Hang-Up™, che include una porta di ricarica. Una valvola di intercettazione integrata e un filtro idrofobo a membrana da 0,22 micron proteggono i componenti interni. L'alloggiamento dell'adattatore e l'adattatore della pipetta sono autoclavabili.

# Controller per pipette Rainin SP+

Rainin SP+ contribuisce a ridurre i costi trasferendo volumi di liquido compresi tra 0,1 ml e 100 ml e funziona con qualsiasi tipo di pipetta sierologica (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml e 100 ml).

## Applicazioni specifiche

- Coltura cellulare
- Coltura di batteri e lieviti
- Preparazione del campione (estrazione di DNA/RNA/proteine)

## Trasferimento di liquidi

- Tampone
- Prodotti chimici
- Mezzo

## Ambiente

- Sul banco
- Nelle cappe aspiranti utilizzate in biosicurezza e chimica



## Informazioni per l'ordine

Prodotto	Descrizione	Numero materiale
Controller per pipette Rainin SP+	Controller per pipette Rainin SP+	30671415
Gancio magnetico Hang-up™	Gancio magnetico	30671310
Telaio di supporto	Telaio di supporto	30621248
Adattatore	Adattatore	30671311
Cono di aspirazione	Cono di aspirazione	30621241
Filtro (non sterilizzato)	Filtro (non sterilizzato) (1 pz.)	30621244
Filtro (sterilizzato)	Filtro (sterilizzato) (1 pz.)	30695285
Adattatore per pipette	Adattatore per pipette	30621247



**Gruppo METTLER TOLEDO**  
Divisione Laboratory  
Contatto locale: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Con riserva di modifiche tecniche  
© 1/2022 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati  
Rainin e Hang-up sono marchi registrati di Mettler-Toledo Rainin, LLC.  
30743927B  
Stampato su richiesta dai contenuti online.  
Rainin MarCom

[mt.com/Rainin-SPplus](http://mt.com/Rainin-SPplus)

Per maggiori informazioni