

Controle Fácil e Ergonômico

Aspiração e Dispensação de Pouca Força



Pouca Força, Velocidade Variável

As velocidades de aspiração/dispensação facilmente ajustáveis oferecem uma melhor flexibilidade com várias soluções e meios, além de proteção para células sensíveis.



Cabeça telescópica

A cabeça telescópica no SP+ oferece até 45 mm a mais de altura para reduzir a fadiga do braço, o que ajuda muito em capelas de fluxo laminar, em que a porta deslizante pode limitar a faixa de movimento.



Fácil de Usar

O design ergonômico o torna bem equilibrado e fácil de segurar. A estrutura de suporte incluída permite que o instrumento repouse sobre a bancada entre os períodos de usos.



Bateria Poderosa

A tecnologia de carregamento rápido proporciona 15 horas de operação com uma única carga e até uma hora de operação após apenas 10 minutos de carga. Um indicador LED mostra o nível de carga.



Controlador de Pipetas Rainin SP+ Excepcionalmente Fácil de Usar

O Rainin SP+ combina elegantemente uma ergonomia superior e uma tecnologia de ponta com uma série de recursos convenientes. A exclusiva cabeça extensível oferece maior flexibilidade e melhora a ergonomia, especialmente em espaços limitados (por exemplo, sob um exaustor). O SP+ pode ser usado mesmo conectado ao cabo de carregamento ou posicionado na útil parede/prateleira Hang-Up™, que inclui uma porta de carregamento. Uma válvula de retenção integrada e o filtro de membrana hidrofóbica substituível de 0,22 micron protegem os componentes internos. O alojamento do adaptador e o adaptador da pipeta são autoclaváveis.

Controlador de Pipetas Rainin SP+

O Rainin SP+ ajuda a reduzir os custos ao transferir volumes de líquido que variam de 0,1 a 100 mL e funciona com qualquer tipo de pipeta sorológica (1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL, 25 mL, 50 mL e 100 mL).

Aplicações Específicas

- Cultura celular
- Cultura de bactérias e leveduras
- Preparação da amostra (DNA/RNA/ extração de proteína)

Transferência de Líquido

- Buffer
- Substâncias químicas
- Meio

Ambiente

- Na bancada
- Na capela de biossegurança e química



Informações de Pedido

Produto	Descrição	Número do Material
Controlador de pipeta Rainin SP+	Controlador de pipeta Rainin SP+	30671415
Hang-up™ magnético	Hang-up magnético	30671310
Estrutura de suporte	Estrutura de suporte	30621248
Adaptador de energia	Fonte de energia	30671311
Cone de aspiração	Cone de aspiração	30621241
Filtro (não esterilizado)	Filtro (não esterilizado) (1 pç)	30621244
Filtro (esterilizado)	Filtro (esterilizado) (1 pç)	30695285
Adaptador de pipeta	Adaptador de pipeta	30621247



Grupo METTLER TOLEDO
Divisão de Laboratórios
Contato local: www.mt.com/contacts

Sujeito a alterações técnicas
© 1/2022 METTLER TOLEDO. Todos os direitos reservados
Rainin e Hang-up são marcas registradas da Mettler-Toledo Rainin, LLC.
30754367B
Impresso mediante pedido a partir do conteúdo on-line.
Rainin MarCom

mt.com/Rainin-SPplus

Para mais informações