

Il primo passo per ridurre i rischi



Grazie al pacchetto Basic Care, garantirete una produttività costante e ridurrete il rischio di tempi di fermo. Beneficerete inoltre di un servizio di assistenza prioritario in caso di riparazione.

Il pacchetto Basic Care è la soluzione di manutenzione preventiva di base che garantisce l'operatività essenziale dello strumento mediante interventi periodici programmati. Grazie alla pulizia e alla verifica delle procedure, è possibile individuare l'eventuale deterioramento dello strumento prima che si trasformi in un guasto.

Il pacchetto Basic Care offre i seguenti vantaggi:

Ispezione dello strumento

Evitate costosi e inattesi tempi di fermo e riparazioni con la pulizia e l'ispezione periodiche di tutti i componenti meccanici ed elettronici.

Verifica operativa dello strumento

Viene eseguita una verifica completa dello strumento per individuare e diagnosticare eventuali problemi ed accertarsi che gli interventi di manutenzione siano stati efficaci.

Intervento di assistenza prioritario

Risolvete eventuali problemi allo strumento in tempi brevi grazie all'assistenza prioritaria.

Sconto sui costi di manodopera per la riparazione

In caso di guasto allo strumento, potrete beneficiare di uno sconto sui costi di manodopera.

BasicCare

Il pacchetto di assistenza Basic Care offre la seguente copertura:

Copertura		Basic Care
Manutenzione	Verifica di eventuali danni al cavo di alimentazione e all'alimentazione elettrica	■
	Verifica del corretto funzionamento dei circuiti di commutazione di potenza	■
	Ispezione dell'alloggiamento e delle guarnizioni alla ricerca di eventuali danni, infiltrazioni di umidità, contaminazioni chimiche, crepe, graffi, etc.	■
	Verifica del corretto serraggio e dello stato di connettori e interfacce e ispezione di eventuali segni di corrosione o ossidazione	■
	Ispezione del display, del tastierino e del touchscreen alla ricerca di eventuali danni o pixel mancanti; verifica della funzionalità dell'interfaccia utente	■
	Ispezione della capottina protettiva, se prevista	■
	Pulizia interna ed esterna	■
	Verifica operativa per garantire la corretta funzionalità di base	■
	Sostituzione consigliata dei componenti in cattivo stato, eccessivamente usurati o mal funzionanti	■
	Ulteriori vantaggi	In caso di guasto, sconto sui costi di manodopera per la riparazione
Pianificazione delle priorità per garantire interventi di manutenzione più tempestivi		■
Opzioni	Taratura e certificati: selezionati in base ai requisiti specifici del settore e a quelli di conformità alle normative	

I servizi di manutenzione preventiva METTLER TOLEDO garantiscono prestazioni dello strumento sempre eccellenti. I programmi standardizzati offrono risultati tracciabili e la relativa documentazione. Tutti i dettagli dell'ispezione sono registrati in modo corretto, uniforme e costante, indipendentemente dal tecnico o dalla posizione.



Strumenti di verifica automatica delle prestazioni

Nessun problema. Niente errori. Mai più documentazione mancante. Il sistema di generazione di report automatico garantisce un'archiviazione e una documentazione in formato digitale immediatamente disponibili.

METTLER TOLEDO Service

www.mt.com/service

Per ulteriori informazioni



Mettler-Toledo AG

Tecnologie per il laboratorio e la pesata
Via Vialba 42, 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. +39 02 33332 1
Fax: +39 02 38200454

Soggetto a modifiche tecniche
© 08/2015 Mettler-Toledo AG
Stampato in Svizzera 11795977
MCG MarCom Greifensee