

基础服务包

最大限度降低风险的第一步



通过我们的基础服务包方案，可确保持续高效的生产效率并降低设备停机的风险。需要维修时，可从优先响应和折扣优惠的服务中获益。

我们的基础服务包方案是针对预防性维护的初级解决方案，可通过定期、预先计划的维护确保您设备的基本运行。清洁和测试程序可在设备发生故障前识别出设备可能存在的隐患。避免磨损的影响还有助于您最大限度地延长设备的使用寿命。

需要维修时，您可以从享有的人工折扣中获益。

通过基础服务包获得以下收益：

设备检测

通过定期清洁和检测所有机械和电子部件，有助于避免代价高昂的意外停机和维修。

设备运行测试

执行高效检测有助于识别并诊断设备问题并确认维护措施是否有效。

优先服务响应

由于您获得了更高的服务响应级别，因此不必花费额外的等待时间。

维修人工费用的折扣

出现设备故障时，您可以从享有的人工折扣中获益。

基础服务包方案

基础服务包方案为您提供以下服务:

服务范围		基础保养
维护	检查电缆及电源是否损坏	■
	检查电源开关电路是否正常运行	■
	检查外壳和垫圈是否受损、进水、被化学品污染、出现破裂和划痕等	■
	确认接头和接口是否密封且未受损, 检查其是否有腐蚀或氧化迹象	■
	检查显示屏、键盘或触摸屏是否存在任何损坏或像素丢失; 检查用户接口是否正常运行	■
	检查所有保护罩(若有)	■
	执行内部与外部清洁	■
	执行运行测试以确保其是否具备合适的基础功能	■
	建议对状况不良、过度磨损或出故障的所有部件进行更换	■
额外优势	出现故障时, 获得维修人工费用的折扣价格	■
	享有优先的服务响应级别	■
选项	校准与认证 — 根据您的具体行业和法规要求进行选择	

梅特勒-托利多的预防性维护服务可确保您的设备始终以最佳性能运行。我们的标准化服务流程可为您提供可追溯的结果和文档记录。我们可始终正确一致地为您记录所有检测详情 — 在检测设备的同时, 工程师在您的现场就可以完成记录, 不受人员变更或地点转移而影响记录结果的正确性。



标准报告生成器

不可随意修改, 避免手工填写的错误, 并确保无缺失的文档记录。利用我们的自动报告生成系统, 您可以放心地随时获得电子文档的记录和存储。

METTLER TOLEDO Service

www.mt.com/service

访问网站, 获得更多信息



梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号

邮编: 213125

电话: 0519-86642040

传真: 0519-86641991

E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号

邮编: 200233

电话: 021-64850435

传真: 021-64853351

E-mail: ad@mt.com

欢迎添加工业微信号



微信号: MT-IND



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。 11795977-R1 Printed in P. R. China 2018/01