

Calibrage des pipettes


Service sur place ou par courrier

Performance garantie avec toute la gamme Pipetting 360°

Le pipetage est un système qui comprend la pipette, le cône et l'étalonnage périodique.

- Les pipettes Rainin sont chef de file de l'industrie en raison de leur qualité, de leur performance et de leur confort d'utilisation.
- Les arbres et les cônes Rainin sont conçus pour être utilisés ensemble et offrent un chargement facile et confortable.
- Pour l'étalonnage et la maintenance, personne ne connaît mieux les pipettes Rainin que votre technicien de service METTLER TOLEDO.

Pourquoi risquer de gâcher vos travaux de recherche avec de mauvaises pipettes? Pour votre système de pipetage, choisissez les pipettes et le service de METTLER TOLEDO!



Choisissez le bon service pour vos propres besoins

Que vous choisissiez notre service par courrier CalibrateLab ou notre service sur place CalibrateOnsite, vous pouvez faire confiance à Rainin pour obtenir du service de la part de techniciens hautement formés, de l'équipement à la fine pointe de la technologie et l'étalonnage de pipettes certifié ISO 17025.

CalibrateLab

- Service pratique par courrier – Aucune réservation requise
- Exécution dans un délai de 72 heures
- Certification ISO 17025 par A2LA
- Étalonnage effectué selon les tolérances du fabricant
- Contrôle de température, d'humidité et de vibrations
- Balances multicanaux du système MCP METTLER TOLEDO – Nous testons chaque canal des pipettes multicanaux

CalibrateOnsite

- Nous venons vers vous
- Éliminez les soucis de la chaîne de responsabilité
- Service offert à l'échelle nationale
- Certification ISO 17025 par A2LA
- Étalonnage selon les tolérances de la norme ISO 8655 sur place
- Balances certifiées METTLER TOLEDO
- Temps d'arrêt réduit au minimum
- Étalonnage effectué dans l'environnement où les pipettes sont utilisées



METTLER TOLEDO

CalibrateLab

Service pratique d'étalonnage par courrier

Grâce à METTLER TOLEDO, vous pouvez facilement obtenir un service rapide et fiable et un étalonnage effectué dans un environnement où la température, l'humidité et les vibrations sont contrôlées. Les caractéristiques et avantages de notre service CalibrateLab comprennent :

- Exécution rapide dans un délai de 72 heures pour vous redonner vos pipettes rapidement et minimiser les temps d'arrêt
- Nous assurons la maintenance de toutes les marques de pipettes, dont la plupart avec des pièces d'origine du fabricant (Eppendorf, Gilson, Thermo Fisher, Sartorius, etc.)
- Nous assurons la maintenance de tous les types de pipettes : monocanal, multicanaux et système Liquidator 96

Tous les plans comprennent :

- Maintenance préventive complète
- Test de fuite liquide sur tous les embouts
- Ajustement aux tolérances du fabricant
- Certificats d'étalonnage avec résultats d'étalonnage détaillés
- Étiquette d'étalonnage

	Standard	Avancé	Certifié
	Parfait pour les laboratoires nécessitant un service régulier 	Pour les laboratoires où les performances précédentes complent 	Lorsque la documentation complète sur la norme ISO 17025 est requise 
Maintenance préventive	✓	✓	✓
Avant réglage	S.O.	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	4 tests de pesée à 10 %, 50 % et 100 %
Après réglage	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	10 tests de pesée à 10 %, 50 % et 100 %
Certificats d'étalonnage	Certificat standard	Certificat standard	Certification ISO 17025

CalibrateOnsite

Service d'étalonnage dans votre laboratoire

Grâce au service de METTLER TOLEDO, vous pouvez facilement effectuer la maintenance certifiée ISO 17025 directement dans votre laboratoire, pour toutes les marques de pipettes. Les caractéristiques et avantages de notre service CalibrateOnsite comprennent :

- Service de maintenance préventive complète qui vient à vous pour limiter vos temps d'arrêt
- Test de fuite liquide
- Étalonnage selon les tolérances de la norme ISO 8655 sur place

	De base	Standard	Avancé	Certifié
	Lorsque les données de mesure ne sont pas requises 	Parfait pour les laboratoires nécessitant un service régulier 	Pour les laboratoires où les performances précédentes complent 	Lorsque la documentation complète sur la norme ISO 17025 est requise 
Maintenance préventive	✓	✓	✓	✓
Avant réglage	S.O.	S.O.	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	4 tests de pesée à 10 %, 50 % et 100 %
Après réglage	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	4 tests de pesée à 10 % et 100 %	10 tests de pesée à 10 %, 50 % et 100 %
Certificats	S.O.	Certificat standard	Certificat standard	Certification ISO 17025

METTLER TOLEDO



Canada
2915 Argentia Road, Unité 6, Mississauga,
Ontario L5N 8G6 Tél. : 1 (800) METTLER
Télécopieur (800) 786-0042

www.mt.com/pipetteservice

Pour de plus amples renseignements

Ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

© 04/2023 METTLER TOLEDO. All rights reserved.

SVC0623LIT

MT-NA MarCom