

# MS-TS/ML-Tシリーズ 天びん

## 2019年スペシャルオファー

コンパクトで高精度の ML-T シリーズ天びんがバージョンアップし、ネットワーク対応しました。  
ユーザーマネジメント機能も搭載し、よりデータ管理を効率的に行えます。  
今回、機能アップを記念して、MS-TS シリーズと共に特別価格にてご提供いたします。

- 対象機種：MS-TS シリーズ、ML-T シリーズ 天びん
- キャンペーン期間：2019年10月1日～2019年12月20日（ご注文分）



30%  
OFF

キャンペーンのご登録は ▶ [www.mt.com/JP-BWYE19](http://www.mt.com/JP-BWYE19)



上記よりお客様情報をご登録後、クーポンをダウンロードしてください。  
クーポンに必要事項をご記入の上、ご注文の際にクーポンを販売代理店様へお渡しください

|           | 品番       | 型式名           | ひょう量        | 最小表示       | 通常価格     | キャンペーン価格 |
|-----------|----------|---------------|-------------|------------|----------|----------|
| MS-TSシリーズ | 30133522 | MS104TS/00    | 120g        | 0.1mg      | ¥313,000 | ¥219,100 |
|           | 30133523 | MS204TS/00    | 220g        | 0.1mg      | ¥348,000 | ¥243,600 |
|           | 30133524 | MS304TS/00    | 320g        | 0.1mg      | ¥384,000 | ¥268,800 |
|           | 30133525 | MS303TS/00    | 320g        | 1mg        | ¥246,000 | ¥172,200 |
|           | 30133526 | MS403TS/00    | 420g        | 1mg        | ¥272,000 | ¥190,400 |
|           | 30133527 | MS603TS/00    | 620g        | 1mg        | ¥320,000 | ¥224,000 |
|           | 30133528 | MS1003TS/00   | 1020g       | 1mg        | ¥368,000 | ¥257,600 |
|           | 30133529 | MS1602TS/00   | 1620g       | 0.01g      | ¥222,000 | ¥155,400 |
|           | 30133530 | MS3002TS/00   | 3200g       | 0.01g      | ¥246,000 | ¥172,200 |
|           | 30133531 | MS4002TS/00   | 4200g       | 0.01g      | ¥272,000 | ¥190,400 |
|           | 30133532 | MS4002TSDR/00 | 820g/4200g  | 0.01g/0.1g | ¥244,000 | ¥170,800 |
|           | 30133533 | MS6002TS/00   | 6200g       | 0.01g      | ¥320,000 | ¥224,000 |
|           | 30133534 | MS6002TSDR/00 | 1220g/6200g | 0.01g/0.1g | ¥288,000 | ¥201,600 |
|           | 30133535 | MS12002TS/00  | 12200g      | 0.01g      | ¥380,000 | ¥266,000 |
|           | 30133536 | MS8001TS/00   | 8200g       | 0.1g       | ¥210,000 | ¥147,000 |
| ML-Tシリーズ  | 30243391 | ML54T/00      | 52g         | 0.1mg      | ¥245,000 | ¥171,500 |
|           | 30243394 | ML104T/00     | 120g        | 0.1mg      | ¥260,000 | ¥182,000 |
|           | 30243397 | ML204T/00     | 220g        | 0.1mg      | ¥288,000 | ¥201,600 |
|           | 30243400 | ML304T/00     | 320g        | 0.1mg      | ¥317,000 | ¥221,900 |
|           | 30243403 | ML203T/00     | 220g        | 1mg        | ¥175,000 | ¥122,500 |
|           | 30243406 | ML303T/00     | 320g        | 1mg        | ¥193,000 | ¥135,100 |
|           | 30243409 | ML503T/00     | 520g        | 1mg        | ¥250,000 | ¥175,000 |
|           | 30243412 | ML802T/00     | 820g        | 0.01g      | ¥155,000 | ¥108,500 |
|           | 30243415 | ML1602T/00    | 1620g       | 0.01g      | ¥175,000 | ¥122,500 |
|           | 30243418 | ML3002T/00    | 3200g       | 0.01g      | ¥193,000 | ¥135,100 |
|           | 30243421 | ML4002T/00    | 4200g       | 0.01g      | ¥213,000 | ¥149,100 |
|           | 30243424 | ML6002T/00    | 6200g       | 0.01g      | ¥250,000 | ¥175,000 |
|           | 30243427 | ML3001T/00    | 3200g       | 0.1g       | ¥155,000 | ¥108,500 |
|           | 30243430 | ML6001T/00    | 6200g       | 0.1g       | ¥171,000 | ¥119,700 |

## ■ ML-T 機能拡張



### ネットワーク対応

有線 LAN を標準装備。オプションの無線ドングル「MTICWD-100」を使えば、無線 LAN や Bluetooth にも対応できます。



### ユーザーマネージメント機能

2 グループ、最大 10 名のユーザーを登録することができます。権限を定義することで、設定を保護します。



### データ出力の多様化

プリンタへの印刷だけではなく、USB メモリや FTP サーバへ XML 形式のデータを出力できます。

## ■ MS-TS と ML-T シリーズの主な違い

|                  | MS-TS               | ML-T                       |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| PDFエクスポート        | ○                   | ×                          |
| 質量差測定 (アプリケーション) | ○                   | ×                          |
| ハウジング            | フルメタル               | メタルベースのコンパクト設計<br>バッテリー動作可 |
| 操作パネル            | 7インチのタッチスクリーン       | 4.5インチのタッチスクリーン            |
| ユーザーマネージメント (機能) | 4 グループ、最大 20 名のユーザー | 2 グループ、最大 10 名のユーザー        |

## ■ データ管理ソフトウェア「EasyDirect Balance」

EasyDirect Balance は天びんで計量した結果や天びんの状態を管理するソフトウェアです。

- ・ 計量結果、点検／調整結果を SQL サーバに自動で保存
- ・ 計量結果を日付や機器ごとなど、条件を絞って表示
- ・ 結果を許容公差や統計など経時的に表示
- ・ PDF 形式でレポート作成、様々な形式 (XML, CSV, XLSX, PDF) でのデータ出力



| 品番       | 製品名                         | 価格       |
|----------|-----------------------------|----------|
| 30539323 | EasyDirect Balance 3台ライセンス  | ¥75,000  |
| 30540473 | EasyDirect Balance 10台ライセンス | ¥210,000 |

## キャンペーンのご登録はこちら

▶ [www.mt.com/JP-BWYE19](http://www.mt.com/JP-BWYE19)



上記よりお客様情報をご登録後、クーポンをダウンロードしてください。クーポンに必要事項ご記入の上、ご注文の際にクーポンを販売代理店様へお渡しください

[www.mt.com/JP-BWYE19](http://www.mt.com/JP-BWYE19)

詳細はこちらから

メトラー・トレド株式会社 ラボテック事業部

TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

●価格に消費税は含まれておりません

©10/2019 Mettler-Toledo K.K.,

Printed in Japan 96102380

代理店名