

# 卓上pHメータ S210

## 特別キャンペーン

セブンコンパクトS210を下の期間中にご注文いただくと特別価格でご提供します。

■ 対象期間:7月17日(火)~10月19日(金)

■ 対象製品一覧

品番	型式	付属pH電極	通常価格
30130862	S210 Basic	なし (メータ単体)	¥145,000
30130863	S210 メンテナンスフリーキット *標準液付	InLab Expert Pro-ISM 割れないプラスチックシャフト 	¥174,000
30130864	S210 ハイパフォーマンスキット *標準液付	InLab Routine Pro-ISM アルカリに強いガラスシャフト 	¥172,000



垂直に動く電極ホルダーが好評です

製品紹介ウェブサイトはこちらから

▶ [www.mt.com/JP-pH-S210](http://www.mt.com/JP-pH-S210)

\*キット品に含まれるもの、またその他接続可能な電極は裏面をご確認くださいませ。

## キット品に含まれるpH電極 一覧表

pH電極	測定範囲 (pH, °C)	シャフト素材	サンプル例	特長
InLab Expert Pro-ISM	pH :0-14 温度°C:0-100	プラスチック	懸濁液 排水 タンパク質	割れないシャフト 内部液補充が不要 目詰まりしない
InLab Routine Pro-ISM	pH :0-14 温度°C:0-100	ガラス	アルカリ液 水道水 透明な溶液	アルカリエラーに強い 安定性が良い 内部液交換で寿命が長い

## その他使用可能なpH電極 一覧表

※別途ケーブル(品番:30281896 価格:¥11,000)が必要です。

品番	製品名・価格	サンプル	特長
<b>30248826</b>	InLab Reach Pro-225 ¥ 42,300	・透明な水溶液	・耐アルカリ ・22.5cmの長いシャフト
<b>51343061</b>	InLab Reach Pro-425 ¥ 46,200	・透明な水溶液	・耐アルカリ ・42.5cmの長いシャフト
<b>30244732</b>	InLab Ultra Micro-ISM ¥ 49,700	・少量サンプル (20-100µl)	・径3mmの細い電極
<b>30247850</b>	InLab Cool Pro-ISM ¥ 52,400	・低温(-30°C)	・安定時間が短い
<b>51344155</b>	InLab Solids Pro-ISM ¥ 52,800	・ペースト/クリーム	・洗浄が簡単 ・割れにくい
<b>51344172</b>	InLab Pure Pro-ISM ¥ 62,500	・純水	・安定時間が短い ・低い導電率サンプル向け
<b>51344163</b>	InLab Micro Pro-ISM ¥ 57,000	・少量(2ml)	・温度センサ内蔵の細い電極
<b>51344072</b>	InLab Science Pro-ISM ¥ 57,000	・有機溶媒	・安定時間が短い ・目詰まりしにくい ・洗浄しやすい

\*価格については、最寄りの販売店様へお問い合わせくださいませ。

[www.mt.com/JP-pH-S210](http://www.mt.com/JP-pH-S210)

For more information

メトラー・トledo株式会社 アナリティカル事業部

TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525

代理店名

©07/2018 Mettler-Toledo K.K. 96211410

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

●表示価格に消費税は含まれておりません