

ピペット 校正・修理見積書兼注文書  
認定プラン（整備前後プラン 旧 Plan B エクステンド）

【安全のためのご確認】 本書の「安全のためのご確認」にチェックが無い場合、取扱者保護の理由からご依頼を受けかねますのでご注意ください。

<input type="checkbox"/>	ご依頼品が下記の通りである事を確認し、必ずチェックをお願いします。そうでない場合は下記リンク手法等を用いた後、左記の項目を確認ください。 ・有害化学物質、病原体、放射性物質が残留していない機器であること。 ・遺伝子組換え、動物細胞培養アプリケーションで使用された機器でないこと。（滅菌処理を施した機器は除く）	<a href="#">【ピペットの洗浄方法】</a>
--------------------------	--	-----------------------------

エンドユーザー情報を必ず記入して下さい。（以下①～③が検査報告書または校正証明書に記載されます。）情報不足の場合、受付開始が遅れ、返却期間に影響しますので、ご注意ください。

①法人名:
②部署名と使用者:
③住所:〒
エンドユーザー 発注ご担当者: TEL: E-Mail:

「ピペット 校正・修理見積書兼注文書」は見積書兼注文書になります。定価内での作業の場合、見積書提出はございません、見積希望の記載がございましたも改めてご連絡は致しません。ご注意ください。校正のサービスにはメンテナンスや修理が含まれています。修理をご依頼の方もこちらの注文書をご使用ください。ご依頼の際はしっかり梱包をして下記住所まで送付下さい。

新しい様式に変更になっています。各プランからお選びください。下記の価格は全て2023年7月からの価格になっております。また、下記価格に消費税は含まれておりません。

認定プラン	予防保守	整備前 ※1,2	整備後 ※1,2	検査報告書	
より詳細なデータが必要な場合 あるいはISO 8655レベルをご希望の場合	✓	3点(10,50,100%) 4回 3点(10,50,100%) 10回	3点(10,50,100%) 10回	✓	
品番	プラン名（旧名称：Plan B エクステンド）			定価	ご依頼本数
30767910	Single Channel 3x4 AF, PM, 3x10 AR シングルチャンネル 整備前3x4, 整備後3x10			¥14,500	
17800052	Single Channel 3x10 AF, PM, 3x10 AR シングルチャンネル 整備前後3x10			¥20,900	
17800113	ALL 8 Channels 3x4 AF, PM, 3x10 AR Accrd マルチチャンネル8ch 整備前3x4, 整備後3x10			¥44,000	
17800148	ALL 12 Channels 3x4 AF, PM, 3x10 AR Accrd マルチチャンネル12ch 整備前3x4, 整備後3x10			¥51,500	
17800117	ALL 8 Channels 3x10 AF, PM, 3x10 AR マルチチャンネル8ch 整備前後3x10			¥52,500	
17800152	ALL 12 Channels 3x10 AF, PM, 3x10 AR マルチチャンネル12ch 整備前後3x10			¥61,700	
30626321	NanoRep専用 0.1%追加プラン シングルチャンネル 整備前1x4,整備後1x10（通常、測定ポイントは、10,100%の2点または10,50,100%の3点であるが、0.1%を追加でご希望の場合）			¥8,400	

※1 モデルによっては（10%,100%）or（10%,50%,100%）の測定箇所ではなく、各メーカーのスペック表に記載されている測定箇所測定を行うことがあります。オートレップ等のシリンジにより容量が変化する分注器（リピーター）は、基本的に5MLのシリンジで測定します。その他の容量をご希望の場合は別途ご相談ください。※2 校正証明書の発行の場合は一度の吐出し量の最大が20mL以下のピペットが対象になります。電動タイプの連続分注ピペットも、20mLまでのチップになります。容量固定モデルにつきましても、料金は、同じ設定となっております。ノズル数が8本以下のピペットは8CHのプランをお選びください。ノズル数が16本あるピペットは8CHのプラン2回分の料金になります。

校正証明書の発行（NVLAP ISO17025ロゴ入り）（1本につき、2,800円 品番：17800168）

\* 次回校正までの期間の選択（校正証明書の発行をご希望の場合は必ずチェック願います）  \_\_\_\_か月後  前回と同じ期間  希望無し  
記載のない場合は、12ヶ月にて受付いたします。

トレーサビリティ体系図（校正1件のご依頼につき、

2,800円 品番：30672617）部（部数の記載がない場合は、1オーダーに付き、1部となります。）

作業報告書発行（必要な場合のみチェック願います）

作業内容:ピペットの各機能の検査・液漏れの検査・予防保守、

メンテナンス・検査報告書の発行(ISO17025ロゴ入りの場合は校正証明書の発行)

※可否判定に不確かさは含まれません

スペック選択	整備前	整備後
ISO 8655:2002(JIS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メーカースペック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

チェックが無い場合はメーカースペックで校正を行います

返送先が請求先と違う場合:

返送先:
E-Mail:
TEL:

## 備考欄

## 依頼品の送付はこちらまで

メトラー・トレド株式会社 技術サービスセンター

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

KSP R&D ビジネスパークビル B 棟 118 号室

TEL:03-5815-5515 MAIL:service.pipet.jp@mt.com