

レイニン ピペット現地校正サービス

各メーカーに出していた手間を減らしませんか？

皆様のラボに直接訪問、即対応！
機器の最適コンディションを実現します現地校正
ISO17025
認定詳細は裏面を
ご覧ください

【ポイント】

1. ほぼすべてのメーカー・モデルに対応！ “One Stop Service”
2. ISO 17025 認定ロゴ付き証明書が発行可能
3. メトラ・トレド天秤を持参して校正*
4. 専門技術者による校正とメンテナンス
5. 多様なプランに対応（1点4回から3点10回まで）
6. 迅速な対応でダウンタイムを最小限に
7. お客様のラボ・作業環境での校正
➡ 外部に持ち出せないピペットに好適

“ISO 17025 Accredited”



METTLER TOLEDO

■レイニン現地校正サービスの特長

- ・メトラー・トレドの高性能天秤をお客様の施設まで送り、弊社エンジニアが現地にて校正を行います。
- ・お客様の施設にて実施するため、校正が終わり次第すみやかにピペットを使用することができ、メーカーへ送った場合に通常かかる待ち時間を省くことができます。
- ・他社ピペットにも対応するため、メーカーごとに校正に出す手間を省き、ワンストップサービスが可能です。

■提供サービス

- ・マルチチャンネルを含む全メーカー製品の予防保守を行います。
- ・性能確認測定（合格・不合格判定）
- ・Rainin および Gilson 旧製品における不具合シールを無償交換対応いたします。
- ・軽微な修理を含みます（メーカー、型式により可不可があります）。

	プラン	目的・用途	予防 保守	整備前	整備後	検査 報告書
Standard Plan	スタンダードプラン Standard Plan	定期的なサービスを必要とするラボ	✓	なし	1点4回 1点10回 2点4回 3点10回	✓
Advanced Plan	アドバンスドプラン Advanced Plan	過去のパフォーマンスの 情報が必要な場合	✓	1点4回 1点10回 2点4回	1点4回 1点10回 2点4回	✓
Accredit Plan	認定プラン Accredit Plan	より詳細なデータを 必要とする場合 ISO 8655 レベルを ご希望の場合	✓	3点10回	3点10回	✓

※価格は別途お問い合わせいただくか、
下記 QR コードから
ご確認ください



＼こんなお悩み、現地校正で解決します！／



様々なメーカーのピペットがあちこちのラボにあるのでまとめるのが大変！



メーカーごとに注文書を作って申し込むのが大変！



手元にピペットがないと困るので何回かにわけて出さないと…校正してすぐ使いたい…

レイニン、Pipetting 360 +、LTS、Lite Touch システムは、メトラー・トレド レイニン LLC の商標です。

www.mt.com

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©05/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません

代理店名