

記入日

社内使用欄

Liquidator96
現地サービス申込書

LIQ-PB-JP v.2026.06
最新版の注文書をご使用ください
ダウンロードはこちらをClick !!



【安全のためのご確認】本書の「安全のためのご確認」にチェックが無い場合、取扱者保護の理由から ご依頼を受けかねますのでご注意ください。

	・ 有害化学物質、病原体、放射性物質が残留していない機器であること。 ・ 遺伝子組換え、動物細胞培養アプリケーションで使用された機器でないこと。(滅菌処理を施した機器は除く) ・ 放射線およびバイオハザード等の汚染がなく、P1およびBSL1以下エリアでの作業場所を提供可能であることを確認しました。
--	---

エンドユーザー情報を必ず記入して下さい。

①法人名:		
②部署名と使用者:		
③住所:〒		
エンドユーザー 発注ご担当者:	TEL:	E-Mail:

【校正機材の送付先】

天秤等機材を実施場所と同じ温度にする為、前日着でお客様宛にて受け入れと移動をお願いしております。
送付物:キャスター付ジェラルミンケース(約1.2m×0.6m×0.6m) 約30kg、青色プラスチックBOX(約1.2m×0.4m×0.5m) 約25kg

申込書のエンドユーザー情報の住所 別途指定※エンドユーザー様の施設外へは発送いたしませんのでご了承ください。

住所〒:	
会社名と部署名:	
ご担当者様:	TEL:

【作業完了後の機材回収方法】

機材回収の際にお客様出入りの運送会社様をご利用させて頂くことは可能でしょうか。
ご了承頂ける場合、運送会社様の記載をお願いいたします。(送料：弊社負担)

ヤマト運輸 日本通運 配送業者利用不可(エンジニアによる当日回収)

上記以外の運送会社(下記にご記載願います)

ご依頼台数に応じて各行へ記入下さい。下記の価格は全て2026年6月からの価格となっております。また、下記価格に消費税は含まれておりません。※検査結果の合否判定に不確かさは含まれません。

	品番	プラン名	秤量ch	対象モデルの選択		整備後	定価	ご依頼台数	小計	S/N
1	17800195	Onsite Liquidator Inspection	5	Liquidator 20	Liquidator 200	1点4回				
2	17800195	Onsite Liquidator Inspection	5	Liquidator 20	Liquidator 200	1点4回				
3	17800195	Onsite Liquidator Inspection	5	Liquidator 20	Liquidator 200	1点4回				
4	17800195	Onsite Liquidator Inspection	5	Liquidator 20	Liquidator 200	1点4回				
5	17800195	Onsite Liquidator Inspection	5	Liquidator 20	Liquidator 200	1点4回				


※ ISO8655のスペック相当で中央と四隅の計5点に絞って秤量を行います。

こちらのサービスはおお客様のラボでリクイデーターのメンテナンスを行います。
ヘッド内部のグリスアップやピストンのリング等の消耗品の交換など行った後に、秤量を行います。

* 複数台の依頼で、見積を1台ごとに発行を希望される方は、チェックをお願いします。

作業内容

- ・リクイデーターの各機能の検査・液漏れの検査・分解と洗浄
- ・検査報告書の発行



御見積金額	
-------	--

※別途エリアに応じた派遣費がかかります。

213-0012 3-2-1
KSP R&D B 1 118
TEL:03-5815-5515 MAIL:service.pipet.jp@mt.com

①ご請求、ご返送先

会社名:
ご担当者:
住所:〒
*E-Mail 入力必須です。メールアドレスがないと受付できません。
E-Mail:
TEL: