

記入日

BenchSmart 校正申込書

RAININ
Pipetting 360°

社内使用欄

【安全のためのご確認】本書の「安全のためのご確認」にチェックが無い場合、取扱者保護の理由からご依頼を受けかねますのでご注意ください。

<input type="checkbox"/>	ご依頼品が下記の通りであることを確認し、必ずチェックをお願いします。 ・有害化学物質、病原体、放射性物質が残留していない機器であること。 ・遺伝子組換え、動物細胞培養アプリケーションで使用された機器でないこと。(滅菌処理を施した機器は除く)
--------------------------	--

エンドユーザー情報を必ずご記入願います。(以下①②③が検査報告書または校正証明書に記載されます。)

①会社名:
②部署,使用者:
③住所:〒
発注ご担当者: TEL: E-Mail:

【弊社への送付】ベンチスマートのピペットヘッドを送送する際には、必ず保護用のハードケースをご使用下さい。もし保護用のハードケースが無い場合は、担当営業、または技術サービスセンターにご連絡下さい。書類が揃ってから、受付開始となりますのでご注意ください。

※保護用のハードケースを使用せず送送されると、ピペットヘッドが破損する可能性があります。

【見積について】※①②③にチェックが無い場合は見積書を提出いたします。

①□要見積 ②□追加料金がかからない場合は見積不要、作業OK ③□追加料金が1台あたり_____円以内なら見積不要、作業OK

※②③を選択していただくと返却までの時間が3, 4日ほど短縮されます。③で上限の金額を超える場合は見積書を送付致します。その場合は見積書のお返事をいただいてから作業を進めさせていただきます。

※ 下記の価格は全て2024年4月からの価格となっております。また、下記価格に消費税は含まれておりません。

校正プラン	対象のモデル	整備前	整備後	基本料金	台数
PLAN A ヘンチスマート 品番: 30451098	BST-96-20,200,1000 ピペットヘッド* 20,200,1000	無し	2点4回	¥265,900	
PLAN A エクストラヘンチスマート 品番: 17800409	BST-96-20,200,1000 ピペットヘッド* 20,200,1000	無し	3点10回	¥454,700	
PLAN B ヘンチスマート 品番: 30451099	BST-96-20,200,1000 ピペットヘッド* 20,200,1000	2点4回	2点4回	¥302,600	
PLAN B エクストラヘンチスマート 品番: 30451100 17025ロゴ付き専用	BST-96-20,200,1000 ピペットヘッド* 20,200,1000	3点4回	3点10回	¥550,700	

■2点4回=最大容量の10%と100%で各4回ずつ測定 3点10回=最大容量の10%と50%と100%で4回ずつ測定

■BST-96-20、ピペットヘッド* 20 は使用する天秤の都合によりISO8655(Part2)に沿ったスペックでの校正になります。

■校正は96本全てのチャンネルで行います。

 校正証明書の発行 (NVLAP [LAB CODE200842-0] ISO17025ロゴ入り) (1本につき 3,000円 品番: 17800168)

* 次回校正までの期間の選択 (校正証明書の発行の場合は必ずチェック願います) □_____か月後 □前回と同じ期間 □希望無し

 トレーサビリティ体系図 (校正1件のご依頼につき 3,000円 品番: 30672617) 部 (部数の記載がない場合は、1オーダーにつき、1部となります。) 作業報告書発行 (必要な場合のみチェック願います)

作業内容

- ベンチスマート、ヘッドの各機能の検査・液漏れの検査・分解と洗浄
- 検査報告書の発行(ISO17025ロゴ入りの場合は校正証明書の発行)

※合否判定に不確かさは含まれません

スペック選択	整備前	整備後
ISO 8655(JIS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メーカースペック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

チェックが無い場合はメーカースペックで校正を行います。ただし

BST-96-20、ピペットヘッド* 20 はメーカースペックを選択しても

ISO8655(Part2)スペックでの校正になります

返送先が請求先と違う場合:

返送先:
E-Mail: TEL:

備考欄

メトラート株式会社 技術サービスセンター

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

KSP R&D ビジネスパークビル B 棟 1階 118 号室

TEL:03-5815-5515 e-mail :service.pipet.jp@mt.com

ご請求、ご返送先会社名 ご担当者様名 (必ず記入願います)

住所

*E-Mail 入力必須です。メールアドレスがないと受付できません。

E-Mail: TEL:

METTLER TOLEDO

BST-PB-JP v.2024.04

個人情報の取扱いについて

お客様の情報は新製品ご案内など各種情報をお届けする際に利用させていただくことがあります。お客様の情報は弊社と事前に秘密保持契約を結んだ業務委託先に必要な範囲で開示することがあります。この情報に関し、訂正、削除など、ご本人様からのご依頼があった場合は、迅速に対応させていただきます。弊社担当者までご連絡ください。E-mail:privacy.jp@mt.com