

# PL-E上皿天びん

## コンパクト&ポータブル



### 堅牢かつ軽量な設計

正確な結果を保証する高精度なロードセルを搭載し、軽量ながらも堅牢です。振動に強い設計で、仮の作業台上や製造現場でも高い性能を実現します。



### バックライト付き LCDディスプレイ

見やすく、あらゆる光条件の下で判読しやすい大型のバックライト付き数字表記を採用。分かりやすいユーザーインターフェイスにより、9種類の内蔵アプリケーションへ簡単にアクセスでき、さまざまな用途に柔軟に対応します。



### 高い耐久性

傷がつきにくいステンレス製の計量皿を備えており、表面は滑らかで清掃が簡単です。過負荷防止機構により天びんが保護されるので、卓越した性能を日々の作業に活用できます。



### バッテリー駆動

手で持ち運ぶことができ、スペースの限られた作業台にも設置できる省スペース設計。DCまたはバッテリーで動作するため、電源がない場所での計量作業に最適です。



### 丈夫で軽量 どんな場所の計量にも対応

PL-Eポータブル型上皿天びんは、使用場所を問わず信頼性のある計量を実現します。全モデルに読みやすく明るいディスプレイが装備されています。耐久性が高く、小型かつ軽量であるため、限られたスペースで正確な結果を得るのに最適なソリューションです。積み重ね可能なカバーにより手間取らない保管が可能です。9種類の内蔵アプリケーションは、この持ち運びできる実用的な天びんの汎用性をさらに高めます。

# PL-Eポータブル型上皿天びん

モデル名	PL602E	PL1502E	PL6001E
<b>限界値</b>			
最小表示	10mg	10mg	100mg
ひょう量	620g	1,520g	6,200g
規定荷重	600g	1,500g	6,000g
繰返し性 (5%荷重にて)	10mg	10mg	100mg
直線性偏差	20mg	20mg	200mg
調整方法	外部	外部	外部
<b>代表値</b>			
繰返し性 (5%荷重にて)	7mg	7mg	70mg
直線性偏差	15mg	15mg	150mg
最小計量値 (公差=1%) <sup>1)</sup>	1.4g	1.4g	14g
最小計量値 (USP、公差=0.10%) <sup>1)</sup>	14g	14g	140g
安定時間	2秒	2秒	1.5秒
<b>寸法</b>			
天びんサイズ (幅x奥行x高さ)、(mm)	194 × 225 × 67	194 × 225 × 67	194 × 225 × 67
計量皿寸法 (mm)	∅ 160	∅ 160	∅ 160

<sup>1)</sup> 5%荷重にて測定、k=2



## 機能

正確な計量結果	外部分銅による調整の実行 明るいバックライト付きLCDディスプレイ
効率的な操作	バッテリー動作 床下計量フック 補助ディスプレイオプション
品質	過負荷防止機能 保管と搬送が容易なカバー ステンレススチール計量皿 小さな設置面積
接続性	RS232インターフェイス Bluetoothオプション PCにデータを簡単に転送できる内蔵PC Direct機能

## 内蔵アプリケーション

- 調合
- 合計
- ダイナミック計量
- 個数計算
- パーセント計量
- 重量チェック
- 統計
- 商係数による計量
- 任意係数による計量

## 厳選されたアクセサリ



**RS-P26プリンタ**  
正確な記録を確保できます。



**補助ディスプレイ**  
大きな数字表示と広画角による見やすいディスプレイ。



**Bluetoothアダプタ**  
簡単に差し込むだけでデータを無線で送信。



**保護カバー**  
ほこりや汚れをさばらに防御します。



**CarePac®  
点検用分銅**  
分銅2個のみで効率的に天びんを点検し、継続的な正確さを確保します。



**天びんカバー**  
天びんの保管に適しています。5台まで積み重ねることができます。



**キャリングケース**  
搬送中の天びんを保護します。

[www.mt.com/ple-precision](http://www.mt.com/ple-precision)

詳しくはウェブサイトへ

**METTLER TOLEDO Group**  
Laboratory Weighing  
Local contact: [www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

**メトラー・トレド株式会社**  
ラボテック事業部  
Tel. 03-5815-5515

Subject to technical changes  
© 09/2021 METTLER TOLEDO.  
All rights reserved  
Group MarCom RITM678624 AG/IK

© 09/2021 METTLER TOLEDO.  
All rights reserved  
30228282B  
製品仕様は予告なく変更することがあります。