

Einfaches Datenmanagement EasyDirect Waagensoftware



Automatische Datenerfassung

Erfassen Sie Wägedaten von bis zu 10 Waagen über Ethernet, USB-C oder RS232. Vermeiden Sie manuelle Übertragungsfehler, sparen Sie Zeit und speichern Sie Ihre Daten sicher ab.



Effiziente Resultatverarbeitung

Prüfen Sie Ihre Resultate problemlos und filtern Sie sie nach Datum, Instrument, Benutzer oder Probe. Visualisieren Sie die Resultate zur Bewertung der Zielwerte und Toleranzbereiche in Diagrammen und erstellen Sie Statistiken zur effizienten Trend- und Produktionsanalyse.



Einfache Berichterstellung und Export

Erstellen Sie einfache und eindeutige Berichte Ihrer Wägeregebnisse. Exportieren Sie Ihre Daten in unterschiedlichen Formaten (XML, CSV, XLSX oder PDF) an einen PC oder drucken Sie sie auf einem Netzwerkdrucker aus.



Einfache Geräteübersicht

Durch die Bereitstellung von Informationen zur Justierung, zum Test- und Wartungsstatus, gibt die EasyDirect Waagen-Software Ihnen eine einfache Übersicht über alle angeschlossenen Instrumente.



Verarbeitung von Wägedaten leicht gemacht

Verbinden Sie Ihre Waagen mit der EasyDirect-Waagen-PC-Software und verbessern Sie die Datenverwaltung und -verarbeitung. Installation und Einrichtung lassen sich einfach und schnell durchführen und die Bedienung ist intuitiv.

Mit einfacher Datenverwaltung können Sie die Effizienz Ihrer Wägeverfahren verbessern. Mit der EasyDirect Waagen-Software erfassen Sie Wägedaten automatisch. Dadurch werden Berichte einfacher erstellt, Resultate in Diagrammen angezeigt, Statistiken schneller erstellt und eine klare Übersicht über den Status Ihrer Waage gewährleistet.

Laden Sie Ihre kostenlose 45-tägige Testversion unter der folgenden Adresse herunter:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

METTLER TOLEDO

Technische Beschreibung

Unterstützte Instrumente	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
Anschlussoptionen	Ethernet, RS232 ²⁾ , USB-C	RS232	RS232, Ethernet
Datenerfassung			
Waageninformationen			
Grundlegende Angaben zur Waage	•	•	•
Nivellierung, Justierung, Test- und Wartungsstatus			•
Waagenanwendung	•		•
Wägedaten			
Wägen, Zählen, Prozentwägen ³⁾ , Faktorwägen ³⁾	•	•	•
Kontrollwägen, dynamisches Wägen, Rezeptierung, Summieren, Rückwägen, Differenzwägen ⁴⁾ , Dichtemessung	•		•
Gewicht, Einheit, Datum/Uhrzeit, Proben- und Aufgaben-IDs	•	•	•
Zielwert und Toleranzen	•		•
Benutzername	•		•
Anwendungsspezifische Resultate und Parameter	•		•
Höchstanzahl an Instrumenten	Bis zu 10 Waagen		
Berichtformate	XML, CSV, XLSX, PDF		
Schutzart	Passwortschutz für Einstellungen und Resultate		
Menüsprachen EasyDirect-Waage ⁵⁾	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch		

1) Voller Funktionsumfang nur über Ethernet.

2) RS232 gilt nur für MR.

3) Mit Ausnahme des Prozentwägens bei MX/MR-Waagen ist Faktorwägen zutreffend.

4) Mit Ausnahme der MR-Waagen ist Differenzwägen zutreffend.

5) Mit Ausnahme von MS-TS- und ML-T-Waagen mit Softwareversion 4.20 oder höher muss als Menüsprache bei der Datenübertragung Englisch ausgewählt sein.



METTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing

Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

Für weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten

© 10/2024 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten

30553485D

Group MarCom RITM1258517 MB/JS