

Gestión sencilla de datos

Software para balanzas EasyDirect



Recopilación automática de datos

Recopile datos de pesaje de hasta 10 balanzas a través de Ethernet, USB-C o RS232. Minimice los errores de transcripción manuales, ahorre tiempo y almacene datos de forma segura.



Manipulación de resultados eficiente

Revise los resultados de forma sencilla y filtre por fecha, instrumento, usuario o muestra. Visualice resultados en gráficas para evaluar los rangos de tolerancia y objetivos, y realice estadísticas y obtenga análisis de producción y tendencias.



Exportación y generación sencilla de informes

Genere informes claros y sencillos de resultados de pesaje. Exporte datos al PC en diversos formatos (XML, CSV, XLSX o PDF) o imprima en una impresora en red.



Descripción general y sencilla del instrumento

Al proporcionar información del estado del servicio, comprobaciones y ajustes, el software para balanzas EasyDirect ofrece una descripción general sencilla sobre el funcionamiento de todos sus instrumentos conectados.



Manejo de datos de pesaje simplificado

Conecte sus balanzas al software para PC EasyDirect, y mejore la gestión y el manejo de sus datos. La instalación y la configuración son sencillas y rápidas, y el funcionamiento es intuitivo.

La gestión de datos simplificada le ayudará a mejorar la eficiencia de sus tareas de pesaje. Con el software para balanzas EasyDirect, recopilará datos de pesaje automáticamente, lo que facilitará la creación de informes, la visualización de resultados en gráficas de control, la realización de estadísticas y el acceso a una descripción general clara del estado de sus balanzas.

Descargue nuestra prueba de 45 días de forma gratuita en:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

METTLER TOLEDO

Descripción técnica

Instrumentos compatibles	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
Conectividad	Ethernet, RS232 ²⁾ y USB-C	RS232	RS232 y Ethernet
Recopilación de datos			
Información de la balanza			
Información básica de la balanza	•	•	•
Estado del servicio y comprobación, ajuste y nivelación			•
Uso de la balanza	•		•
Datos de pesaje			
Pesaje, recuentos, pesaje porcentual ³⁾ y pesaje de factores ³⁾	•	•	•
Control de peso, pesaje dinámico, totalización, pesada diferencial, pesaje diferencial y densidad ⁴⁾	•		•
Peso, unidad, fecha/hora, e ID de muestra y tarea	•	•	•
Objetivo y tolerancias	•		•
Nombre de usuario	•		•
Parámetros y resultados específicos de la aplicación	•		•
Número máximo de instrumentos	Hasta 10 balanzas		
Formatos de los informes	XML, CSV, XLSX, PDF		
Protección	Protección con contraseña de la configuración y los resultados		
Idiomas del menú de la balanza EasyDirect ⁵⁾	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, polaco, checo, húngaro, neerlandés, portugués, turco, chino, japonés y coreano		

- 1) Funcionalidad completa solo a través de Ethernet.
2) RS232 solo se aplica a MR.
3) A excepción para el pesaje porcentual de balanzas MX/MR, se aplica el pesaje con factor.
4) A excepción de las balanzas MR, se aplica el pesaje diferencial.
5) A excepción de las balanzas MS-TS y ML-T con la versión de software 4.20 o superior, al transmitir datos, el idioma del menú de la balanza debe ser el inglés.



METTLER TOLEDO Group
Pesaje de laboratorio
Información de contacto local: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance Para más información