

## Gestion simple des données

### Logiciel EasyDirect Balance



#### Collecte automatique des données

Collecte des données de pesage de jusqu'à 10 balances, via Ethernet, USB-C ou RS232. Minimisation des erreurs de transcription manuelles, gain de temps et stockage sécurisé des données.



#### Manipulation efficace des résultats

Consultation simple des résultats et filtrage par date, instrument, utilisateur ou échantillon. Visualisation des résultats sous forme de graphiques pour évaluer les plages cibles et de tolérances et réaliser des statistiques pour une analyse efficace des tendances et de la production.



#### Génération et exportation faciles de comptes rendus

Présentation des résultats de pesage sous forme de comptes rendus simples et clairs. Exportation de données sur un ordinateur dans différents formats (XML, CSV, XLSX ou PDF) ou impression sur une imprimante réseau.



#### Aperçu simple des instruments

En indiquant les informations relatives au réglage, aux essais et à la maintenance, EasyDirect Balance vous donne une vue d'ensemble opérationnelle simple de tous vos instruments connectés.



#### Manipulation des données de pesage simplifiée

Connectez vos balances au logiciel pour PC EasyDirect Balance et améliorez la gestion et la manipulation de vos données. L'installation et la configuration sont simples et rapides, et l'utilisation est intuitive.

La manipulation facile des données vous aidera à améliorer l'efficacité de vos tâches de pesage. Avec EasyDirect Balance, vous collectez les données de pesage automatiquement, ce qui facilite la création de comptes rendus, la visualisation des résultats dans des graphiques de contrôle, la réalisation de statistiques et l'obtention d'une vue d'ensemble claire de l'état de vos balances.

Téléchargez votre version d'essai gratuite valable 45 jours, à l'adresse :

► [www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

METTLER TOLEDO

Description technique

Instruments pris en charge	MX, MR <sup>1)</sup>	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T <sup>1)</sup>
Connectivité	Ethernet, RS232 <sup>2)</sup> , USB-C	RS232	RS232, Ethernet
Collecte de données			
Informations sur la balance			
Informations de base sur la balance	•	•	•
Niveau, ajustement, test et état de maintenance			•
Utilisation de la balance	•		•
Données de pesage			
Pesage, comptage, pesage en pourcentage <sup>3)</sup> , pesage avec facteur <sup>3)</sup>	•	•	•
Tri pondéral, pesage dynamique, formulation, totalisation, pesage après traitement, pesage différentiel <sup>4)</sup> , masse volumique	•		•
Poids, unité, date/heure, échantillon et ID des tâches	•	•	•
Cible et tolérances	•		•
Nom d'utilisateur	•		•
Résultats et paramètres spécifiques des applications	•		•
Nombre maximal d'instruments	Jusqu'à 10 balances		
Formats des rapports	XML, CSV, XLSX, PDF		
Protection	Protection par mot de passe des paramètres et des résultats		
Langues du menu du logiciel EasyDirect pour balances <sup>5)</sup>	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, polonais, tchèque, hongrois, néerlandais, portugais, turc, japonais, chinois, coréen		

- 1) Toutes les fonctionnalités uniquement via Ethernet.  
2) RS232 applicable uniquement pour MR.  
3) Sauf pour le pesage en pourcentage de la balance MX/MR. Le pesage avec facteur s'applique.  
4) Sauf pour les balances MR. Le pesage différentiel s'applique.  
5) Sauf pour les balances MS-TS et ML-T équipées du logiciel version 4.20 ou ultérieure. Lors de la transmission de données, le menu de la balance doit être en anglais.



METTLER TOLEDO Group  
Pesage en laboratoire  
Contact local : [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

[www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

Pour plus d'informations

Sous réserve de modifications techniques  
© 10/2024 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés  
30553486C  
Group MarCom RITM1258517 MB/JS