

Gestione semplice dei dati

Software EasyDirect Balance



Raccolta automatica dei dati

Raccogliete i dati di pesata da 10 bilance tramite Ethernet, USB-C o RS232.

Riducete al minimo gli errori di trascrizione manuale, risparmiate tempo e conservate i dati in tutta sicurezza.



Gestione efficiente dei risultati

Passate facilmente in rassegna i risultati e filtrateli per data, strumento, utente o campione. Visualizzate i risultati in tabelle per valutare gli intervalli di tolleranza e i target, ed elaborate statistiche per analizzare in modo efficiente trend e produzione.



Report ed esportazione facilitati

Generate report dei risultati di pesata in modo semplice e chiaro. Esportate i dati su PC in vari formati (XML, CSV, XLSX o PDF) o inviateli a una stampante di rete.



Comoda panoramica del sistema

Il software EasyDirect Balance fornisce informazioni su regolazione, verifica e stato di esercizio offrendo una comoda panoramica del funzionamento di tutti gli strumenti collegati.



Gestione dei dati di pesata semplificata

Collegate le vostre bilance al software per PC EasyDirect Balance e migliorate la gestione e l'elaborazione dei vostri dati. L'installazione e la configurazione sono semplici e rapide e il funzionamento è intuitivo.

La gestione semplificata dei dati vi aiuterà a migliorare l'efficienza delle attività di pesata. Con EasyDirect Balance, raccogliete i dati di pesata in modo automatico, agevolando la creazione di report, la visualizzazione dei risultati in tabelle di verifica e l'elaborazione di statistiche, con una chiara panoramica dello stato delle bilance.

Scaricate la versione di prova gratuita valida 45 giorni su:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Descrizione tecnica

Strumenti supportati	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
Connettività	Ethernet, RS232 ²⁾ , USB-C	RS232	RS232, Ethernet
Raccolta dati			
Informazioni sulla bilancia			
Informazioni di base sulla bilancia	•	•	•
Livello, regolazione, verifica e stato di esercizio			•
Utilizzo della bilancia	•		•
Dati di pesata			
Pesata, conteggio, pesata percentuale ³⁾ , pesata fattoriale ³⁾	•	•	•
Controllo ponderale, pesata dinamica, formulazione, totalizzazione, seconda pesata, pesata differenziale ⁴⁾ , determinazione della densità	•		•
Peso, unità, data/ora, ID campione e attività	•	•	•
Target e tolleranze	•		•
Nome utente	•		•
Parametri e risultati specifici per applicazione	•		•
Numero massimo di strumenti	Fino a 10 bilance		
Formati dei report	XML, CSV, XLSX, PDF		
Protezione	Impostazioni e risultati protetti da password		
Lingue del menu di EasyDirect Balance ⁵⁾	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, ungherese, olandese, portoghese, turco, giapponese, cinese, coreano		

- 1) Funzionalità completa solo tramite Ethernet.
2) RS232 è applicabile solo alla bilancia MR.
3) La pesata percentuale e la pesata fattoriale sono applicabili a tutte le bilance, tranne che alle MX/MR.
4) La pesata differenziale non è applicabile alla bilancia MR.
5) Fatta eccezione per le bilance MS-TS e ML-T con versione software 4.20 o superiore, durante la trasmissione dei dati, la lingua del menu della bilancia deve essere l'inglese.



METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Contatto locale: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

Per maggiori informazioni