

シンプルなデータ管理 EasyDirect Balanceソフトウェア



データの自動収集

Ethernet, USB-C またはRS232経由で最大10台の天びんから計量データが収集できます。手作業による転記ミスが最小限に抑えられ、時間が短縮され、データが安全に保存されます。



効率的な結果の処理

結果を容易に確認し、日付、機器、ユーザー、またはサンプルでフィルタリングできます。結果をチャートで視覚化し、目標値と公差範囲の評価、また効率的なトレンド分析や製造分析のための統計処理を実行できます。



簡単なレポート作成とエクスポート

計量結果のシンプルで明確なレポートを生成します。データをさまざまなフォーマット (XML, CSV, XLSX, PDF) でPCにエクスポートすることも、ネットワークワークプリンタで印字することもできます。



わかりやすい機器の概要

調整、試験、サービスステータス情報を提供することにより、EasyDirect Balanceは接続されているすべての機器の動作状況の概要をわかりやすく伝えます。



計量データの処理を容易に実現

天びんをEasyDirect Balance PCソフトウェアに接続することで、データの管理と処理が向上します。インストールと設定はすばやく簡単で、直感的に操作できます。

データ管理が簡単なため、計量タスクの効率が向上します。EasyDirect Balanceを使用すると計量データが自動的に収集されるため、レポートの作成が簡単になり、結果が管理チャートに視覚化され、統計処理が実行されて、天びんのステータスの概要がわかりやすく表示されます。

45日間の無料トライアルバージョンのダウンロードはこちらから:

▶ www.mt.com/EasyDirectBalance

技術仕様

サポートされているモデル	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
コネクティビティ	Ethernet、RS232 ²⁾ 、USB-C	RS232	RS232、Ethernet
データ収集			
天秤情報			
基本的な天秤情報	•	•	•
水平調整、調整、テスト、サービスステータス			•
天秤の使用	•		•
計量データ			
計量、個数計数、パーセント計量 ³⁾ 、係数計量 ³⁾	•	•	•
チェック計量、動的計量、調合、合計、バック計量、質量差測定 ⁴⁾ 、密度	•		•
重量、単位、日時、サンプル/タスクID	•	•	•
目標値と管理限界	•		•
ユーザー名	•		•
アプリケーション固有の結果とパラメータ	•		•
機器の最大数	最大10台の天秤		
レポートのフォーマット	XML、CSV、XLSX、PDF		
保護	設定と結果のパスワード保護		
EasyDirectBalanceのメニュー言語 ⁵⁾	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、オランダ語、ポルトガル語、トルコ語、日本語、中国語、韓国語		

1) Ethernet経由の場合にのみすべての機能を使用可能。

2) RS232はMRにのみ適用されます。

3) MX/MR天秤のパーセント計量を除き、係数計量が適用されます。

4) MR天秤を除き、質量差測定が適用されます。

5) ソフトウェアのバージョン4.20以降のMS-TS/ML-T天秤を除き、データの転送時に天秤のメニュー言語は英語でなければなりません。



www.mt.com/EasyDirectBalance

詳しくはウェブサイトへ

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

Subject to technical changes
© 10/2024 METTLER TOLEDO. All rights reserved
Group MarCom RITM1258517 MB/JS

メトラー・トレド株式会社
ラボテック事業部
Tel. 03-5815-5515

© 10/2024 METTLER TOLEDO. All rights reserved
30553640C
製品仕様は予告なく変更することがあります。