

## Gerenciamento Simplificado de Dados

### Software EasyDirect Balance



#### Coleta automática de dados

Colete dados de pesagem de até 10 balanças via Ethernet, USB-C ou RS232. Reduza os erros de transcrição manual, economize tempo e armazene dados com segurança.



#### Gerenciamento eficiente de resultados

Analise os resultados e filtre-os por data, instrumento, usuário ou amostra com facilidade. Visualize os resultados em gráficos para avaliar metas e faixas de tolerância, e gere estatísticas para uma análise eficiente de tendências e produção.



#### Geração e exportação fáceis de relatórios

Gere relatórios simples e claros dos resultados de pesagem. Exporte dados para o PC em vários formatos (XML, CSV, XLSX ou PDF) ou imprima em uma impressora conectada à rede.



#### Visão geral simples do instrumento

Ao mostrar informações de status de ajuste, teste e manutenção, o EasyDirect Balance oferece uma visão geral operacional e simples de todos os instrumentos conectados.



#### Processamento Facilitado dos Dados de Pesagem

Conecte as balanças ao software EasyDirect Balance para PC e melhore o gerenciamento e o processamento dos dados. A instalação e a configuração são simples e rápidas, e a operação é intuitiva.

O fácil gerenciamento de dados ajudará a melhorar a eficiência das tarefas de pesagem. Com o EasyDirect Balance, é possível coletar dados de pesagem de maneira automática, facilitando a criação de relatórios, a visualização de resultados em gráficos de controle, a apresentação de estatísticas e uma visão geral clara da condição das balanças.

Faça o download da versão de avaliação de 45 dias em:

► [www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

**METTLER TOLEDO**

Descrição técnica

Instrumentos Compatíveis	MX, MR <sup>1)</sup>	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T <sup>1)</sup>
<b>Conectividade</b>	Ethernet, RS232 <sup>2)</sup> , USB-C	RS232	RS232, Ethernet
<b>Coleta de Dados</b>			
<b>Informações da Balança</b>			
Informações básicas da balança	•	•	•
Nível, ajuste, teste e status de manutenção			•
Uso da balança	•		•
<b>Dados de Pesagem</b>			
Pesagem, contagem, pesagem em percentual <sup>3)</sup> , pesagem com fator <sup>3)</sup>	•	•	•
Controle de peso, pesagem dinâmica, formulação, totalização, repesagem, pesagem diferencial <sup>4)</sup> , densidade	•		•
Peso, unidade, data/hora, IDs da amostra e da tarefa	•	•	•
Valor desejado e tolerâncias	•		•
Nome do usuário	•		•
Resultados e parâmetro específicos do aplicativo	•		•
<b>Número Máximo de Vídeos</b>	Até 10 balanças		
<b>Formatos de Relatório</b>	XML, CSV, XLSX e PDF		
<b>Proteção</b>	Proteção por senha de configurações e resultados		
<b>Idiomas do Menu do EasyDirect Balance <sup>5)</sup></b>	Alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, húngaro, inglês, italiano, japonês, neerlandês, polonês, português, russo, tcheco e turco		

- 1) Funcionalidade completa apenas via Ethernet.  
2) A RS232 é aplicável apenas para MR.  
3) A pesagem com fator é aplicável, exceto para pesagem percentual da balança MX/MR.  
4) A pesagem diferencial é aplicável, exceto para a balança MR.  
5) Ao transmitir dados, o idioma do menu da balança deve ser inglês, exceto para balanças MS-TS e ML-T com versão de software 4.20 ou superior.



Grupo METTLER TOLEDO  
Pesagem laboratorial  
Contato local: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

[www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)  
Para mais informações