

การจัดการข้อมูลที่ง่ายดาย ซอฟต์แวร์เครื่องชั่ง EasyDirect



รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

รวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจากเครื่องชั่งได้สูงสุดถึง 10 เครื่องผ่านทางอีเทอร์เน็ต, USB-C หรือ RS232 ลดความผิดพลาดจากการบันทึกแบบแมนนวลให้อยู่ในระดับต่ำสุด ประหยัดเวลา และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย



การจัดการผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบและกรองผลลัพธ์ตามวันที่ เครื่องมือ ผู้ใช้ หรือตัวอย่างได้โดยง่าย แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนภูมิเพื่อประเมินช่วงค่าเป้าหมายและช่วงระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำสถิติเพื่อให้วิเคราะห์แนวโน้มและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การทำรายงานและส่งออกที่ง่ายดาย

สร้างรายงานผลการชั่งน้ำหนักที่เรียบง่ายและชัดเจน ส่งออกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในหลากหลายรูปแบบ (XML, CSV, XLSX หรือ PDF) หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย



ภาพรวมของเครื่องมืออย่างง่าย

เมื่อระบุข้อมูลการปรับ การทดสอบ และสถานะการซ่อมบำรุงแล้ว เครื่องชั่ง EasyDirect จะแสดงภาพรวมในการปฏิบัติงานแบบเรียบง่ายของเครื่องมือทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่ออยู่



การจัดการข้อมูลการชั่งน้ำหนักกลายเป็นเรื่องง่าย

เชื่อมต่อเครื่องชั่งของคุณเข้ากับซอฟต์แวร์เครื่องชั่ง EasyDirect สำหรับคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงการจัดการข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น การติดตั้งและการตั้งค่าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งการใช้งานก็เรียบง่ายไม่ซับซ้อนอีกด้วย

การจัดการข้อมูลที่ง่ายดายจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในงานชั่งน้ำหนักของคุณให้ดียิ่งขึ้น เครื่องชั่ง EasyDirect จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การสร้างรายงาน การแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิควบคุม การจัดทำสถิติ และการมีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของเครื่องชั่งของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 45 วันได้ที่:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องมือที่รองรับ	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
การเชื่อมต่อ	อีเทอร์เน็ต, RS232 ²⁾ , USB-C	RS232	RS232, อีเทอร์เน็ต
การรวบรวมข้อมูล			
ข้อมูลเครื่องชั่ง			
ข้อมูลเครื่องชั่งพื้นฐาน	•	•	•
ระดับ การปรับ การทดสอบ และสถานะการซ่อมบำรุง			•
การใช้งานเครื่องชั่ง	•		•
ข้อมูลการชั่งน้ำหนัก			
การชั่งน้ำหนัก การนับ การชั่งน้ำหนักแบบเปอร์เซ็นต์ ³⁾	•	•	•
การชั่งน้ำหนักแบบแฟกเตอร์ ³⁾			
การตรวจสอบน้ำหนัก การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก			
การควบคุมการผสมสูตร การรวมยอด การชั่งน้ำหนักย้อนกลับ การชั่งน้ำหนักเชิงผลต่าง ⁴⁾ ความหนาแน่น	•		•
น้ำหนัก หน่วย วันที่/เวลา ตัวอย่าง และ ID งาน	•	•	•
เป้าหมายและระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้	•		•
ชื่อผู้ใช้	•		•
ผลลัพธ์และพารามิเตอร์แบบเฉพาะการใช้งาน	•		•
จำนวนเครื่องมือสูงสุด	เครื่องชั่งสูงสุด 10 เครื่อง		
รูปแบบรายงาน	XML, CSV, XLSX, PDF		
การป้องกัน	การป้องกันรหัสผ่านของการตั้งค่าและผลลัพธ์		
ภาษาเมนูของเครื่องชั่ง EasyDirect ⁵⁾	อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี รัสเซีย โปแลนด์ เช็ก ฮังการี ดัตช์ โปรตุเกส ตุรกี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี		

- 1) ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบมีให้ใช้งานผ่านอีเทอร์เน็ตเท่านั้น
- 2) RS232 ใช้ได้กับ MR เท่านั้น
- 3) ใช้การชั่งน้ำหนักแบบแฟกเตอร์ได้ ยกเว้นสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องชั่ง MX/MR
- 4) ใช้การชั่งน้ำหนักเชิงผลต่างได้ ยกเว้นสำหรับเครื่องชั่ง MR
- 5) เมื่อส่งข้อมูล ภาษาของเมนูเครื่องชั่งต้องเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสำหรับเครื่องชั่ง MS-TS และ ML-T ที่ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 4.20 ขึ้นไป



METTLER TOLEDO Group

การชั่งน้ำหนักในห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานในพื้นที่: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง

© 10/2024 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

30610032C

Group MarCom RITM1258517 MB/JS