

Basit Veri Yönetimi EasyDirect Balance Yazılımı



Verileri otomatik olarak toplama

Ethernet, USB-C veya RS232 kullanarak 10'a kadar terazinin tartım verilerini toplayın. Manuel kayıt hatalarını en aza indirin, zamandan kazanın ve verileri güvenli bir şekilde depolayın.



Etkili sonuç işleme

Sonuçları kolayca gözden geçirin ve tarihe, cihaza, kullanıcıya veya numuneye göre filtreleyin. Hedef ve tolerans aralıklarını değerlendirmek, etkili trend ve üretim analizlerine yönelik istatistikler oluşturmak için sonuçları grafik hâlinde görselleştirin.



Kolay raporlama ve dışa aktarma

Tartım sonuçlarından basit ve net raporlar oluşturun. Verileri PC'ye çeşitli biçimlerde (XML, CSV, XLSX veya PDF) aktarın veya ağ üzerindeki bir yazıcıdan yazdırın.



Cihazlara basit genel bakış

Ayarlama, test ve servis durumuyla ilgili bilgiler sağlayan EasyDirect Balance, tüm bağlı cihazların çalışmasına ilişkin basit bir genel bakış sunar.



Tartım Verilerini İşlemek Artık Çok Daha Kolay

Terazilerinizi EasyDirect Balance PC yazılımına bağlayın ve verilerinizi daha iyi yönetip işleyin. Yazılımın kurulumu ve ayarları kolay ve hızlıdır, kullanımı pratiktir.

Kolay veri yönetimi, tartım görevlerinizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır. EasyDirect Balance ile tartım verilerini otomatik olarak toplayıp kolayca rapor oluşturabilir, sonuçları kontrol grafikleri hâlinde görselleştirebilir, istatistikler oluşturabilir ve terazilerinizin durumu hakkında net genel bilgiler alabilirsiniz.

45 günlük ücretsiz deneme sürümünüzü şu adresten indirin:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Teknik Açıklama

Desteklenen Cihazlar	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
Bağlantı	Ethernet, RS232 ²⁾ , USB-C	RS232	RS232, Ethernet
Veri Toplama			
Terazi Bilgileri			
Teraziyle ilgili temel bilgiler	•	•	•
Seviye, ayarlama, test ve servis durumu			•
Terazi kullanımı	•		•
Tartım Verileri			
Tartım, sayım, yüzde tartımı ³⁾ , faktör tartımı ³⁾	•	•	•
Otomatik ağırlık kontrol tartımı, dinamik tartım, formülasyon, toplama, geri tartım, fark tartımı ⁴⁾ , yoğunluk	•		•
Ağırlık, birim, tarih/saat, numune ve görev kimlikleri	•	•	•
Hedef ve tolerans aralıkları	•		•
Kullanıcı adı	•		•
Uygulamaya özel sonuçlar ve parametre	•		•
Maksimum Cihaz Sayısı	10 adede kadar teraziyi doğrudan ağa bağlayabilme		
Rapor Biçimleri	XML, CSV, XLSX, PDF		
Koruma	Ayarlar ve sonuçlar için parola koruması		
EasyDirect Terazi Menüsü Dilleri ⁵⁾	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Macarca, Felemenkçe, Portekizce, Türkçe, Japonca, Çince, Korece		

1) Yalnızca Ethernet üzerinden tam işlevsellik.

2) RS232, yalnızca MR için geçerlidir.

3) MX/MR terazi yüzde tartımı dışında, faktör tartımı uygulanabilir.

4) MR terazisi dışında, fark tartımı uygulanabilir.

5) Yazılım sürümü 4.20 veya üzeri olan MS-TS ve ML-T teraziler hariç, veri aktarılırken terazi menüsünün dili İngilizce olmalıdır.



METTLER TOLEDO Group
Laboratuvarlarda Tartım
İletişim: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

Daha fazla bilgi için

Teknik değişiklikler yapılabilir
© 10/2024 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır
30610081C
Group MarCom RITM1258517 MB/JS