

轻松管理数据 EasyDirect Balance 软件



自动采集数据

通过 Ethernet、USB-C 或 RS232 从多达 10 台天平采集称量数据。最大限度减少人工抄录错误、节省时间与安全存储数据。



高效处理结果

轻松查看结果，以及按日期、仪器、用户或样品筛选。查看图表内的结果以评估目标值与允差范围，以及通过统计确保高效趋势与生产分析。



轻松报告与导出

生成简单和清晰的称量结果报告。以不同格式 (XML、CSV、XLSX 或 PDF) 将数据导出至电脑，或者在网络打印机上打印。



仪器概述

EasyDirect Balance 软件通过提供校正、测试与服务状态信息，可为您提供所有连接仪器的简单操作概述。



称量数据

将天平连接至 EasyDirect Balance 软件，以及优化对数据的管理与处理。安装和设置简单快速，操作直观。

轻松数据管理将有助于提高称量任务的效率。您可以通过 EasyDirect Balance 软件自动采集称量数据，因此可更轻松创建报告、查看控制图表内的结果、进行统计以及清晰的了解您天平的状态。

访问下列网站下载 45 天免费试用版：

► www.mt.com/EasyDirectBalance

技术说明

支持的仪器	MX, MR ¹⁾	MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE	MS-TS, ML-T ¹⁾
连接性	以太网, RS232 ²⁾ , USB-C	RS232	RS232, 以太网
数据采集			
天平信息			
基本天平信息	•	•	•
水平、校正、测试与服务状态			•
天平使用情况	•		•
称量数据			
称量、计数、百分比称量、自由因子称量 ³⁾	•	•	•
检重、动态称量、配方、总和、回称、差重称量、密度 ⁴⁾	•		•
重量、单位、日期/时间、样品与任务 ID	•	•	•
目标值和允差	•		•
用户名	•		•
应用特定结果与参数	•		•
支持仪器数量	最多可连接 10 台天平		
报告格式	XML、CSV、XLSX、PDF		
防护	通过密码保护设置和结果		
EasyDirect Balance 菜单语言 ⁵⁾	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语、土耳其语、日语、中文、朝鲜语		

1) 仅通过以太网提供全部功能。

2) RS232 仅适用 MR。

3) 除 MX/MR 天平百分比称量外，自由因子称量适用。

4) 除 MR 天平外，差重称量适用。

5) 除软件版本为 4.20 或更高版本的 MS-TS 和 ML-T 天平外，传输数据时，天平菜单的语言必须为英语。



www.mt.com/EasyDirectBalance

访问网站，了解更多信息

METTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

Subject to technical changes
© 10/2024 METTLER TOLEDO.
All rights reserved

Group MarCom RITM1258517 MB/JS

梅特勒-托利多

实验室/过程分析/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号

电话：021-64850435

传真：021-64853351

E-mail: ad@mt.com

工业/商业衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区

太湖西路111号

邮编：213125

电话：0519-86642040

传真：0519-86641991

E-mail: ad@mt.com



欢迎添加实验室微信号



微信号：MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作，基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改，如遇上述情况，恕不另行通知 30553639C