

Gestión de datos sencilla con el software EasyDirect™ Moisture



Recopilación automática de datos

Recopile datos de humedad de hasta cinco instrumentos. Minimice los errores de transcripción manual, ahorre tiempo y almacene datos de forma segura gracias a la manipulación electrónica de datos basada en una base de datos SQL.



Gestión eficiente de los resultados

Analice los resultados y filtre por fecha, instrumento, usuario o muestra. Visualice los resultados en gráficos y realice estadísticas para obtener un análisis de los resultados eficiente.



Generación sencilla de informes

Genere informes sencillos y claros de los resultados del contenido de humedad. Puede exportar los datos a un PC en diferentes formatos (CSV, XML o PDF) o imprimirlos en una impresora de red.



Gestión de instrumentos centralizada

Asegúrese de que su instrumento esté siempre actualizado y listo para proporcionar resultados de humedad exactos. Supervise el estado del instrumento y programe las comprobaciones periódicas y el mantenimiento.




Manipulación de los datos de los resultados simplificada

Conecte sus analizadores de humedad al software para PC EasyDirect Moisture y mejore la gestión y la manipulación de sus datos. La instalación y la configuración son sencillas y rápidas, y el funcionamiento es intuitivo.


Mejore la eficiencia de los flujos de trabajo de la determinación de la humedad: recopile datos de humedad automáticamente, cree informes, visualice los resultados en gráficos de control, realice estadísticas y gestione sus instrumentos de forma centralizada.

Descargue la versión de prueba gratuita de 45 días en:


► www.mt.com/Moisture-Software



Planificación de comprobaciones rutinarias del instrumento



Supervisión del estado de comprobación y mantenimiento



Información del instrumento



Visualización de la curva de secado

Descripción técnica

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Instrumentos compatibles | HX204, HS153 y HC103 | |
| N.º máx. de instrumentos | 5 | |
| Conectividad | HC103 | USB, RS232 |
| | HX204, HS153 | USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi |
| Base de datos | SQL Express 2022 | |
| Requisitos informáticos | OS: Windows 10 (Update ≥20H2), Windows 11 64-bit | |
| Recogida de datos | Resultados de medición, pruebas y ajustes | |
| Formatos de los informes | PDF, CSV y XML | |
| Gestión del instrumento | Comprobación rutinaria, programación y recordatorio del mantenimiento, información del instrumento y del estado | |
| Protección | Protección con contraseña de la configuración y los resultados | |
| Idiomas | Inglés, alemán, francés, español, italiano, polaco, checo, húngaro, portugués, japonés, chino y coreano | |