

Простое управление данными с помощью ПО EasyDirect™ Moisture




Автоматический сбор данных

Сбор данных о влагосодержании с пяти приборов. Минимизируйте количество ошибок ручной регистрации, экономьте время и надежно храните данные благодаря электронной обработке данных на основе базы данных SQL.



Эффективная обработка результатов

Просмотр результатов, фильтрация по дате, прибору, пользователю или образцу. Визуализация результатов на графиках и сбор статистики для эффективного анализа.



Простая отчетность

Генерация простых и понятных отчетов о влагосодержании. Экспорт данных на ПК в различных форматах (XML, CSV или PDF) или печать на сетевом принтере.



Централизованное управление приборами

Следите за тем, чтобы прибор всегда был в надлежащем состоянии и готов к точному измерению влагосодержания. Контролируйте состояние прибора и планируйте типовое тестирование и обслуживание.




Простота работы с данными влагосодержания

Подключение весов анализатора влажности к ПО EasyDirect Moisture для ПК облегчает работу с данными. Установка и настройка выполняются быстро и просто, а интерфейс интуитивно понятен.


Повысьте эффективность определения влагосодержания: автоматически собирайте данные о влагосодержании, создавайте отчеты, визуализируйте результаты на контрольных графиках, проводите статистическую обработку и управляйте приборами централизованно.

Скачайте бесплатную пробную версию на 45 дней с сайта:


► www.mt.com/Moisture-Software



Планирование регулярного тестирования прибора



Мониторинг статуса тестирования и обслуживания



Краткое описание прибора



Отображение кривых сушки

Техническое описание

Поддерживаемые приборы	HX204, HS153, HC103	
Макс. кол-во приборов	5	
Интерфейсы	HC103	USB, RS232
	HX204, HS153	USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi
База данных	SQL Express 2022	
Требования к ПК	OS: Windows 10 (Update ≥ 20H2), Windows 11 64-bit	
Сбор данных	Результаты измерений, тестирований и калибровок	
Форматы отчетов	PDF, CSV, XML	
Управление приборами	Планирование регулярного тестирования и технического обслуживания, напоминания, просмотр описания и состояния прибора	
Защита	Защита настроек и результатов с помощью пароля	
Языки	Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, португальский, китайский, японский, корейский	